

Artikelnummer

 LS109001 Benstöd fäste Medic ≥ 43 dj sits (1)

LS161310 Benstöd Mini Medic delat L H+V 28-41 cm

 LS109002 Benstöd fäste Medic ≤ 40 dj sits (7)

LS111410 Benstöd Mini Medic helt XL 38-51 cm

LS151310 Benstöd Medic delat L 28-41 cm

LS151210 Benstöd Medic delat M 23-32 cm

LS151110 Benstöd Medic delat S 18-24 cm

LS151410 Benstöd Medic delat XL 38-51 cm

CS1038 Vadstöd Kudd 15x13cm f B37

802214 Vadstöd mekanism kpl Medic Benstöd B37

Innehåll

1 st Benstödsfäste

1 st uppsättning erforderliga skruvar, muttrar och brickor/insatsmuttrar för trä

Nödvändiga verktyg

Insexnyckel 5 alt. 6 mm

Ringnyckel 13 mm

800897 T-Nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)

Utförande

Montera benstödsfästet (1) alt (7) med två M8-skruvar genom hålen (2) på fästet och genom motsvarande hål på sittkryssets (3) framsida. Observera att om stolen är vinkelställbar monteras fästet i sittkryssets övre del (3). Om stolen ej är vinkelställbar monteras fästet i sittkrysset (4).

Lås med låsmutter. Brickor skall användas på båda sidor.

Fäst benstödsfästet för stor sits (1) genom att: mätta med benstödsfästet (1), markera hålbilden i sittplattan. Borra 10 mm håll genom sittplattan. Montera sedan i medföljande insatsmuttrar. Skruva fast benstödsfästet (1) genom att dra skruvar i hålen (5).

Justera benstödet längd med skruv (8) med en T-nyckel så att låret vilar mot sitsens framkant. Lås. Ställ därefter in rätt vinkel på benstödet genom att släppa på låsskruv (9) med en T-nyckel. När rätt vinkel är inställd, drag åt låsskruven (9). Justera eventuellt fotplattan i vinkel så att foten får avlastning på hela fotplattan utan att glida av. Medic-benstöden monteras sedan i öppningarna (6). Ring (8) måste lossas (OBS! två st skruvar). För att kunna montera vadstödsfäste (10); återmontera ring (8). Montera axel (11) i vadstödsfästet. Lossa sedan skruvarna (12) på kuddfästet och montera det på axel (11). Drag åt.

Justera vadplattan i djup och höjd genom att vrida axeln i fästet (10). Justera kudden för att ge största möjliga avlastningsyta.

