



TEAM LAZY

toalett- och duschstol för barn och ungdom



Artikel nr

Senast ändrad 130718

Giltig fr o m

TEAM LAZY

TEAM LAZY tillåter rätt sittställning för toabesök. Den är djupt framåtböjd med rejält stöd för fötterna.

TEAM LAZY är en toalett- och duschstol som ger rörelsehindrade barn och ungdomar stöd på toaletten. De kan så långt som möjligt sitta ensamma i en riktig sittställning. Spasticitet eller muskelsvaghet är oftast inget hinder för att kunna sitta i TEAM LAZY.

DET GODA HUMÖRET

TEAM LAZY underlättar toabesöket som framgångsrikt kan genomföras på regelbundna tider.

Allt fungerar oftast som naturen tänkt. Problem med förstoppning och dålig aptit kan undvikas. Det håller humöret på topp.

SITTSTÄLLNINGEN

TEAM LAZY fungerar bättre än många andra toalettstolar därför att sittställningen är naturligt framåtböjd. I den här ställningen lindras spasticitet. Bålstödet och ryggselele ger muskelsvaga den trygghet och det stöd som behövs för att de skall våga sitta ensamma. Pojkar kissar inte på golvet i den här sittställningen.

PASSAR ALLTID

TEAM LAZY passar nästan över allt. Höga eller låga WC-stolar, hemma eller borta. Fäll ihop TEAM LAZY och packa den i transportväskan. Utan WC, finns en praktisk potta som tillbehör.

VÄXER MED BARNET

TEAM LAZY bygger på ett antal sitsar i olika storlekar som passar på samma stativ. När barnet växer eller om flera barn i olika åldrar använder samma stol, växlas sits och bålstöd på samma stativ. Därför är TEAM LAZY billig att använda. Den spar plats på skolor och sjukhus, då ett stativ räcker för alla sitsstorlekar och barnen kan sitta i samma stol och invanda sittställning under lång tid.

ROSTFRI OCH MONTERING UTAN VERKTYG

TEAM LAZY är byggd i rostfria material. År efter år är den enkel att hålla ren. För att ta med på resa är kravet på lätt rengöring och enkel montering viktigt. TEAM LAZY monteras helt utan verktyg.





1. TEAM LAZY passar över WC-stolen. 2. Spar utrymme. 3. Lätt att ta med på resa. 4. Rostfri för enkel rengöring. 5. Transportväska. 6. TEAM LAZY passar in i valiga badrum. 7. H-selen ger extra stöd. 8. Potta då WC saknas. 9. Abduktionsstöd/stänkskydd. 10. Framåtböjd höft ger stabilt sittande, rätt krysställning och lättar spasticitet. 11. TEAM LAZY är en utmärkt duschstol. 12. System TEAM LAZY växer med barnet från 2 år upp till 60kg.

I DUSCHEN

TEAM LAZY är mjukt och skönt formad för dusch. Det finns inga vassa detaljer eller hörn som kan skada. Ryggen och stjärten är lättåtkomliga från alla håll. De flesta duschkabiner rymmer TEAM LAZY.

STABIL

TEAM LAZY står stabilt. Sittställningen lindrar spasticitet och ger trygghet. Problem med oroliga barn som slänger sig fram och tillbaka är ovanligt i TEAM LAZY.

Trots TEAM LAZYS höga säkerhet så lämna aldrig spastiker utan tillsyn.

TEAM LAZY i basutförande.

TEAM LAZY i basutförande är komplett utrustad och består av ett rostfritt stativ med 75 alt. 100 mm länkhjul, sits i valfri storlek, stänkskydd, fotstöd, bålstöd, körhandtag med ryggduk, säkerhetsband, vadband och ryggsele.

TEAM LAZY i basutförande med 75 mm länkhjul.

	3000	3100	3200
ålder	2-5 år	4-10 år	8 år - 60 kg
sittdjup	24 cm	37 cm	44 cm
sittbred, ca	17 cm	30 cm	36 cm
toalettöppning (BxDJ)	9x15 cm	12x20 cm	15x25 cm
frigång över wc-stol	48,5 cm	48,5 cm	48,5 cm
bålstödet höjd över sitsen	19 cm	24 cm	24 cm
öppning i bålstödet (BxDJ)	32x16 cm	32x16 cm	32x16 cm
avstånd sits-fothöjd	18-33 cm	18-33 cm	18-33 cm
höjd körhandtag	110 cm	110 cm	110 cm
största bredd och djup	50x70 cm	50x70 cm	50x70 cm
vikt	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg

TEAM LAZY i basutförande med 100 mm länkhjul.

	3001	3101	3201
frigång över wc-stol	51,05 cm	51,5 cm	51,5 cm
höjd körhandtag	113 cm	113 cm	113 cm
vikt	13,7 kg	13,7 kg	13,7 kg

Färg och material.

Vit etenplast, turkos polyesterduk.

Artikelnummer för TEAM LAZY tillbehör och reservdelar.

liten sits 2-5 år	3060
mellan sits 4 -10 år	3160
stor sits 8 år-60 kg	3260
stänkskydd/abduktionsstöd	3064
potta	3081
transportväska	3090
bålstöd komplett för 3000/3001	3156
bålstöd komplett för 3100/3101/3200/3201	3155
bålstödsrör för 3156	3052
bålstödsrör för 3155	3051
vadband	3075
ryggsele (som standard i basutförande)	3072
H-sele	3074
säkerhetsband (som standard i basutförande)	3078
ryggväv för körhandtag	3050
körhandtag utan ryggväv	3055
stativ med fotstöd och 75 mm hjul	3053
stativ med fotstöd och 100 mm hjul	3054
hjul 75 mm	2056
hjul 100 mm	2057



I klassen Hygien och Komfort vann TEAM LAZY första pris – Prix Autonomic '93 – i Paris, för bästa design, funktion och kvalitet.



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se