



REAL[®] 9000 PLUS



INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
REAL 9000 PLUS/ÉLECTRIQUE/ADULTE/
ENFANT/MINI/COXIT


Doc. 20-07313-FR-03
Article n° 803410
Modifié le 04-12-2020
Valable à partir de 01-06-2007

REAL 9000 PLUS est un dispositif médical de classe I. Il porte un marquage CE conformément au recueil des textes réglementaires applicables aux dispositifs médicaux LVFS 2003: 11 de l'Agence suédoise des médicaments, et a été testé et approuvé conformément aux normes EN 1335, CEI 60601 et EN 12182. Tous les textiles du siège ont été testés et approuvés conformément aux normes EN 1021-1 et EN 1021-2. La société Mercado Medic AB est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485 et respecte la législation applicable en matière de travail et d'environnement.


Si vous avez des questions concernant votre produit ou si un événement imprévu s'est produit, veuillez d'abord contacter votre prescripteur ; sinon, nous vous invitons à nous contacter chez Mercado Medic AB.

Les versions PDF de nos instructions d'utilisation et d'entretien présentant les possibilités d'agrandissement sont disponibles sur notre site Web, www.mercado.se. Vous y trouverez également des informations sur les accessoires qui peuvent être montés sur les fauteuils de Mercado Medical ainsi que les avis de sécurité, les aides à la prescription ou les rappels de produits et accessoires.


Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au présent manuel et à son contenu.




REAL PLUS




REAL PLUS
ENFANT/MINI




REAL PLUS COXIT



REAL PLUS
ÉLECTRIQUE



REAL PLUS ENFANT/MINI
ÉLECTRIQUE



REAL PLUS COXIT
ÉLECTRIQUE

Il est nécessaire de lire attentivement les présentes instructions d'utilisation et d'entretien avant de mettre le fauteuil en service afin d'acquérir une compétence suffisante pour pouvoir utiliser ce produit en toute sécurité.



TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS IMPORTANTES ET CLASSES DE PROTECTION	PAGE 4
DURÉE DE VIE PRÉVUE	PAGE 4
INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION	PAGE 5
SE FAMILIARISER AVEC REAL 9000 PLUS	PAGE 5
ADAPTATION INDIVIDUELLE	PAGE 5
MANUEL DE L'UTILISATEUR	PAGE 6
NETTOYAGE, ENTRETIEN ET RECHARGE	PAGE 8
RECONDITIONNEMENT ET MAINTENANCE	PAGE 9

INFORMATIONS IMPORTANTES ET CLASSES DE PROTECTION

Le fauteuil REAL dispose de composants, d'accessoires et de fonctions interchangeables avec des options de réglage pour permettre une adaptation individuelle. Il ne doit être utilisé que par l'utilisateur et pour l'usage auxquels il est destiné. Étant conçu pour un usage à l'intérieur, le fauteuil ne doit pas être exposé à l'eau, à d'autres liquides ou à des produits chimiques. Il ne doit pas non plus être exposé à une chaleur élevée, à la lumière solaire intense de façon prolongée ou à d'autres radiations. Le fauteuil ne doit pas être équipé d'accessoires ou de composants autres que ceux approuvés par Mercado Medic AB. Aucune adaptation ou modification ne peut être apportée sans l'approbation de Mercado Medic AB afin de conserver le marquage CE. Les réparations et autres interventions techniques ne peuvent être effectuées que par du personnel autorisé par Mercado Medic AB. Lire attentivement le présent manuel avant de mettre le fauteuil en service.

- REAL PLUS ÉLECTRIQUE appartient à la classe de protection II, batterie interne.
- REAL PLUS ÉLECTRIQUE appartient au type de protection B.
- REAL PLUS ÉLECTRIQUE est testé CEM et éprouvé conformément aux normes EN 60601-1-1 et EN 60601-1-2 et doit donc être manipulé conformément à nos instructions d'utilisation et d'entretien.
- L'annexe CEM est disponible en téléchargement sur le site mercado.se/dokument
- Poids maximum de l'utilisateur : REAL PLUS 140 kg. REAL PLUS ÉLECTRIQUE 150 kg.
- Le fauteuil doit être transporté dans le carton prévu sur une palette. Stocker à l'intérieur à +10 °C minimum.
- Seuls les équipements électriques de Mercado Medic AB peuvent être utilisés sur REAL PLUS ÉLECTRIQUE.
- N.B. Les fonctions électriques des fauteuils REAL PLUS ÉLECTRIQUE peuvent être utilisées au maximum 10 % du temps (max. 6 min/h). Si cette limite est dépassée, cela risque d'endommager le fauteuil.
- Si REAL PLUS ÉLECTRIQUE est équipé de repose-jambes, les pieds de l'utilisateur doivent rester sur les palettes lors de l'utilisation des fonctions électriques.
- Symboles d'avertissement pouvant s'afficher sur le fauteuil : Risque de pincement(1), Surface chaude(2)



DURÉE DE VIE PRÉVUE

La durée de vie prévue du produit est de 10 ans lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions de ce manuel. La date de fabrication du produit se trouve avec le numéro de série sur l'une des étiquettes de couleur argentée sur le châssis du produit, marquée Lev/Del, et est au format AASS (année et semaine).

En tant qu'utilisateur du produit, vous devez contacter votre prescripteur, centre d'assistance technique ou distributeur si le produit présente des performances dégradées ou altérées.

Une fois la durée de vie prévue écoulée, il est important qu'une évaluation globale du produit soit effectuée avant de continuer à l'utiliser. Une fois la durée de vie prévue écoulée, Mercado Medic AB ne peut plus garantir la conformité et la sécurité du produit, car Mercado Medic AB n'a aucun contrôle sur la façon dont le produit a été utilisé et abîmé. L'évaluation globale du produit doit être effectuée par l'organisation soignante si le produit est prescrit, et doit au moins prendre en compte la manière dont le produit a été utilisé, dans quel état se trouvent le produit et ses composants, si le produit a été reconditionné et entretenu, lorsque cela a été fait, ce qui a été réparé à ces occasions et la raison de ces actions.

Sur les marchés en dehors de la Suède et de la Norvège où le produit est vendu par le distributeur directement à l'utilisateur, et par conséquent n'a pas de prescripteur responsable, un entretien périodique doit être effectué conformément aux instructions de la section Reconditionnement et maintenance, en plus de l'évaluation globale ci-dessus.

Une fois la durée de vie prévue écoulée, Mercado Medic AB ne peut pas garantir la fourniture de pièces de rechange. Le marquage CE n'est pas affecté par la durée de vie prévue.

INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION

Incinérable :

- Assise
- Dossier
- Accoudoirs
- Appui-tête
- Autres éléments de rembourrage vendus par Mercado Medic AB

Déchets électroniques :

- Moteurs
- Câbles
- Système de commande

Métal :

- Embase
- Élévateurs
- Vérins à gaz
- Ressorts pneumatiques
- Cadre de siège
- Dispositif d'escamotage du dossier
- Armatures de largeur et mécanisme d'accouder
- Autres pièces métalliques de produits vendus par Mercado Medic AB

N.B. Batterie à trier séparément.

SE FAMILIARISER AVEC REAL 9000 PLUS

POINTS DE CONTRÔLE AVANT UTILISATION

1. Régler les accoudoirs à la hauteur appropriée et verrouiller la manette de réglage de la hauteur.
2. Monter le dossier dans le support prévu et verrouiller la manette de réglage de la hauteur du dossier.
3. Monter le levier de frein dans le support prévu (côté droit ou gauche). Ne s'applique pas à la version frein électrique.
4. Toutes les manettes et poignées doivent être serrées avant de s'asseoir dans le fauteuil.
5. Le frein doit toujours être activé lorsque l'utilisateur s'assoit et se lève.
6. Recharger le fauteuil selon les instructions jointes avant de l'utiliser pour la première fois (s'applique à la version électrique).

DIRECTIVES CONCERNANT LES ADAPTATIONS INDIVIDUELLES DES PRODUITS MERCADO MEDIC AB

Les adaptations ne peuvent être effectuées que par du personnel ayant suivi la formation de Mercado Medic AB en matière de maintenance et de reconditionnement. Les articles figurant sur la liste des contrats uniques existants sur www.mercado.se/mercado-dokument doivent être montés avec le marquage CE conservé par Mercado Medic AB. Si un article ne figurant pas sur la liste des contrats uniques en vigueur doit être monté, le personnel autorisé du client doit contacter Mercado Medic AB pour obtenir une approbation écrite.

L'article à évaluer doit être physiquement envoyé à Mercado Medic AB par le client ou le fournisseur de l'article en question. Mercado Medic AB contactera ensuite le fournisseur de l'article concerné dans l'éventualité d'un contrat unique ; Mercado Medic AB effectuera une analyse des risques de l'article souhaité. Une fois l'analyse des risques effectuée, le client reçoit une déclaration écrite.

Les fauteuils ayant subi les modifications ci-dessous doivent être vérifiés par la société Mercado Medic AB pour que celle-ci conserve la responsabilité des produits.

- Les éléments de rembourrage tels que les assises, les dossiers, les accoudoirs, les supports latéraux, les cale-troncs et les appui-têtes peuvent être adaptés à condition que les dimensions d'ajustement externes existantes ne soient pas dépassées.
- Le centre de gravité du dispositif de levage doit être maintenu/centré pour un fonctionnement optimal.
- Les éléments de rembourrage doivent répondre aux exigences actuelles en matière d'inflammabilité et d'environnement.
- Les surfaces supportant la charge de forces verticales importantes ne doivent pas se retrouver à l'extérieur de la surface (base) formée par les points du centre des roues.

Si ces directives sont respectées, Mercado Medic AB maintient sa responsabilité vis-à-vis de son produit.

Les produits personnalisés par les services de santé en dehors de la directive de Mercado Medic AB, ces services assumant également la responsabilité du produit, peuvent être remis dans leur état d'origine. Cette opération doit être effectuée par un technicien agréé par Mercado Medic AB. Mercado Medic AB reprend alors la responsabilité du fait des produits conformément au marquage CE de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Pour toute question concernant les adaptations ou personnalisations, veuillez contacter Ronny Fogelqvist :

Tél. +46 (0)708 27 96 14


E-mail ronny.fogelqvist@mercado.se

FREIN

N.B. Le frein doit toujours être activé lorsque l'utilisateur s'assoit et se lève. Le frein doit être vérifié régulièrement. En cas d'usure, le caoutchouc des stabilisateurs doit être remplacé. La fonction de freinage peut être réduite sur un sol inégal.

IL EXISTE TROIS TYPES DE FREINS :


Levier de frein, frein à pied et frein électrique.




Frein manuel et frein à pied

Frein électrique (en option)

Frein électrique réglage par boîtier séparé (en option)



Frein manuel



Support de levier de frein


RÉGLAGE

1. Frein, embase PLUS 48 pour levier vers l'avant.
2. Frein, embase PLUS 43 pour levier vers l'arrière, pédale vers le bas.
3. Frein électrique, pression sur un bouton.
4. Frein électrique, pression sur un bouton.
5. Frein manuel sur le châssis de transport, freiner à fond et appuyer sur le levier rouge. Débloquer : pousser la poignée vers le haut jusqu'à ce que le levier se desserre.
6. Support de levier de frein - Pour freiner le fauteuil même lorsque l'accoudoir est réglé en largeur ; desserrer la vis sur le support du levier de frein avec une clé Allen de 6 mm, sortir le support, insérer la vis dans le trou suivant et la serrer fermement avec la clé Allen.


HAUTEUR D'ASSISE/ÉLÉVATEURS

IL EXISTE DEUX TYPES D'ÉLÉVATEURS :


à ressort pneumatique et électrique. Il existe une hauteur d'assise standard et une basse. La commande du ressort pneumatique peut être placée sous l'assise ou l'accoudoir. La commande électrique est montée en standard sous l'accoudoir. N.B. Les personnes légères peuvent avoir besoin d'aide pour lever et baisser l'unité d'assise commandée par ressort pneumatique.




Réglage par ressort pneumatique sous l'assise



Réglage par ressort pneumatique sous l'accoudoir (en option)



Réglage électrique



Le réglage électrique par boîtier séparé/joystick/télécommande est disponible en option. L'illustration représente le boîtier séparé.


RÉGLAGE

1. Hauteur d'assise. Ressort pneumatique - pour réglage vers le haut
2. Hauteur d'assise. Électrique - pour réglage vers le haut/bas.
3. Hauteur d'assise. Électrique - réglage par boîtier séparé. Bouton gauche = vers le haut. Bouton droit = vers le bas.


INCLINAISON D'ASSISE (EN OPTION)

IL EXISTE TROIS TYPES D'INCLINAISONS D'ASSISE :


à manivelle, à ressort pneumatique et électrique. La commande à ressort pneumatique peut être placée au niveau du bord arrière gauche de l'assise ou sous l'accoudoir. La commande électrique est montée en standard sous l'accoudoir. En standard, la plage d'inclinaison d'assise est +15 °/-8 °.




Réglage par manivelle




Réglage par ressort pneumatique sous l'assise



Réglage par ressort pneumatique sous l'accoudoir



Réglage électrique




Réglage électrique par boîtier séparé

Réglage

1. Inclinaison de l'assise. Commande par manivelle - tourner la manivelle
2. Inclinaison de l'assise. Ressort pneumatique - pour réglage vers l'arrière
3. Inclinaison de l'assise. Ressort pneumatique - pour réglage vers le haut
4. Inclinaison de l'assise. Électrique - pour réglage vers le haut/bas.
5. Inclinaison de l'assise. Électrique - réglage par boîtier séparé. Bouton gauche = vers l'avant. Bouton droit = vers l'arrière.

INVERSION DE L'INCLINAISON D'ASSISE OU BASCULE VERS L'ARRIÈRE (EN OPTION)

RÉGLAGE



1. Les accoudoirs placés ici suivent l'inclinaison de l'assise.
2. Les accoudoirs placés ici ne suivent pas l'inclinaison de l'assise.
3. Il existe 3 positions. **Si la position 3 est sélectionnée, le fauteuil doit être équipé d'extensions d'embase.**
 1. Avant 15 °, arrière 8 ° - Inclinaison d'assise standard
 2. Avant 8 °, arrière 15 ° - Inclinaison d'assise inversée
 3. Avant 0 °, arrière 23 ° - Bascule vers l'arrière


MÉCANISME DE DOSSIER

IL EXISTE QUATRE TYPES DE MÉCANISMES DE DOSSIER :

Standard, Medic, Confort et EL. Tous sont disponibles en versions basse et haute (les fauteuils en illustration ont tous un dossier bas). Tous les mécanismes de dossier ont des réglages séparés pour la hauteur, la profondeur et l'inclinaison. Le modèle Medic dispose d'un réglage de la profondeur augmenté.

RÉGLAGE


1. Hauteur.
 2. Inclinaison du mécanisme de dossier.
 3. Inclinaison du dossier.
 4. Profondeur.
 5. Inclinaison du dossier. Réglage électrique par boîtier séparé.
Bouton gauche = vers l'avant
Bouton droit = vers l'arrière.
- N.B.** S'assurer que le dispositif d'escamotage du dossier Medic est ajusté dans le support de sorte que le poussoir à ressort se verrouille, empêchant le retrait du dossier.



ACCOUDOIRS

RÉGLAGE

1. Réglage de la hauteur.
2. Réglage de la largeur.
3. Escamotage.




BLOCAGE DE LA ROTATION (EN OPTION)

N.B. La rotation doit être verrouillée lorsque l'utilisateur s'assoit et se lève. Vérifier que le cliquet d'arrêt a fait « clic ».

RÉGLAGE


1. Tourner dans le sens horaire pour débloquer, dans le sens antihoraire pour bloquer.



RÉGLAGE DES RABATS COXIT

REAL PLUS COXIT/ÉLECTRIQUE

Il existe deux variantes de réglage pour les rabats Coxit. Sur un fauteuil non équipé de l'inclinaison d'assise, la commande se situe sous le bord avant du siège. Sur un fauteuil équipé de l'inclinaison d'assise, la commande se situe sous le bord arrière du siège.



RÉGLAGE

1. Relâcher, ajuster l'inclinaison souhaitée et resserrer.
2. Tourner la commande pour baisser/lever le rabat.

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET RECHARGE

Le fauteuil doit être essuyé et gardé propre, exempt de poussière et de saleté. Nous approuvons les détergents d'un pH de 7 à 12 maximum (concentré).

La sellerie en velours se lave avec un nettoyeur à sec :

1. Enlever les saletés, les miettes et autres.
2. Appliquer une fine couche de mousse, frotter uniformément la mousse avec un chiffon humide.
3. Essuyer avec un chiffon propre et légèrement humide.
4. Aspirer soigneusement une fois que tout est sec.

Nettoyer le **similicuir** avec de l'eau savonneuse ou essuyer avec une solution alcoolisée, par exemple un désinfectant.

L'assise, le dossier et les autres éléments de rembourrage sont déhoussables pour des raisons fonctionnelles. Lors du reconditionnement, les éléments de rembourrage doivent être remplacés pour des raisons d'hygiène.

L'élévateur électrique doit être régulièrement inspecté pour éliminer la poussière et la saleté, et vérifier la stabilité : relever l'assise en position haute. Nettoyer avec un chiffon. Ne pas utiliser d'eau ou de solvant. Lubrifier ensuite le vérin avec une fine couche de graisse à base de téflon ou de silicone.

Nous recommandons d'utiliser le chargeur de batterie REAL 9000 type 2240-12V référence 802289 pour la recharge du fauteuil. Si un autre chargeur de batterie est souhaité, veuillez contacter Mercado Medic AB pour une approbation écrite. La batterie doit être rechargée régulièrement, si possible une fois par jour. Il est important pour la durée de vie de la batterie qu'elle ne se décharge jamais complètement.

RECHARGE (S'APPLIQUE À LA VERSION ÉLECTRIQUE)



Brancher la fiche du chargeur sur le chargeur à la prise du chargeur (1) sur le boîtier où se trouve l'interrupteur à bascule pour lever et abaisser le fauteuil. Brancher ensuite la prise du chargeur sur une prise murale. La LED sur le chargeur indique que la recharge s'effectue. Lorsque la LED passe de l'orange au vert, la batterie est complètement rechargée. Le fauteuil peut être levé et baissé pendant que la recharge s'effectue. Cela s'applique aux fauteuils électriques à partir de 11 2013 ou aux fauteuils livrés auparavant et mis à jour.

N.B.

Recharger la batterie est particulièrement important sur les fauteuils équipés de freins électriques et de l'inclinaison électrique de l'assise et du dossier, car ces fonctions nécessitent une capacité de batterie élevée pour ne pas être perdues. Sécuriser ces fonctions en chargeant la batterie une fois par jour. Lors du remplacement de la batterie (désignation du type : HP7-12 12V 7.2Ah), s'assurer de fixer le câble de la batterie marqué en rouge à la borne positive de la batterie et le câble moins à la borne négative. Si la fonction électrique du fauteuil cesse de fonctionner, il est probable qu'un fusible ait grillé. Vérifier les fusibles. Ils sont situés sous l'assise sur le câble entre la batterie et l'actionneur. Remplacer le fusible défectueux par un fusible 25 A neuf.

GARDEZ EN TÊTE CE QUI SUIT LORSQUE VOUS MANIPULEZ DES BATTERIES :

- Ne jamais court-circuiter la batterie.
- Ne pas exposer la batterie à des chocs violents ou à des flammes nues.
- En cas de contact avec l'acide de la batterie, rincer à l'eau pendant environ 30 min. et consulter un médecin.
- Déposer les batteries usagées dans les centres de recyclage spécialisés.



Chargeur réf. 802289

! Informations importantes concernant le reconditionnement et la maintenance de REAL 9000 PLUS (ci-après dénommé le produit) :

- Le produit n'a pas besoin d'entretien périodique dans les cas où il a un prescripteur responsable en matière de soins. Sur les marchés en dehors de la Suède et de la Norvège où le produit est vendu par le distributeur directement à l'utilisateur, et par conséquent n'a pas de prescripteur responsable, un entretien périodique doit être effectué tous les deux ans pendant la durée de vie du produit conformément aux points 1 à 10 de cette section.
- Dans le cadre de la maintenance et du reconditionnement, une inspection visuelle approfondie doit être effectuée sur les principaux composants du produit afin de garantir la sécurité de l'utilisateur. Ceux-ci incluent l'embase, l'élévateur, le cadre de siège, le dispositif d'escamotage du dossier et les armatures de réglage en largeur pour les accoudoirs. Cette inspection doit inclure les soudures, les fonctions verrouillables et les réglages.
- Il est interdit à l'utilisateur de s'asseoir sur le produit pendant les travaux de reconditionnement, de maintenance ou d'entretien.
- Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pour nettoyer le produit.
- Lors de l'inspection de l'embase, vérifier la soudure entre le piètement avant et le piètement arrière. Toute tendance aux fissures dans le matériau ou la peinture dans cette zone doit être considérée comme un motif de remplacement de l'embase, ou du produit.
- Si le produit présente de mauvaises performances de freinage, l'équilibre de l'embase doit être vérifié en plus de l'état des stabilisateurs. Si le produit ne repose pas sur ses quatre roues quand les freins ne sont pas activés, il doit être mis hors service immédiatement. Vérifier le déséquilibre à différents endroits et dans différentes directions pour exclure que le déséquilibre n'est pas dû au sol.

INSTRUCTIONS DE RECONDITIONNEMENT POINTS DE CONTRÔLE

1. Bloc électronique

1.1. Électronique / fonction / nettoyage

Inspecter l'électronique et vérifier quelles fonctions électriques sont connectées. Tester les fonctions électriques si le fauteuil ne fonctionne pas. Vérifier si les cartes électroniques, les commandes et le câblage sont endommagés.

1.2. boîtier de commande / fonction / nettoyage

Vérifier les fonctions des organes de commande, s'assurer que le boîtier est intact et que tous les boutons fonctionnent. Essuyer les organes de commande avec un chiffon légèrement humide imbibé de désinfectant, afin de ne pas transmettre une éventuelle infection. Ne pas utiliser de solvants, d'eau de Javel, de produits à polir, de détergents synthétiques, de cires à polir ou de vaporisateurs sur le fauteuil.

1.3. Connecteurs ; fixation

Vérifier que les câbles et les connecteurs sont intacts et solidement attachés. Veiller à ce qu'ils ne risquent pas d'être pincés ou écrasés.

1.4. Batteries / chargeur de batterie / fonction

Vérifier que le chargeur fonctionne et que le boîtier ou les fils ne présentent aucun dommage.

Mesurer la batterie et vérifier que la charge n'est pas trop faible, signe indiquant que la batterie n'a pas été chargée ou qu'une des cellules est défectueuse.

1.5. Inclinaison d'assise électrique / fonction

Vérifier que le dispositif ne présente aucun dommage visible. Vérifier la fonction des parties mobiles du dispositif. Veiller à ce que toutes les vis de verrouillage soient serrées de manière à ce qu'il n'y ait pas de jeu en bout de course.

1.6. Dossier électrique / fonction

Vérifier que le dispositif ne présente aucun dommage visible. Vérifier la fonction des parties mobiles du dispositif. Veiller à ce que toutes les vis de verrouillage soient serrées de manière à ce qu'il n'y ait pas de jeu en bout de course.

1.7. Frein électrique / fonction

Vérifier que le dispositif ne présente aucun dommage visible. Vérifier la fonction des parties mobiles du

dispositif. Veiller à ce que toutes les vis de verrouillage soient serrées de manière à ce qu'il n'y ait pas de jeu en bout de course.

Vérifiez tous les assemblages et que les brides de fixation sur l'arbre de frein et la tubulure de l'embase soient solidement fixés.

2. Élevateur électrique

2.1. Bruits / embrayage à friction
Écouter le bruit des roulements dans le carter ; remplacer l'élévateur si un roulement est défectueux. L'élévateur peut être envoyé à Mercado Medic AB pour réparation/reconditionnement.

Charger le fauteuil et vérifier que l'élévateur électrique ne patine pas en position basse. Sinon ajuster de sorte que l'embrayage à friction ait le bon couple.

2.2. Verrouillage de la rotation / lubrification

Vérifier que l'élévateur électrique n'a pas de jeu dans le sens de rotation, sinon le remplacer. L'élévateur peut être envoyé à Mercado Medic AB pour réparation/reconditionnement.

2.3. Fixation / post-serrage

Vérifier que la fixation du cadre de siège et de l'embase est correctement serrée.

□ 2.4. Câblage / usure

Vérifier l'usure et les dommages par écrasement des câbles.

3. Châssis

□ 3.1. Soudures

Vérifier soigneusement toutes les soudures pour déceler les signes de fissures, de corrosion, de jeu, etc.

□ 3.2. Boulonnerie

Vérifier et serrer toute la boulonnerie. Remplacer les vis dont la tête ou le filetage sont endommagés.

4. Freins

□ 4.1. Fonction / usure

Remplacer les stabilisateurs et vérifier que le frein fonctionne de façon satisfaisante.

□ 4.2. Bouchons en plastique / douilles de guidage

Veiller à ce que les douilles de guidage et les bouchons en plastique soient bien en place ; remplacer les pièces usées ou endommagées.

5. Roulettes

□ 5.1. Fonction / roulage / pivotement

Débarrasser les roulettes des poils et de la poussière et vérifier si les roulettes et les supports pivotants sont usés et ont du jeu, ce qui peut indiquer des roulements défectueux. Vérifier que les roulettes tournent et que les supports pivotent correctement. Remplacer les roulettes au besoin.

□ 5.2. Fixation / post-serrage

Vérifier que les vis des roulettes sont intactes et bien serrées.

6. Cadre de siège

□ 6.1. Mécanique / soudures

Vérifier soigneusement toutes les pièces soudées (surtout lors de la suspension du dispositif d'inclinaison car ce sont ces pièces qui reçoivent le plus de charge

□ 6.2. Boulonnerie / post-serrage

Vérifier et serrer toute la boulonnerie. Remplacer les vis dont la tête ou le filetage sont endommagés.

□ 6.3. Bouchons en plastique / douilles de guidage

Veiller à ce que les douilles de guidage et les bouchons en plastique soient bien en place ; remplacer les pièces usées ou endommagées.

□ 6.4. Assise / remplacement / nettoyage

Remplacer la plaque d'assise par une neuve et laver ou remplacer la housse

□ 6.5. Manipulation / lubrification

Vérifier que les manettes et les poignées du cadre de siège fonctionnent et se verrouillent correctement.

□ 6.6. Inclinaison par ressort pneumatique / fonction

Si le fauteuil est équipé d'une commande d'inclinaison à gaz, vérifier qu'elle se verrouille correctement et que l'inclinaison ne change pas lentement sous la charge. Vérifier et remplacer les fils et gaines de câbles endommagés.

□ 6.7. Commande d'inclinaison à manivelle / usure

Si le fauteuil est équipé d'une commande d'inclinaison à manivelle, vérifier qu'elle n'a pas de jeu et que toutes les vis sont serrées.

□ 6.8. Mécanique Coxit / manipulation

Vérifier que les manettes des rabats s'actionnent facilement et sont correctement verrouillées avec le contre-écrou.

7. Mécanisme de dossier

□ 7.1. Fonction / usure

Vérifier et remplacer les pièces usées, et veiller à ce que le fonctionnement des pièces mobiles soit satisfaisant.

□ 7.2. Fixation / post-serrage

Vérifier que toutes les vis, manettes et poignées se verrouillent correctement, en veillant à ce que le poussoir à ressort fonctionne parfaitement.

□ 7.3. Bouchons en plastique / douilles de guidage

Veiller à ce que les douilles de guidage et les bouchons en plastique soient bien en place ; remplacer les pièces usées ou endommagées.

□ 7.4. Dossier / remplacement / nettoyage

Remplacer la plaque de dossier par une neuve et laver ou remplacer la housse

□ 7.5. Réglage du ressort pneumatique / fonction

Vérifier la pression du gaz et la stabilité du ressort pneumatique, qu'il se verrouille correctement et que l'angle du dossier ne change pas lentement sous la charge. Vérifier et remplacer les fils et gaines de câbles endommagés.

8. Accoudoirs

□ 8.1. Fonction / usure

Vérifier et remplacer les pièces usées, et veiller à ce que le verrouillage et le fonctionnement des pièces mobiles soient satisfaisants.

□ 8.2. Bouchons en plastique / douilles de guidage

Veiller à ce que les douilles de guidage et les bouchons en plastique soient bien en place ; remplacer les pièces usées ou endommagées.

□ 8.3. Plaques d'accoudoir / remplacement / nettoyage

Remplacer les plaques d'accoudoir par des neuves.

□ 8.4. Mécanique des accoudoirs / fonction

Vérifier toutes les soudures et que le système tubulaire ne présente aucun dommage susceptible de détériorer ou d'affaiblir la structure.

9. Accessoires

□ 9.1. Remise en état

Démonter les accessoires qui ne se trouvent pas normalement sur le fauteuil et les vérifier comme indiqué ci-dessous avant de les remettre éventuellement en stock.

□ 9.2. Mécanique

Vérifier toutes les soudures et que la mécanique ne présente aucun dommage susceptible de détériorer ou d'affaiblir la structure.

□ 9.3. Fonction / usure

Vérifier et remplacer les pièces usées, et veiller à ce que le verrouillage et le fonctionnement des pièces mobiles soient satisfaisants.

□ 9.4. Éléments de rembourrage

Jeter les éléments de rembourrage pour prévenir la contamination ; jeter ou laver la housse en suivant les instructions de lavage.

10. Contrôle final

□ 10.1. Essais

Tester les fonctions du fauteuil et vérifier que toutes les fonctions, les fonctions électriques et les freins fonctionnent correctement. Si le fauteuil doit être remis, il doit être mis en veille au moyen de l'adaptateur 9 V prévu pour économiser les batteries.

CONTACTER MERCADO

Siège social

Adresse visiteurs
Tryffelslingan 14, 181 57 Lidingö

Adresse postale
Box 1074, 181 22 Lidingö

Horaires du standard : du lundi au vendredi de
08h00 à 16h30

Tél. : +46 (0)8-555 143 00

Fax : +46 (0)8-555 143 99

E-mail : info@mercado.se

Maintenance et support technique

Horaires téléphoniques du lundi au vendredi
de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Tél. : +46 (0)8-555 143 08

Fax : +46 (0)8-555 143 99

Portable :

+46 (0)70-550 63 98, +46 (0)70-894 63 68

E-mail : service@mercado.se

*[Emplacement de l'étiquette de
produit avec numéro de série.]*