



REAL[®] 9500/9600 EL



LEIÐBEININGAR UM UPPSETNINGU, NOTKUN OG VIÐHALD


Vörunr. 801978
Breytt 200514
Gildir frá 180101

REAL 9500/9600 EL er lækningatæki í flokki I. Varan er CE-merkt í samræmi við reglusafn sænsku lyfjastofnunarinnar um lækningatæki LVFS 2003: 11 og hefur verið prófuð og samþykkt í samræmi við EN 1335 og IEC 60601-1-2. Öll textílefni stólsins eru prófuð og samþykkt í samræmi við EN 1021-1 og EN 1021-2. Mercado Medic AB er vottað samkvæmt ISO 9001, ISO 14001 og ISO 13485 og fylgir gildandi vinnu- og umhverfislöggjöf.

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi vöruna eða ef eitthvað ófyrirséð kemur upp skaltu fyrst hafa samband við aðilann sem gaf út ávísunina, en þér er einnig velkomið að hafa samband við okkur hjá Mercado Medic AB.

PDF-útgáfur af notkunar- og viðhaldsleiðbeiningum okkar, með möguleika á stækkun, er að finna á vefsíðu okkar, www.mercado.se. Þar er einnig að finna upplýsingar um fylgihluti sem hægt er að festa á stóla Mercado Medical, sem og öryggistilkynningar til söluaðila, til markaðarins, upplýsingar vegna ávísana eða upplýsingar vegna innkallana á vörum og fylgihlutum.

Við áskiljum okkur rétt til að gera breytingar á þessari handbók og innihaldi hennar.



REAL[®] 9500/9600 EL

- Handknúinn (9500)
- EL (9600)
- PLUS
- H-undirstaða

Til að geta notað þennan stól á öruggan hátt þarftu að lesa og skilja þessa handbók og áður en stóllinn er tekinn í notkun.



EFNISYFIRLIT

REAL 9500/9600 EL	BLS. 4
MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR OG FLOKKUN	BLS. 4
NOTKUNARLEIÐBEININGAR	BLS. 5
SÉRSNIÐIN AÐLÖGUN	BLS. 8
HREINSUN OG VIÐHALD	BLS. 8
LISTI YFIR VIÐHALD/ENDURUPPSETNINGU	BLS. 9

NAUÐSYNLEGAR UPPLÝSINGAR FYRIR NOTKUN

1. Stilltu armstoðirnar í æskilega hæð og læstu hæðarstýringu fyrir þær.
2. Settu bakstoðina í æskilega stillingu og læstu hæðarstýringu hennar.
3. Settu bremsuhandfangið í fyrirhugaða festingu (á hægri eða vinstri hlið). Þetta á ekki við um rafbremsu.
4. Herða verður allar stýringar og hnappa áður en sest er í stólinn.
5. Áður en þú sest á stólinn eða stendur upp úr honum ætti alltaf að setja hann í bremsu. Skoða verður bremsuna reglulega.
6. Fyrir rafknúinn stól: Stólinn skal hlaða eins og lýst er í þessum notkunarleiðbeiningum.
ATHUGAÐU! Stólinn á að hlaða daglega.
7. Ekki má nota stólinn ef bakstoðin og/eða armstoðirnar hafa verið teknar af.

MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR OG FLOKKUN

Hægt er að skipta um íhluti og fylgi hluti REAL-stólsins og stilla hann þannig að hann henti hverjum og einum. Aðeins einn notandi ætti að nota stólinn og aðeins í þeim tilgangi sem hann er stilltur fyrir. Stóllinn er ætlaður til notkunar innanhúss og ekki má ekki nota hann utandyra. Þá má hann ekki vera í miklum hita eða kulda eða vera lengi í sterkri sól eða annarri geislun. Stóllinn má heldur ekki heldur komast í snertingu við vatn, vökva eða efnavöru. Viðvörðun! Málmfletir á stólnum geta orðið mjög heitir ef sólin skín á þá. Ekki má nota aðra fylgihluti eða íhluti með stólnum en þá sem eru samþykktir af Mercado Medic AB. Ekki má gera neinar breytingar á CE-merkinu nema að fengnu samþykki Mercado Medic AB <http://mercado.se/mercado-dokument/>. Aðeins starfsfólk sem hefur verið vottað af Mercado Medic AB má annast viðgerðir eða aðra tæknilega vinnu. Lesið þessa handbók vandlega áður en stóllinn er notaður.

- REAL 9500/9600 EL er í öryggisflokki II, innri rafhlaða.
- REAL 9500/9600 EL er í öryggisflokki B.
- REAL 9500/9600 EL er EMC-prófaður og einnig prófaður samkvæmt EN 60601-1-1 og EN 60601-1-2. Því skal meðhöndla hann samkvæmt notkunar- og viðhaldsleiðbeiningum.
- Hægt er að hlaða niður EMC-fylgiskjöllum á <http://mercado.se/mercado-dokument/>
- REAL 9500/9600 EL uppfyllir kröfur í IP 21. IP2x felur í sér snertivörn fyrir fingur, sem merkir að ekki er hægt að komast í snertingu við neina hættulega íhluti með fingrum eða öðru slíku. IPx1 felur í sér vörn gegn lóðréttum dropum eða léttu steypibaði ofan frá.
- REAL 9500/9600 EL getur haft áhrif á eða orðið fyrir áhrifum frá nálægum fjarskiptabúnaði sem myndar rafsegulsvið, svo sem viðvörðunarkerfum og rafölum. Farsímar og sambærileg tæki geta einnig valdið truflunum í stýrikerfinu. Mercado Medic AB mælir þess vegna með því að slík tæki séu ekki geymd í innan við 3,3 m fjarlægð frá stólnum.
- REAL 9500/9600 EL er með rafmagnslyftu sem lyftir sjúklingnum svo hátt að það getur í versta falli orsakað hættu. Ef sjúklingur getur ekki komist úr stólnum í hæstu stöðu má sætishæðin aldrei að vera hærri en svo að fætarnir nemi við gólf. Undantekningar eru leyfðar ef sjúklingur getur fengið aðstoð gegnum neyðarhnapp hjá heimaþjónustu eða í gegnum síma.
- Aðeins má nota rafmagnsbúnað frá Mercado Medic AB fyrir REAL 9500/9600 EL.
- Gæta verður fyllstu varúðar þegar stóllinn er færður. Áður en stóllinn er fluttur þarf að huga vel að nánasta umhverfi. Gæludýr eða börn á gólfinu geta auðveldlega orðið fyrir árekstri. Stólinn má aðeins að nota til að sitja í og ekki skal líta á hann sem leikfang fyrir börn eða fullorðna.
- Armstoðir, sæti, bakstoðir o.fl. frá Mercado Medic eru hönnuð og framleidd þannig að þau séu án eitrefna eða ofnæmisvaldandi efna.
- REAL 9500/9600 EL REAL PLUS EL er vottaður til flutninga/geymslu við -25 °C til +60 °C og allt að 90% raka, án þéttingar.
- Hámarksþyngd fullorðinna sem nota stólinn: REAL 9500 140 kg. REAL 9600 EL 150 kg.
- REAL 9500/9600 EL er vottaður til að geta bremsað í allt að 5° í allar áttir. Ef stólnum er bremsað í krappara horni getur hann runnið til.
- Stólinn skal flytja í þar til gerðum pappakassa á bretti. Ef flytja á stólinn í bíl þarf að festa hann með ólum í bæði undirstöðu og sæti og stóllinn þarf að vera í lægstu mögulegu sætishæð.
- Stóllinn er prófaður og samþykktur til notkunar við hitastig frá +5 til +40 C og 15–90% raka, án þéttingar. Ef stólinn er geymdur í umhverfi utan þessara marka verður að aðlaga stólinn að umhverfisaðstæðum fyrir notkun til að tryggj sé að hægt sé að nota hann á öruggan hátt.
- Aðeins starfsfólk sem hefur verið vottað af Mercado Medic AB má annast viðgerðir eða aðra tæknilega vinnu.
- REAL 9500/9600 EL í staðalútfærslu er með sætis-, bak- og armstoðum og handstýringum fyrir stóla með rafknúinni virkni.
- REAL 9500/9600 EL má aldrei færa til þegar sætishæðin er í hárrí stöðu.
- Ábyrgðartími er tvö (2) ár nema um annað sé samið. Ef ábyrgðartilvik koma upp skal hafa samband við Mercado Medic AB
- Hámarksendingartími er tíu (10) ár.
- Hægt er að bæta margs konar aukabúnaði við REAL 9500/9600 EL. Allan aukabúnað þarf að festa tryggilega þannig að engin hættu sé á að litlir hlutir, festingar o.þ.h. losni. Allar snúrur verða að vera festar með snúrüböndum við undirstöður stólsins til að lágmarka hættu á að þær vefjist um háls.


NOTENDALEIÐBEININGAR

BÚNAÐUR FYRIR BAK

Medic-bakbúnaður er bæði til í útfærslu fyrir hátt og lágt bak (stólar á skýringarmyndum eru með lágu baki). Bakbúnaðurinn er með sérstökum stýringum fyrir hæð (1), horn (2) og dýpt (3) og hallinn á sjálfu bakinu er stilltur með því að nota rofann (4). Losaðu rofann, veldu æskilega stöðu fyrir hverja stillingu og læstu því næst rofanum.

ATHUGAÐU! Gakktu úr skugga um að Medic-bakstoðin gangi inn í festinguna þannig að loftnippillinn læsist og ekki sé hægt að draga bakið úr.


Comfort-bakbúnaður er bæði til í útfærslu fyrir hátt og lágt bak (stólar á skýringarmyndum eru með lágu baki). Sérstakar stýringar eru fyrir hæð (1) og halla (2) bakbúnaðarins. Losaðu rofann, veldu æskilega stöðu fyrir stillingar (1) og (2) og læstu því næst rofanum. Hallanum á bakinu er læst með stönginni (3).



ARMSTOÐIR

Hægt er að stilla bæði hæð og hliðarlegu armstoða á hvorri armstoðabúnaði. Losaðu stillingarofann fyrir hæð (1) eða breidd (2), veldu æskilega breidd/hæð og læstu því næst rofanum.

ATHUGAÐU! Gakktu úr skugga um að armstoðin gangi inn í festinguna þannig að loftnippillinn læsist og ekki sé hægt að draga armstoðina úr.



SÆTISHÆÐ/LYFTIBÚNAÐUR

Hægt er að stilla hæð REAL 9500 handvirkt með stönginni (1) undir annarri hlið armstoðarinnar (yfirleitt undir hægri armstoð). Lyftu stönginni til að breyta hæðarstillingunni. Á REAL 9600 EL er sætishæðin stillt með rofa (2). Til að hækka sætið er ýtt á efri hluta rofans en til að lækka það er ýtt á neðri hlutann. Ef stýringin er með tungu skal draga tunguna upp á við til að hækka sætishæðina og ýta henni niður á við til að lækka.




BREMSUR


Handbremsunni er stjórnað með stöng (1). Til að læsa stönginni skal ýta henni fram. Hægt er að færa bremsustöngina yfir á þá hlið stólsins sem notandi kys helst. Einnig er hægt að bremsa stólum með H-undirstöðu með fætinum (2).

ATHUGAÐU! Áður en þú sest á stólinn eða stendur upp úr honum ætti alltaf að setja hann í bremsu. Skoða verður bremsuna reglulega. Ef slit er til staðar skal skipta um gúmmibremsufót. Bremsuvirknin getur skerst ef yfirborð er óslétt.


Rafbrensunni, ef hún er til staðar, er stjórnað með rauða hnappinum (3). Rafbrensan er með hringrás og það þarf aðeins að ýta snögg til að virkja hana. Til að setja stólinn í bremsu skaltu ýta aftur á hnappinn (3).



PLUS-undirstaða með bakbremsu



H-undirstaða




Rafbrensa (valbúnaður)


SÆTISHALLI

Gasfjöðurhalla er stýrt með gasfjöður. Henni er stjórnað með stönginni (1) undir armstoðinni öðrum megin (yfirleitt vinstra megin). Halli armstoðarinnar breytist með, til að tryggja sem bestan stuðning í öllum hallastillingum.

Ef rafknúin hallastjórnun er til staðar er henni stjórnað með stönginni (2) undir armstoðinni öðrum megin (yfirleitt vinstra megin). Halli armstoðarinnar breytist með, til að tryggja sem bestan stuðning í öllum hallastillingum.



**Gasfjöðrunarstýring
undir armstoð**



**Rafstýring
(valbúnaður)**

HLEÐSLA

Við mælum með því að nota REAL 9000-hleðslutæki af gerð 2240-12V, vörunr. 802289, til að hlaða stólinn. Ef þú vilt nota annað hleðslutæki skaltu hafa samband við Mercado Medic AB til að fá skriflegt samþykki. -Hlaða skal rafhlöðuna reglulega, helst einu sinni á dag ef það er hægt. Mikilvægt er fyrir endingu rafhlöðunnar að hún tæmist aldrei alveg.

Tengdu hleðslutengi hleðslutækisins við hleðsluinnstunguna (1) á boxinu við rofann til að hækka og lækka stólinn. Settu því næst tengið á hleðslutækinu í samband við rafmagnsinnstungu. LED-ljosið á hleðslutækinu logar til að gefa til kynna að hleðsla sé í gangi. Þegar LED-ljosið skiptir um lit, úr appelsínugulu yfir í grænt, er rafhlaðan fullhlaðin. Hægt er að hækka og lækka stólinn á meðan hleðsla stendur yfir. Þetta á við um EL-stóla frá útgáfu 11 2013 eða eldri stóla sem hafa verið uppfærðir.


ATHUGAÐU! Hleðsla rafhlöðunnar er sérlega mikilvæg fyrir stóla með rafbremsu, rafstýringu sætishalla og rafstýringu baks, þar sem þessar aðgerðir þurfa mikla hleðslu til að virkni minnki ekki. Til að tryggja aðgengi að þessum aðgerðum skal því hlaða rafhlöðuna einu sinni á dag. Þegar skipt er um rafhlöðu (tegund: HP7-12 12V 7.2Ah) skal gæta þess að rauða rafhlöðumerkið sé fest á plússkaut rafhlöðunnar og mínusmerkið á mínusskautið. Ef rafmagnsvirkni stólsins hættir að virka hefur öryggi líklega slegið út. Athugaðu öryggin. Þau er að finna undir sætinu, á milli rafhlöðunnar og gangsetningarbúnaðarins. Skiptu biluðum öryggjum út fyrir ný 25 A öryggi.

Hafðu eftirfarandi í huga þegar þú meðhöndlar rafhlöður:

- Ekki má láta skammhlaup verða í rafhlöðu.
- Ekki láta rafhlöðuna verða fyrir miklu höggi eða opnum logum.
- Ef þú kemst í snertingu við rafgeymasýru skaltu skola húðina með vatni í um 30 mínútur og hafa samband við lækni.
- Farga skal rafhlöðum á endurvinnslustöðvum við lok endingartíma þeirra.



Hleðslutæki nr. 802289



VIÐMIÐUNARREGLUR FYRIR EINSTAKLINGSMIÐAÐAR STILLINGAR Á VÖRUM MERCADO MEDIC AB

Aðeins starfsfólk sem hefur fengið þjálfun í viðhaldi og enduruppsetningu hjá Mercado Medic AB má annast stillingar. Heimilt er að setja upp íhluti sem eru tilgreindir á lista yfir gilda samninga um samhæfa íhluti www.mercado.se/mercado-dokument með meðfylgjandi CE-merkingu frá Mercado Medic AB. Ef óskað er eftir að nota íhluti sem ekki eru tilgreindir á lista yfir gilda samninga um samhæfa íhluti verður vottaður starfsmaður viðskiptavinar að fá skriflegt samþykki fyrir því hjá Mercado Medic AB.

Íhluti sem þarf að meta verður að senda til Mercado Medic AB frá annaðhvort viðskiptavini eða birgi viðkomandi íhlutar. Mercado Medic AB mun því næst láta birgi vita hvort samningur er í gildi um samhæfi viðkomandi íhlutar og Mercado Medic AB framkvæmir því næst áhættugreiningu á íhlutnum. Að áhættugreiningu lokinni fær viðskiptavinur skriflega heimild.

Ef stólum er breytt á neðangreindan hátt þarf Mercado Medic AB að votta þá til að Mercado Medic AB taki áfram á sig vöruábyrgðina.

- Bólstraðir hlutar, svo sem setur, bakstoðir, armstoðir, hliðarstoðir, bókstoðir og höfuðþúðar má stilla, svo fremi sem ekki er farið yfir núverandi ytri stillingaviðmið vörunnar.
- Til að tryggja sem besta virkni verður þyngdarpunkturinn yfir lyftubúnaðinum að vera miðjustilltur.
- Bólstraðir hlutar verða að uppfylla gildandi kröfur um eldvarnir og aðrar umhverfiskröfur.
- Fletir sem verða fyrir umtalsverðu álagi ofan frá mega ekki vera utan við þann hluta yfirborðsflata sem miðpunktar hjólanna afmarka.

Sé þessum leiðbeiningum fylgt telst Mercado Medic AB áfram ábyrgt fyrir vöru sinni.

Ef varan er stillt sérstaklega af heilbrigðisstarfsmanni sem ekki starfar í umboði Mercado Medic AB og sá starfsmaður tekur einnig við vöruábyrgðinni er hægt að færa vöruna aftur í upprunalegt ástand. Þetta verður að gera af viðurkenndum tæknimanni sem er samþykktur af Mercado Medic AB. Í slíkum tilvikum tekur Mercado Medic AB aftur við vöruábyrgðinni, í samræmi við CE-merkingu 93/42 EBE; tilskipun um lækningatæki.

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi stillingar eða sérstillingar skal hafa samband við Ronny Fogelqvist:

Sími [0708 27 96 14](tel:0708279614)

Netfang ronny.fogelqvist@mercado.se

HREINSUN OG VIÐHALD

- Strjúka ætti af stólnum og halda honum lausum við raka og óhreinindi.
- Stólinn ætti að þvo með sótthreinsiefni með pH-gildi 7–12 (óblandað), nema bólstraða hluta.
- Plussáklæði skal þrifa með froðuefni:
 1. Fjarlægðu laust efni, mylsnu og þess háttar.
 2. Berðu á þunnt lag af froðu og nuddaðu froðuna jafnt með rökum klút.
 3. Þerraðu svo með hreinum, örlítið rökum klút.
 4. Ryksugaðu vel þegar allt er orðið þurrt.
- Gervileður er skal hreinsa með sápuvatni eða með því að strjúka af því með sprittlausn, t.d. sótthreinsispritti.
- Áklæði úr leðri þarfnast svolítið meira viðhalds:
 - Slettur og bletti skal þurrka tafarlaust af með rökum klúti og aldrei má nota sterk efni.
 - Fordastu að áklæðið komist í snertingu við hreinlætis- og snyrtivörur, svo sem farða, hárgel o.p.h.
 - Leyfðu ekki gæludýrum að liggja á leðurhúsgögnum, þar sem klær þeirra geta rispað og rífið leðrið.
 - Fordastu beint og langvarandi sólarljós; leður upplitast við of mikla sól.
- Vegna virkni stólsins eru sæti, bakstoð og aðrir bólstraðir hlutar ekki gerðir úr sléttu efni. Ef um er að ræða enduruppsetningu ætti að skipta um bólstraða hluta af hreinlætisástæðum.
- Rafmagnslyftuna ætti að skoða reglulega með tilliti til raka, óhreininda og óstöðugleika: Færðu setuna í hæstu stillingu. Strjúktu af stólnum með klúti. Ekki má nota vatn eða neins konar leysiefni. Smyrðu tjakkinn með þunnu lagi af teflon-eða silikonsmurefni.
- Notandi/aðstoðarmaður notanda þarf að þurrka ryk af stólnum og strjúka af eða hreinsa alla bólstraða hluta stólsins í samræmi við ofangreindar leiðbeiningar og eftir bestu getu og þörfum hverju sinni. Ef þetta er ekki gert á fullnægjandi hátt þarf að enduruppsetja stólinn á þann hátt að hægt sé að tryggja fullnægjandi hreinlæti.

ENDURUPPSETNING

! Mikilvægar upplýsingar vegna enduruppsetningar og viðhalds á REAL 9500/9600 EL (hér á eftir nefnt „varan“):

- Engar kröfur eru gerðar um fyrirbyggjandi eða reglulegt viðhald á áætluðum endingartíma vörunnar. Hins vegar ætti að fara fram ítarleg sjónskoðun á helstu íhlutum vörunnar í hvert sinn sem viðhaldi og enduruppsetningu er sinnt. Þar á meðal má nefna undirstöðu, lyftibúnað, setugrind, bakstoð og stillingarrofa fyrir breidd armstoða. Slík skoðun skal einnig ná til suðuhluta, læsanlegra aðgerða og stillinga. Þetta er til að tryggja öryggi notandans þar sem hvorki framleiðandi né umbjóðandi hafa upplýsingar um alla fyrri notkun vörunnar.
- Notandi má ekki sitja á eða í vörunni á meðan enduruppsetning, viðhald eða viðgerðir fara fram.
- Ekki má nota háþrýstípvottabúnað við hreinsun vörunnar.
- Framleiðslumerki vörunnar sýnir raðnúmer og afhendingardag. Væntanlegur endingartími vörunnar er 10 ár.
- Við skoðun á PLUS-undirstöðu skal skoða suðuhluta á milli fremri og aftari fóta. Ef einhver ummerki um sprungur í efninu eða mislitun sjást á því svæði skal skipta undirstöðunni út, eða jafnvel vörunni í heild.
- Ef bremsuvirkni vörunnar er skert skal skoða jafnvægisstillingar vörunnar og ástand bremsufótanna. Ef varan hvílir ekki fullkomlega á öllum fjórum fótunum í bremsulausri stillingu skal taka vöruna tafarlaust úr notkun. Skoða þarf hvort vart verður við ójafnvægi á fleiri stöðum og til allra átta, til að kanna hvort ójafnvægið orsakist af ósléttu gólfi.
- Ef varan er eldri en 10 ára og á að vera áfram í notkun þarf að enduryfirfara hana í heild til að tryggja öryggi sjúklings. Heildarendurnýjun skal framkvæma af viðurkenndum þjónustuaðila frá Mercado Medic AB eða viðurkenndum starfsmanni/þjónustufulltrúa Mercado Medic AB hjá umbjóðanda/viðskiptavini. Heildarendurnýjun merkir meðal annars að skipt er um mikilvæga íhluti. Þar á meðal má nefna lyftibúnað, setugrind, bakstoð og stillingarrofa fyrir breidd armstoða. Vörunni skal komið í endurnýjunarástand með þeim hætti sem lengir endingartíma hennar umfram það sem framleiðandi tilgreinir. Vara sem hefur verið endurnýjuð í heild verður að uppfylla kröfur sænsku lyfjastofnunarinnar til að hægt sé að taka hana í notkun aftur. Aðilinn sem annast heildarendurnýjun tekur við hlutverki framleiðanda og er ábyrgur fyrir CE-merkingu vörunnar þegar hún er markaðssett að nýju. Þetta þýðir að ef viðurkennt starfsfólk umbjóðanda hefur framkvæmt heildarendurnýjun tekur viðkomandi starfseining við ábyrgð framleiðanda og ábyrgð á CE-merkingu frá Mercado Medic AB.

GÁTLISTI FYRIR ENDURUPPSETNINGU

1. Rafeindabúnaður

- 1.1. Rafeindabúnaður / virkni / hreinsun

Skóðu rafeindabúnaðinn og kannaðu hvaða rafknúna aðgerðir eru tengdar. Prófaðu rafmagnsvirkni ef stóllinn virkar ekki. Athugaðu hvort einhverjar skemmdir séu á rafeindaspjöldum, stjórnbúnaði eða snúrum.

- 1.2. Stýribox / virkni / hreinsun

Athugaðu virkni stýringa, gakktu úr skugga um að húsið sé heilt og að allir hnappar virki rétt. Þurrkaðu af stýringunum með rökum klúti með sótthreinsiefni. Þetta er gert til að koma í veg fyrir smit. Ekki má nota leysiefni, bleikiefni, fægiefni, syntetísk hreinsiefni, bón eða úðaefni við hreinsun og viðhald.

- 1.3. Snertur, tengingar

Athugaðu að leiðslur og snertur séu heil og sitji tryggilega. Gakktu úr skugga um að engin klemmuhætta sé til staðar við snúrur og snertur.

- 1.4. Rafhlöður / hleðslutæki / virkni

Gakktu úr skugga um að hleðslutækið virki og að engar skemmdir séu sýnilegar á húsi eða snúrum.

Mældu rafhlöðuna og gakktu úr skugga um að gildið sé ekki of lágt – það gefur til kynna að rafhlaðan hafi ekki verið hlaðin eða að einhver sellanna í rafhlöðunni hafi brotnað.

- 1.5. Rafknúinn sætishalli / virkni

Gakktu úr skugga um engar skemmdir sjáist á rafknúna stólnum. Kannaðu virkni hreyfanlegra hluta í rafknúna stólnum. Gakktu úr skugga um að allar læsiskrúfur séu hertar og að ekkert hlaup eigi sér stað í endanlegri stöðu.

- 1.6. Rafknúíð bak / virkni

Gakktu úr skugga um engar skemmdir sjáist á rafknúna stólnum. Kannaðu virkni hreyfanlegra hluta í rafknúna stólnum. Gakktu úr skugga um að allar læsiskrúfur séu hertar og að ekkert hlaup eigi sér stað í endanlegri stöðu.

- 1.7. Rafbremsa / virkni

Gakktu úr skugga um engar skemmdir sjáist á rafknúna stólnum. Kannaðu virkni hreyfanlegra hluta í rafknúna stólnum. Gakktu úr skugga um að allar læsiskrúfur séu hertar og að ekkert hlaup eigi sér stað í endanlegri stöðu.

Skóðu öll samskeyti og gakktu úr skugga um að klemmufestingar á bremsuöxlinum og undirstöðurörum sitji rétt.

2. Rafmagnslyfta

- 2.1. Skrölt / hlaup

Hlustaðu eftir skrölti í legum gírahússins og skiptu um búnaðinn ef einhverjar af legunum eru slitnar. Hægt er að senda rafmagnslyftuna til Mercado Medic AB til viðgerðar/ enduruppsetningar.

Settu þunga á stólinn og gakktu úr skugga um að rafmagnslyftan renni ekki til þegar hann er í neðstu stöðu. Ef svo er skal herða rafmagnslyftuna að réttu hersluátaki.

ENDURUPPSETNING, FRAMHALD

2.2. Veltilás / smurning

Gakktu úr skugga um að rafmagnslyftan renni ekki til við snúning. Ef hún er laus skal skipta um rafmagnslyftu. Hægt er að senda rafmagnslyftuna til Mercado Medic AB til viðgerðar/enduruppsetningar.

2.3. Festingar / hersla

Gakktu úr skugga um að festingin við setugrindina og undirstaðan hafi verið hert nægilega.

2.4. Rafmagnssnúður / slit

Athugaðu hvort slit- eða klemmuskemmdir sjást á snúrum.

3. Undirvagn

3.1. Suðuhlutar

Skoðaðu alla suðuhluta vel og leitaðu eftir merkjum um sprungur, ryð eða tilfærslu.

3.2. Skrufufestingar

Skoðaðu vel og hertu allar skrufufestingar. Skiptu um skrufur sem eru með skemmdir á skrúfgangi eða gengjum.

4. Bremsur

4.1. Virkni / slit

Skiptu um bremsufætur og gakktu úr skugga um að bremsurnar virki sem skyldi.

4.2. Plasttappar / fóðringar á stýringum

Gakktu úr skugga um að fóðringar á stýringum og plasttappar hafi verið tryggilega fest á réttum stöðum. Ef slit eða skemmdir sjást á íhlutum skal skipta um þá.

5. Eltihjól

5.1. Virkni / hjól / snúningur

Hreinsaðu hár og ryk af eltihjólum og kannaðu hvort slit eða hlaup sést á hjólunum eða legunum. Gakktu úr skugga um að eltihjólin snúist og að krapparnir snúist sem skyldi. Skiptu um eltihjól ef þörf krefur.

5.2. Festingar / hersla

Gakktu úr skugga um að skrufurnar í eltihjólunum séu heilar og vel hertar.

6. Setugrind

6.1. Vélbúnaður / suðuhlutar

Skoðaðu vandlega alla suðuhluta (einkum við hengda festingu hallabúnaðar, þar sem slíkir hlutar þurfa að þola mikið álag)

6.2. Skrufufestingar / hersla

Skoðaðu vel og hertu allar skrufufestingar. Skiptu um skrufur sem eru með skemmdir á skrúfgangi eða gengjum.

6.3. Plasttappar / fóðringar á stýringum

Gakktu úr skugga um að fóðringar á stýringum og plasttappar hafi verið tryggilega fest á réttum stöðum. Ef slit eða skemmdir sjást á íhlutum skal skipta um þá.

6.4. Setuplata / skipti / hreinsun

Skiptu um setuplötú og hreinsaðu eða skiptu um áklæðið ef þörf krefur

6.5. Stýringar / smurning

Gakktu úr skugga um að stýringar og hnappar fyrir setugrind virki rétt og læsist sem skyldi.

6.6. Gasfjöðrun / virkni

Ef stólinn er búinn gasknúinni hallastýringu skal ganga úr skugga um að hallastýringin læsist rétt og að hallinn breytist ekki smám saman þegar sest er í stólinn. Skoðaðu víra og vírhlífur og skiptu út ef skemmdir finnast.

6.7. Ventilstýring / slit

Ef stóllinn er með ventilstýringu skal gæta þess að ekkert hlaup sé til staðar og að allar skrufur séu vel hertar.

6.8. Coxit-búnaður / stýringar

Gakktu úr skugga um að flipastýringarnar opnast snurðulaust og að þeim sé vel læst með ró.

7. Búnaður fyrir bak

7.1. Virkni / slit

Skoðaðu og skiptu um slitna íhluti og gakktu úr skugga um að allir hreyfanlegir hlutar virki sem skyldi.

7.2. Festingar / hersla

Gakktu úr skugga um að allar skrufur, hnappar og rofar læsist sem skyldi og að loftnippillinn virki sem skyldi.

7.3. Plasttappar / fóðringar á stýringum

Gakktu úr skugga um að fóðringar á stýringum og plasttappar hafi verið tryggilega fest á réttum stöðum. Ef slit eða skemmdir sjást á íhlutum skal skipta um þá.

7.4. Bakplata / skipti / hreinsun

Skiptu um bakplötú og hreinsaðu eða skiptu um áklæðið ef þörf krefur

7.5. Gasfjöðurstýring / virkni

Athugaðu gasþrýsting og stöðugleika gasfjöðrunar, að fjöðrunin læsist sem skyldi og að halli baks breytist ekki smám saman við álag. Skoðaðu víra og vírhlífur og skiptu út ef skemmdir finnast.

8. Armstoðir

8.1. Virkni / slit

Skoðaðu og skiptu um slitna íhluti og gakktu úr skugga um að læsingar og allir hreyfanlegir hlutar virki sem skyldi.

8.2. Plasttappar / fóðringar á stýringum

Gakktu úr skugga um að fóðringar á stýringum og plasttappar hafi verið tryggilega fest á réttum stöðum. Ef slit eða skemmdir sjást á íhlutum skal skipta um þá.

8.3. Armstoðaplötur / skipti / hreinsun

Skiptu um armstoðaplöturnar.

8.4. Vélbúnaður í armstöðum / virkni

Skoðaðu alla suðuhluta og gakktu úr skugga um að engar skemmdir sjáist á rörabúnaði sem gætu veikt eða rýrt burðarþolið.

9. Fylgihlutir

9.1. Endursamsetning

Fjarlægðu fylgihluti sem ættu venjulega ekki að vera á stólnum og skoðaðu þá eins og lýst er hér að neðan áður en þeim er komið fyrir aftur.

9.2. Vélbúnaður

Skoðaðu alla suðuhluta og gakktu úr skugga um að engar skemmdir sjáist á vélbúnaði, sem gætu veikt eða rýrt burðarþolið.

9.3. Virkni / slit

Skoðaðu og skiptu um slitna íhluti og gakktu úr skugga um að læsingar og allir hreyfanlegir hlutar virki sem skyldi.

9.4. Bólstraðir hlutar

Fargaðu bólstruðum hlutum stólsins til að hindra smit, fargaðu áklæði eða hreinsaðu í samræmi við þvottaleiðbeiningar.

10. Lokaskoðun

10.1. Prófun

Prófaðu stólinn og athugaðu hvort allar aðgerðir, rafaðgerðir og bremsur virka sem skyldi. Ef stóllinn á að fara í geymslu skal setja hann í hvíldarstöðu með þar til gerðri 9 V rafhlöðu til að spara rafhlöðunotkun.

HAFA SAMBAND VIÐ MERCANDO

Aðalskrifstofa

Heimilisfang
Tryffelslingan 14, 181 57 Lidingö

Póstfang

Box 1074, 181 22 Lidingö

Verslunin er opin: Mán.-fös. 08:00-16:30

Sími: 08-555 143 00

Fax: 08-555 143 99

Netfang: info@mercado.se

Þjónusta og tæknileg aðstoð

Box 1074
181 22 Lidingö

Þjónustuverið er með símatíma mánudaga til
föstudaga 08:00-12.00 og 13:00-16:00.

Sími: 08-555 143 08

Fax: 08-555 143 99

Farsími: 070-550 63 98, 070-894 63 68

Netfang: service@mercado.se

[Pláss fyrir vörumerkimiða með raðnúmeri.]



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Sími og fax

Sími 08 555 143 00

Fax 08 555 143 99

Netfang og vefslóð

Netfang info@mercado.se

Internet www.mercado.se