



REAL® 9000 PLUS



**ISTRUZIONI PER L'USO E LA CURA REAL 9000 PLUS
ELETTRICA/ADULTI/BAMBINI/MINI/COXITE**


Doc. 20-07313-IT-03
Articolon. 803410
Modificato 2020-12-04
Valido da 2007-06-01

REAL 9000 PLUS è un dispositivo medico di Classe I. Reca il marchio CE in conformità con le disposizioni dell'organo ufficiale dell'Agenzia svedese del farmaco (Läkemedelsverkets författningssamling) per I dispositivi medici, LVFS 2003:11, ed è testato e omologato secondo EN 1335, IEC 60601 e EN 12182. Tutti i rivestimenti tessili della sedia sono testati e omologati secondo EN 1021-1 e EN 1021-2. Mercado Medic AB è in possesso delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 e conforme ai requisiti alla legislazione applicabile in materia di lavoro e ambiente.


Per qualsiasi domanda relativa al prodotto o per eventi imprevisti, rivolgersi innanzitutto al prescrivente. Invitiamo altrimenti a contattare Mercado Medic AB.

Le versioni PDF delle nostre istruzioni per l'uso e la cura del prodotto con possibilità di espansione sono reperibili sul nostro sito web, www.mercado.se. Vi si trovano inoltre informazioni sugli accessori che possono essere montati sulle sedie Mercado Medic, nonché eventuali avvisi di sicurezza per il mercato, informazioni sulla prescrizione o richiami di prodotti e accessori.


Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a questo manuale e al suo contenuto.




REAL PLUS




REAL PLUS BAMBINI/
MINI




REAL PLUS COXITE



REAL PLUS ELETTRICA



REAL PLUS BAMBINI/MINI
ELETTRICA



REAL PLUS COXITE/
ELETTRICA

L'attenta lettura di queste istruzioni per l'uso e la cura del prodotto prima di metterlo in funzione permette di acquisire una competenza sufficiente per un utilizzo sicuro.



SOMMARIO

INFORMAZIONI IMPORTANTI E CLASSE DI PRODOTTO	PAGINA 4
DURATA PREVISTA	PAGINA 4
ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO	PAGINA 5
DESCRIZIONE DI REAL 9000 PLUS.....	PAGINA 5
ADATTAMENTO INDIVIDUALE	PAGINA 5
MANUALE DELL'UTENTE	PAGINA 6
PULIZIA, CURA E RICARICA	PAGINA 8
RIGENERAZIONE E ASSISTENZA	PAGINA 9

INFORMAZIONI IMPORTANTI E CLASSE DI PRODOTTO

La sedia REAL è dotata di componenti, accessori e funzioni con opzioni di regolazione per l'adattamento individuale. La sedia deve essere utilizzata solo dalla persona e per lo scopo a cui è destinata. La sedia è destinata all'uso interno e non deve essere esposta al contatto con acqua, altri liquidi o sostanze chimiche. Inoltre non deve essere esposta a calore elevato e a luce solare intensa prolungata o altre radiazioni. La sedia non deve essere corredata di accessori o componenti diversi da quelli omologati da Mercado Medic AB. Al fine di mantenere il marchio CE, non possono essere effettuati adattamenti o modifiche senza l'approvazione di Mercado Medic AB. Eventuali riparazioni e altre misure di carattere tecnico possono essere effettuate esclusivamente da personale autorizzato da Mercado Medic AB. Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare la sedia.

- REAL PLUS Elettrica appartiene alla classe di protezione II, con batteria interna.
- REAL PLUS Elettrica appartiene al tipo di protezione B.
- REAL PLUS Elettrica è stata sottoposta ai test di compatibilità elettromagnetica e collaudata secondo EN 60601-1-1 e EN 60601-1-2 e deve quindi essere gestita secondo le nostre istruzioni per l'uso e la cura.
- L'allegato EMC è disponibile per il download su mercado.se/dokument
- Peso massimo utilizzatore: REAL PLUS 140 kg. REAL PLUS Elettrica 150 kg.
- La sedia deve essere trasportata in apposita scatola di cartone su pallet. Conservare in ambienti chiusi a una temperatura minima di +10 °C.
- Solo le apparecchiature elettriche di Mercado Medic AB possono essere utilizzate su REAL PLUS Elettrica.
- NOTA! Le funzioni elettriche della sedia REAL PLUS Elettrica possono essere utilizzate per un massimo del 10% del tempo (max. 6 min/h). Se questo limite viene superato, la sedia può subire dei danni.
- Se REAL PLUS Elettrica è dotata di sostegni per le gambe, i piedi dell'utilizzatore dovranno poggiare sulla pedana durante l'utilizzo delle funzioni elettriche.
- Simboli di avvertimento che possono essere presenti sulla sedia: Rischio di schiacciamento (1), superfici calde (2)



DURATA PREVISTA

La durata prevista del prodotto è di 10 anni se utilizzato in conformità con le indicazioni descritte nel presente manuale. La data di fabbricazione del prodotto è presente insieme al numero di serie su una delle etichette color argento sul sottocarro del prodotto, indicata come Lev/Del nel formato AASS (anno e numero di settimana).

L'utilizzatore del prodotto deve contattare il proprio prescrivente, il centro di assistenza ausili o il distributore se il prodotto offre prestazioni ridotte o non conformi.

Scaduta la durata prevista, è importante effettuare una valutazione globale del prodotto prima di continuare l'uso. Scaduta la durata prevista, Mercado Medic AB non può garantire l'idoneità e la sicurezza del prodotto in quanto Mercado Medic AB non ha alcun controllo su come è stato utilizzato il prodotto e sul livello di usura raggiunto. La valutazione globale del prodotto deve essere effettuata dall'organizzazione sanitaria se il prodotto è stato prescritto, e deve tenere conto almeno di come è stato utilizzato, in quali condizioni si trovano il prodotto e i suoi componenti, se il prodotto è stato ricondizionato e sottoposto a interventi di assistenza, quando sono stati eseguiti tali interventi, quali riparazioni sono state effettuate in tali occasioni e il motivo delle riparazioni.

Nei mercati al di fuori della Svezia e della Norvegia, dove il prodotto ove applicabile viene venduto direttamente dal distributore all'utilizzatore, e di conseguenza manca un prescrivente responsabile, la manutenzione periodica deve essere effettuata secondo le istruzioni descritte nella sezione Rigenerazione e assistenza oltre alla valutazione globale sopra menzionata.

Scaduta la durata prevista, Mercado Medic AB non può garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio. Il marchio CE non è influenzato dalla durata prevista.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Materiale infiammabile:

- Sedile
- Schienale
- Braccioli
- Poggiatesta
- Altre parti imbottite vendute da Mercado Medic AB

Rifiuti elettronici:

- Motori
- Cavi
- Sistema di controllo

Metallo:

- Telaio
- Dispositivi di sollevamento elettrici
- Pistoni a gas
- Molle a gas
- Struttura del sedile
- Meccanismo di inclinazione dello schienale
- Staffe a U per la regolazione della larghezza e meccanismo dei braccioli
- Altre parti metalliche di prodotti venduti da Mercado Medic AB

NOTA! La batteria deve essere smaltita separatamente.

DESCRIZIONE DI REAL 9000 PLUS

CONTROLLI DA ESEGUIRE PRIMA DELL'USO

1. Regolare i braccioli a un'altezza appropriata e bloccare la manopola di regolazione dell'altezza.
2. Montare il sostegno posteriore nella staffa apposita e bloccare la manopola di regolazione dell'altezza dello schienale.
3. Inserire la leva del freno nell'apposita sede (lato destro o sinistro). Non applicabile in caso di freno elettrico.
4. Tutte le manopole e le leve devono essere serrate prima di accomodarsi sulla sedia.
5. Il freno della sedia deve sempre essere inserito quando ci si accomoda o ci si alza.
6. Caricare la sedia secondo le istruzioni allegate prima del primo utilizzo (vale per la sedia a comando elettrico).

LINEE GUIDA PER GLI ADATTAMENTI INDIVIDUALI DEI PRODOTTI MERCADO MEDIC AB

Gli adattamenti individuali possono essere effettuati esclusivamente da personale che abbia completato il corso di formazione di Mercado Medic AB per l'assistenza e la rigenerazione. Gli articoli presenti nell'elenco dei contratti combinati esistenti su www.mercado.se/mercado-dokument possono essere dotati del marchio CE in possesso di Mercado Medic AB. Se si desidera montare un articolo non presente nell'elenco dei contratti combinati esistenti, il personale autorizzato del cliente dovrà contattare Mercado Medic AB per l'autorizzazione scritta.

L'articolo da valutare deve essere inviato fisicamente a Mercado Medic AB dal cliente o dal fornitore dell'articolo in questione. Mercado Medic AB contatterà quindi il fornitore dell'articolo in questione; nel caso in cui sia in vigore un eventuale contratto combinato, Mercado Medic AB condurrà un'analisi del rischio sull'articolo desiderato. Una volta completata l'analisi del rischio, il cliente riceverà una dichiarazione scritta.

Le sedie che hanno subito modifiche come descritto di seguito devono essere verificate da Mercado Medic AB che potrà così mantenere la responsabilità del prodotto.

- Le parti imbottite come i sedili, lo schienale, i braccioli, i supporti laterali, il supporto toracico e il poggiatesta possono essere adattati a condizione di non superare le dimensioni di regolazione esterne esistenti del prodotto.
- Il baricentro del meccanismo di sollevamento deve essere mantenuto/centrato per un funzionamento ottimale.
- Le parti imbottite devono soddisfare i requisiti esistenti di accensione e altri requisiti ambientali.
- Le superfici caricate con forze verticali significative non devono fuoriuscire dalla superficie (base) formata dai punti centrali della ruota.

Se queste linee guida sono soddisfatte, Mercado Medic AB mantiene la responsabilità del prodotto.

I prodotti specificamente adattati dall'assistenza sanitaria al di fuori della direttiva di Mercado Medic AB, in cui l'assistenza sanitaria assuma anche la responsabilità del prodotto, possono essere riportati alle condizioni originarie. Questa operazione deve essere condotta da un tecnico autorizzato approvato da Mercado Medic AB. Mercado Medic AB riassume quindi la responsabilità del prodotto ai sensi del marchio CE 93/42 CEE; Direttiva sui dispositivi medici, MDD.

Per domande riguardanti le personalizzazioni/adattamenti speciali, rivolgersi a Ronny Fogelqvist:

Tel. +46 (0)708 27 96 14


E-mail ronny.fogelqvist@mercado.se

FRENO


NOTA! Il freno della sedia deve sempre essere inserito quando ci si accomoda o ci si alza. Il freno deve essere controllato regolarmente. In caso di usura, sostituire il piede del freno in gomma. Su superfici irregolari, la funzione di frenata può risultare ridotta.

VI SONO TRE TIPI DI FRENO:


A leva, a pedale ed elettrico.




Freno a mano e freno a pedale




Freno elettrico (opzionale)



Comandi dei freni elettrici da controller (opzionale)



Freno a mano



Staffa della leva del freno


COMANDI

1. Freno, telaio PLUS 48 per leva in avanti.
2. Freno, telaio PLUS 43 per leva all'indietro, pedale verso il basso.
3. Freno elettrico, premere il pulsante.
4. Freno elettrico, premere il pulsante.
5. Freno a mano sul telaio di trasporto, inserire completamente il freno e premere il cuneo rosso verso il basso. Sbloccaggio - spingere l'impugnatura verso l'alto fino a liberare il cuneo.
6. Staffa della leva del freno - per frenare la sedia anche quando il bracciolo è regolato in larghezza; allentare la vite sulla staffa della leva del freno per mezzo di una chiave di Allen da 6 mm, estrarre la staffa, inserire la vite nel foro successivo e serrare saldamente per mezzo della chiave di Allen.


ALTEZZA DI SEDUTA/SOLLEVAMENTO AUTOMATICO

VI SONO DUE TIPI DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO:


Con molla a gas ed elettrico. Sono previste un'altezza di seduta standard e una bassa. I comandi per la molla a gas possono essere collocati sotto il sedile o i braccioli. La collocazione standard dei comandi elettrici è sotto ai braccioli. **NOTA!** Le persone di corporatura leggera potrebbero aver bisogno di aiuto per sollevare e abbassare l'unità di seduta comandata mediante molle a gas.




Comando con molla a gas sotto il sedile



Comando con molla a gas sotto il bracciolo (opzionale)



Comando elettrico



Comando elettrico da controller/joystick/telecomando opzionale. L'immagine illustra il controller.

COMANDI

1. Altezza di seduta. Molla a gas - per il sollevamento.
2. Altezza di seduta. Comando elettrico - per il sollevamento/abbassamento.
3. Altezza di seduta. Comando elettrico - da controller. Pulsante sinistro = sollevamento. Pulsante destro = abbassamento.


INCLINAZIONE DEL SEDILE (OPZIONALE)

VI SONO TRE TIPI DI INCLINAZIONE DELLA SEDUTA:


A manopola, con molla a gas ed elettrica. I comandi della molla a gas possono essere collocati sul bordo posteriore sinistro del sedile o sotto i braccioli. La collocazione standard dei comandi elettrici è sotto ai braccioli. L'intervallo standard dell'inclinazione della seduta è +15°/-8°.

COMANDI


1. Inclinazione della seduta. Comando a manopola - ruotare il comando.
2. Inclinazione della seduta. Molla a gas - per l'inclinazione posteriore.
2. Inclinazione della seduta. Molla a gas - per il sollevamento.
4. Inclinazione della seduta. Comando elettrico - per il sollevamento/abbassamento.
5. Inclinazione della seduta. Comando elettrico - da controller. Pulsante sinistro = avanti. Pulsante destro = indietro.




Comando a manopola




Comando con molla a gas sotto il sedile



Comando con molla a gas sotto il bracciolo




Comando elettrico



Comando elettrico da controller

COMANDI



1. I braccioli posti qui seguono l'inclinazione del sedile.
2. I braccioli posti qui non seguono l'inclinazione del sedile.
3. Vi sono 3 posizioni. **Se si seleziona la posizione 3, la sedia deve essere dotata di prolunga del telaio.**
 1. Anteriore 15°, posteriore 8° - Inclinazione del sedile standard
 2. Anteriore 8°, posteriore 15° - Inclinazione inversa
 3. Anteriore 0°, posteriore 23° - Tutti i sedili inclinati all'indietro

MECCANISMO DELLO SCHIENALE


VI SONO QUATTRO TIPI DI MECCANISMO DELLO SCHIENALE:

Standard, Medic, Comfort ed Elettrico. Tutti sono disponibili in configurazione bassa e alta (le sedie illustrate hanno tutte lo schienale basso). Tutti i meccanismi dello schienale sono dotati di comandi separati per la regolazione di altezza, profondità e inclinazione. Il modello Medic prevede un'impostazione avanzata di profondità.

COMANDI

1. Altezza.
2. Inclinazione del meccanismo dello schienale.
3. Inclinazione del pannello dello schienale.
4. Profondità.
5. Inclinazione dello schienale. Comando elettrico da controller.
 - Pulsante sinistro = avanti
 - Pulsante destro = indietro.


NOTA! Assicurarsi che il meccanismo di inclinazione dello schienale Medic possa essere regolato nella staffa in modo che la molla si chiuda a scatto e il meccanismo di inclinazione dello schienale non possa essere tirato fuori.



BRACCIOLI

COMANDI

1. Regolazione dell'altezza.
2. Regolazione della larghezza.
3. Abbattimento.




SBLOCCAGGIO DELLA ROTAZIONE (OPZIONALE)

NOTA! Quando ci si siede e ci si alza, la rotazione deve essere in posizione bloccata. Assicurarsi che il blocco sia scattato in posizione.

COMANDI

1. Ruotare in senso orario per sbloccare, in senso antiorario per bloccare.




REAL PLUS COXITE/ELETTRICA

Vi sono due modalità di regolazione dei supporti per coxite. Nelle sedie non provviste di inclinazione della seduta, il comando è collocato sotto il bordo anteriore del sedile. Nelle sedie con inclinazione della seduta, il comando è collocato sotto il bordo posteriore del sedile.

COMANDI

1. Allentare, regolare l'inclinazione desiderata e serrare.
2. Ruotare il comando per abbassare/sollevarlo il supporto.



PULIZIA, CURA E RICARICA

La sedia deve essere mantenuta asciutta e libera da polvere e impurità. Approviamo detergenti da 7 a un massimo di 12 sulla scala del pH (concentrati).

Il rivestimento in tessuto felpato può essere lavato con schiuma attiva:

1. Rimuovere le impurità non aderenti, briciole e simili.
2. Applicare un sottile strato di schiuma e distribuire in modo omogeneo strofinando con un panno umido.
3. Lasciare agire e rimuovere con un panno pulito e leggermente umido.
4. Attendere che le superfici siano asciutte e aspirare con cura.

Per lavare la **pele sintetica**, utilizzare acqua saponata oppure strofinare con una soluzione alcolica, per esempio un disinfettante.

Per motivi pratici, sedile, schienale e altre parti imbottite non sono realizzati con materiali non traspiranti.

Per motivi igienici, le parti imbottite devono essere sostituite durante la rigenerazione.

Il dispositivo di sollevamento elettrico deve essere regolarmente controllato per quanto riguarda polvere, sporco e stabilità: sollevare il sedile fino alla posizione più elevata. Pulire con un panno.

Non usare acqua o solventi. Quindi lubrificare il cilindro con un sottile strato grasso a base di teflon o di silicone.

Si raccomanda di caricare la sedia con il caricabatterie REAL 9000 tipo 2240-12 V con il n. di art. 802289. Se si desidera utilizzare un altro caricabatterie, richiedere un'autorizzazione scritta a Mercado Medic AB. La ricarica della batteria deve essere eseguita regolarmente, se possibile una volta al giorno. È importante per la durata della batteria non lasciarla mai scaricare completamente.

RICARICA (SEDIA A COMANDO ELETTRICO)

Collegare la spina del caricabatterie al jack di ricarica (1) sulla scatola in cui si trova l'interruttore a bascula per il sollevamento e l'abbassamento della sedia. Quindi collegare l'altro contatto del caricabatterie a una presa a



muro. Il LED sul caricabatterie indica che la ricarica è in corso. Quando il LED cambia colore da arancione a verde, la batteria è completamente carica. La sedia può essere sollevata e abbassata anche durante il caricamento. Questo vale per le sedie a comando elettrico dalla vers. 11 2013 o per sedie di versioni precedenti aggiornate.

NOTA!

La ricarica della batteria è particolarmente importante per quelle sedie dotate di freno elettrico, inclinazione elettrica e schienale elettrico, poiché queste funzioni richiedono un'elevata capacità della batteria per garantire prestazioni ottimali. Per garantire le funzioni è necessario caricare la batteria una volta al giorno. Quando si sostituisce la batteria (tipo: HP7-12 12V 7.2Ah), assicurarsi di collegare il cavo della batteria contrassegnato in rosso al polo positivo della batteria e il cavo negativo al polo negativo. Se i comandi elettrici della sedia cessano di funzionare, è probabile che un fusibile si sia bruciato. Controllare i fusibili. Essi sono ubicati sotto al sedile sul cavo tra la batteria e l'attuatore. Sostituire il fusibile bruciato con un nuovo fusibile da 25 A.

QUANDO SI UTILIZZANO LE BATTERIE, TENERE PRESENTE QUANTO SEGUE:

- Non cortocircuitare mai la batteria.
- Non esporre la batteria a urti forti o a fiamme libere.
- In caso di contatto con l'acido della batteria, sciacquare con acqua per circa 30 minuti e chiamare il medico.
- Smaltire le batterie esaurite presso le stazioni ecologiche.



Caricabatterie art. n. 802289

! Informazioni importanti per la rigenerazione e la manutenzione di REAL 9000 PLUS (di seguito indicato come "il prodotto"):

- Il prodotto non richiede manutenzione periodica nei casi in cui vi sia un prescrivente responsabile sanitario. Nei mercati al di fuori della Svezia e della Norvegia, dove il prodotto ove applicabile viene venduto direttamente dal distributore all'utilizzatore, e di conseguenza manca un prescrivente responsabile, la manutenzione periodica deve essere effettuata ogni due anni per l'intera durata utile del prodotto, come indicato ai punti 1-10 di questa sezione.
- Tuttavia è necessario sottoporre i principali componenti principali del prodotto a un'accurata ispezione visiva a ogni intervento di assistenza e di rigenerazione, al fine di garantire la sicurezza dell'utilizzatore. Tra i componenti da esaminare vi sono telaio, meccanismo di sollevamento, struttura del sedile, meccanismo di inclinazione e staffe a U per la regolazione della larghezza dei braccioli. Il controllo deve riguardare le saldature, le funzioni bloccabili e le impostazioni.
- È vietato l'utilizzo del prodotto durante la rigenerazione, l'assistenza o la manutenzione.
- Non lavare il prodotto per mezzo di idropulitrici.
- Durante il controllo del telaio è necessario controllare le saldature tra le gambe anteriori e quelle posteriori del telaio stesso. Eventuali tracce di crepe nel materiale o nella vernice su queste superfici devono essere considerate un valido motivo per sostituire il telaio o il prodotto.
- Se le prestazioni di frenata del prodotto sono scarse, è necessario controllare il bilanciamento del telaio e l'asta dei pedali del freno. Se il prodotto con i freni disinseriti non poggia su tutte e quattro le ruote, deve essere messo immediatamente fuori servizio. Verificare lo sbilanciamento in diversi punti e direzioni per escludere che non sia dovuto al pavimento.

CONTROLLI DA ESEGUIRE NELLE ISTRUZIONI PER LA RIGENERAZIONE

1. Unità elettronica

1.1. Componenti elettronici / funzionamento / pulizia

Controllare i componenti elettronici e vedere a quali funzioni elettriche sono collegati. Verificare le funzioni elettriche se la sedia non funziona. Controllare che scheda elettronica, comandi e cavi non siano danneggiati.

1.2. Pannello dei comandi / funzionamento / pulizia

Controllare il funzionamento dei comandi, verificare che l'alloggiamento sia integro e che tutti i pulsanti funzionino. Pulire i comandi con un panno leggermente inumidito con disinfettante, in modo da non trasmettere eventuali contaminazioni. Non utilizzare solventi, candeggina, lucidanti, detergenti sintetici, cera lucidante o spray sulla sedia.

1.3. Contatti; collegamenti
Assicurarsi che i cavi e i contatti siano integri e collegati saldamente. Assicurarsi che i cavi e i contatti non siano esposti al rischio di schiacciamento.

1.4. Batterie / caricabatterie / funzionamento
Assicurarsi che il caricabatterie funzioni e non presenti danni all'involucro o ai cavi.

Misurare la batteria e verificare che non vi siano valori eccessivamente

bassi, che indicherebbero che la batteria non si è caricata o che una o più celle sono rotte.

1.5. Inclinazione elettrica del sedile / funzionamento

Verificare che il dispositivo elettrico non presenti danni visibili. Verificare il funzionamento delle parti in movimento del dispositivo elettrico. Assicurarsi che tutte le viti di bloccaggio siano serrate in modo che non vi sia gioco nella posizione finale.

1.6. Schienale elettrico / funzionamento

Verificare che il dispositivo elettrico non presenti danni visibili. Verificare il funzionamento delle parti in movimento del dispositivo elettrico. Assicurarsi che tutte le viti di bloccaggio siano serrate in modo che non vi sia gioco nella posizione finale.

1.7. Freno elettrico / funzionamento

Verificare che il dispositivo elettrico non presenti danni visibili. Verificare il funzionamento delle parti in movimento del dispositivo elettrico. Assicurarsi che tutte le viti di bloccaggio siano serrate in modo che non vi sia gioco nella posizione finale.

Controllare tutti i giunti e verificare che i dispositivi di serraggio del rinvio freno del tubo del telaio siano fissati correttamente.

2. Dispositivo di sollevamento elettrico

2.1. Rumori anomali / accoppiamento a scorrimento

Prestare attenzione a eventuali rumori anomali dei cuscinetti nella scatola degli ingranaggi; sostituire il dispositivo di sollevamento elettrico in caso di cuscinetti in cattive condizioni. Il dispositivo di sollevamento elettrico può essere inviato a Mercado Medic AB per le necessarie riparazioni/ rigenerazione.

Caricare la sedia e verificare che il dispositivo di sollevamento elettrico non slitti nella posizione inferiore. In caso contrario, regolare in modo che l'accoppiamento a scorrimento abbia una coppia adeguata.

2.2. Blocco di rotazione / lubrificazione

Controllare che il dispositivo di sollevamento elettrico non abbia uno sfasamento nella direzione di rotazione; eventualmente sostituirlo. Il dispositivo di sollevamento elettrico può essere inviato a Mercado Medic AB per le necessarie riparazioni/ rigenerazione.

2.3. Fissaggio / riserraggio

Assicurarsi che i fissaggi della struttura del sedile e del telaio siano correttamente serrati.

□ 2.4. Cablaggio / usura

Verificare la presenza di segni di usura e di danni da schiacciamento ai cavi.

3. Struttura**□ 3.1. Saldature**

Controllare attentamente tutte le saldature per escludere la presenza di crepe, corrosione, movimento, ecc.

□ 3.2. Giunzioni a vite

Controllare e serrare tutte le giunzioni a vite e sostituire le viti con la testa o la filettatura danneggiate.

4. Freni**□ 4.1. Funzionamento / usura**

Sostituire i pedali del freno e verificare che il freno funzioni in modo soddisfacente.

□ 4.2. Tappi di plastica / boccole guida

Assicurarsi che le boccole guida e i tappi di plastica siano correttamente posizionati e sostituire le parti usurate o danneggiate.

5. Ruote**□ 5.1. Funzionamento / rotazione / piroettamento**

Pulire le ruote da capelli e polvere e controllare ruote e ponticelli per escludere segni di usura e di allentamento che possono indicare una cattiva condizione dei cuscinetti. Assicurarsi che le ruote girino liberamente e che i ponticelli ruotino correttamente. Se necessario, sostituire le ruote.

□ 5.2. Fissaggio / riserraggio

Verificare che le viti delle ruote siano integre e serrate.

6. Struttura del sedile**□ 6.1. Parti meccaniche / saldature**

Controllare attentamente tutte le parti saldate (soprattutto quando si appende il dispositivo di inclinazione poiché queste parti sono maggiormente gravate).

□ 6.2. Giunzioni a vite / riserraggio

Controllare e serrare tutte le giunzioni a vite e sostituire le viti con la testa o la filettatura danneggiate.

□ 6.3. Tappi di plastica / boccole guida

Assicurarsi che le boccole guida e i tappi di plastica siano correttamente posizionati e sostituire le parti usurate o danneggiate.

□ 6.4. Sedile / sostituzione / pulizia

Sostituire il sedile con uno nuovo

e lavare o sostituire l'eventuale rivestimento

□ 6.5. Azionamento / lubrificazione

Assicurarsi che le leve e le manopole della struttura del sedile funzionino e si blocchino correttamente.

□ 6.6. Inclinazione con molla a gas / funzionamento

Se la sedia è dotata di comando di inclinazione con molla a gas, verificare che si blocchi correttamente e che, sotto carico, l'inclinazione non cambi lentamente. Controllare e sostituire i cavi metallici e le guaine danneggiati.

□ 6.7. Comando di inclinazione a manopola / usura

Se la sedia è dotata di comando di inclinazione a manopola, verificare che non si allenti e che tutte le viti siano serrate.

□ 6.8. Componenti meccanici dei sostegni per coxite / azionamento

Assicurarsi che le manopole dei sostegni si muovano con facilità e siano correttamente bloccati per mezzo dei controdadi.

7. Meccanismo dello schienale**□ 7.1. Funzionamento / usura**

Controllare e sostituire eventuali parti usurate e assicurarsi che le parti in movimento funzionino correttamente.

□ 7.2. Fissaggio / riserraggio

Verificare che tutte le viti, manopole e leve si blocchino correttamente e assicurarsi che il blocco a molla funzioni senza errori.

□ 7.3. Tappi di plastica / boccole guida

Assicurarsi che le boccole guida e i tappi di plastica siano correttamente posizionati e sostituire le parti usurate o danneggiate.

□ 7.4. Pannello dello schienale / sostituzione / pulizia

Sostituire il pannello dello schienale con uno nuovo e lavare o sostituire l'eventuale rivestimento

□ 7.5. Comando con molla a gas / funzionamento

Controllare la pressione del gas e la stabilità della molla a gas, verificare che si blocchi correttamente e che l'inclinazione dello schienale non cambi lentamente in presenza di carico. Controllare e sostituire i cavi metallici e le guaine danneggiati.

8. Braccioli**□ 8.1. Funzionamento / usura**

Controllare e sostituire eventuali parti usurate e assicurarsi che le parti in movimento si blocchino e funzionino correttamente.

□ 8.2. Tappi di plastica / boccole guida

Assicurarsi che le boccole guida e i tappi di plastica siano correttamente posizionati e sostituire le parti usurate o danneggiate.

□ 8.3. Braccioli / sostituzione / pulizia

Sostituire i braccioli con braccioli nuovi.

□ 8.4. Parti meccaniche dei braccioli / funzionamento

Controllare tutte le saldature e verificare che il sistema di movimento non presenti danni che possano compromettere o indebolire la struttura.

9. Accessori**□ 9.1. Ripristino**

Smontare gli accessori che normalmente non fanno parte della sedia e controllarli come mostrato di seguito prima di rimontarli.

□ 9.2. Parti meccaniche

Controllare tutte le saldature e che non vi siano danni alla meccanica che possano compromettere o indebolire la struttura.

□ 9.3. Funzionamento / usura

Controllare e sostituire eventuali parti usurate e assicurarsi che le parti in movimento si blocchino e funzionino correttamente.

□ 9.4. Parti imbottite

Smaltire le parti imbottite per evitare la contaminazione e smaltire o lavare i rivestimenti secondo le istruzioni di lavaggio.

10. Controllo finale**□ 10.1. Prova d'uso**

Provare le funzioni della sedia e verificare che tutte le funzionalità, le funzioni elettriche e i freni offrano prestazioni ottimali. Se la sedia deve essere tenuta in magazzino, portarla in posizione di riposo per mezzo dell'apposito adattatore 9V in modo da salvaguardare le batterie.

PER CONTATTARE MERCADO

Sede

Indirizzo

Tryffelslingan 14, 181 57 Lidingö - Svezia

Casella postale

Box 1074, 181 22 Lidingö - Svezia

Il centralino è aperto: Lun.-ven. 08.00-16.30

Tel.: +46 (0)8-555 143 00

Fax: +46 (0)8-555 143 99

E-mail: info@mercado.se

Assistenza e supporto tecnico

Assistenza telefonica lun.-ven.

08.00-12.00 e 13.00-16.00.

Tel.: +46 (0)8-555 143 08

Fax: +46 (0)8-555 143 99

Cellulare:

+46 (0)70-550 63 98, +46 (0)70-894 63 68

E-mail: service@mercado.se

*[Spazio per l'etichetta del prodotto
con numero di serie.]*



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö - Svezia

Telefono e fax
Tel. +46 (0)8 555 143 00
Fax +46 (0)8 555 143 99

E-mail e Internet
E-mail info@mercado.se
Internet www.mercado.se