

Begränsningar inom CE-märkning gällande Tredje parts Sittskäl/ Gjutskal

För att använda tredje parts sittskäl/gjutskal med bibehållen CE-märkning på produktserie REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS och REAL 6100 PLUS LiNX från Mercado Medic AB gäller nedan angivna begränsningar.

- Yttermått på sittskäl/gjutskal: Bredd max 55 cm. Djup max 60 cm.
- Stoppade detaljer skall uppfylla gällande antändlighetskrav och miljökrav.
- Endast sittkryss -15/+23 enligt lista nedan får användas med montering i original hålbild, alternativt kan även träplattor och träplattor med antiglid från Mercado Medic AB i storlek upp till och med 48x48cm användas som underlagsyta uppe på allvinkelsittkrysset. Snabbkopplingar och Sittskäl/Gjutskal måste då fästas med minst 4st genomgående bult/skruv.
- Vid sitstilsfunktion bakåt krävs extra support i bakkant på sittkryss -15/+23 med Medic ryggfällning BRM4600 eller dubbel Medic ryggfällning BRM5600 enligt tabell nedan. Vid tilt bakåt skall stativförlängare bakåt alltid användas.

	Tilt 8 gr.	Tilt 15 gr.	Tilt 23 gr.	Grader *	
Brukarvikt upp till 30 kg	OK	BRM4600	BRM5600	45	Max sammanslagen tilt 0 - 30kg
Brukarvikt upp till 60 kg	OK	BRM4600	BRM5600	30	Max sammanslagen tilt 31 - 60 kg
Brukarvikt upp till 90 kg	BRM4600	BRM5600	BRM5600	23	Max sammanslagen tilt 61 - 90kg

*(tilt på tiltat sittskäl + sittkryss sammanslaget)

Uppfylls ovan kriterier kan CE-märkningen bibehållas på produkten, vilket innebär att produkten kommer att kunna återställas till originalskick utan krav på godkännande av Mercado Medic.

Dock har produkten fortfarande en förväntad livslängd på max 10 år, och kräver därefter en översyn enligt kapitel 6.3 i bruksanvisning för ovan nämnda produkter.

803070	Sittkryss 9000 Vs -15/+23 gr. Överdel/Underdel Br40-54 Vuxen
803071	Sittkryss 6100 Vs -15/+23 gr. Överdel/Underdel Br40-54 Vuxen
803072	Sittkryss 6100 Vs -15/+23 gr. Överdel/Underdel Br40-54 Vuxen
803073	Sittkryss 6100 Vs -15/+23 gr. Överdel/Underdel Br33-39 Barn
805304	Sittkryssmek 9000 Vs-15/+23 gr Över-/underd Br40-54 24V för RCB10+L
805305	Sittkryssmek 9000 Vs-15/+23 gr Över-/underd Br33-39 24V för RCB10+L
805398	Sittkryssmek 9700 Vs-15/+23 gr Över-/underd Br40-54 24V för RCB10+L