

# Utprovning/beställning REAL 9500/9600 EL



A	B	C	D	E	F	G	H	Klädsel
9								

Offertförfrågan  Beställning

Leveransadress		Fakturaadress	
Utprovad av/kontaktperson		Utprovad för/märkes	
Telefon	E-post	Beställningsnr	Datum

<b>Basutförande - fylls alltid i!</b> AB <b>Modell</b> Inrutat är standard 95 <input type="checkbox"/> REAL 9500 standard med H-stativ 96 <input type="checkbox"/> REAL 9600 EL med H-stativ* *Batteriladdare ingår		<b>Alternativ och tillval - fylls i om du vill ändra eller lägga till något!</b> <b>Klädsel</b> <b>Plysch:</b> <input type="checkbox"/> 41 vinröd <input type="checkbox"/> 42 brun <input type="checkbox"/> 44 marin <input type="checkbox"/> 45 REAL-blå <input type="checkbox"/> 46 grå <input type="checkbox"/> 48 svart <b>Väv mönstrad Vuxen:</b> <input type="checkbox"/> 75 blå <b>Väv mönstrad Barn:</b> <input type="checkbox"/> 81 röd <input type="checkbox"/> 85 blå <input type="checkbox"/> 89 gul <b>Konstläder:</b> <input type="checkbox"/> 31 röd <input type="checkbox"/> 32 brun <input type="checkbox"/> 35 blå <input type="checkbox"/> 36 grå <input type="checkbox"/> 38 svart <b>Hygienväv (komplettera med överdrag)</b> <input type="checkbox"/> Sits <input type="checkbox"/> Rygg <input type="checkbox"/> Grenkil <b>Överdragsklädsel:</b> <input type="checkbox"/> Sits <input type="checkbox"/> Rygg <input type="checkbox"/> Annat enligt nedan Alternativ överdragsklädsel i bomullstyg: <input type="checkbox"/> Barn/gul <input type="checkbox"/> Barn/blå <input type="checkbox"/> Inkontinensöverdrag grå plastad frotté:		<b>Alternativ sits och rygg</b> <input type="checkbox"/> Sadelsits med slow recovery <input type="checkbox"/> Extra låg rygg 33x16 cm <input type="checkbox"/> Låg rygg 40x20 cm ErgoMedic Plus <b>Alternativt stativ</b> <input type="checkbox"/> X-stativ (med stativförlängare) <b>Bromsreglage</b> Spak: <input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> Stor kula <input type="checkbox"/> Reumatikerkruss <input type="checkbox"/> Elektrisk broms <b>Placering reglage</b> Sitthöjdsreglage på armstöd <input type="checkbox"/> vå <input type="checkbox"/> hö <input type="checkbox"/> Elreglage i lös dosa <input type="checkbox"/> Joystick för el-stol <b>Benstöd med fotplatta (inkl fäste)</b> Hel fotplatta <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL Delad fotplatta <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <b>Bålstöd (monteras på hög rygg)</b> <input type="checkbox"/> Standard rak bäge <input type="checkbox"/> Svängd bäge <input type="checkbox"/> Sväng och ställbart bålstöd <b>Grenkil i svart konstläder</b> Bredd: <input type="checkbox"/> 11 cm <input type="checkbox"/> 15 cm <b>Höftbälte (med fäste under sits)</b> Höftbälte <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <b>Knästoppar i svart konstläder</b> <input type="checkbox"/> 15x8 cm, par (monteras på benstöd) <b>Körhandtag/Körbygel</b> <input type="checkbox"/> Körhandtag <input type="checkbox"/> Körbygel <b>Nackstöd (monteras på hög rygg)</b> <input type="checkbox"/> Plan kudde <input type="checkbox"/> Skålad kudde <b>Sidostöd justerbara i bredd (bxh)</b> <input type="checkbox"/> 28x8 cm <input type="checkbox"/> 24x14 cm <input type="checkbox"/> 30x16 cm	
<b>C Sitstilt</b> 2 <input type="checkbox"/> Vevreglerad sitstilt					
<b>D Låg rygg</b> 0 <input type="checkbox"/> Standard ryggmekanism 1 <input type="checkbox"/> Medic ryggmekanism <b>Hög rygg</b> 5 <input type="checkbox"/> Standard ryggmekanism 6 <input type="checkbox"/> Medic ryggmekanism					
<b>E Hjul</b> 0 <input type="checkbox"/> Standardhjul, XL 100 mm 2 <input type="checkbox"/> Extra lättrollat hjul, SL 100 mm* *För hårt underlag					
<b>F Sitthöjd</b> Manuell EL 0 <input type="checkbox"/> Standard 60-80 cm 62-90 cm 1 <input type="checkbox"/> Låg sitthöjd 55-71 cm 55-75 cm 5 <input type="checkbox"/> Standard sitthöjd med rotation* 6 <input type="checkbox"/> Låg sitthöjd med rotation* *Ej 9600 EL					
<b>G Sits</b> <b>Breddxdjup</b> <b>Ryggar bredd x höjd</b> <b>Armstöd</b> 0 <input type="checkbox"/> Sadelsits Ergomedic 40x36 cm Låg 33x26 cm hög 33x36 cm 35 cm 1 <input type="checkbox"/> Sadelsits Medic 40x36 cm Låg 33x26 cm hög 33x36 cm 35 cm 2 <input type="checkbox"/> Sadelsits 36x36 cm Låg 33x26 cm hög 33x36 cm 35 cm 3 <input type="checkbox"/> Sadelsits 41x41 cm Låg 33x26 cm hög 33x36 cm 35 cm					
<b>H Användarens vikt</b> 0 <input type="checkbox"/> 55-90 kg 1 <input type="checkbox"/> < 55 kg Användarvikt >130kg 2 <input type="checkbox"/> 90-130 kg kontakta Mercado Medic		<b>Armstöd</b> <input type="checkbox"/> Svart konstläder <input type="checkbox"/> Utan armstöd <input type="checkbox"/> Tygklädda <input type="checkbox"/> Comfort Längd: <input type="checkbox"/> 25 cm <input type="checkbox"/> 30 cm <input type="checkbox"/> 35 cm			
<b>Övrigt</b>					
<b>Antal stolar</b>					

REAL 9500/9600 EL/1108