



REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET
MED LÄKEMDELSVERKETS FÖRESKRIFTER
2003:11.

REAL® 9000 PLUS

skräddarsydd arbetstol






+ REAL® 9000 PLUS

Vill du sitta bekvämt men ändå kunna vara aktiv?

REAL 9000 PLUS är bekväm och ger en ergonomiskt riktig sittställning. Detta för att kunna ge avlastning även när man är aktiv.

Hög kvalitet på hjul och bromssystem gör att stolen rullar lätt vid förflyttning men ändå är stabil när man reser/sätter sig.

Stolen är justerbar i höjd med manuell eller elektrisk funktion för att passa både köksbänk och bord. Med ett stort urval av funktioner, klädselar, stoppdetaljer och tillbehör erhåller man en stol som fungerar i alla situationer.



(färgalternativ i plysch)



FAKTA

Brukarvikt (manuell), max	140 kg
Brukarvikt (el), max	150 kg
Sitthöjd gaslyft	32-46 alt. 40-60 cm
Sitthöjd elektrisk	36-56 alt. 43-71 cm
Rygg	valbart (alternativ finns)
Sits	valbart (alternativ finns)
Sitstilt	valbart (alternativ finns)
Armstöd	valbart (alternativ finns)
Hjul	hjul XL 100 mm (alternativ finns)
Broms	manuell med spak (alternativ finns)