



Funktionell för både
personal och patient!



⊕ REAL® 8100 PLUS EL RÖNTGEN

- Ergonomisk för patienten ✓
- Lätt att hantera för personalen ✓
- Funktionell och smidig med enkla inställningar ✓



RYGG MED KUDDE OCH
NACKSTÖD I MAKROLON
(standard)



LÅG RYGG 33x16 CM
(standard)



KOLFIBERRYGG
(tillval)

⊕ REAL® 8100 PLUS EL RÖNTGEN

Funktionell för personalen

- Elektrisk höj-/sänkning (47-75 cm) med fjärrkontroll
- Smidigt stativ med rotationsmöjlighet och gradskiva
- Fotbroms (alternativt el-broms)
- Enkel att ställa in
- Underhållsfri
- Effektiviserar undersökningen

...och ergonomisk för patienten

- ErgoMedic sittsystem
- Korrekt positionering
- Fällbara, mjukt stoppade armstöd
- Säker konstruktion
- Flexibilitet med olika ryggar

På en röntgenstol ställs höga krav. Den måste uppfylla de behov läkare, sjuksköterskor och patienter har. För att kunna effektivisera undersökningen med patienten i sittande ställning ska stolen vara funktionell och enkel att ställa in.

REAL RÖNTGENSTOL 8100 PLUS EL är en elektrisk justerbar stol anpassad för röntgenbruk. Den är konstruerad med tanke på ergonomi, funktion och flexibilitet. Stolen är bekväm, stabil och lättskött. Höjden justeras elektriskt med en fjärrkontroll. Gradskivan medför möjlighet att röntga patienten i önskad vinkel. Stolen finns i Standard- och Comfortutförande*. Den tillverkas i egen regi i Sverige.

*Inklusive el-sitstilt, el-broms.

*Boka gärna
kostnadsfri
visning!*

