

# REAL 9000 PLUS

Utprovning/beställning av STOLAR  
Tillbehör finns på separat blankett

A	B	C	D	E	F	G	H
9							

Klädsel

Offertförfrågan

Beställning

Tillhör order.....



Leveransadress		Fakturaadress	
Utprovad av/kontaktperson		Utprovad för/märkes	
Telefon	E-post	Beställningsnr	Datum

BASUTFÖRANDE – Fylla ALLTID !!		ALTERNATIV	
<b>AB Manuella Modeller</b> 90 <input type="checkbox"/> REAL 9000 PLUS 93 <input type="checkbox"/> REAL 9000 PLUS BARN** 97 <input type="checkbox"/> REAL 9000 PLUS Coxit <i>Batteriladdare ingår till EL-stolar</i>		<b>AB Elektriska Modeller</b> 91 <input type="checkbox"/> REAL 9000 PLUS EL 94 <input type="checkbox"/> REAL 9000 PLUS BARN EL** 98 <input type="checkbox"/> REAL 9000 PLUS Coxit EL <i>**PLUS-stativ 43x53 cm</i>	
<b>C Sitstilt (+15° Framåt, -8° Bakåt)</b> 0 <input type="checkbox"/> Utan sitstilt 2 <input type="checkbox"/> Vevreglerad sitstilt 3 <input type="checkbox"/> Gasfjäder, reglage vid sits		4 <input type="checkbox"/> Gasfjäder, reglage på armstöd 5 <input type="checkbox"/> Elreglerad sitstilt (EL) 6 <input type="checkbox"/> Förberedd för sitstilt	
<b>D Låga ryggmekanismer</b> 0 <input type="checkbox"/> Standard 1 <input type="checkbox"/> Medic 2 <input type="checkbox"/> Comfort* 3 <input type="checkbox"/> Elreglerad* (EL)		<b>Alternativa Låga ryggar Bredd x Höjd</b> <input type="checkbox"/> 35x20 cm Ergomedic PLUS <input type="checkbox"/> 40x20 cm Ergomedic PLUS <b>Alternativa Höga ryggar Bredd x Höjd</b> <input type="checkbox"/> 42x43 cm Ergomedic <input type="checkbox"/> 30x34 cm Ergomedic PLUS <input type="checkbox"/> 35x43 cm Ergomedic PLUS <input type="checkbox"/> 42x43 cm Ergomedic PLUS <input type="checkbox"/> 46x43 cm Ergomedic PLUS <input type="checkbox"/> 30x34 cm Ergomedic PLUS m. sidokil <input type="checkbox"/> 35x43 cm Ergomedic PLUS m. sidokil <input type="checkbox"/> 42x43 cm Ergomedic PLUS m. sidokil <input type="checkbox"/> 46x43 cm Ergomedic PLUS m. sidokil	
<b>D Höga ryggmekanismer</b> 5 <input type="checkbox"/> Standard 6 <input type="checkbox"/> Medic <input type="checkbox"/> Dubbel Medic 7 <input type="checkbox"/> Comfort* 8 <input type="checkbox"/> Elreglerad* (EL) <i>*Minsta sitsdjup 43 cm</i>		4 <input type="checkbox"/> 100 mm ESD (anti-statiska) 5 <input type="checkbox"/> 125 mm** 6 <input type="checkbox"/> 150 mm** <i>**Stativförlängare bak monteras automatiskt</i>	
<b>E Hjul</b> 0 <input type="checkbox"/> Standardhjul, XL 100 mm 2 <input type="checkbox"/> Extra lättrollat hjul, SL 100 mm* 3 <input type="checkbox"/> Extra breda hjul, BXL 100 mm <i>*För hårt underlag, ej klinkers</i>		<b>F Sitthöjd*      Manuell      EL</b> 0 <input type="checkbox"/> Hög      40-60 cm      43-71 cm 1 <input type="checkbox"/> Låg      32-46 cm      36-56 cm <i>*Mätt utan sitstilt från golv till underkant sits, med sits i planläge. Med sitstilt +1 cm. Med sitstilt ställbart förstärkt sittkryss +2 cm.</i>	
<b>G Sits ErgoMedic</b> 0 <input type="checkbox"/> Vuxen <input type="checkbox"/> Coxit 1 <input type="checkbox"/> Vuxen <input type="checkbox"/> Coxit 2 <input type="checkbox"/> Vuxen <input type="checkbox"/> Coxit 3 <input type="checkbox"/> Vuxen/barn <input type="checkbox"/> Coxit 4 <input type="checkbox"/> Vuxen/barn 5 <input type="checkbox"/> Barn (7-12 år) 6 <input type="checkbox"/> Barn (3-7 år) 7 <input type="checkbox"/> Barn (7-15 år) 8 <input type="checkbox"/> Barn 9 <input type="checkbox"/> Vuxen/barn <input type="checkbox"/> Coxit <input type="checkbox"/> Sits i ErgoMedic PLUS utförande		<b>Bredd x djup      Rekommenderade Ryggar      Armstöd</b> 44x48 cm      Låg 38x26 cm      hög 40x34 cm      35 cm 48x48 cm      Låg 38x26 cm      hög 40x34 cm      35 cm 44x43 cm      Låg 38x26 cm      hög 40x34 cm      35 cm 40x43 cm      Låg 33x26 cm      hög 33x36 cm      35 cm 40x39 cm      Låg 33x26 cm      hög 33x36 cm      30 cm 36x39 cm*      Låg 30x26 cm      hög 30x34 cm      30 cm 33x35 cm*      Låg 27x22 cm      hög 27x32 cm      25 cm 36x43 cm*      Låg 30x26 cm      hög 30x34 cm      30 cm 29x32 cm**      Låg 23x20 cm      hög 27x32 cm      25 cm 40x48 cm      Låg 33x26 cm      hög 33x36 cm      35 cm <i>*Kombineras med PLUS-stativ 43x53 cm **Kombineras med PLUS-stativ Mini 43x48 cm</i>	
<b>H Användarens vikt</b> 0 <input type="checkbox"/> 55-90 kg      Manuell/EL-lyftomat 1 <input type="checkbox"/> < 55 kg      Manuell/EL-lyftomat <i>Vid användarvikt &gt; 140 kg kontakta Mercado</i>		2 <input type="checkbox"/> 90-140 kg      Manuell fixlyftomat 3 <input type="checkbox"/> 90-150 kg      EL-lyftomat	
<b>ÖVRIG INFORMATION</b>		<b>ANTAL STOLAR</b>	

**Klädsel**  
**Plysch:**  41 vinröd  42 brun  
 44 marin  45 REAL-blå  
 46 grå  48 svart  
**Väv mönstrad Vuxen:**  
 75 blå  
**Väv mönstrad Barn:**  
 81 röd  85 blå  89 gul  
**Konstläder:**  
 31 röd  32 brun  35 blå  
 36 grå  38 svart  
**Hygienväv (komplettera med överdrag)**  
 Sits  Rygg  Grenkil  
**Överdragsklädsel:**  
 Sits  Rygg  Annat enligt nedan  
 Alternativ överdragsklädsel i bomullstyg:  
 Barn/gul  Barn/blå  
 Inkontinensöverdrag grå plastad plysch

**Alternativ sits, rygg, sittkryss**  
 Plansits endast träplatta  
 Plansits endast träplatta med antiglid  
 Sits med slow recovery  
 Rygg med slow recovery  
 Ställbart förstärkt sittkryss (+15° Fram, -23° Bak)  
 All sitstilt bakåt (0-23°)\*  
 Omvänd sitstilt (+8° Fram, -15° Bak)  
*\*Stativförlängare bakåt monteras automatiskt*

**Armstöd**  
 Svart konstläder  Tygklädda  
 Comfort  Mobil  Extra soft  
 Fällbar mekanism  Utan armstöd  
 Längd i cm:  25  30  35  40  
 Armstöd ErgoMedic PLUS 30  Vä  Hö  
 Armstöd ErgoMedic PLUS 42  Vä  Hö  
 Hemiplegiarmstöd:  Vä  Hö

**Bromsreglage och alternativa stativ**  
 Spak:  35 cm  45 cm  Stor kula  
 Reumatikerkryss  Gummerad kula  
 Fotbromsat PLUS-stativ "klinik"  
 4-pnkt-bromsat PLUS-stativ  El.broms  
 PLUS-stativ transp. m körbygel o handbr.

**Placering reglage**  
**Manuella stolsmodeller**  
 Sitthöjdsreglage under sits  vä  hö  
 Sitthöjdsreglage under armstöd  vä  hö  
 Sitstilt under armstöd  vä  hö  
 Reglage under armstöd vänt bakåt  
 Sitthöjd  Sitstilt

**Elektriska stolsmodeller**  
 Sitthöjdsreglage under armstöd  vä  hö  
 Sitstilt under armstöd  vä  hö  
 Elrygg vinkling under armstöd  vä  hö  
 Reglage under armstöd vänt bakåt  
 Sitthöjd  Sitstilt  
 Elreglage i lös dosa  Fjärrkontroll

REAL 9000 PLUS/1409

# REAL 9000 PLUS

Utprovning/beställning av TILLBEHÖR  
Stolar finns på separat blankett

















Klädsel	

Offertförfrågan  Beställning

Tillhör order.....

Leveransadress		Fakturaadress	
Utprovad av/kontaktperson		Utprovad för/märkes	
Telefon	E-post	Kampanjkod	Datum

**TILLBEHÖR – fylls i om du vill extrautrusta din stol. OBS! Glöm ej att referera till rätt stolsorder.**

<p><b>Stativ med utökat djup för max stabilitet</b></p> <p><input type="checkbox"/> Framåt <input type="checkbox"/> Bakåt <input type="checkbox"/> Framåt och Bakåt</p>  <p><i>Förlänger stativet med 10 cm</i></p>	<p><b>Fotring (monteras på PLUS-stativ)</b></p> <p>1/4 <input type="checkbox"/> Uppfällbar <span style="margin-left: 100px;">1/8 <input type="checkbox"/> Uppfällbar vänster</span> 1/8 <input type="checkbox"/> Uppfällbar höger</p> 															
<p><b>Amputationsstöd</b></p> <p><input type="checkbox"/> Vänster <input type="checkbox"/> Höger</p> 	<p><b>Grenkil svart konstläder</b></p> <p>Bredd: <input type="checkbox"/> 11 cm <input type="checkbox"/> 15 cm <input type="checkbox"/> Grenkilsknädelarmmekanism</p>  <p><i>OBS! Kan ej kombineras med benstöd "Mobil"</i></p>															
<p><b>Benstöd Medic med fotplatta</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Hel fotplatta</td> <td>Delad fotplatta</td> <td>Hel fotplatta "Mobil"</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> S 18-24 cm</td> <td><input type="checkbox"/> S 18-24 cm</td> <td>med centralt fäströr</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> M 23-32 cm</td> <td><input type="checkbox"/> M 23-32 cm</td> <td><input type="checkbox"/> 30-38 cm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> L 28-41 cm</td> <td><input type="checkbox"/> L 28-41 cm</td> <td><input type="checkbox"/> 37-53 cm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> XL 38-51 cm</td> <td><input type="checkbox"/> XL 38-51 cm</td> <td></td> </tr> </table> <p><i>Måtten anger längd från sits till fotplatta. Benstöd mini kombineras med PLUS-stativ 43x53 cm (PLUS-stativ Mini 43x 48 cm)</i></p> 	Hel fotplatta	Delad fotplatta	Hel fotplatta "Mobil"	<input type="checkbox"/> S 18-24 cm	<input type="checkbox"/> S 18-24 cm	med centralt fäströr	<input type="checkbox"/> M 23-32 cm	<input type="checkbox"/> M 23-32 cm	<input type="checkbox"/> 30-38 cm	<input type="checkbox"/> L 28-41 cm	<input type="checkbox"/> L 28-41 cm	<input type="checkbox"/> 37-53 cm	<input type="checkbox"/> XL 38-51 cm	<input type="checkbox"/> XL 38-51 cm		<p><b>Höftbälte (fästs under sits)</b></p> <p><input type="checkbox"/> S 51-71 cm <input type="checkbox"/> M 63-83 cm <input type="checkbox"/> L 83-103 cm <input type="checkbox"/> Enbart fästen</p> 
Hel fotplatta	Delad fotplatta	Hel fotplatta "Mobil"														
<input type="checkbox"/> S 18-24 cm	<input type="checkbox"/> S 18-24 cm	med centralt fäströr														
<input type="checkbox"/> M 23-32 cm	<input type="checkbox"/> M 23-32 cm	<input type="checkbox"/> 30-38 cm														
<input type="checkbox"/> L 28-41 cm	<input type="checkbox"/> L 28-41 cm	<input type="checkbox"/> 37-53 cm														
<input type="checkbox"/> XL 38-51 cm	<input type="checkbox"/> XL 38-51 cm															
<p><b>Adapter för rullstolsbenstöd, par (monteras på armstöd)</b></p> <p><input type="checkbox"/> Cross <input type="checkbox"/> Adapt <input type="checkbox"/> Ortopedia</p> <p><i>Benstöd beställs separat.</i></p> <p><b>Enbart</b></p> <p><input type="checkbox"/> Vänster <input type="checkbox"/> Höger</p> 	<p><b>Knästoppar svart konstläder</b></p> <p><input type="checkbox"/> 15x8 cm, par</p> 															
<p><b>Bord (monteras på vänster armstöd)</b></p> <p><input type="checkbox"/> Bord rökfärgat 60x45 cm* <input type="checkbox"/> Bord/Bricka 45x30 cm</p> <p><i>*Armstödsplattorna måste minst vara 30 cm.</i></p> 	<p><b>Vadstöd svart konstläder</b></p> <p><input type="checkbox"/> 15x13 cm, par</p> 															
<p><b>Bälstöd (monteras på hög rygg)</b></p> <p><input type="checkbox"/> Sväng och ställbart bälstöd <input type="checkbox"/> Adapter</p> <p><input type="checkbox"/> Rak båge* <input type="checkbox"/> Svängd båge</p> 	<p><b>Körbygel/Körhandtag</b></p> <p><input type="checkbox"/> Körbygel <input type="checkbox"/> Körhandtag</p> 															
<p><b>Nackstöd, monteras på hög rygg (bxh)</b></p> <p><input type="checkbox"/> Plan 29x16cm <input type="checkbox"/> Skålad 31x18 cm <input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x23 cm* <input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x8 cm* <input type="checkbox"/> Sidojusterbar nackstödsmechanism</p> 	<p><b>Sidostöd justerbara i bredd och vinkel (bxh)</b></p> <p><input type="checkbox"/> 15x8 cm <input type="checkbox"/> 28x8 cm <input type="checkbox"/> 24x14 cm <input type="checkbox"/> 30x16 cm</p> 															

REAL 9000 PLUS/1409