



# REAL DUAL 7000/7100

*Rolstoel met (elektrische, gasveer) hoog/laag functie*



# MERCADO REAL DUAL 7100/7000 ROLSTOEL MET ELEKTRISCHE/GASVEER HOOG-LAAG FUNKTIE

Mercado Medic heeft een nieuwe stoel ontwikkeld voor mensen die beperkte kracht in de benen hebben waarbij het teveel kracht kost om zich zittend te verplaatsen(trippelen). Door de hoepelwielen kan men nu de beenkracht met de armhandkracht combineren zodat het verplaatsen een stuk makkelijker gaat. Door het modulaire zitsysteem in combinatie met de

hoog-laag funktie is het mogelijk om op iedere plek op het werk of in de thuissituatie de ideale zithouding te creëren. Door het gepatenteerde verende onderstel is het mogelijk om obstakels(drempels) en oneffenheden te nemen zonder dat de middenwielen de grip op de ondergrond verliezen.



## REAL DUAL 7000/7100 SPECIFIKATIES AFGEBEELDE ROLSTOEL:

- Hoge standaard rugmechanisme
- Rugsteun ErgoMedic PLUS extra 42x43 cm
- Standaard zithoogte 47-75 cm
- Zitting ErgoMedic PLUS 44x48 cm
- Armsteun mechanisme traploosverstelbaar
- Armsteunen 35 cm
- Hoog/laag bediening onder rechter armlegger
- Gebruikersgewicht 0-130 kg