

Monteringssatsen innehåller

STCXXX66 Överdrag Sits Inkontinens Plysch Grå

Förklaring

X:en i artikelnumret är en synonym för samtliga sifferkoder. De 2 första X:en utgör modellen på överdraget och de sista 2 utgör storleken på överdraget.

Modeller **STCXX**XX66

10: ErgoMedic 11: ErgoMedic slow recovery 20: ErgoMedic PLUS 21: ErgoMedic PLUS slow recovery

Storlekar **STCXX**XX66

Vuxen: 10: 48x48 15: 44x48 20: 44x43 25: 40x48
 Universal: 30: 40x43
 Barn: 35: 40x39 40: 36x43 45: 36x39 50: 33x35 55: 29x32

Utförande

Trä överdraget över stoppdetaljen, vid plastad frotté ska frottématerialet vara vänt utåt. Notera att lappen för storlek och skötselanvisning placeras över sitsens bakkant. Var noggrann att sömmen på överdraget är trätt jämnt över sitsens kant.

Överdrag finns till alla stoppdetaljer. Se www.mercado.se eller kontakta Mercado för mer information om överdrag till stoppdetaljer.

