



REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET
MED LÄKEMDELSVERKETS FÖRESKRIFTER
2003:11.

REAL KÄKKIRURGSTOL


för odontologisk radiologi






SPECIFIKATION

- | | |
|---|---|
| 1 EL-sitthöjd 28 cm (47-75 cm) | 6 Justerbart nackstöd i höjd- och sidled |
| 2 EL-sitsvinkel +15°/-23° | 7 Hög rygg 42x43 cm |
| 3 EL-reglage i lös dosa (alt. fjärrkontroll) | 8 Sits 44x48 cm |
| 4 Breda lättrollade hjul 100 mm | 9 Armstöd höjd- och breddjusterbara |
| 5 Fotbroms | 10 Höjdglerbar och uppfällbar fotplatta |





REAL KÄKKIRURGSTOL

REAL KÄKKIRURGSTOL är en svensktillverkad elektrisk specialstol, konstruerad för att tillfredställa kraven på bra ergonomi, funktion och säkerhet.

Den elektriska höjdregeringen är hela 28 cm vilket möjliggör en korrekt sittställning i förhållande till undersökningsapparaturen. För att ytterligare underlätta arbetet för personalen, går stolen även att utrusta med fjärrkontroll för enkel reglering av sitthöjd samt med stativ med inbyggd fotbroms.

Ögon-, öron-, röntgen- och mammografikliniker är några mottagningar som använder stolen.



- Med eller utan sitsvinkling
- Standard-, Medic-, El-ryggmekanism
- Hög ryggplatta (fler alternativ finns)
- Sitthöjd 47-75 cm (40-60 cm)
- Sits 44x48 cm (fler alternativ finns)
- Armstödsplatta ErgoMedic 35 cm