

Ryggmekanism

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS, REAL 2000

Artikelnr: 803312

Ändrad: 1701

Giltig från: 0706

Artikel

Låg std ryggmek Ryggregl H bak
 Medic ryggmek Låg rygg Dj155/H240 mm Ryggregl H bak
Fler ryggmekanismer finns, för fullständig lista, se Sprängskiss

Art.nr.

BRM1000

BRM1600

Nödvändiga verktyg

5 mm insexnyckel (Mercadonyckeln)

800897

Utförande

För att montera ryggmekanismen, skruva fast den i sittplattan med 4 st M6-skrivar(1).
 För montering av ryggplatta, se monteringsanvisning "Ryggplatta".

