




DIE REAL-STÜHLE HABEN DIE CE-KENNZEICHNUNG
GEMÄSS DEN SCHWEDISCHEN VORSCHRIFTEN FÜR
MEDIZINTECHNISCHE PRODUKTE LVFS 2003:11.

ERGONOMISCHE SITZSYSTEME

für die REAL-Stühle



INDIVIDUELL ANPASSBARE PRODUKTE

Mercado produziert all seine Polsterartikel in Eigenregie. Daher können wir Ihnen eine Anfertigung mit Spezialgrößen, Materialien, Bezügen usw. Ihrer Wahl anbieten.



ErgoMedic®

POLSTERTEILE FÜR REAL 9000, 9000 PLUS, 6100 UND 6100 PLUS

Zur optimalen Sitzhaltung und zum optimalen Sitzkomfort hat Mercado Medic in Zusammenarbeit mit dem Physiotherapeuten Bengt Engström das Sitzsystem ErgoMedic entwickelt. Das Sitzsystem umfasst drei Teile: Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen. Dank der großen Auswahl an Rückenlehnen, Sitzpolstern, Rollen, Fixlyftomaten (Hubsäulen) und Zubehör lässt sich ein funktioneller und bequemer Stuhl einfach zusammenstellen.

RÜCKENPOLSTER

Das ErgoMedic-Rückenpolster ist optimal an das ErgoMedic-Sitzpolster angepasst. Höhe, Form und Winkel der Rückenlehne wurden so optimiert, dass sie mehr Platz für den gesamten Beckenbereich bieten. Die Unterkante des Rückenpolsters hat daher eine leichte U-Form und ist weich. Dies ermöglicht – auch dank der Sitzpolsterform – eine großzügige Sitztiefe. Das Becken wird angenehm stabilisiert.

SITZPOLSTER

Für optimalen Sitzkomfort ist das ErgoMedic-Sitzpolster unter den Oberschenkeln etwas höher konzipiert als unterm Gesäß. Diese Form des Sitzpolsters verteilt den Druck gleichmäßig und verhindert selbst beim Anwinkeln nach vorn ein Vorwärtsrutschen. Zur Vergrößerung der Sitztiefe ist die Rückseite des Sitzpolsters niedrig gehalten. Hierdurch können sich die Sitzknochen bei gestreckter Wirbelsäule nach hinten bewegen. Da das Becken ganz hinten auf der Sitzfläche platziert werden kann, wo es zusätzlich von der Rückenlehne gestützt wird, erhalten die Beine optimale Stabilität.

ARTHRODESENSITZPOLSTER

Mercados Arthrodesensitzpolster bietet dieselbe ergonomische Hochwertigkeit wie der ErgoMedic-Sitz. Das Arthrodesensitzpolster ist geteilt und besitzt individuell verstellbare Elemente. Es wird vor allem zur Linderung/Rehabilitation orthopädischer Problematik an Hüfte und/oder Knie eingesetzt.

ARMLEHNENPOLSTER

Die Armlehnenpolster sind ein sehr wichtiger Bestandteil des ErgoMedic-Systems, weshalb wir sie ebenfalls ergonomisch gestaltet haben. Dies bedeutet: noch mehr Komfort beim Sitzen. Die Kanten sind an Innen- und Außenseite abgeschrägt, um den Druck auf die Unterarme bei längerem Aufliegen zu minimieren. Hinten ist das Armlehnenpolster nach innen gewölbt, damit der Ellenbogen stabil aufliegt. An der Vorderseite bietet sie sicheren Halt beim Aufstehen und Umsetzen. Der Bezug aus weichem Kunstleder ist angenehmer für die Haut und bietet auch bei Feuchte einen guten Halt (s. nächste Seite).



Rückenpolster ErgoMedic, Breite x Höhe

1	niedrig 27x22 cm
	niedrig 23x27 cm
	niedrig 23x20 cm
2	niedrig 30x26 cm
3	niedrig 33x26 cm
4	niedrig 38x26 cm
5	hoch 27x32 cm
6	hoch 30x34 cm
7	hoch 33x36 cm
8	hoch 40x34 cm
9	hoch 42x43 cm
	hoch 46x43 cm

Art.-Nr.

BR1070XX
BR1050XX
BR1085XX
BR1065XX
BR1060XX
BR1055XX
BR1045XX
BR1035XX
BR1025XX
BR1030XX
BR1015XX
BR1010XX

Arthrodesensitzpolster ErgoMedic Breite x Tiefe

11	40x43 cm
11	40x48 cm
11	44x43 cm
11	44x48 cm
11	48x48 cm

Art.-Nr.

ST1330XX
ST1325XX
ST1320XX
ST1315XX
ST1310XX

Sitzpolster ErgoMedic, Breite x Tiefe

10	29x32 cm
10	33x35 cm
10	36x39 cm
10	36x43 cm
10	40x39 cm
10	40x43 cm
10	40x48 cm
10	44x43 cm
10	44x48 cm
10	48x48 cm
10	44x53 cm
10	48x53 cm

Art.-Nr.

ST1055XX
ST1050XX
ST1045XX
ST1040XX
ST1035XX
ST1030XX
ST1025XX
ST1020XX
ST1015XX
ST1010XX
ST1013XX*
ST1008XX*

Armlehnenpolster ErgoMedic

12	25 cm
12	30 cm
12	35 cm
12	40 cm

AR101038
AR102038
AR103038
AR104038

ERKLÄRUNG DER ARTIKELNUMMERN VON POLSTERTEILEN

Art.-Nr.: ST101546

„Sitzfläche ErgoMedic, Velours grau 44x48 cm“

Ziffern 1-2 = Art des Polsterteils
(ST=SEAT=Sitzfläche,
BR=BACKREST=Rückenlehne usw.)

Ziffern 3-4 = Sitzsystem (ErgoMedic,
ErgoMedic PLUS usw.)

Ziffern 5-6 = Größe

Ziffer 7 = Material (Velours, Kunstleder usw.)

Ziffer 8 = Farbe

! Die Sitzpolster und Rückenpolster sind auch mit viskoelastischem Schaum erhältlich.
* Ausnahme: ST101346 und ST100846.

INDIVIDUELL ANPASSBARE PRODUKTE

Mercado produziert all seine Polsterartikel in Eigenregie. Daher können wir Ihnen eine Anfertigung mit Sondergrößen, Materialien, Bezügen usw. Ihrer Wahl anbieten.



ERGOMEDIC® PLUS

POLSTERTEILE FÜR REAL 9000, 9000 PLUS, 6100 UND 6100 PLUS

Mercado Medic hat in Zusammenarbeit mit dem Physiotherapeuten Bengt Engström auch das Sitzsystem ErgoMedic PLUS entwickelt. Für noch mehr Unterstützung und Komfort.

Die Elemente der Systeme ErgoMedic und ErgoMedic PLUS können kombiniert werden.

RÜCKENPOLSTER

Das ErgoMedic PLUS-Rückenpolster ist in einer Reihe von Ausführungen erhältlich. Das höhere Rückenpolster ist optimal auf Becken und Brustwirbelsäule abgestimmt. Der untere Teil des hohen Rückenpolsters ist so geformt, dass auch bei nach hinten angewinkelter Rückenlehne das Becken gestützt wird. In der oberen Mitte, zwischen den Schulterblättern, haben wir eine zusätzliche weiche Stütze hinzugefügt, damit bei aufrechtem Sitzen ein stabiles Anlehnen möglich ist, ohne dass die Schulterpartie eingengt wird. Das hohe Rückenpolster ist auch mit tiefer Seitenführung erhältlich.

Die Form des niedrigen Rückenpolsters entspricht der der hohen, sie legt jedoch den Schwerpunkt auf Becken und Lendenwirbelsäule.

SITZPOLSTER

Die wichtigste Grundvoraussetzung für ein ergonomisches Sitzpolster ist ein stabiles und bequemes Sitzen.

Für Stabilität und Komfort sorgt die durchdachte Form der ErgoMedic PLUS-Sitzfläche, die außerdem optimal weich ist. Unter den Oberschenkeln ist das Sitzpolster höher angelegt als unterm Gesäß. Dank dieser Gestaltung wird der Druck gleichmäßiger über Oberschenkel und Gesäß verteilt. So wird auch bei leicht nach vorn angewinkelter Sitz das Vorwärtsrutschen verhindert. Wird das Gesäß ganz hinten auf dem Sitz platziert,

sodass das Becken gut am unteren Teil der Rückenlehne anliegt, werden auch die Beine stabilisiert. Die höhere, abgerundete Form zu beiden Seiten der Oberschenkel stabilisiert Becken und Beine.

ARMLEHNENPOLSTER

Die sitzende Person sollte gut zwischen Aktivität (Muskelspannung) und Entspannung abwechseln können. Die ErgoMedic PLUS-Armlehnenpolster sind so geformt, dass die Arme seitlich gestützt werden. Hierdurch wird der Oberkörper besser entlastet. Eine Erhöhung unter den Handgelenken bietet zusätzliche Entlastung. Vorn ist das Armlehnenpolster nach innen gewölbt, was zum Ausruhen der Hand besonders angenehm ist und beim Aufstehen besseren Halt bietet.

KOPFSTÜTZEN

Die Kopfstütze bietet insbesondere am unteren Hinterkopf gute Unterstützung. Am unteren Teil der Stütze befindet sich auf jeder Seite ein weiches Kissen, um das weichere Gewebe im Nackenbereich zu unterstützen.

Durch die flache Gestaltung des oberen Teils wird der Kopf nicht im Drehen eingeschränkt. Dank der Form und der Eigenschaften der Kopfstütze wird der Kopf auch bei aufrechter Sitzhaltung perfekt stabilisiert.



*8. Das verstellbare Lumbalkissen (mit Pumpe) bietet zusätzliche Unterstützung für die Lendenwirbelsäule.

Rückenpolster ErgoMedic PLUS, Breite x Höhe

	Art.-Nr.
1 35x20 cm	BR2080XX
1 40x20 cm	BR2075XX*
2 30x34 cm	BR2035XX*
3 35x43 cm	BR2020XX*
4 42x43 cm	BR2015XX*
4 46x43 cm	BR2010XX
5 mit tiefer Seitenführung 30x34 cm	BR2535XX*
6 mit tiefer Seitenführung 35x43 cm	BR2520XX*
6 mit tiefer Seitenführung 42x43 cm	BR2515XX
6 mit tiefer Seitenführung 46x43 cm	BR2510XX
7 mit extra tiefer Seitenführung mit Verstärkung 35x43 cm	BR3520XX*
7 mit extra tiefer Seitenführung mit Verstärkung 42x43 cm	BR3515XX
7 mit extra tiefer Seitenführung mit Verstärkung 46x43 cm	BR3510XX
8 mit aufblasbarem Lumbalkissen 35x43 cm	BR2120XX
8 mit aufblasbarem Lumbalkissen 42x43 cm	BR2115XX*
8 mit aufblasbarem Lumbalkissen 46x43 cm	BR2110XX
8 mit aufblasb. Lumbalkissen u. tiefer Seitenführung 35x43	BR2620XX
8 mit aufblasb. Lumbalkissen u. tiefer Seitenführung 42x43	BR2615XX
8 mit aufblasb. Lumbalkissen u. tiefer Seitenführung 46x43	BR2610XX
8 mit aufblasb. Lumbalkissen u. extra tiefer Seitenführung mit Verstärkung 35x43	BR3620XX
8 mit aufblasb. Lumbalkissen u. extra tiefer Seitenführung mit Verstärkung 42x43	BR3615XX
8 mit aufblasb. Lumbalkissen u. extra tiefer Seitenführung mit Verstärkung 46x43	BR3610XX

Sitzpolster ErgoMedic PLUS, Breite x Tiefe

	Art.-Nr.
9 29x32 cm	ST2055XX
9 33x35 cm	ST2050XX
9 36x39 cm	ST2045XX
9 36x43 cm	ST2040XX
9 40x39 cm	ST2035XX

Sitzpolster ErgoMedic PLUS, Breite x Tiefe

	Art.-Nr.
9 40x43 cm	ST2030XX
9 40x48 cm	ST2025XX
9 44x43 cm	ST2020XX
9 44x48 cm	ST2015XX*
9 48x48 cm	ST2010XX
9 44x53 cm	ST2013XX
9 48x53 cm	ST2008XX

Arthrodesensitzpolster ErgoMedic PLUS, Breite x Tiefe Art.-Nr.

10 40x39 cm	ST2335XX
10 40x43 cm	ST2330XX
10 40x48 cm	ST2325XX
10 44x43 cm	ST2320XX
10 44x48 cm	ST2315XX*
10 48x48 cm	ST2310XX

Kopfstütze ErgoMedic PLUS, Breite x Höhe

	Art.-Nr.
11 30x23 cm	NS20XX*
12 30x8 cm	NS40XX*

Armlehnenpolster ErgoMedic PLUS

	Art.-Nr.
13 rechts 42 cm	AR205138*
13 42 cm	AR205238
13 30 cm	AR202138*
13 30 cm	AR202238

*Mit Stern gekennzeichneten Artikel sind auf den Abbildungen zu sehen
! Die Sitzpolster und Rückenpolster sind auch mit viskoelastischem Schaum erhältlich.

INDIVIDUELL ANPASSBARE PRODUKTE

Mercado produziert all seine Polsterartikel in Eigenregie. Daher können wir Ihnen eine Anfertigung mit Sondergrößen, Materialien, Bezügen usw. Ihrer Wahl anbieten.



WEITERE SITZELEMENTE UND BEZÜGE

SEITENPELOTTEN

Manchmal wird eine Extra-Unterstützung durch Seitenpelotten benötigt. Mercado bietet drei Arten von Seitenpelotten: schwenk- und verstellbar, gerade und gewölbt.

MEHR KOPFSTÜTZEN

Die Kopfstütze bietet dem Kopf die optimale Unterstützung für die richtige Sitzhaltung und entlastet Nacken und Rücken bei unzureichender Rumpfkontrolle. Sie lässt sich einfach in die gewünschte Position bringen. In gerader, gewölbter und ErgoMedic PLUS-Ausführung erhältlich.

WECHSELBEZÜGE

Der Wechselbezug schützt die Polsterung gegen Schmutz und Staub und verlängert ihre Gebrauchsdauer. Wechselbezüge sind für alle Sitzelemente in verschiedenen Farben erhältlich. Der Inkontinenzbezug bietet eine schnelle und einfache Lösung zum Schutz des Sitzes gegen Nässe.

MEHR ARMLEHNEN

Die Hemiplegie-Armlehnen eignen sich insbesondere für Personen mit Teillähmung. Dank der Innenwölbung an der Armlehne lässt sich der gelähmte Arm leichter aufstützen. Die Armlehne lässt sich auch drehen und bietet dadurch optimale Positionierung. Die mobile Armlehnenausführung hat eine zusätzliche Polsterung mit weichem Kaltschaum und bietet so optimalen Komfort.

SEITENKISSEN

Die Seitenkissen bieten Stabilität und Unterstützung bei der Sitzhaltung. Auch eine Verwendung als Oberschenkelstütze ist möglich. Damit erhalten die Füße besseren Halt auf den Fußstützen bzw. auf dem Boden, da die Beine zusammengehalten werden. Die Seitenkissen lassen sich individuell einstellen.

MEHR SITZPOLSTER

Die Sitzfläche mit viskoelastischem Schaum besteht aus zwei verschiedenen Materialien. Das obere, der viskoelastische Schaum, passt sich in der Form an und bietet sowohl eine gleichmäßige Druckverteilung als auch erhöhten Sitzkomfort.

Das untere Material bildet die polsternde Schicht zwischen Sitzknochen und Holzplatte. Selbst bei kürzerem Sitzen auf dem Stuhl formt sich das Sitzkissen nach dem Gesäß. Sämtliche Sitzelemente lassen sich mit diesem Material anfertigen.

Eine Grundplatte aus Holz ist als Basis der Nachrüstung nach Maß erhältlich.

Oben genannte Grundplatte aus Holz in Kombination mit einer Anti-Rutsch-Funktion empfehlen wir für verschiedene individuell anpassbare Sitzkissen. Sitzflächen mit Hygienebezug sind speziell für Personen mit Inkontinenzproblemen erhältlich.

Hierfür eignen sich zusätzliche Wechselbezüge aus Velours.



Seitenpelotte, Breite x Höhe

- | | | |
|---|--------------------------|--------|
| 1 | Kissen 15x13 cm | TS10XX |
| 2 | schwenk- und verstellbar | TS2038 |

Art.-Nr.

Kopfstütze, Breite x Höhe

- | | | |
|---|-------------------------|--------|
| 3 | Kissen gerade 29x16 cm | NS10XX |
| 4 | Kissen gewölbt 31x18 cm | NS30XX |

Art.-Nr.

Armlehnenpolster

- | | | |
|---|---------------------|----------|
| 6 | Mobil 25 cm | AR301038 |
| 6 | Mobil 30 cm | AR302038 |
| 6 | Mobil 35 cm | AR303038 |
| 6 | Mobil 40 cm | AR304038 |
| 7 | Hemiplegie 45x12 cm | AR406038 |
| 8 | extra weich 25 cm | AR511038 |
| 8 | extra weich 30 cm | AR512038 |
| 8 | extra weich 35 cm | AR513038 |

Art.-Nr.

- | | | |
|----|-------------------------------------|----------|
| 9 | Sitzplatte aus Holz | ST10xx90 |
| 10 | Sitzplatte aus Holz mit Anti-Rutsch | ST10xx61 |

- | |
|----------|
| ST10xx90 |
| ST10xx61 |

Wechselbezug

- | | |
|----|---|
| 5 | In Velours, gemustertem Stoff oder Inkontinenz material erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.mercadomedic.de oder direkt von Mercado. |
| 16 | Sitzfläche ErgoMedic mit Hygienebezug. Zur Ergänzung mit einem Überzug aus Velours. |

Seitenstütze, Breite x Höhe

- | | | |
|----|---------------------------------|--------|
| 11 | Seitenstütze Kissen XS, 15x8 cm | SS10XX |
| 12 | Seitenstütze Kissen S, 28x8 cm | SS20XX |
| 13 | Seitenstütze Kissen M, 24x14 cm | SS30XX |
| 14 | Seitenstütze Kissen L, 30x16 cm | SS40XX |

Art.-Nr.

Sitzfläche mit visko. Schaum

- | | | |
|----|----------|----------|
| 15 | 33x35 cm | ST1150XX |
| 15 | 36x39 cm | ST1145XX |
| 15 | 36x43 cm | ST1140XX |
| 15 | 40x39 cm | ST1135XX |
| 15 | 40x43 cm | ST1130XX |
| 15 | 40x48 cm | ST1125XX |
| 15 | 44x43 cm | ST1120XX |
| 15 | 44x48 cm | ST1115XX |
| 15 | 48x48 cm | ST1110XX |

ErgoMedic mit visko. Schaum

- | |
|----------|
| ST1150XX |
| ST1145XX |
| ST1140XX |
| ST1135XX |
| ST1130XX |
| ST1125XX |
| ST1120XX |
| ST1115XX |
| ST1110XX |

ErgoMedic Arthrodese mit visko. Schaum

- | |
|----------|
| - |
| - |
| - |
| ST1435XX |
| ST1430XX |
| ST1425XX |
| ST1420XX |
| ST1415XX |
| ST1410XX |

ErgoMedic PLUS mit visko. Schaum

- | |
|----------|
| ST2150XX |
| ST2145XX |
| ST2140XX |
| ST2135XX |
| ST2130XX |
| ST2125XX |
| ST2120XX |
| ST2115XX |
| ST2110XX |

ErgoMedic PLUS Arthrodese mit visko. Schaum

- | |
|----------|
| - |
| - |
| - |
| ST2435XX |
| ST2430XX |
| ST2425XX |
| ST2420XX |
| ST2415XX |
| ST2410XX |



SPEZIELLE SITZELEMENTE FÜR REAL 2000, 9500/9600 EL UND 9200 TWIN (EL)

SATTELSITZ CLASSIC 36X36 41X41

Flacher Sattelsitz „Allround“, für die meisten Stühle geeignet.

SATTELSITZ MEDIC 40X36

Gewölbter Sattelsitz für gute Positionierung.

SATTELSITZ ERGOMEDIC 40X36

Rückseitig teilversenkt zur leichten Entlastung des Steißbeins.

SATTELSITZ ERGOMEDIC 40X36, GERADE SATTELNASE, ERGONOMISCHE EINSENKUNG ZUR STEISSBEIN-DRUCKENTLASTUNG

Ermöglicht bei geeignetem Einsatz der Bauchstütze eine Entlastung von Steißbein und Wirbelsäule.

SATTELSITZ ERGOMEDIC, GERADE SATTELNASE, AUSSPARUNG IM STEISSBEINBEREICH

Ermöglicht bei geeignetem Einsatz der Bauchstütze eine maximale Entlastung von Steißbein, Wirbelsäule und Sitzknochen.

RUNDER SITZ MIT ERHEBUNG

Die runde Form mit Erhebung ermöglicht ein Wechseln der Sitzhaltung mit variabler Beinstellung und Beckenanwinkelung. Darüber hinaus reduziert sie bei geeignetem Einsatz der Bauchstütze den Druck unter den Oberschenkeln.

BAUCHSTÜTZE MIT STÜTZFÜHRUNG OBEN UND UNTEN

Stabilisiert einen größeren Bereich – besonders gefragt bei eingeschränkter Funktion von Nacken und Brustwirbelsäule.

BAUCHSTÜTZE MEDIC

Bietet bei Verwendung einer kleineren Bauchstütze eine Stabilisierung von Brustwirbelsäule bzw. dem Bereich von Brust- und Lendenwirbelsäule.

REAL 9200 TWIN (EL) – SITZE MIT ZUSÄTZLICHER POLSTERUNG

Übergewicht belastet den Körper stark. Das richtige Sitzsystem bringt Erleichterung.



REAL 2000, 9500/9600 EL Sitzfläche, Breite x Tiefe Art.-Nr.

1	Sattelsitz Classic 36x36	ST3247XX
1	Sattelsitz Classic 41x41	ST3223XX
2	Sattelsitz Medic 40x36	ST3336XX
3	Sattelsitz ErgoMedic 40x36	ST3436XX
4	Sattelsitz Einsenkung Steißbein 40x36	ST3636XX
5	Sattelsitz Aussparung Steißbeinbereich 40x36	ST3736XX
6	Sitzfläche Rund Durchmesser 35	ST3051XX
6	Sitzfläche Rund Durchmesser 40	ST3038XX
7	Sitzfläche Rund Durchmesser mit Erhebung 35	ST3151XX

Rücken- und Bauchstütze, Breite x Höhe

8	Rücken-/Bauchstütze Classic 33x16	BR1090XX
9	Bauchstütze verlängerte Stützführung Oben und Unten 27x27	BR4167XX
10	Bauchstütze Medic 27x23	BR4069XX
11	Bauchstütze Medic 27x23	BR4069XX
12	Rückenpolster ErgoMedic 33x26	BR1060XX

REAL 9200 TWIN (EL) Sitzpolster, Breite x Tiefe Art.-Nr.

13	72x50	ST4060XX
13	62x50	ST4063XX
13	52x50	ST4066XX
13	72x45	ST4061XX
13	62x45	ST4064XX
13	52x45	ST4067XX
13	72x40	ST4062XX
13	62x40	ST4065XX
13	52x40	ST4068XX

Rückenpolster, Breite x Höhe

14	66x43	BR5006XX
14	65x42	BR5008XX
14	46x43	BR5010XX



**INDIVIDUELL ANPASSBARE
PRODUKTE**

Mercado produziert all seine
Polsterartikel in Eigenregie. Daher
können wir Ihnen eine Anfertigung
mit Sondergrößen, Materialien,
Bezügen usw. Ihrer Wahl anbieten.

! Alle Artikel sind auch mit viskoelastischem Schaum erhältlich.

MAßE DER RÜCKENPOLSTER



ErgoMedic



- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 46x43 cm | Art.-Nr.: BR1010XX |
| 2 | Größe: 42x43 cm | Art.-Nr.: BR1015XX |
| 3 | Größe: 40x34 cm | Art.-Nr.: BR1030XX |
| 4 | Größe: 38x26 cm | Art.-Nr.: BR1055XX |
| 5 | Größe: 33x36 cm | Art.-Nr.: BR1025XX |
| 6 | Größe: 33x26 cm | Art.-Nr.: BR1060XX |

- | | | |
|----|-----------------|--------------------|
| 7 | Größe: 33x16 cm | Art.-Nr.: BR1090XX |
| 8 | Größe: 30x34 cm | Art.-Nr.: BR1035XX |
| 9 | Größe: 30x26 cm | Art.-Nr.: BR1065XX |
| 10 | Größe: 27x32 cm | Art.-Nr.: BR1045XX |
| 11 | Größe: 27x22 cm | Art.-Nr.: BR1070XX |
| 12 | Größe: 23x27 cm | Art.-Nr.: BR1050XX |
| 13 | Größe: 23x20 cm | Art.-Nr.: BR1085XX |


ErgoMedic PLUS



1	Größe: 46x43 cm	Art.-Nr.: BR2010XX
2	Größe: 42x43 cm	Art.-Nr.: BR2015XX
3	Größe: 35x43 cm	Art.-Nr.: BR2020XX
4	Größe: 40x20 cm	Art.-Nr.: BR2075XX
5	Größe: 35x20 cm	Art.-Nr.: BR2080XX


6	Größe: 30x34 cm	Art.-Nr.: BR2035XX
7	Größe: 25x34 cm	Art.-Nr.: BR2040XX

ErgoMedic PLUS mit Tiefe Seitenführung




- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 46x43 cm | Art.-Nr.: BR2510XX |
| 2 | Größe: 42x43 cm | Art.-Nr.: BR2515XX |
| 3 | Größe: 35x43 cm | Art.-Nr.: BR2520XX |
| 4 | Größe: 30x34 cm | Art.-Nr.: BR2535XX |

ErgoMedic PLUS mit Extra Tiefe Seitenführung mit Verstärkung




- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 46x43 cm | Art.-Nr.: BR3510XX |
| 2 | Größe: 42x43 cm | Art.-Nr.: BR3515XX |
| 3 | Größe: 35x43 cm | Art.-Nr.: BR3520XX |

ErgoMedic PLUS mit
aufblasbarem Lumbalkissen



- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 46x43 cm | Art.-Nr.: BR2110XX |
| 2 | Größe: 42x43 cm | Art.-Nr.: BR2115XX |
| 3 | Größe: 35x43 cm | Art.-Nr.: BR2120XX |



ErgoMedic PLUS mit aufblasbarem
Lumbalkissen und Tiefe Seitenführung



- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 46x43 cm | Art.-Nr.: BR2610XX |
| 2 | Größe: 42x43 cm | Art.-Nr.: BR2615XX |
| 3 | Größe: 35x43 cm | Art.-Nr.: BR2620XX |

MAßE DER SITZPOLSTERN


ErgoMedic




1	Größe: 48x53 cm	Art.-Nr.: ST1008XX
2	Größe: 48x48 cm	Art.-Nr.: ST1010XX
3	Größe: 44x53 cm	Art.-Nr.: ST1013XX
4	Größe: 44x48 cm	Art.-Nr.: ST1015XX
5	Größe: 44x43 cm	Art.-Nr.: ST1020XX
6	Größe: 40x48 cm	Art.-Nr.: ST1025XX

7	Größe: 40x43 cm	Art.-Nr.: ST1030XX
8	Größe: 40x39 cm	Art.-Nr.: ST1035XX
9	Größe: 36x43 cm	Art.-Nr.: ST1040XX
10	Größe: 36x39 cm	Art.-Nr.: ST1045XX
11	Größe: 33x35 cm	Art.-Nr.: ST1050XX
12	Größe: 29x32 cm	Art.-Nr.: ST1055XX

ErgoMedic mit viskoelastischem Schaum




1	Größe: 48x48 cm	Art.-Nr.: ST1110XX
2	Größe: 44x48 cm	Art.-Nr.: ST1115XX
3	Größe: 44x43 cm	Art.-Nr.: ST1120XX
4	Größe: 40x48 cm	Art.-Nr.: ST1125XX
5	Größe: 40x43 cm	Art.-Nr.: ST1130XX
6	Größe: 40x39 cm	Art.-Nr.: ST1135XX
7	Größe: 36x43 cm	Art.-Nr.: ST1140XX




8	Größe: 36x39 cm	Art.-Nr.: ST1145XX
9	Größe: 33x35 cm	Art.-Nr.: ST1150XX

Holzplatte




1	Größe: 48x48 cm	Art.-Nr.: ST101090
2	Größe: 44x48 cm	Art.-Nr.: ST101590
3	Größe: 44x43 cm	Art.-Nr.: ST102090
4	Größe: 40x48 cm	Art.-Nr.: ST102590
5	Größe: 40x43 cm	Art.-Nr.: ST103090
6	Größe: 40x39 cm	Art.-Nr.: ST103590
7	Größe: 36x43 cm	Art.-Nr.: ST104090
8	Größe: 36x39 cm	Art.-Nr.: ST104590
9	Größe: 33x35 cm	Art.-Nr.: ST105090

Holzplatte mit Anti-Rutsch




1	Größe: 48x48 cm	Art.-Nr.: ST101061
2	Größe: 44x48 cm	Art.-Nr.: ST101561
3	Größe: 44x43 cm	Art.-Nr.: ST102061
4	Größe: 40x48 cm	Art.-Nr.: ST102561
5	Größe: 40x43 cm	Art.-Nr.: ST103061
6	Größe: 40x39 cm	Art.-Nr.: ST103561
7	Größe: 36x43 cm	Art.-Nr.: ST104061
8	Größe: 36x39 cm	Art.-Nr.: ST104561
9	Größe: 33x35 cm	Art.-Nr.: ST105061

ErgoMedic Arthrodesse





- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 48x48 cm | Art.-Nr.: ST1310XX |
| 2 | Größe: 44x48 cm | Art.-Nr.: ST1315XX |
| 3 | Größe: 44x43 cm | Art.-Nr.: ST1320XX |
| 4 | Größe: 40x48 cm | Art.-Nr.: ST1325XX |
| 5 | Größe: 40x43 cm | Art.-Nr.: ST1330XX |
| 6 | Größe: 40x39 cm | Art.-Nr.: ST1335XX |

ErgoMedic Arthrodesse mit viskoelastischem Schaum



- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 48x48 cm | Art.-Nr.: ST1410XX |
| 2 | Größe: 44x48 cm | Art.-Nr.: ST1415XX |
| 3 | Größe: 44x43 cm | Art.-Nr.: ST1420XX |
| 4 | Größe: 40x48 cm | Art.-Nr.: ST1425XX |
| 5 | Größe: 40x43 cm | Art.-Nr.: ST1430XX |
| 6 | Größe: 40x39 cm | Art.-Nr.: ST1435XX |



ErgoMedic PLUS



1	Größe: 48x53 cm	Art.-Nr.: ST2008XX
2	Größe: 48x48 cm	Art.-Nr.: ST2010XX
3	Größe: 44x53 cm	Art.-Nr.: ST2013XX
4	Größe: 44x48 cm	Art.-Nr.: ST2015XX
5	Größe: 44x43 cm	Art.-Nr.: ST2020XX
6	Größe: 40x48 cm	Art.-Nr.: ST2025XX

7	Größe: 40x43 cm	Art.-Nr.: ST2030XX
8	Größe: 40x39 cm	Art.-Nr.: ST2035XX
9	Größe: 36x43 cm	Art.-Nr.: ST2040XX
10	Größe: 36x39 cm	Art.-Nr.: ST2045XX
11	Größe: 33x35 cm	Art.-Nr.: ST2050XX
12	Größe: 29x32 cm	Art.-Nr.: ST2055XX


ErgoMedic PLUS mit viskoelastischem Schaum




1	Größe: 48x53 cm	Art.-Nr.: ST2108XX
2	Größe: 48x48 cm	Art.-Nr.: ST2110XX
3	Größe: 44x53 cm	Art.-Nr.: ST2113XX
4	Größe: 44x48 cm	Art.-Nr.: ST2115XX
5	Größe: 44x43 cm	Art.-Nr.: ST2120XX
6	Größe: 40x48 cm	Art.-Nr.: ST2125XX

7	Größe: 40x43 cm	Art.-Nr.: ST2130XX
8	Größe: 40x39 cm	Art.-Nr.: ST2135XX
9	Größe: 36x43 cm	Art.-Nr.: ST2140XX
10	Größe: 36x39 cm	Art.-Nr.: ST2145XX
11	Größe: 33x35 cm	Art.-Nr.: ST2150XX

ErgoMedic PLUS Arthrodesese



ErgoMedic PLUS Arthrodesese mit viskoelastischem Schaum




- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 48x48 cm | Art.-Nr.: ST2310XX |
| 2 | Größe: 44x48 cm | Art.-Nr.: ST2315XX |
| 3 | Größe: 44x43 cm | Art.-Nr.: ST2320XX |
| 4 | Größe: 40x48 cm | Art.-Nr.: ST2325XX |
| 5 | Größe: 40x43 cm | Art.-Nr.: ST2330XX |
| 6 | Größe: 40x39 cm | Art.-Nr.: ST2335XX |


- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 48x48 cm | Art.-Nr.: ST2410XX |
| 2 | Größe: 44x48 cm | Art.-Nr.: ST2415XX |
| 3 | Größe: 44x43 cm | Art.-Nr.: ST2420XX |
| 4 | Größe: 40x48 cm | Art.-Nr.: ST2425XX |
| 5 | Größe: 40x43 cm | Art.-Nr.: ST2430XX |
| 6 | Größe: 40x39 cm | Art.-Nr.: ST2435XX |

BEZÜGE


VELOURS




41 Rot



42 Braun



45 REAL-Blau




46 Grau



48 Schwarz

KUNSTLEDER




31 Rot




32 Braun



35 Blau




36 Grau



38 Schwarz

FUN-BEZUG ERWACHSENE




75 Blau

**ERKLÄRUNG DER ARTIKELNUMMERN
VON POLSTERTEILEN**

Art.-Nr.: ST101546
„Sitzfläche ErgoMedic, Velours grau 44x48 cm“

Ziffern 1-2 = Art des Polsterteils
(ST=SEAT=Sitzfläche,
BR=BACKREST=Rückenlehne usw.)
Ziffern 3-4 = Sitzsystem (ErgoMedic,
ErgoMedic PLUS usw.)
Ziffern 5-6 = Größe
Ziffer 7 = Material (Velours, Kunstleder usw.)
Ziffer 8 = Farbe

FUN-BEZUG KIND



81 Rot



85 Blau



89 Gelb

WEITERE BEZUGSOPTIONEN



60 Hygienebezug




95 ohne Bezug

*Wechselbezüge sind mit folgenden
Farbcodes erhältlich: 41, 42, 45, 46,

48, 75, 81, 85, 89, 66, 73 und 74.

Inkontinenzwechselbezüge sind nur mit
Farbcode 66 erhältlich. Nähere Informationen
erhalten Sie unter www.mercadomedic.de
oder direkt von Mercado.

WECHSELBEZÜGE*



66 Inkontinenzbezug
(Kunststoffüberzug mit grauem Velours)



73 Kinder/Gelb
(Baumwolle)



74 Kinder/Blau
(Baumwolle)



Sitzpolsterhöhe

Artikelnr: STXXXXXX
Verändert: 1509
Gültig ab: 1403

Artikel	Art.nr.
Sitzpolster	STXXXXXX
Modell	Bild
ErgoMedic	A
ErgoMedic PLUS	B
ErgoMedic mit viskoelastischem Schaum	C
ErgoMedic PLUS mit viskoelastischem Schaum	D
ErgoMedic TWIN	E
Holzplatte mit Anti-Rutsch-Auflage	F

Bilder

 <p>A</p>	 <p>C</p>	 <p>E</p>
 <p>B</p>	 <p>D</p>	 <p>F</p>

Die Sitzhöhe ist gemessen vom Boden bis zur Unterkante des Sitzpolsters.
Mit unserem Standard Sitzwinkel-Mechanismus erhöht sich die Sitzhöhe um 1 cm.
Mit unserem Sitzwinkel-Mechanismus mit 3 Einstellbereiche erhöht sich die Sitzhöhe um 2 cm.



Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf

Telefon
T. +49 2234 809 85 87

E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de