



REAL 9200 TWIN/EL

zitcomfort voor grote volwassenen



Geldig vanaf 020401

Laatst gewijzigd 140610

Artikelnummer 803339

**MERCADO
MEDIC**



HET VINDEN VAN VERLICHTING

Zwaarlijvigheid is dikwijls problematisch in velerlei opzichten. Eén dilemma is dat het gewicht onjuist wordt verdeeld en dat leidt tot pijnlijke gewrichten, knieën en rug. Het op diverse wijze vinden van verlichting is van cruciaal belang.

FUNCTIONELE EN STABIELE

Ten functionele en stabiele stoel biedt zijn gebruiker verlichting en daarmee kan onnodige slijtage van het lichaam worden voorkomen. Goed kunnen zitten in een stoel en tegelijkertijd jezelf zowel verticaal als horizontaal kunnen verplaatsen betekent een grotere onafhankelijkheid in het dagelijks bestaan, hetgeen in een betere kwaliteit van leven resulteert. Maar de eisen ten aanzien van de functionaliteit en kwaliteit zijn hoog. De stoel moet stabiel, maar toch comfortabel zijn. Gemakkelijk rollende wielen om je eenvoudig te verplaatsen en een goede remmen voor bij het opstaan. Tegelijkertijd moeten de functies van de stoel gemakkelijk zijn in te stellen. Kortweg: de stoel moet in iedere situatie functioneren.

KEUZEVRUIJHEID

Met verschillende opge vulde zittingen, dubbele rug-mechanismen en hefkolommen, een extra verstevigd frame alsmede diverse wielen en accessoires is het eenvoudig om een stabiele en functionele stoel samen te stellen. Hoogteverstelling d.m.v. een gasveer of een elektrisch mechanisme vereenvoudigt het instellen van de juiste werkstand, zowel een tafel als bij het aanrecht. De REAL 9200 TWIN EL is een trippelstoel, die vooral eenvoudig is in te stellen door de modulaire opbouw en die speciaal is ontwikkeld om dienst te doen als zit/verplaatshulp voor wat zwaardere gebruikers. De elektrische REAL 9200 TWIN EL heeft als bijkomend voordeel de functie van tilhulp. Hij heeft een tilhoogte van maar liefst 28 cm en kan gebruikersge-

wichten tot 275 kg hanteren. De handmatige REAL 9200 TWIN heeft een tilhoogte van 20 cm en kan gebruikersgewichten tot 180 kg hanteren. Je kiest de grootte van de extra opge vulde zittingen op de REAL 9200 TWIN/EL, alsmede de ergonomisch ontworpen rug op basis van je eigen behoeften.

BLIJVENDE KWALITEIT

Verschillende dubbele rugmechanismen bieden extra stabiliteit en uitgebreide stel mogelijkheden. De rug is verstelbaar in hoogte, diepte en hoek. De stoel heeft een extra versterkt, volledig gelast X-frame met een eenvoudig te bedienen rem. De remmen hebben een door een computer berekende stijgende curve om vergrendelen met de kleinst mogelijke kracht mogelijk te maken. Voor die gebruikers die het lastig vinden om de stoel af te remmen, kan wellicht als optie een elektrische rem worden gekozen. Een hoge vrijloop maakt rijden over tapijten en drempels mogelijk. De gemakkelijk rollende wielen vereenvoudigen bewegen bij zitten in de stoel. Deze heeft stofbestendige SKF-lagers in wielen en frame. Ook extra duurzame wielsporen en een versterkt frame dragen bij aan vele jaren van buitengewone functionaliteit. De talloze doordachte alternatieven en accessoires van de stoel stellen de gebruiker in staat de gewenste prestaties te kiezen. Met een individueel aangepaste stoel is het eenvoudiger thuis en op de werkplek een actief leven te leiden. De REAL-stoel is ontwikkeld en gemaakt in Zweden. Hoge eisen aan kwaliteit garanderen talloze jaren veilig gebruik.



REAL® 9200 TWIN / EL



REAL 9200 TWIN MANUELL

- X-frame, 52x56 cm (bxh)
- Hoge rugleuning, Standaard of Medic mechanisme
- Wielen XL-, SL-, BXL-wielen 100 mm
- Zithoogte stand./laag 42-62, 34-48 cm
- Zitting:
Breedte 52, 62, 72 cm
Diepte 40, 45, 50 cm
- Rugleuning:
Breedte 46, 56, 66 cm
Hoogte 43 cm
- Opklapbare armleuningen 35, 30 of 25 cm
- Gebruikersgewicht max 180 kg

REAL 9200 TWIN EL

- X-frame, 52x56 cm (bxh)
- Hoge rugleuning, Standaard of Medic mechanisme
- Wielen XL-, SL-, BXL-wielen 100 mm
- Zithoogte stand./laag 44-72, 36-56 cm
- Zitting:
Breedte 52, 62, 72 cm
Diepte 40, 45, 50 cm
- Rugleuning:
Breedte 46, 56, 66 cm
Hoogte 43 cm
- Opklapbare armleuningen 35, 30 of 25 cm
- **Gebruikersgewicht max 275 kg**

