

Utprovning/beställning REAL 6100 PLUS

A	B	C	D	E	F	G	H	Klädsel
6	1							

Offertförfrågan Beställning



Leveransadress				Fakturaadress			
Utprovad av/kontaktperson				Utprovad för/märkes			
Telefon		E-post		Beställningsnr		Datum	

Basutförande – fylls alltid i! AB Modell 61 <input type="checkbox"/> REAL 6100 PLUS		Alternativ och tillval – fylls i om du vill ändra eller lägga till något! Batteriladdare <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Obs! markera Ja om laddare önskas	
C Sitsstilt 0 <input type="checkbox"/> Utan sitsstilt 2 <input type="checkbox"/> Vevreglerad sitsstilt 3 <input type="checkbox"/> Gasfjäder, reglage vid sits 4 <input type="checkbox"/> Gasfjäder, reglage på armstöd 5 <input type="checkbox"/> Elreglerad sitsstilt 6 <input type="checkbox"/> Förberedd för sitsstilt		Drifftidsmätare <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Obs! markera Ja om drifftidsmätare önskas	
D Låg rygg 0 <input type="checkbox"/> Standard ryggmekanism 1 <input type="checkbox"/> Medic ryggmekanism 2 <input type="checkbox"/> Comfort ryggmekanism* 3 <input type="checkbox"/> Elreglerad ryggmekanism* D Hög rygg 5 <input type="checkbox"/> Standard ryggmekanism 6 <input type="checkbox"/> Medic ryggmekanism <input type="checkbox"/> Dubbel medic 7 <input type="checkbox"/> Comfort ryggmekanism* 8 <input type="checkbox"/> Elreglerad ryggmekanism* * Minsta sitsdjup 43 cm		Klädsel Plysch: <input type="checkbox"/> 41 vinröd <input type="checkbox"/> 42 brun <input type="checkbox"/> 44 marin <input type="checkbox"/> 45 REAL-blå <input type="checkbox"/> 46 grå <input type="checkbox"/> 48 svart Väv mönstrad Vuxen: <input type="checkbox"/> 75 blå Väv mönstrad Barn: <input type="checkbox"/> 81 röd <input type="checkbox"/> 85 blå <input type="checkbox"/> 89 gul Konstläder: <input type="checkbox"/> 31 röd <input type="checkbox"/> 32 brun <input type="checkbox"/> 35 blå <input type="checkbox"/> 36 grå <input type="checkbox"/> 38 svart Hygienväv (komplettera med överdrag) <input type="checkbox"/> Sits <input type="checkbox"/> Rygg <input type="checkbox"/> Grenkil Överdragsklädsel: <input type="checkbox"/> Sits <input type="checkbox"/> Rygg <input type="checkbox"/> Annat enligt nedan	
E Benstöd 0 Standard med uppfällbar fotplatta <input type="checkbox"/> 30 - 38 cm <input type="checkbox"/> 37 - 53 cm <input type="checkbox"/> Fotplatta med sarg bak/sida <input type="checkbox"/> Fotplatta kort 100 mm djup 9 <input type="checkbox"/> Alternativ (enligt val till höger)		Alternativ överdragsklädsel i bomullstyg: <input type="checkbox"/> Barn/gul <input type="checkbox"/> Barn/blå <input type="checkbox"/> Inkontinensöverdrag grå plastad plysch	
F Sitthöjd* Sitthöjd 0 <input type="checkbox"/> Standard 46-74 cm 1 <input type="checkbox"/> Låg 38-58 cm *Mätt utan sitsstilt från golv till underkant sits, med sits i planläge. Med sitsstilt +1 cm. Med sitsstilt "allvinkelsittkruss" + 2 cm.		Armstöd (fällbara) <input type="checkbox"/> Ej fällbart PLUS <input type="checkbox"/> Svart konstläder <input type="checkbox"/> Tygklädda Längd: <input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> 30 cm <input type="checkbox"/> 25 cm Armstöd ErgoMedic PLUS 30 <input type="checkbox"/> Vä <input type="checkbox"/> Hö Armstöd ErgoMedic PLUS 42 <input type="checkbox"/> Vä <input type="checkbox"/> Hö	
G Sits "Slow Recovery" Breddxdjup 0 <input type="checkbox"/> Vuxen 44x48 cm 1 <input type="checkbox"/> Vuxen 48x48 cm 2 <input type="checkbox"/> Vuxen 44x43 cm 3 <input type="checkbox"/> Vuxen/barn 40x43 cm 4 <input type="checkbox"/> Vuxen/barn 40x39 cm 5 <input type="checkbox"/> Barn (7-12 år) 36x39 cm 6 <input type="checkbox"/> Barn (3-7 år) 33x35 cm 7 <input type="checkbox"/> Barn (7-15 år) 36x43 cm 9 <input type="checkbox"/> Vuxen/barn 40x48 cm		Ryggar bredd x höjd i cm Låg 38x26, extra hög 42x43 Låg 38x26, extra hög 42x43 Låg 38x26, extra hög 42x43 Låg 33x26, hög 33x36 Låg 33x26, hög 33x36 Låg 30x26, hög 30x34 Låg 27x22, hög 27x32 Låg 30x26, hög 30x34 Låg 33x26, hög 33x36	
H Användarens vikt 0 <input type="checkbox"/> 55-90 kg 1 <input type="checkbox"/> < 55 kg 2 <input type="checkbox"/> 90-135 kg Anpassning >135 kg kontakta Mercado		Övrigt Antal:	
		Alternativ sits och rygg <input type="checkbox"/> Plansits endast träplatta <input type="checkbox"/> Sits antiglid <input type="checkbox"/> Rygg i Slow recovery <input type="checkbox"/> Ställbart sittkruss (+15° Fram, -23° Bak) <input type="checkbox"/> All sitsstilt bakåt 0-23° <input type="checkbox"/> Omvänd sitsstilt (+8° Fram, -15° Bak)	
		Sits och rygg i ErgoMedic PLUS <input type="checkbox"/> Sits <input type="checkbox"/> Sits Slow recovery <input type="checkbox"/> Rygg 40x20 cm <input type="checkbox"/> Rygg 30x34 cm <input type="checkbox"/> Rygg 35x43 cm* <input type="checkbox"/> Rygg 42x43 cm* <input type="checkbox"/> Rygg 46x43 cm* <input type="checkbox"/> Rygg 35x43 cm m sidokil* <input type="checkbox"/> Rygg 42x43 cm m sidokil* <input type="checkbox"/> Rygg 46x43 cm m sidokil* <input type="checkbox"/> Comfort (pumpbar) * Finns i Comfortutförande	
		Placering reglage Joystick <input type="checkbox"/> Hö <input type="checkbox"/> Vä <input type="checkbox"/> ParaLoc	
		Amputationsstöd <input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Vänster	
		Benstöd Medic med fotplatta Hel fotplatta <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL Delad fotplatta <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL	
		Benstöd EL <input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Vänster <input type="checkbox"/> H+V <input type="checkbox"/> Vuxen hel 37-53 cm inkl. sarg <input type="checkbox"/> Barn hel 30-38 cm inkl. sarg	
		Adapter för rullstolsbenstöd Cross <input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Vänster <input type="checkbox"/> H+V	
		Bålstöd (monteras på hög rygg) <input type="checkbox"/> Standard rak båge <input type="checkbox"/> Svängd båge <input type="checkbox"/> Sväng och ställbart bålstöd	
		Höftbälte (med fäste under sits) <input type="checkbox"/> S, 51-71 <input type="checkbox"/> M, 63-83 <input type="checkbox"/> L, 83-103 cm	
		Knästoppar (till benstöd Medic) <input type="checkbox"/> 15x8 cm svart konstläder, par	
		Vadstöd (till benstöd Mobil/Medic) <input type="checkbox"/> 15x13 cm svart konstläder	
		Nackstöd (monteras på hög rygg) <input type="checkbox"/> Skälad 31x18 cm <input type="checkbox"/> Plan 29x16 cm <input type="checkbox"/> EM PLUS 30x23 cm <input type="checkbox"/> EM PLUS 30x8 cm <input type="checkbox"/> Sidojusterbar nackstödsmechanism	
		Sidostöd justerbara i bredd (bxh)* <input type="checkbox"/> 28x8 <input type="checkbox"/> 24x14 <input type="checkbox"/> 30x16 <input type="checkbox"/> 15x8 * Kombineras med ej fällbara armstöd	

REAL 6100 PLUS/1409