

REAL 9000 ERGOMEDIC

Utprovning/beställning av STOLAR
Tillbehör finns på separat blankett



A	B	C	D	E	F	G	H
9							

Klädsel

Offertförfrågan

Beställning

Tillhör order.....

Leveransadress		Fakturaadress	
Utprovad av/kontaktperson		Utprovad för/märkes	
Telefon	E-post	Beställningsnr	Datum

BASUTFÖRANDE- Fyll ALLTID i A-H! Inrutat är standard **ALTERNATIV**

AB Manuella Modeller 90 <input type="checkbox"/> REAL 9000 med X-stativ 93 <input type="checkbox"/> REAL 9300 med H-stativ 97 <input type="checkbox"/> REAL 9700 Coxit med X-stativ <input type="checkbox"/> Stativ i PLUS utförande	AB Elektriska Modeller 91 <input type="checkbox"/> REAL 9100 EL med X-stativ* 94 <input type="checkbox"/> REAL 9400 EL med H-stativ* 98 <input type="checkbox"/> REAL 9800 Coxit EL med X-stativ* *Batteriladdare ingår	Klädsel Plysch: <input type="checkbox"/> 41 vinröd <input type="checkbox"/> 42 brun <input type="checkbox"/> 44 marin <input type="checkbox"/> 45 REAL-blå <input type="checkbox"/> 46 grå <input type="checkbox"/> 48 svart
---	--	---

C Sitsvinkling (+15° Framåt, -8° Bakåt) 0 <input type="checkbox"/> Utan sitsvinkling 2 <input type="checkbox"/> Vevreglerad sitsvinkling 3 <input type="checkbox"/> Gasfjäder, reglage vid sits	4 <input type="checkbox"/> Gasfjäder, reglage på armstöd 5 <input type="checkbox"/> Elreglerad sitsvinkling (EL) 6 <input type="checkbox"/> Förberedd för sitsvinkling
---	--

D Låga ryggmekanismer 0 <input type="checkbox"/> Standard 1 <input type="checkbox"/> Medic 2 <input type="checkbox"/> Comfort* 3 <input type="checkbox"/> Elreglerad* (EL)	Alternativa Låga ryggar Bredd x Höjd <input type="checkbox"/> 35x20 cm Ergomedic PLUS <input type="checkbox"/> 40x20 cm Ergomedic PLUS	Väv mönstrad Vuxen: <input type="checkbox"/> 75 blå Väv mönstrad Barn: <input type="checkbox"/> 81 röd <input type="checkbox"/> 85 blå <input type="checkbox"/> 89 gul
---	---	---

D Höga ryggmekanismer 5 <input type="checkbox"/> Standard 6 <input type="checkbox"/> Medic <input type="checkbox"/> Dubbel Medic 7 <input type="checkbox"/> Comfort* 8 <input type="checkbox"/> Elreglerad* (EL) *Minsta sitsdjup 43 cm	Alternativa Höga ryggar Bredd x Höjd <input type="checkbox"/> 42x43 cm Ergomedic <input type="checkbox"/> 30x34 cm Ergomedic PLUS <input type="checkbox"/> 35x43 cm Ergomedic PLUS <input type="checkbox"/> 42x43 cm Ergomedic PLUS <input type="checkbox"/> 46x43 cm Ergomedic PLUS <input type="checkbox"/> 30x34 cm Ergomedic PLUS m. sidokil <input type="checkbox"/> 35x43 cm Ergomedic PLUS m. sidokil <input type="checkbox"/> 42x43 cm Ergomedic PLUS m. sidokil <input type="checkbox"/> 46x43 cm Ergomedic PLUS m. sidokil	Konstläder: <input type="checkbox"/> 31 röd <input type="checkbox"/> 32 brun <input type="checkbox"/> 35 blå <input type="checkbox"/> 36 grå <input type="checkbox"/> 38 svart Hygienväv (komplettera med överdrag) <input type="checkbox"/> Sits <input type="checkbox"/> Rygg <input type="checkbox"/> Grenkil Överdragsklädsel: <input type="checkbox"/> Sits <input type="checkbox"/> Rygg <input type="checkbox"/> Annat enligt nedan
---	--	---

E Hjul 0 <input type="checkbox"/> Standardhjul, XL 100 mm 2 <input type="checkbox"/> Extra lättrollat hjul, SL 100 mm* 3 <input type="checkbox"/> Extra breda hjul, BXL 100 mm *För hårt underlag, ej klinkers	4 <input type="checkbox"/> 100 mm ESD (anti-statiska) 5 <input type="checkbox"/> 125 mm** 6 <input type="checkbox"/> 150 mm** **Stativförlängare bak monteras automatiskt	Alternativ överdragsklädsel i bomullstyg: <input type="checkbox"/> Barn/gul <input type="checkbox"/> Barn/blå <input type="checkbox"/> Inkontinensöverdrag grå plastad frotté:
---	--	---

F Sitthöjd <table border="1"> <tr> <th>Manuell</th> <th>EL</th> </tr> <tr> <td>0 <input type="checkbox"/> Standard 45-65 cm</td> <td>47-75 cm</td> </tr> <tr> <td>1 <input type="checkbox"/> Låg 40-54 cm</td> <td>40-60 cm</td> </tr> </table>	Manuell	EL	0 <input type="checkbox"/> Standard 45-65 cm	47-75 cm	1 <input type="checkbox"/> Låg 40-54 cm	40-60 cm	5 <input type="checkbox"/> Standard sitthöjd med rotation 6 <input type="checkbox"/> Låg sitthöjd med rotation	Alternativ sits och rygg <input type="checkbox"/> Plansits endast träplatta <input type="checkbox"/> Plansits endast träplatta med antiglid <input type="checkbox"/> Sits med slow recovery <input type="checkbox"/> Rygg med slow recovery <input type="checkbox"/> Ställbart sittkryss (+15° Fram, -23° Bak) <input type="checkbox"/> All sitsvinkling bakåt 0-23° <input type="checkbox"/> Omvänd sitsvinkling (+8° Fram, -15° Bak)
Manuell	EL							
0 <input type="checkbox"/> Standard 45-65 cm	47-75 cm							
1 <input type="checkbox"/> Låg 40-54 cm	40-60 cm							

G Sits <table border="1"> <tr> <th>Bredd x djup</th> <th>Rekommenderade Ryggar</th> <th>Armstöd</th> </tr> <tr> <td>0 <input type="checkbox"/> Vuxen <input type="checkbox"/> Coxit 44x48 cm</td> <td>Låg 38x26 cm hög 40x34 cm</td> <td>35 cm</td> </tr> <tr> <td>1 <input type="checkbox"/> Vuxen <input type="checkbox"/> Coxit 48x48 cm</td> <td>Låg 38x26 cm hög 40x34 cm</td> <td>35 cm</td> </tr> <tr> <td>2 <input type="checkbox"/> Vuxen <input type="checkbox"/> Coxit 44x43 cm</td> <td>Låg 38x26 cm hög 40x34 cm</td> <td>35 cm</td> </tr> <tr> <td>3 <input type="checkbox"/> Vuxen/barn <input type="checkbox"/> Coxit 40x43 cm</td> <td>Låg 33x26 cm hög 33x36 cm</td> <td>35 cm</td> </tr> <tr> <td>4 <input type="checkbox"/> Vuxen/barn 40x39 cm</td> <td>Låg 33x26 cm hög 33x36 cm</td> <td>30 cm</td> </tr> <tr> <td>5 <input type="checkbox"/> Barn (7-12 år) 36x39 cm</td> <td>Låg 30x26 cm hög 30x34 cm</td> <td>30 cm</td> </tr> <tr> <td>6 <input type="checkbox"/> Barn (3-7 år) 33x35 cm</td> <td>Låg 27x22 cm hög 27x32 cm</td> <td>25 cm</td> </tr> <tr> <td>7 <input type="checkbox"/> Barn (7-15 år) 36x43 cm</td> <td>Låg 30x26 cm hög 30x34 cm</td> <td>30 cm</td> </tr> <tr> <td>8 <input type="checkbox"/> Barn 29x32 cm</td> <td>Låg 23x20 cm hög 27x32 cm</td> <td>25 cm</td> </tr> <tr> <td>9 <input type="checkbox"/> Vuxen/barn <input type="checkbox"/> Coxit 40x48 cm</td> <td>Låg 33x26 cm hög 33x36 cm</td> <td>35 cm</td> </tr> </table>	Bredd x djup	Rekommenderade Ryggar	Armstöd	0 <input type="checkbox"/> Vuxen <input type="checkbox"/> Coxit 44x48 cm	Låg 38x26 cm hög 40x34 cm	35 cm	1 <input type="checkbox"/> Vuxen <input type="checkbox"/> Coxit 48x48 cm	Låg 38x26 cm hög 40x34 cm	35 cm	2 <input type="checkbox"/> Vuxen <input type="checkbox"/> Coxit 44x43 cm	Låg 38x26 cm hög 40x34 cm	35 cm	3 <input type="checkbox"/> Vuxen/barn <input type="checkbox"/> Coxit 40x43 cm	Låg 33x26 cm hög 33x36 cm	35 cm	4 <input type="checkbox"/> Vuxen/barn 40x39 cm	Låg 33x26 cm hög 33x36 cm	30 cm	5 <input type="checkbox"/> Barn (7-12 år) 36x39 cm	Låg 30x26 cm hög 30x34 cm	30 cm	6 <input type="checkbox"/> Barn (3-7 år) 33x35 cm	Låg 27x22 cm hög 27x32 cm	25 cm	7 <input type="checkbox"/> Barn (7-15 år) 36x43 cm	Låg 30x26 cm hög 30x34 cm	30 cm	8 <input type="checkbox"/> Barn 29x32 cm	Låg 23x20 cm hög 27x32 cm	25 cm	9 <input type="checkbox"/> Vuxen/barn <input type="checkbox"/> Coxit 40x48 cm	Låg 33x26 cm hög 33x36 cm	35 cm	ErgoMedic utförande är standard	Armstöd <input type="checkbox"/> Svart konstläder <input type="checkbox"/> Tygklädda <input type="checkbox"/> Comfort <input type="checkbox"/> Utan armstöd Längd i cm: <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 40 Armstöd ErgoMedic PLUS 30 <input type="checkbox"/> Vä <input type="checkbox"/> Hö Armstöd ErgoMedic PLUS 42 <input type="checkbox"/> Vä <input type="checkbox"/> Hö Hemiplegiarmstöd: <input type="checkbox"/> Vä <input type="checkbox"/> Hö
Bredd x djup	Rekommenderade Ryggar	Armstöd																																	
0 <input type="checkbox"/> Vuxen <input type="checkbox"/> Coxit 44x48 cm	Låg 38x26 cm hög 40x34 cm	35 cm																																	
1 <input type="checkbox"/> Vuxen <input type="checkbox"/> Coxit 48x48 cm	Låg 38x26 cm hög 40x34 cm	35 cm																																	
2 <input type="checkbox"/> Vuxen <input type="checkbox"/> Coxit 44x43 cm	Låg 38x26 cm hög 40x34 cm	35 cm																																	
3 <input type="checkbox"/> Vuxen/barn <input type="checkbox"/> Coxit 40x43 cm	Låg 33x26 cm hög 33x36 cm	35 cm																																	
4 <input type="checkbox"/> Vuxen/barn 40x39 cm	Låg 33x26 cm hög 33x36 cm	30 cm																																	
5 <input type="checkbox"/> Barn (7-12 år) 36x39 cm	Låg 30x26 cm hög 30x34 cm	30 cm																																	
6 <input type="checkbox"/> Barn (3-7 år) 33x35 cm	Låg 27x22 cm hög 27x32 cm	25 cm																																	
7 <input type="checkbox"/> Barn (7-15 år) 36x43 cm	Låg 30x26 cm hög 30x34 cm	30 cm																																	
8 <input type="checkbox"/> Barn 29x32 cm	Låg 23x20 cm hög 27x32 cm	25 cm																																	
9 <input type="checkbox"/> Vuxen/barn <input type="checkbox"/> Coxit 40x48 cm	Låg 33x26 cm hög 33x36 cm	35 cm																																	

H Användarens vikt 0 <input type="checkbox"/> 55-90 kg Manuell/EL-lyftomat 1 <input type="checkbox"/> < 55 kg Manuell/EL-lyftomat Vid användarvikt > 130kg kontakta Mercado	2 <input type="checkbox"/> 90-130 kg Manuell fixlyftomat 3 <input type="checkbox"/> 90-150 kg EL-lyftomat	Bromsreglage och alternativa stativ Spak: <input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> Stor kula <input type="checkbox"/> Reumatikerkryss <input type="checkbox"/> Elektrisk broms <input type="checkbox"/> Fotbromsät X-stativ "klinik" <input type="checkbox"/> Fyrpunktsbromsät stativ <input type="checkbox"/> Vårdarmanövrerat H-stativ m. körhantag* *Max sittstorlek 40x43 cm
---	--	---

ÖVRIG INFORMATION	ANTAL STOLAR	Placering reglage Manuell stol, Modell 9000, 9300 & 9700 Sitthöjdsreglage under sits <input type="checkbox"/> vä <input type="checkbox"/> hö Sitthöjdsreglage under armstöd <input type="checkbox"/> vä <input type="checkbox"/> hö Sitsvinkling under armstöd <input type="checkbox"/> vä <input type="checkbox"/> hö Reglage under armstöd vänt bakåt <input type="checkbox"/> Sitthöjd <input type="checkbox"/> Sitsvinkel Elektrisk stol, Modell 9100, 9400 & 9800 Sitthöjdsreglage under armstöd <input type="checkbox"/> vä <input type="checkbox"/> hö Sitsvinkling under armstöd <input type="checkbox"/> vä <input type="checkbox"/> hö Elrygg vinkling under armstöd <input type="checkbox"/> vä <input type="checkbox"/> hö Reglage under armstöd vänt bakåt <input type="checkbox"/> Sitthöjd <input type="checkbox"/> Sitsvinkel <input type="checkbox"/> Elreglage i lös dosa <input type="checkbox"/> Fjärrkontroll <input type="checkbox"/> Joy-stick för el-stol
--------------------------	---------------------	--

REAL 9000/1110

REAL 9000 ERGOMEDIC




















Utprovning/beställning av TILLBEHÖR
Stolar finns på separat blankett



Klädsel	<input type="checkbox"/> Offertförfrågan	<input type="checkbox"/> Beställning
	Tillhör order.....	

Leveransadress		Fakturaadress	
Utprovad av/kontaktperson		Utprovad för/märkes	
Telefon	E-post	Beställningsnr	Datum

TILLBEHÖR - Fylls i om du vill extrautrusta din stol. OBS! Glöm ej att referera till rätt stolsorder.

<p>Stativ med utökat djup för max stabilitet</p> <p><input type="checkbox"/> Framåt <input type="checkbox"/> Bakåt</p> <p><input type="checkbox"/> Framåt & Bakåt</p> <p><i>Förlänger stativet med 10 cm</i></p> 	<p>Fotring (monteras på X-stativ)</p> <p>1/4 <input type="checkbox"/> Uppfällbar* 1/8 <input type="checkbox"/> Vänster med fotplatta</p> <p>1/4 <input type="checkbox"/> Avtagbar 1/8 <input type="checkbox"/> Höger med fotplatta*</p>  
<p>Amputationsstöd</p> <p><input type="checkbox"/> Vänster</p> <p><input type="checkbox"/> Höger</p> 	<p>Grenkil svart konstläder</p> <p>Bredd: <input type="checkbox"/> 11 cm <input type="checkbox"/> 15 cm</p> <p><input type="checkbox"/> Grenkilsknädelarmmekanism</p> <p><i>OBS! Kan ej kombineras med benstöd "Mobil"</i></p> 
<p>Benstöd Medic med fotplatta</p> <p>Hel fotplatta Delad fotplatta Hel fotplatta "Mobil"</p> <p><input type="checkbox"/> S 18-24 cm <input type="checkbox"/> S 18-24 cm med centralt fäströr</p> <p><input type="checkbox"/> M 23-32 cm <input type="checkbox"/> M 23-32 cm <input type="checkbox"/> 30-38 cm</p> <p><input type="checkbox"/> L 28-41 cm <input type="checkbox"/> L 28-41 cm <input type="checkbox"/> 37-53 cm</p> <p><input type="checkbox"/> XL 38-51 cm <input type="checkbox"/> XL 38-51 cm</p> <p><i>Måtten anger längd från sits till fotplatta.</i></p>   	<p>Höftbälte (fästs under sits)</p> <p><input type="checkbox"/> S 51-71 cm</p> <p><input type="checkbox"/> M 63-83 cm</p> <p><input type="checkbox"/> L 83-103 cm</p> <p><input type="checkbox"/> Enbart fästen</p> 
	<p>Knästoppar svart konstläder</p> <p><input type="checkbox"/> 15x8 cm, par</p> 
	<p>Vadstöd svart konstläder</p> <p><input type="checkbox"/> 15x13 cm, par</p> 
<p>Adapter för rullstolsbenstöd, par (monteras på armstöd)</p> <p><input type="checkbox"/> Cross*</p> <p><input type="checkbox"/> Adapt</p> <p><input type="checkbox"/> Ortopedia</p> <p><i>Benstöd beställs separat.</i></p> <p>Enbart</p> <p><input type="checkbox"/> Vänster <input type="checkbox"/> Höger</p> 	<p>Körbygel/Körhandtag</p> <p><input type="checkbox"/> Körbygel</p> <p><input type="checkbox"/> Körhandtag</p>  
<p>Bord (monteras på vänster armstöd)</p> <p><input type="checkbox"/> Bord rökfärgat 60x45 cm</p> <p><i>OBS! Armstödsplattorna måste minst vara 30 cm.</i></p> 	<p>Nackstöd, monteras på hög rygg (bxh)</p> <p><input type="checkbox"/> Plan 29x16cm</p> <p><input type="checkbox"/> Skålad 31x18 cm</p> <p><input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x23 cm*</p> <p><input type="checkbox"/> Sidojusterbar nackstödsmechanism</p> 
<p>Bålstöd (monteras på hög rygg)</p> <p><input type="checkbox"/> Sväng och ställbart bålstöd*</p> <p><input type="checkbox"/> Adapter</p> <p><input type="checkbox"/> Rak båge*</p> <p><input type="checkbox"/> Svängd båge</p>  	<p>Sidostöd justerbara i bredd (bxh)</p> <p><input type="checkbox"/> 15x8 cm</p> <p><input type="checkbox"/> 28x8 cm</p> <p><input type="checkbox"/> 24x14 cm</p> <p><input type="checkbox"/> 30x16 cm</p> 

*Visas på bild

REAL 9000/1110