

## Mercado REAL 6100 PLUS EL

Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör. Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne, Fußstütze und Armlehnen nicht enthalten. Sie müssen zum Untergestell die passenden Elemente wählen und die Summen addieren. Die Standard-Ausführungen sind blau markiert. Andere Optionen können dazu gewählt werden.



### STANDARDKONFIGURATION für HMV-Nr. 18.99.06.1091:

- Untergestell, elektrisch fahrbar
- Sitzpolster 44 x 48 cm (BxT) Ergomedic PLUS, Velours Bezug
- Rückenlehne 42 x 43 cm (BxH) Ergomedic, Velours Bezug
- Rückenlehnenverstellung Standard  
(Lehnenwinkel, Stützwinkel, Höhe: manuell einstellbar)
- Armlehnen Mobile 35 cm, schwarzes Kunstleder
- Sitzhöhenverstellung elektrisch bis 135 kg,  
hoch 47-75 cm bis zur UK des Sitzpolsters gemessen

**Gesamtpreis von o.g. Standard in Euro zzgl. MwSt.: (Die Standard-Ausführungen sind blau  
(Der abgebildete Stuhl ist mit Zusatzoptionen versehen.)**

10.583

ANGEBOT

BESTELLUNG

X	6100 PLUS EL	Basis-Untergestell mit elektrischer Sitzhöhenverstellung Ohne Bedieneinheit				8.535
<b>Bedienung (Joystick) - Siehe 'Kurzanleitung'</b>						
<b>Shark, max. 2 elektrische Verstellungen</b>						
<input type="checkbox"/>	OA..BOX0010	Joystickträger Ø 115 mm Ø 95 mm				912
<input type="checkbox"/>	OA..BOX0010	Schwenkarm Paraloc (Magnet)				1.852
<input type="checkbox"/>		rechts				
<input type="checkbox"/>		links				
<b>DX2 ab 2 elektrische Verstellungen</b>						
<input type="checkbox"/>	OA..BOX001..	Joystickträger Ø 115 mm Ø 95 mm	<input type="checkbox"/> ohne LED Bildschirm	<input type="checkbox"/> mit LED Bildschirm		1.828
<input type="checkbox"/>	OA..BOX10..	Schwenkarm Paraloc (Magnet)	<input type="checkbox"/> ohne LED Bildschirm	<input type="checkbox"/> mit LED Bildschirm		2.390
<input type="checkbox"/>		rechts				
<input type="checkbox"/>		links				
<b>Sitzpolster</b>						
<b>Ergomedic PLUS</b>						
<input type="checkbox"/>	ST2008	48 x 53 cm (BxT)				332
<input type="checkbox"/>	ST2010	48 x 48 cm (BxT)				257
<input type="checkbox"/>	ST2013	44 x 53 cm (BxT)				332
<input type="checkbox"/>	ST2015	44 x 48 cm (BxT)				203
<input type="checkbox"/>	ST2020	44 x 43 cm (BxT)				257
<input type="checkbox"/>	ST2025	40 x 48 cm (BxT)				257
<input type="checkbox"/>	ST2030	40 x 43 cm (BxT)				257
<input type="checkbox"/>	ST2035	40 x 39 cm (BxT)				257
<input type="checkbox"/>	ST2045	36 x 39 cm (BxT)				203
<input type="checkbox"/>	ST2040	36 x 43 cm (BxT)				203
<input type="checkbox"/>	ST2050	33 x 35 cm (BxT)				203
<input type="checkbox"/>	ST2055	29 x 32 cm (BxT)				203
<b>Ergomedic</b>						
<input type="checkbox"/>	ST1008	48 x 53 cm (BxT)				332
<input type="checkbox"/>	ST1010	48 x 48 cm (BxT)				257
<input type="checkbox"/>	ST1013	44 x 53 cm (BxT)				332
<input type="checkbox"/>	ST1015	44 x 48 cm (BxT)				203
<input type="checkbox"/>	ST1020	44 x 43 cm (BxT)				257
<input type="checkbox"/>	ST1025	40 x 48 cm (BxT)				257
<input type="checkbox"/>	ST1030	40 x 43 cm (BxT)				257
<input type="checkbox"/>	ST1035	40 x 39 cm (BxT)				257
<input type="checkbox"/>	ST1045	36 x 39 cm (BxT)				203
<input type="checkbox"/>	ST1040	36 x 43 cm (BxT)				203
<input type="checkbox"/>	ST1050	33 x 35 cm (BxT)				203
<input type="checkbox"/>	ST1055	29 x 32 cm (BxT)				203

**Weitere Optionen auf der nächsten Seite**

Für weitere Sitzsystem-Elemente und/oder Zubehör/Optionen schauen Sie in unsere Prospekte oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wir übernehmen keine Haftung für Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen.

<b>Alternativ</b>			
<input type="checkbox"/>	STXXX90	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der o.g. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler : ____ x ____ cm	200
<input type="checkbox"/>	0	Ohne Sitzpolster	0
<b>Arthrodes</b>			
<input type="checkbox"/>	ST1310	48 x 48 cm (BxT)	478
<input type="checkbox"/>	ST1315	44 x 48 cm (BxT)	424
<input type="checkbox"/>	ST1320	44 x 43 cm (BxT)	478
<input type="checkbox"/>	ST1325	40 x 48 cm (BxT)	424
<input type="checkbox"/>	ST1330	40 x 43 cm (BxT)	424
<input type="checkbox"/>	ST1335	40 x 39 cm (BxT)	424
<b>Option viskoelastischer Schaum</b>			
<input type="checkbox"/>	Memoryfoam	Aufpreis für o.g. Sitzpolster mit viskoelastischem Schaum	177
<b>Sitzwinkeleinstellung</b>			
<input type="checkbox"/>	0	Ohne	0
<input type="checkbox"/>	SAR21	per Drehspindel	316
<input type="checkbox"/>	SAR30	per Gasfeder, Bedienhebel unter dem Sitz links (rechts auf Anfrage)	290
<input type="checkbox"/>	SAR31	per Gasfeder, Bedienhebel unter der Armlehne links oder rechts	661
<input type="checkbox"/>	SAR44	elektrisch mit Joystick (24V)	1.339
<b>Sitzwinkelbereich für o.g. Verstellung</b>			
<input type="checkbox"/>	0	(nicht einstellbar)	0
<input type="checkbox"/>	61SA10	+15° nach vorne / -8° nach hinten, die Sitzhöhe erhöht sich um 1 cm	0
<input type="checkbox"/>	61SA20	einstellbar zwischen Werten v. +15° und -8° / + 8° und -15° / 0° und -23°. Die Sitzhöhe erhöht sich um 2 cm ACHTUNG: Nur in Verbindung mit dem Bedienhebel unter der Armlehne oder elektrisch <input type="checkbox"/> Einstellen auf + 15° bis - 8° <input type="checkbox"/> Einstellen auf + 8° bis - 15° <input type="checkbox"/> Einstellen auf + 0° bis - 23° (Nur bei der hohen Sitzhöhe, inklusive Rahmenverlängerung) <input type="checkbox"/> Armlehnen folgen NICHT der Sitzwinkelverstellung (Standard) <input type="checkbox"/> Armlehnen folgen der Sitzwinkelverstellung	242
<b>Rückenlehnen-Polster</b>			
<b>Niedrig Ergomedic</b>			
<input type="checkbox"/>	BR1055	38 x 26 cm (BxH)	155
<input type="checkbox"/>	BR1060	33 x 26 cm (BxH)	155
<input type="checkbox"/>	BR1070	27 x 22 cm (BxH)	155
<b>Niedrig Ergomedic PLUS</b>			
<input type="checkbox"/>	BR2075	40 x 20 cm (BxH)	233
<input type="checkbox"/>	BR2080	35 x 20 cm (BxH)	233
<b>Hoch Ergomedic</b>			
<input type="checkbox"/>	BR1030	40 x 34 cm (BxH)	284
<input type="checkbox"/>	BR1025	33 x 36 cm (BxH)	284
<input type="checkbox"/>	BR1015	42 x 43 cm (BxH)	336
<b>Hoch Ergomedic PLUS</b>			
<input type="checkbox"/>	BR2035	30 x 34 cm (BxH)	272
<input type="checkbox"/>	BR2040	25 x 34 cm (BxH)	272
<input type="checkbox"/>	BR2015	42 x 43 cm (BxH)	410
<input type="checkbox"/>	BR2010	46 x 43 cm (BxH)	422
<input type="checkbox"/>	BR2020	35 x 43 cm (BxH)	336
<b>Hoch Ergomedic PLUS mit extra Seitenunterstützung</b>			
<input type="checkbox"/>	BR2515	42 x 43 cm (BxH)	741
<input type="checkbox"/>	BR2510	46 x 43 cm (BxH)	753
<input type="checkbox"/>	BR2520	35 x 43 cm (BxH)	667
<b>Hoch Ergomedic PLUS mit extra verstärkter Seitenunterstützung</b>			
<input type="checkbox"/>	BR3515	42 x 43 cm (BxH)	1.447
<input type="checkbox"/>	BR3510	46 x 43 cm (BxH)	1.460
<input type="checkbox"/>	BR3520	35 x 43 cm (BxH)	1.373
<b>Hoch Ergomedic PLUS mit aufblasbarem Lumbalkissen</b>			
<input type="checkbox"/>	BR2115	42 x 43 cm (BxH)	885
<input type="checkbox"/>	BR2110	46 x 43 cm (BxH)	897
<input type="checkbox"/>	BR2120	35 x 43 cm (BxH)	811
<b>Hoch Ergomedic PLUS ohne Oberrückenstütze</b>			
<input type="checkbox"/>	BR2715	42 x 43 cm (BxH)	492
<input type="checkbox"/>	BR2710	46 x 43 cm (BxH)	504
<b>Alternativ</b>			
<input type="checkbox"/>	BRXXX90	Rückengrundplatte aus Holz in einer der o.g. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler : ____ x ____ cm	200
<input type="checkbox"/>	0	Ohne Rückenpolster	0

<b>Rückenlehnenverstellung</b>						
<b>für eine niedrige Rückenlehne</b>						
<input type="checkbox"/>	BRM1000	Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar			0	
<input type="checkbox"/>	BRM1600	Medic manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar			310	
<input type="checkbox"/>	BRM2614	Komfort per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar			340	
<input type="checkbox"/>	61BRM3040	elektrisch			1.563	
<b>für eine hohe Rückenlehne</b>						
<input type="checkbox"/>	BRM4000	Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar			0	
<input type="checkbox"/>	BRM4600	Medic manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar			310	
<input type="checkbox"/>	BRM6614	Komfort per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar			413	
<input type="checkbox"/>	61BRM7040	elektrisch			1.563	
<b>Bezug</b>						
<input type="checkbox"/>	46	Grauer Velours			0	
<input type="checkbox"/>	41	Roter Velours			0	
<input type="checkbox"/>	42	Brauner Velours			0	
<input type="checkbox"/>	45	Real Blauer Velours			0	
<input type="checkbox"/>	48	Schwarzer Velours			0	
<input type="checkbox"/>	31	Rotes Kunstleder			50	
<input type="checkbox"/>	32	Braunes Kunstleder			50	
<input type="checkbox"/>	35	Blaues Kunstleder			50	
<input type="checkbox"/>	36	Graues Kunstleder			50	
<input type="checkbox"/>	38	Schwarzes Kunstleder			50	
<input type="checkbox"/>	60	Grauer Inkontinenzbezug			51	
<b>Armlehnenpolsterung</b>						
<input type="checkbox"/>	AR303038	Mobile 35 cm, schwarzes Kunstleder			194	
<input type="checkbox"/>	AR302038	Mobile 30 cm, schwarzes Kunstleder			195	
<input type="checkbox"/>	AR301038	Mobile 25 cm, schwarzes Kunstleder			195	
<input type="checkbox"/>	AR304038	Mobile 40 cm, schwarzes Kunstleder			286	
<input type="checkbox"/>	AR513038	extra weich 35 cm, schwarzes Kunstleder			390	
<input type="checkbox"/>	AR512038	extra weich 30 cm, schwarzes Kunstleder			390	
<input type="checkbox"/>	AR511038	extra weich 25 cm, schwarzes Kunstleder			390	
<input type="checkbox"/>	ARM21/0+AR4060	Armlehne Hemiplegie	O rechts	O links	(o.g. Armlehnenpaar reduziert sich um 50%)	372
<b>Option Armlehnenmechanismus</b>						
<input type="checkbox"/>	ARM3111	Armlehnen wegklappbar			414	
<b>Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen</b>						
<b>hoch 47 - 75 cm bis UK Sitzpolster</b>						
<input type="checkbox"/>	61SH7040	mit Joystick elektrisch verstellbar				
<b>niedrig 37 - 57 cm bis UK Sitzpolster (fällt nicht unter HMV-Nr. 18.99.06.1)</b>						
<input type="checkbox"/>	61SH8040	mit Joystick elektrisch verstellbar				
<b>Fußbrett</b>						
<input type="checkbox"/>	LS262110	zentral 29x24 cm (BxT), L: 30 - 38 cm, mit dem Fuß hochklappbar			403	
<input type="checkbox"/>	LS262210	zentral 29x24 cm (BxT), XL: 37 - 53 cm, mit dem Fuß hochklappbar			403	
<input type="checkbox"/>	LS313110	Elekt. winkelverst. längekomp. zentr. Beinst. inkl. Wadenst. (Fußb. B x T: 29 x 24 cm) (nur mit DX2)			4.055	
<input type="checkbox"/>	LS151110	Medic geteilt 37x21 cm (BxT) S: 18 - 24 cm, hochklappbar			679	
<input type="checkbox"/>	LS151210	Medic geteilt 37x21 cm (BxT) M: 23 - 32 cm, hochklappbar			679	
<input type="checkbox"/>	LS151310	Medic geteilt 37x21 cm (BxT) L: 28 - 41 cm, hochklappbar			679	
<input type="checkbox"/>	LS151410	Medic geteilt 37x21 cm (BxT) XL: 38 - 51 cm, hochklappbar			720	
<input type="checkbox"/>	LS101110	Medic durchgehend 37x21 cm (BxT) S: 18 - 24 cm, hochklappbar			680	
<input type="checkbox"/>	LS101210	Medic durchgehend 37x21 cm (BxT) M: 23 - 32 cm, hochklappbar			680	
<input type="checkbox"/>	LS101310	Medic durchgehend 37x21 cm (BxT) L: 28 - 41 cm, hochklappbar			680	
<input type="checkbox"/>	LS101410	Medic durchgehend 37x21 cm (BxT) XL: 38 - 51 cm, hochklappbar			719	
<b>Option Fußbrett Hochklappsystem</b>						
<input type="checkbox"/>	990990	Hochklappsystem	O Rechts	O Links	USL: ____ cm	392
<b>Batterie &amp; Batterieladegerät</b>						
<input checked="" type="checkbox"/>	BA1010	Batteriepack Mobil 6100 PLUS Sonnenschein 2 St. 12V 25 Ah, Wartungsfrei				
<input checked="" type="checkbox"/>	BAC1010	Lautloses Batterieladegerät Mobile 6100 (ohne Ventilator)				

<b>Option Tisch</b>			
<input type="checkbox"/>	TA1010	60 x 45 cm (BxT) links klappbar	463
<input type="checkbox"/>	990960	halb, Standard links	433
<b>Option Seitenkissen</b>			
<input type="checkbox"/>	SS1110	15 x 8 cm (L x H) inkl. Montageset je Paar	408
<input type="checkbox"/>	SS1120	28 x 8 cm (L x H) inkl. Montageset je Paar	408
<input type="checkbox"/>	SS1130	24 x 14 cm (L x H) inkl. Montageset je Paar	408
<input type="checkbox"/>	SS1140	30 x 16 cm (L x H) inkl. Montageset je Paar	408
<b>Option Seitenpelotte (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne)</b>			
<input type="checkbox"/>	TS1538	8x8 inkl. Montageset rechts + links	380
<b>Option Kopfstütze (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne)</b>			
<input type="checkbox"/>	NS2010	mit flachem Polster 29 x 16 cm	367
<input type="checkbox"/>	NS2030	mit anatomisch geformtem Polster 31 x 18 cm	472
<input type="checkbox"/>	NS2020	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 23 cm	472
<input type="checkbox"/>	NS2040	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 8 cm	472