

## Mercado REAL 9000 PLUS KIND EL

### ACHTUNG:

Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör. Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne, Fußstütze und Armlehnen nicht enthalten. Sie müssen zum Untergestell die passenden Elemente wählen und die Summen addieren. Die Standard-Ausführungen sind blau markiert. Andere Optionen können dazu gewählt werden.



Beispiel (Der abgebildete Stuhl ist ggf. mit Zusatzoptionen versehen):

<input type="checkbox"/>	ANGEBOT		
<input type="checkbox"/>	BESTELLUNG		
<input checked="" type="checkbox"/>	X	9400 Basis-Untergestell mit elektrischer Sitzhöhenverstellung, Rollen und Bremse	2.992
		<b>Sitzpolster</b>	
		<b>Ergomedic PLUS</b>	
<input type="checkbox"/>		ST2055 29 x 32 cm (BxT)	203
<input type="checkbox"/>		ST2050 33 x 35 cm (BxT)	203
<input type="checkbox"/>		ST2045 36 x 39 cm (BxT)	203
<input type="checkbox"/>		ST2040 36 x 43 cm (BxT)	203
<input type="checkbox"/>		ST2035 40 x 39 cm (BxT)	257
<input type="checkbox"/>		ST2030 40 x 43 cm (BxT)	257
<input type="checkbox"/>		ST2025 40 x 48 cm (BxT)	257
		<b>Ergomedic</b>	
<input type="checkbox"/>		ST1055 29 x 32 cm (BxT)	203
<input type="checkbox"/>		ST1050 33 x 35 cm (BxT)	203
<input type="checkbox"/>		ST1045 36 x 39 cm (BxT)	203
<input type="checkbox"/>		ST1040 36 x 43 cm (BxT)	203
<input type="checkbox"/>		ST1035 40 x 39 cm (BxT)	257
<input type="checkbox"/>		ST1030 40 x 43 cm (BxT)	257
<input type="checkbox"/>		ST1025 40 x 48 cm (BxT)	257
		<b>Alternativ</b>	
<input type="checkbox"/>		STXXX90 Sitzgrundplatte aus Holz in einer der o.g. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler : ____ x ____ cm	200
<input type="checkbox"/>		0 Ohne Sitzpolster	0
		<b>Sitzwinkeleinstellung</b>	
<input type="checkbox"/>		0 Ohne	0
<input type="checkbox"/>		SAR20 per Drehspindel	316
<input type="checkbox"/>		SAR30 per Gasfeder, Bedienhebel unter dem Sitz links (rechts auf Anfrage)	290
<input type="checkbox"/>		SAR31 per Gasfeder, Bedienhebel unter der Armlehne links oder rechts	661
<input type="checkbox"/>		SAR45 elektrisch. Bedienung unter der Armlehne links oder rechts	1.542
<input type="checkbox"/>		SAR42 elektrisch mit Joystick links oder rechts	1.706
		<b>Sitzwinkelbereich für o.g. Verstellung</b>	
<input type="checkbox"/>		0 (nicht einstellbar)	0
<input type="checkbox"/>		90SA10 +15° nach vorne / -8° nach hinten (nicht möglich bei der manuellen Sitzwinkelverstellung), die Sitzhöhe erhöht sich um 1 cm	0
<input type="checkbox"/>		90SA60 +15° nach vorne / -15° nach hinten (NICHT bei einem drehbaren Sitzpolster), die Sitzhöhe erhöht sich um 1 cm einstellbar zwischen Werten v. +15° und -8° / + 8° und -15° / 0° und -23°, die Sitzhöhe erhöht sich um 2 cm,	210
<input type="checkbox"/>		90SA40 ACHTUNG: Nur in Verbindung mit dem Bedienhebel unter der Armlehne oder elektrisch; die Einstellung 0-23° ist nur in Kombination mit einer Rahmenverlängerung und bei der hohen Sitzhöhe möglich	242
		<input type="checkbox"/> Einstellen auf + 15° bis - 8° <input type="checkbox"/> Einstellen auf + 8 bis - 15° <input type="checkbox"/> Einstellen auf + 0° bis - 23° (Nur bei der hohen Sitzhöhe, inklusive Rahmenverlängerung) <input type="checkbox"/> Armlehnen folgen NICHT der Sitzwinkelverstellung (Standard) <input type="checkbox"/> Armlehnen folgen der Sitzwinkelverstellung	

<b>Rückenlehnen-Polster</b>			
<b>Niedrig Ergomedic</b>			
<input type="checkbox"/>	BR1055	38 x 26 cm (BxH)	155
<input type="checkbox"/>	BR1060	33 x 26 cm (BxH)	155
<input type="checkbox"/>	BR1065	30 x 26 cm (BxH)	155
<input type="checkbox"/>	BR1070	27 x 22 cm (BxH)	155
<b>Niedrig Ergomedic PLUS</b>			
<input type="checkbox"/>	BR2075	40 x 20 cm (BxH)	233
<input type="checkbox"/>	BR2080	35 x 20 cm (BxH)	233
<b>Hoch Ergomedic</b>			
<input type="checkbox"/>	BR1030	40 x 34 cm (BxH)	284
<input type="checkbox"/>	BR1025	33 x 36 cm (BxH)	284
<input type="checkbox"/>	BR1015	42 x 43 cm (BxH)	336
<b>Hoch Ergomedic PLUS</b>			
<input type="checkbox"/>	BR2035	30 x 34 cm (BxH)	272
<input type="checkbox"/>	BR2040	25 x 34 cm (BxH)	272
<input type="checkbox"/>	BR2015	42 x 43 cm (BxH)	410
<input type="checkbox"/>	BR2010	46 x 43 cm (BxH)	422
<input type="checkbox"/>	BR2020	35 x 43 cm (BxH)	336
<b>Hoch Ergomedic PLUS mit extra Seitenunterstützung</b>			
<input type="checkbox"/>	BR2515	42 x 43 cm (BxH)	741
<input type="checkbox"/>	BR2510	46 x 43 cm (BxH)	753
<input type="checkbox"/>	BR2520	35 x 43 cm (BxH)	667
<b>Hoch Ergomedic PLUS mit extra verstärkter Seitenunterstützung</b>			
<input type="checkbox"/>	BR3515	42 x 43 cm (BxH)	1.447
<input type="checkbox"/>	BR3510	46 x 43 cm (BxH)	1.460
<input type="checkbox"/>	BR3520	35 x 43 cm (BxH)	1.373
<b>Hoch Ergomedic PLUS mit aufblasbarem Lumbalkissen</b>			
<input type="checkbox"/>	BR2115	42 x 43 cm (BxH)	885
<input type="checkbox"/>	BR2110	46 x 43 cm (BxH)	897
<input type="checkbox"/>	BR2120	35 x 43 cm (BxH)	811
<b>Hoch Ergomedic PLUS ohne Oberrückenstütze</b>			
<input type="checkbox"/>	BR2715	42 x 43 cm (BxH)	492
<input type="checkbox"/>	BR2710	46 x 43 cm (BxH)	504
<b>Alternativ</b>			
<input type="checkbox"/>	BRXXX90	Rückengrundplatte aus Holz in einer der o.g. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler : ____ x ____ cm	200
<input type="checkbox"/>	0	Ohne Rückenpolster	0
<b>Rückenlehnenverstellung</b>			
<b>für eine niedrige Rückenlehne</b>			
<input type="checkbox"/>	BRM1000	Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	0
<input type="checkbox"/>	BRM1600	Medic manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	310
<input type="checkbox"/>	BRM3010	elektrisch mit Bedienung unter der Armlehne	1.563
<b>für eine hohe Rückenlehne</b>			
<input type="checkbox"/>	BRM4000	Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	0
<input type="checkbox"/>	BRM4600	Medic manuell: Sitztiefe, Lehnenwinkel, Stützwinkel, Stützhöhe: manuell einstellbar	310
<input type="checkbox"/>	BRM6614	Komfort per Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	413
<input type="checkbox"/>	BRM6612	Komfort per Gasfeder, Bedienung unter der Armlehne / Stützwinkel und Stützhöhe manuell einstellbar	729
<input type="checkbox"/>	BRM7010	elektrisch mit Bedienung unter der Armlehne	1.563
<b>Bezug</b>			
<input type="checkbox"/>	46	Grauer Velours	0
<input type="checkbox"/>	41	Roter Velours	0
<input type="checkbox"/>	42	Brauner Velours	0
<input type="checkbox"/>	45	Real Blauer Velours	0
<input type="checkbox"/>	48	Schwarzer Velours	0
<input type="checkbox"/>	31	Rotes Kunstleder	50
<input type="checkbox"/>	32	Braunes Kunstleder	50
<input type="checkbox"/>	35	Blaues Kunstleder	50
<input type="checkbox"/>	36	Graues Kunstleder	50
<input type="checkbox"/>	38	Schwarzes Kunstleder	50
<input type="checkbox"/>	60	Grauer Inkontinenzbezug	51

<b>Armlehnenpolsterung</b>				
<input type="checkbox"/>	AR101038	25 cm, schwarz (PU-Schaum)		120
<input type="checkbox"/>	AR102038	30 cm, schwarz (PU-Schaum)		120
<input type="checkbox"/>	AR103038	35 cm, schwarz (PU-Schaum)		120
<input type="checkbox"/>	AR104038	40 cm, schwarz (PU-Schaum)		172
<input type="checkbox"/>	AR501038	Komfort 25 cm, schwarzes Kunstleder		242
<input type="checkbox"/>	AR502038	Komfort 30 cm, schwarzes Kunstleder		242
<input type="checkbox"/>	AR503038	Komfort 35 cm, schwarzes Kunstleder		242
<input type="checkbox"/>	AR504038	Komfort 40 cm, schwarzes Kunstleder		294
<input type="checkbox"/>	AR511038	extra weich 25 cm, schwarzes Kunstleder		390
<input type="checkbox"/>	AR512038	extra weich 30 cm, schwarzes Kunstleder		390
<input type="checkbox"/>	AR513038	extra weich 35 cm, schwarzes Kunstleder		390
<input type="checkbox"/>	ARM21/0+AR4060	Armlehne Hemiplegie	O rechts    O links    (o.g. Armlehnenpaar reduziert sich um 50%)	390
<b>Option Armlehnenmechanismus</b>				
<input type="checkbox"/>	ARM3011+12	Armlehnen wegklappbar		414
<b>Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen</b>				
<b>hoch 45 - 73 cm bis UK Sitzpolster</b>				
<input type="checkbox"/>	90SH7510	(0-130 kg), elektrisch, Bedienschalte unter der Armlehne		0
<input type="checkbox"/>	90SH7040	(0-130 kg), mit Joystick elektrisch verstellbar		530
<input type="checkbox"/>	90SH7110	(0-130 kg), mit drehbarem Sitzpolster, elektrisch verstellbar		277
<b>niedrig 37 - 57 cm bis UK Sitzpolster</b>				
<input type="checkbox"/>	90SH8510	(0-130 kg), elektrisch, Bedienung unter der Armlehne		0
<input type="checkbox"/>	90SH8040	(0-130 kg), mit Joystick elektrisch verstellbar		530
<input type="checkbox"/>	90SH8210	(0-130 kg), mit drehbarem Sitzpolster, verstellbar		277
<b>Schwenkrollen</b>				
<input type="checkbox"/>	WE1010	XL 100 mm (Standard)		0
<input type="checkbox"/>	WE3010	Leichtlaufrollen SL 100 mm		302
<input type="checkbox"/>	WE1030	125 mm inkl. längere Bremsfüße und Rahmenverlängerung		303
<input type="checkbox"/>	WE1040	150 mm inkl. längere Bremsfüße und Rahmenverlängerung		303
<input type="checkbox"/>	WE2010	extra breit 100 mm		221
<b>Option Fußstütze</b>				
<input type="checkbox"/>	FR3020	Fußbügel 1/4, hochklappbar für PLUS-Rahmen von 43 cm oder H-Rahmen		197
<input type="checkbox"/>	FR1010	Fußbügel 1/8 rechts für PLUS-Rahmen von 48 cm		200
<input type="checkbox"/>	FR2010	Fußbügel 1/8 links für PLUS-Rahmen von 48 cm		200
<input type="checkbox"/>	LS161110	Fußbrett Medic geteilt 25x18 cm (BxT) S: 18 - 24 cm, hochklappbar		680
<input type="checkbox"/>	LS161210	Fußbrett Medic geteilt 25x18 cm (BxT) M: 23 - 32 cm, hochklappbar		680
<input type="checkbox"/>	LS161310	Fußbrett Medic geteilt 25x18 cm (BxT) L: 28 - 41 cm, hochklappbar		680
<input type="checkbox"/>	LS161410	Fußbrett Medic geteilt 25x18 cm (BxT) XL: 38 - 51 cm, hochklappbar		719
<input type="checkbox"/>	LS111110	Fußbrett Medic durchgehend 25x18 cm (BxT) S: 18 - 24 cm, hochklappbar		680
<input type="checkbox"/>	LS111210	Fußbrett Medic durchgehend 25x18 cm (BxT) M: 23 - 32 cm, hochklappbar		680
<input type="checkbox"/>	LS111310	Fußbrett Medic durchgehend 25x18 cm (BxT) L: 28 - 41 cm, hochklappbar		680
<input type="checkbox"/>	LS111410	Fußbrett Medic durchgehend 25x18 cm (BxT) XL: 38 - 51 cm, hochklappbar		719
<input type="checkbox"/>	LS212110	Fußbrett zentral 25x18 cm (BxT), L : 30 - 38 cm, mit dem Fuß hochklappbar		403
<input type="checkbox"/>	LS262110	Fußbrett zentral 29x24 cm (BxT), L : 30 - 38 cm, mit dem Fuß hochklappbar		403
<input type="checkbox"/>	LS212210	Fußbrett zentral 25x18 cm (BxT), XL : 37 - 53 cm, mit dem Fuß hochklappbar		403
<input type="checkbox"/>	LS262210	Fußbrett zentral 29x24 cm (BxT), XL : 37 - 53 cm, mit dem Fuß hochklappbar		403

<b>Bremse</b>			
<input type="checkbox"/>	Std	Standard Bremshebel 35 cm lang mit einem Kugel am Kopf des Bremshebel (35 mm)	0
<input type="checkbox"/>	LB1010	Bremshebel 35 cm lang mit großen schwarzen Kugel am Kopf des Bremshebels (50 mm)	17
<input type="checkbox"/>	RC1010	Bremshebel 35 cm lang mit Kreuzgriff am Bremshebel	60
<input type="checkbox"/>	BD1110	Bremshebel 35 cm lang mit Greifring am Bremshebel	121
<input type="checkbox"/>	BD1030	Bremshebel 45 cm statt 35 cm Länge	41
<input type="checkbox"/>	90BEA12	elektrische Bremse	1.525
<b>Option Untergestell</b>			
<input type="checkbox"/>	DUAL	24" Räder (DUAL-Bausatz) inklusive elektrische Bremse	1.946
<input type="checkbox"/>	801763	H-Rahmen inkl. Fußbremse (Fußring auf Anfrage)	309
<b>Option Tisch</b>			
<input type="checkbox"/>	TA1010	60 x 45 cm (BxT) links klappbar	463
<input type="checkbox"/>	990960	halb, Standard links	433
<b>Seitenkissen inkl. Montageset</b>			
<input type="checkbox"/>	SS1110	15 x 8 cm (L x H) inkl. Montageset je Paar	408
<input type="checkbox"/>	SS1120	28 x 8 cm (L x H) inkl. Montageset je Paar	408
<input type="checkbox"/>	SS1130	24 x 14 cm (L x H) inkl. Montageset je Paar	408
<input type="checkbox"/>	SS1140	30 x 16 cm (L x H) inkl. Montageset je Paar	408
<b>Option Seitenpelotte (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne)</b>			
<input type="checkbox"/>	TS1538	8x8 inkl. Montageset rechts + links	380
<b>Option Abductionskeil</b>			
<input type="checkbox"/>	LD161038	11 x 11 cm Schwarzes Kunstleder	421
<input type="checkbox"/>	LD162038	15 x 15 cm Schwarzes Kunstleder	421
<b>Option Kopfstütze (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne)</b>			
<input type="checkbox"/>	NS2010	mit flachem Polster 29 x 16 cm	367
<input type="checkbox"/>	NS2030	mit anatomisch geformtem Polster 31 x 18 cm	472
<input type="checkbox"/>	NS2020	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 23 cm	472
<input type="checkbox"/>	NS2040	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 8 cm	472
<b>Option Schiebebügel</b>			
<input type="checkbox"/>	PB1011	für PLUS-Rahmen	357
<input type="checkbox"/>	PB1010	Schiebegriffe für PLUS-Rahmen	357
<input type="checkbox"/>	PB1012	für PLUS-Rahmen, befestigt unter der Sitzfläche (bei Sitzwinkelverstellung)	357