

Mercado REAL KARMEN

ACHTUNG:

Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör.
Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen nicht enthalten.
Sie müssen zum Untergestell die passenden Elemente wählen und die Summen addieren.
Die Standard-Ausführungen sind blau markiert. Andere Optionen können dazu gewählt werden.



Beispiel (Der abgebildete Stuhl ist ggf. mit Zusatzoptionen versehen):

<input type="checkbox"/>	ANGEBOT		
<input type="checkbox"/>	BESTELLUNG		
<input checked="" type="checkbox"/>	KARMEN	Basis-Untergestell mit Rollen und Bremse	799
	Sitzpolster		
	Ergomedic PLUS		
<input type="checkbox"/>	ST2015	44 x 48 cm (BxT)	203
<input type="checkbox"/>	ST2010	48 x 48 cm (BxT)	257
<input type="checkbox"/>	ST2030	40 x 43 cm (BxT)	257
<input type="checkbox"/>	ST2025	40 x 48 cm (BxT)	257
	Ergomedic		
<input type="checkbox"/>	ST1015	44 x 48 cm (BxT)	203
<input type="checkbox"/>	ST1010	48 x 48 cm (BxT)	257
<input type="checkbox"/>	ST1030	40 x 43 cm (BxT)	257
<input type="checkbox"/>	ST1025	40 x 48 cm (BxT)	257
	Sitzwinkeleinstellung		
<input type="checkbox"/>	0	Ohne	0
<input type="checkbox"/>	SAR20	per Drehspindel	316
<input type="checkbox"/>	SAR30	per Gasfeder, Bedienhebel unter dem Sitz links (rechts auf Anfrage)	290
<input type="checkbox"/>	SAR31	per Gasfeder, Bedienhebel unter der Armlehne links oder rechts	661
<input type="checkbox"/>	90SA50	manuell inkl. Sitzwinkelbereich +15° nach vorne / -8° nach hinten	224
	Sitzwinkelbereich für o.g. Verstellung		
<input type="checkbox"/>	0	(nicht einstellbar)	0
<input type="checkbox"/>	90SA10	+15° nach vorne / -8° nach hinten, die Sitzhöhe erhöht sich um 1 cm	0
<input type="checkbox"/>	09SA40	einstellbar zwischen Werten v. +15° und -8° / +8° und -15° / 0° und -23°, die Sitzhöhe erhöht sich um 2 cm, ACHTUNG: Nur in Verbindung mit dem Bedienhebel unter der Armlehne; die Einstellung 0-23° ist nur in Kombination mit einer Rahmenverlängerung und bei der hohen Sitzhöhe möglich	242
		<input type="checkbox"/> Armlehnen folgen NICHT der Sitzwinkelverstellung (Standard)	
		<input type="checkbox"/> Armlehnen folgen der Sitzwinkelverstellung	
	Rückenlehnen-Polster		
<input type="checkbox"/>	BR1015	hoch 42 x 42 cm (BxH) Ergomedic	0
<input type="checkbox"/>	BR2015	hoch 42 x 43 cm (BxH) Ergomedic PLUS	410
	Rückenlehnenmechanismus mit Schiebebügel		
<input checked="" type="checkbox"/>	803257	Standard feststehende Rückenlehne mit Schiebebügel	0
	Bezug		
<input type="checkbox"/>	38	Schwarzes Kunstleder	50
<input type="checkbox"/>	31	Rotes Kunstleder	50
<input type="checkbox"/>	32	Braunes Kunstleder	50
<input type="checkbox"/>	35	Blaues Kunstleder	50
<input type="checkbox"/>	36	Graues Kunstleder	50
<input type="checkbox"/>	46	Grauer Velours	0
<input type="checkbox"/>	41	Roter Velours	0
<input type="checkbox"/>	42	Brauner Velours	0
<input type="checkbox"/>	45	Real Blauer Velours	0
<input type="checkbox"/>	48	Schwarzer Velours	0
<input type="checkbox"/>	60	Grauer Inkontinenzbezug	51
	Armlehnenpolsterung		
<input type="checkbox"/>	AR103038	35 cm, schwarz (PU-Schaum)	120
<input type="checkbox"/>	AR102038	30 cm, schwarz (PU-Schaum)	120
<input type="checkbox"/>	AR101038	25 cm, schwarz (PU-Schaum)	120
<input type="checkbox"/>	AR104038	40 cm, schwarz (PU-Schaum)	173
<input type="checkbox"/>	AR503038	Komfort 35 cm, schwarzes Kunstleder	242
<input type="checkbox"/>	AR502038	Komfort 30 cm, schwarzes Kunstleder	242
<input type="checkbox"/>	AR501038	Komfort 25 cm, schwarzes Kunstleder	242
<input type="checkbox"/>	AR504038	Komfort 40 cm, schwarzes Kunstleder	294
<input type="checkbox"/>	AR513038	extra weich 35 cm, schwarzes Kunstleder	390
<input type="checkbox"/>	AR512038	extra weich 30 cm, schwarzes Kunstleder	390
<input type="checkbox"/>	AR511038	extra weich 25 cm, schwarzes Kunstleder	390

Für weitere Sitzsystem-Elemente und/oder Zubehör/Optionen schauen Sie in unsere Prospekte oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wir übernehmen keine Haftung für Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen.

Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen		
Sitzhöhe einstellbar		
<input type="checkbox"/>	61SH0000 (0-55 kg) Achtung: Unterschenkellänge angeben!	0
Sitzhöhe hoch 40 - 60 cm bis UK Sitzpolster, Gasfeder		
<input type="checkbox"/>	61SH7040 (55-90 kg), Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche	174
<input type="checkbox"/>	61SH7040 (0-55 kg), Gasfeder, Bedienung unter der Sitzfläche	225
<input type="checkbox"/>	61SH2020 (90-130 kg), Gasfeder, Bedienhebel unter der Sitzfläche	225
Sitzhöhe hoch 45 - 73 cm bis UK Sitzpolster, elektrisch		
<input type="checkbox"/>	61SH1020 (0-130 kg), elektrisch	3.044
Sitzhöhe niedrig 32 - 46 cm bis UK Sitzpolster, Gasfeder		
<input type="checkbox"/>	61SH3020 (55-90 kg), Gasfeder, Bedienhebel unter der Sitzfläche	174
<input type="checkbox"/>	61SH5020 (0-55 kg), Gasfeder, Bedienhebel unter der Sitzfläche	225
<input type="checkbox"/>	61SH4020 (90-130 kg), Gasfeder, Bedienhebel unter der Sitzfläche	225
Sitzhöhe niedrig 37 - 57 cm bis UK Sitzpolster, elektrisch		
<input type="checkbox"/>	61SH6020 (0-130 kg), mit Joystick elektrisch verstellbar	3.044
Fußstütze		
<input checked="" type="checkbox"/>	FR3010 Fußbügel 1/4, hochklappbar für PLUS-Rahmen von 48 cm oder H-Rahmen	0
Option Hüftgurt		
<input type="checkbox"/>	HB1010 S: 51 - 71 cm	152
<input type="checkbox"/>	HB1020 M: 63 - 83 cm	152
<input type="checkbox"/>	HB1030 L: 83 - 103 cm	152