



DIE REAL-STÜHLE HABEN DIE CE-KENNZEICHNUNG  
GEMÄSS DEN SCHWEDISCHEN VORSCHRIFTEN FÜR  
MEDIZINTECHNISCHE PRODUKTE LVFS 2003:11.

# REAL<sup>®</sup> SPIDER

*der Therapiestuhl mit extra niedriger Sitzhöhe*



[ Der abgebildete Stuhl ist mit Zusatzoptionen versehen. ]



## *Der Stuhl für unsere jüngsten Nutzer*

**Der Mercado REAL SPIDER wurde in Absprache mit verschiedenen Ergotherapeuten und Fachberatern entwickelt und ist mittlerweile sehr beliebt:**

**Insbesondere seine Optik spricht die jüngsten Nutzer sowie ihre Eltern bzw. Pfleger stark an. Dabei ist unser modulares Sitzsystem eine fantastische Hilfe bei der Sitzpositionierung.**

### *Der Mercado Real Spider*

Die sehr niedrige Sitzhöhe des Stuhls ist eines der wichtigsten Merkmale. Dank dieser niedrigen Sitzhöhe (ab 17 cm!), der maximalen Trippelfläche und der leicht laufenden Rollen ist Trippeln kinderleicht, sowohl zu Hause als auch im Klassenzimmer.

Mit dem REAL SPIDER kann sich das Kind eigenständig und in der richtigen Sitzhaltung an einem (Schul-)Tisch bewegen. Weder Lehrer noch Eltern oder Pfleger müssen hierbei behilflich sein.

Die Bremse lässt sich per Hand (oder Fuß der Begleitperson) bedienen und sorgt für einen sicheren Stand. Der Bremshebel hat eine Breiten- und eine Anschlageneinstellung. Gerade diese Details können die Selbständigkeit des Kindes erheblich erhöhen.

### *Modulares System*

Der Mercado REAL SPIDER bietet das Modulare System, für das Mercado Medic so bekannt ist. Wir haben viele Optionen und Zubehörteile für



**DER MERCADO REAL SPIDER ist modern im Design und nachhaltig im Material. Hergestellt wird er in unserem Werk in Schweden.**

den Mercado REAL SPIDER entwickelt. So bieten wir neben unserem ERGOMEDIC-Sitzsystem auch Sitzelemente aus Holz an. Das Sitzpolster ist auf Wunsch mit leichter Polsterung oder mit viskoelastischem Schaum erhältlich.

Dank der modularen Bauweise lässt sich der REAL SPIDER einfach an das Wachstum und an die veränderten Anforderungen des Kindes anpassen.

### ***ErgoMedic und ErgoMedic PLUS System – einzigartiges ergonomisches Design***

Zur optimalen Sitzpositionierung und zum optimalen Sitzkomfort hat Mercado Medic in Zusammenarbeit mit Bengt Engström die Sitzsysteme ERGOMEDIC und ERGOMEDIC PLUS entwickelt. Diese eignen sich ideal für Kinder mit Problemen mit der Sitzpositionierung. Ein Sitzsystem umfasst vier Teile: Sitzpolster, Rückenlehne, Armlehnen und Kopf-/ Nackenstütze und bietet Unterstützung, Stabilität und Komfort.

# REAL<sup>®</sup> SPIDER



ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG



MANUELLE HÖHENVERSTELLUNG



HÖHENVERSTELLUNG PER GASFEDER

