

Mercado REAL SPIDER

ACHTUNG:

Durch unser modulares Sitzsystem haben wir eine große Auswahl an Sitzelementen und Optionen/Zubehör. Deswegen sind im Preis des Basis-Untergestells die Preise für Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen nicht enthalten. Sie müssen zum Untergestell die passenden Elemente wählen und die Summen addieren. Die Standard-Ausführungen sind blau markiert. Andere Optionen können dazu gewählt werden. Preise in EUR zzgl. MwSt.



Beispiel (Der abgebildete Stuhl ist ggf. mit Zusatzoptionen versehen):

<input type="checkbox"/>	ANGEBOT		
<input type="checkbox"/>	BESTELLUNG		
<input checked="" type="checkbox"/>	Spider	Basis-Untergestell mit Rollen und Bremse inkl. Bremshebelstopper	879
	Sitzpolster		
	Ergomedic PLUS		
<input type="checkbox"/>	ST2055	29 x 32 cm (BxT)	203
<input type="checkbox"/>	ST2050	33 x 35 cm (BxT)	203
<input type="checkbox"/>	ST2045	36 x 39 cm (BxT)	203
<input type="checkbox"/>	ST2040	36 x 43 cm (BxT)	203
	Ergomedic		
<input type="checkbox"/>	ST1055	29 x 32 cm (BxT)	203
<input type="checkbox"/>	ST1050	33 x 35 cm (BxT)	203
<input type="checkbox"/>	ST1045	36 x 39 cm (BxT)	203
<input type="checkbox"/>	ST1040	36 x 43 cm (BxT)	203
	Alternativ		
<input type="checkbox"/>	STXXX90	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der o.g. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler : ____ x ____ cm	200
<input type="checkbox"/>	0	Ohne Sitzpolster	0
	Sitzwinkeleinstellung		
<input type="checkbox"/>	0	Ohne	0
<input type="checkbox"/>	SAR20	per Drehspindel	316
<input type="checkbox"/>	SAR30	per Gasfeder, Bedienhebel unter dem Sitz links (rechts auf Anfrage)	290
<input type="checkbox"/>	SAR31	per Gasfeder, Bedienhebel unter der Armlehne links oder rechts	661
	Sitzwinkelbereich für o.g. Verstellung		
<input type="checkbox"/>	0	(nicht einstellbar)	0
<input type="checkbox"/>	09SA10	+15° nach vorne / -8° nach hinten, die Sitzhöhe erhöht sich um 1 cm	0
	Rückenlehnen-Polster		
	Niedrig Ergomedic		
<input type="checkbox"/>	BR1085	23 x 20 cm (BxH)	155
<input type="checkbox"/>	BR1070	27 x 22 cm (BxH)	155
<input type="checkbox"/>	BR1065	30 x 26 cm (BxH)	155
<input type="checkbox"/>	BR1060	33 x 26 cm (BxH)	155
	Niedrig Ergomedic PLUS		
<input type="checkbox"/>	BR2075	40 x 20 cm (BxH)	233
<input type="checkbox"/>	BR2080	35 x 20 cm (BxH)	233
	Hoch Ergomedic		
<input type="checkbox"/>	BR1025	33 x 36 cm (BxH)	284
	Hoch Ergomedic PLUS		
<input type="checkbox"/>	BR2035	30 x 34 cm (BxH)	272
<input type="checkbox"/>	BR2040	25 x 34 cm (BxH)	272
<input type="checkbox"/>	BR2020	35 x 43 cm (BxH)	336
	Hoch Ergomedic PLUS mit extra Seitenunterstützung		
<input type="checkbox"/>	BR2535	30 x 34 cm (BxH)	603
<input type="checkbox"/>	BR2520	35 x 43 cm (BxH)	667
	Hoch Ergomedic PLUS mit extra verstärkter Seitenunterstützung		
<input type="checkbox"/>	BR3520	35 x 43 cm (BxH)	1.373
	Hoch Ergomedic PLUS mit aufblasbarem Lumbalkissen		
<input type="checkbox"/>	BR2120	35 x 43 cm (BxH)	811
	Alternativ		
<input type="checkbox"/>	BRXXX90	Rückengrundplatte aus Holz in einer der o.g. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler : ____ x ____ cm	200
<input type="checkbox"/>	0	Ohne Rückenpolster	0
	Rückenlehnenverstellung		
	für eine niedrige Rückenlehne		
<input type="checkbox"/>	BRM1000	Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	0
	für eine hohe Rückenlehne		
<input type="checkbox"/>	BRM4000	Standard manuell: Lehnenwinkel, Stützwinkel und Höhe manuell einstellbar	0

Für weitere Sitzsystem-Elemente und/oder Zubehör/Optionen schauen Sie in unsere Prospekte oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wir übernehmen keine Haftung für Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen.

Bezug						
	46	Grauer Velours			0	
	41	Roter Velours			0	
	42	Brauner Velours			0	
	45	Real Blauer Velours			0	
	48	Schwarzer Velours			0	
	31	Rotes Kunstleder			50	
	32	Braunes Kunstleder			50	
	35	Blaues Kunstleder			50	
	36	Graues Kunstleder			50	
	38	Schwarzes Kunstleder			50	
	60	Grauer Inkontinenzbezug			51	
Armlehnenpolsterung						
	AR111038	mini 25 cm, schwarzes Kunstleder			120	
	AR102038	30 cm, schwarz (PU-Schaum)			120	
	AR101038	25 cm, schwarz (PU-Schaum)			120	
	AR103038	40 cm, schwarz (PU-Schaum)			120	
	AR503038	Komfort 35 cm, schwarzes Kunstleder			242	
	AR502038	Komfort 30 cm, schwarzes Kunstleder			242	
	AR501038	Komfort 25 cm, schwarzes Kunstleder			242	
	AR504038	Komfort 40 cm, schwarzes Kunstleder			294	
	AR513038	extra weich 35 cm, schwarzes Kunstleder			390	
	AR512038	extra weich 30 cm, schwarzes Kunstleder			390	
	AR511038	extra weich 25 cm, schwarzes Kunstleder			390	
	0	Armlehnen aus Holz, höhenstellbar, Sitzbreite einstellbar			0	
	ARM21/0+AR4060	Armlehne Hemiplegie	O rechts	O links	(o.g. Armlehnenpaar reduziert sich um 50%)	372
Option Armlehnenmechanismus						
	ARM3011+12	Armlehnen wegklappbar			414	
Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen						
Vorab einstellbar						
	803226	einstellbar (0-55 kg) Achtung: Unterschenkellänge angeben!			0	
35 - 49 cm bis UK Sitzpolster						
	90SH4020	(0-55 kg), Gasfeder, Bedienhebel unter der Sitzfläche			174	
	90SH4010	(0-55 kg), Gasfeder, Bedienhebel unter der Armlehne			368	
32 - 47 cm bis UK Sitzpolster						
	804414	Elektrisch			1.832	
Schwenkrollen						
	WE1010	XL 100 mm (Standard)			0	
	WE3010	Leichtlaufrollen SL 100 mm			302	
	WE2010	extra breit 100 mm			221	
Option Fußstütze						
	LS161110	Fußbrett Medic geteilt 25x18 cm (BxT) S: 18 - 24 cm, hochklappbar			680	
	LS161210	Fußbrett Medic geteilt 25x18 cm (BxT) M: 23 - 32 cm, hochklappbar			680	
	LS161310	Fußbrett Medic geteilt 25x18 cm (BxT) L: 28 - 41 cm, hochklappbar			680	
	LS161410	Fußbrett Medic geteilt 25x18 cm (BxT) XL: 38 - 51 cm, hochklappbar			719	
	LS111110	Fußbrett Medic durchgehend 25x18 cm (BxT) S: 18 - 24 cm, hochklappbar			680	
	LS111210	Fußbrett Medic durchgehend 25x18 cm (BxT) M: 23 - 32 cm, hochklappbar			680	
	LS111310	Fußbrett Medic durchgehend 25x18 cm (BxT) L: 28 - 41 cm, hochklappbar			680	
	LS111410	Fußbrett Medic durchgehend 25x18 cm (BxT) XL: 38 - 51 cm, hochklappbar			719	
	LS212110	Fußbrett zentral 25x18 cm (BxT), L : 30 - 38 cm, mit dem Fuß hochklappbar			403	
	LS212210	Fußbrett zentral 25x18 cm (BxT), XL : 37 - 53 cm, mit dem Fuß hochklappbar			403	
	LS262110	Fußbrett zentral 29x24 cm (BxT), L : 30 - 38 cm, mit dem Fuß hochklappbar			403	
	LS262210	Fußbrett zentral 29x24 cm (BxT), XL : 37 - 53 cm, mit dem Fuß hochklappbar			403	

Bremse			
<input type="checkbox"/>	Std	Standard Bremshebel mit einem Kugel am Kopf des Bremshebel (35 mm)	0
<input type="checkbox"/>	LB1010	Bremshebel 35 cm lang mit großen schwarzen Kugel am Kopf des Bremshebels (50 mm)	17
<input type="checkbox"/>	RC1010	Bremshebel 35 cm lang mit Kreuzgriff am Bremshebel	60
<input type="checkbox"/>	BD1110	Bremshebel 35 cm lang mit Greifring am Bremshebel	121
<input type="checkbox"/>	BD1030	Bremshebel 45 cm statt 35 cm Länge	1.525
<input type="checkbox"/>	09BEA12	elektrische Bremse	83
<input type="checkbox"/>	802800	Bremshebelhalterung einstellbar für unterschiedliche Sitzbreiten (7 Positionen)	
Option Tisch			
<input type="checkbox"/>	TA1010	60 x 45 cm (BxT) links klappbar	463
<input type="checkbox"/>	990960	halb, Standard links	433
Option Seitenkissen			
<input type="checkbox"/>	SS1110	15 x 8 cm (L x H) inkl. Montageset je Paar	408
<input type="checkbox"/>	SS1120	28 x 8 cm (L x H) inkl. Montageset je Paar	408
<input type="checkbox"/>	SS1130	24 x 14 cm (L x H) inkl. Montageset je Paar	408
<input type="checkbox"/>	SS1140	30 x 16 cm (L x H) inkl. Montageset je Paar	408
Option Seitenpelotte (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne)			
<input type="checkbox"/>	TS1538	8x8 inkl. Montageset rechts + links	380
Option Abductionskeil			
<input type="checkbox"/>	LD161038	11 x 11 cm Schwarzes Kunstleder	421
<input type="checkbox"/>	LD162038	15 x 15 cm Schwarzes Kunstleder	421
Option Kopfstütze (nur in Kombination mit einer hohen Rückenlehne)			
<input type="checkbox"/>	NS2010	mit flachem Polster 29 x 16 cm	367
<input type="checkbox"/>	NS2030	mit anatomisch geformtem Polster 31 x 18 cm	472
<input type="checkbox"/>	NS2020	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 23 cm	472
<input type="checkbox"/>	NS2040	mit ErgoMedic PLUS Polster 30 x 8 cm	472