



REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA  
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET  
MED LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER  
2003:11.

# ⊕ REAL 8200 PLUS EL MAMMOGRAFI

Avlastning för både patient och personal



Att genomgå en mammografiundersökning kan vara känsloladdat för patienten. Det är därför viktigt att använda utrustning som effektiviserar undersökningen och samtidigt gör den så behaglig som möjligt.

En del patientgrupper har behov av att sitta för att klara av att genomföra hela undersökningen. Det blir även enklare att ta korrekta bilder om patienten har en ergonomiskt bra sittposition. För mer tidskrävande kliniska undersökningar bör patienten sitta bekvämt och avslappnat.

REAL 8200 PLUS EL MAMMOGRAFI är en undersökningsstol som erbjuder patienten ett avlastande sittande och samtidigt främjar arbetsmiljön för personalen. Den gör även undersökningen snabbare och mer kostnadseffektiv. Stolen är utprovad i verklig miljö, i samarbete med våra kunder och den tillverkas i egen regi i Sverige.

*Stativ med fotbroms och 1/4 uppfällbar fotring.*



*Manöverdosa med sladd och körbygel.*

## ⊕ REAL 8200 PLUS EL MAMMOGRAFI 24V 1G

*Bekvämt och avlastande  
för patienten*

- ErgoMedic sittsystem
- Hög ryggplatta för extra stöd
- Mjukstoppade, justerbara armstöd
- Uppfällbart fotstöd
- Gedigen design

*...och arbetsmiljövänlig  
för personalen*

- Elektriska funktioner för enkel inställning
- 28 cm höjjustering (47-75 cm)
- Stora, lätttrullade hjul
- Körbygel
- Fotbromspedal
- Hygienisk klädsel
- Underhållsfri
- Effektiviserar undersökningen



NORMALLÄGE



ELEKTRISK SITSTILT



ELEKTRISK RYGGTILT

## REAL 8200 PLUS EL Screening Mammografi



### SPECIFIKATION:

Sits ErgoMedic 44x43 cm Konstläder Lavendel

Utan sitsstilt

Hög rygg ErgoMedic 40x34 cm Konstläder Lavendel

Ryggmekanism fast för hög rygg med körbygel

Armstödsplattor 25 cm Konstläder Svart (alt. 30 cm)

Hög sitthöjd ellyftomat 45-73 cm (alt. låg 37-53 cm)

Elreglage i extern dosa med sladd

Stativ PLUS klinik vit 48x53 cm med fotbroms

Hjul 100 mm XL (alt. 100 mm SL extra lättrullat f. hårt golv)

Handbromsspak 35 cm

¼ fotring uppfällbar

Artnr: 82100901PF

Pris: 19900:- (exkl.frakt & moms)

## REAL 8200 PLUS EL Klinisk Mammografi



### SPECIFIKATION:

Sits ErgoMedic 44x43 cm Konstläder Lavendel

**Elreglerad sitsstilt 15° framåt/15° bakåt**

**Extra hög rygg ErgoMedic 42x43 cm Konstläder Lavendel**

**Elreglerad ryggmekanism för hög rygg med körbygel**

Armstödsplattor 25 cm Konstläder Svart (alt. 30 cm)

Hög sitthöjd ellyftomat 47-75 cm (alt. låg 42-62 cm)

Elreglage i extern dosa med sladd

Stativ PLUS klinik vit 48x53 cm med fotbroms

Hjul 100 mm XL (alt. 100 mm SL extra lättrullat f. hårt golv)

Handbromsspak 35 cm

**Nackstöd ErgoMedic PLUS 30x8 cm Konstläder Lavendel**

¼ fotring uppfällbar

Artnr: 82100902PF

Pris: 39900:- (exkl.frakt & moms)

# Kontakta Mercado

## HUVUDKONTORET

Besöksadress:

Tryffelslingan 14, 181 57 Lidingö

Postadress:

Box 1074, 181 22 Lidingö

Växeln är öppen mån-fre 08.00-16.30

Tel: 08-555 143 00

Fax: 08-555 143 99

E-post: [info@mercado.se](mailto:info@mercado.se), [order@mercado.se](mailto:order@mercado.se)

## SERVICE OCH TEKNISK SUPPORT

Magnus Bergdahl och Fredrik Karlsson

Box 1074, 181 22 Lidingö

Service har telefontid mån-fre


08.00-12.00 samt 13.00-16.00

Tel: 08-555 143 08

Fax: 08-555 143 99

Mobil: 070-550 63 98, 070-894 63 68

E-post: [service@mercado.se](mailto:service@mercado.se)



### Region Norr

Fredrik Lindberg  
Lindögatan 2, 931 65 Skellefteå  
[fredrik.lindberg@mercado.se](mailto:fredrik.lindberg@mercado.se)  
070 579 25 62



### Region Norra Mälardalen

Morteza Momtaheni  
Tryffelslingan 14, 181 22 Lidingö  
[morteza.momtaheni@mercado.se](mailto:morteza.momtaheni@mercado.se)  
070 082 20 58



### Region Södra Mälardalen

Ronny Fogelqvist  
Tryffelslingan 14, 181 22 Lidingö  
[ronny.fogelqvist@mercado.se](mailto:ronny.fogelqvist@mercado.se)  
070 827 96 14



### Region Väst

Thomas Ekström  
Saltkråkegatan 25, 554 49 Jönköping  
[thomas.ekstrom@mercado.se](mailto:thomas.ekstrom@mercado.se)  
070 810 78 74



### Region Syd

Kenneth Linnerhag  
Radhusvägen 5, 428 35 Kålleröd  
[kenneth.linnerhag@mercado.se](mailto:kenneth.linnerhag@mercado.se)  
070 827 96 16