

# Armstödsmechanism

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 804538  
Ändrad: 1605  
Giltig från: 070601

Artikel	Art.nr.
ARM1011	Armstödsmek Plus 32 cm Höger
ARM1012	Armstödsmek Plus 32 cm Vänster
ARM1111	Armstödsmek Plus 38 cm Höger
ARM1112	Armstödsmek Plus 38 cm Vänster
ARM1211	Armstödsmek Plus mini 21 cm Höger
ARM1212	Armstödsmek Plus mini 21 cm Vänster
ARM1311	Armstödsmek Plus mini 32 cm Höger
ARM1312	Armstödsmek Plus mini 32 cm Vänster
ARM1411	Armstödsmek Plus 6100 32 cm Höger
ARM1412	Armstödsmek Plus 6100 32 cm Vänster
ARM1511	Armstödsmek Plus 6100 38 cm Höger
ARM1512	Armstödsmek Plus 6100 38 cm Vänster
ARM7111	Armstödsmek Plus 45 cm Höger
ARM7112	Armstödsmek Plus 45 cm Vänster
ARM3011	Armstödsmek Fällbara 32 cm Höger
ARM3012	Armstödsmek Fällbara 32 cm Vänster
ARM3111	Armstödsmek Fällbara 38 cm Höger
ARM3112	Armstödsmek Fällbara 38 cm Vänster

## Nödvändiga vertyg

T-nyckel 5mm (Mercado-nyckeln)

800897

## Instruktioner

Montera enligt bilder nedan.

Justera armstödet i bredd så det kommer nära kroppen och i höjd så att det ger ett stöd för armbågen med axeln i nedsänkt läge.

