




DIE REAL-STÜHLE HABEN DIE CE-KENNZEICHNUNG
GEMÄSS DEN SCHWEDISCHEN VORSCHRIFTEN FÜR
MEDIZINTECHNISCHE PRODUKTE LVFS 2003:11.

REAL[®] KARMEN

*Mobiler ergonomischer Stuhl mit Schiebebügel, besonders geeignet
für Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime*



*„Wir sparen viel Zeit,
dieser Stuhl lässt sich
ganz einfach bis an den
Tisch herschieben,
ohne schwer rangieren
zu müssen!“*

Erleichterungen für das Personal, die sich lohnen:

Leichteres Schieben

- Stabile feststehende Rückenlehne mit Schiebebügel
- Große Lenkrollen, fahrbar in alle Richtungen
- Standard hochklappbarer Fußbügel 1/4 (optional 1/8)

Komfort in der Handhabung und erhöhte Sicherheit

- Untergestell mit Fußbremse (oder Handbremse)
- Leicht abwaschbarer Hygienebezug
- Abnehmbare Armlehnen mit Breiteneinstellung
- Höhere und bessere Tischplatzierungs-Möglichkeiten, dank schmalerer Außenmaße als herkömmliche Schieberollstühle
- Keine zusätzlichen Transfers, z.B. am Esstisch erforderlich

Leichtere Transfers

- Die Möglichkeit, nah heran zu fahren, z.B. bei einem seitlichen Transfer, mit oder ohne Rutschbrett.
- Durch die optional verfügbare elektrische Sitzhöhenverstellung werden die Transfers mit Hebe-Aufstehhilfen reduziert.

Ergonomie für den Nutzer


- Individuell verstellbare Sitzhöhe (Standard per Gasfeder, optional elektrisch)
- Unser Ergomedic Sitzsystem
- In der Breite einstellbare Armlehnen mit weicher Polsterung

Funktionelles Zubehör

- Armlehnen „Hemiplegie“
- Seitlich wegschwenkbare Beinstützen
- Sitzpolster aus druckentlastendem viskoelastischem Schaum




Hochwertige Qualität aus Schweden

- Aus eigener Entwicklung in Schweden hergestellt
- Solide vollverschweißte Konstruktion
- Robust und wartungsfrei



Die richtige SITZHaltung, z.B. beim Essen

Die Sitzhaltung bei den Mahlzeiten wirkt sich stark darauf aus, wie gut wir essen und trinken können. Wer zusammengesackt und nach vorn gebeugt in seinem Rollstuhl sitzt, kann Mahlzeiten nur schwierig zu sich nehmen. Eine aufrechte Sitzhaltung dagegen erleichtert das Essen und Trinken erheblich. Bei festgestellter Bremse bietet der Stuhl zusätzliche Stabilität und Sicherheit.





REAL® KARMEN

Der Stuhl erleichtert die Arbeit des Personals und erhöht die Lebensqualität der Nutzer.

REAL KARMEN ist mit Kunstleder in mehreren Farben erhältlich: Schwarz, Blau, Rot, Grau und Braun. Anderes Material und/oder Farben auf Anfrage