

KURZANLEITUNG BESTELLFORMULAR / PREISLISTE AUSFÜLLEN

1 BESTELLFORMULAR / PREISLISTE auswählen

- 1 Wählen Sie das gewünschte Hilfsmittel:
z.B. unseren Arthrodesenstuhl Mercado REAL 9000 PLUS ARHTRODESE
- 2 Entscheiden Sie vorab, ob der Stuhl mit einer elektrischen Sitzhöhenverstellung ausgestattet sein muss;
wählen Sie dann z.B. den Mercado REAL 9000 PLUS ARTHRODESE **EL**
Unser REAL 9000 PLUS AUFSTEHHILFE hat Standard eine elektrische Sitzhöhenverstellung.
- 3 Nehmen Sie das passende Bestellformular dazu oder nutzen Sie das Online-Angebotssystem.

2 SITZPOLSTER wählen

A Wählen Sie das gewünschte Sitzpolster, sehen Sie bei Bedarf im Prospekt Sitzsysteme nach.

z.B. Ergomedic PLUS

z.B. Ergomedic



B Wählen Sie das benötigte Maß

Sie finden im Prospekt Sitzsysteme auch Maßzeichnungen!

Sonderbau ist möglich. Fragen Sie uns!

3 Brauchen Sie VISKOELASTISCHEN SCHAUM?

Entscheiden Sie, ob o.g. Sitzpolster noch zusätzlichen viskoelastischen Schaum braucht, ca. 3 cm.

4 Brauchen Sie eine SITZWINKELVERSTELLUNG?

Der Stuhl wird Standard ohne Sitzwinkelverstellung geliefert, aber wenn Sie eine benötigen:

A wählen Sie die Bedienung der Verstellung aus unter 'Sitzwinkeleinstellung'

B wählen Sie die Verstellmöglichkeit aus unter 'Sitzwinkelbereich'

5 RÜCKENPOLSTER wählen

A Wählen Sie das gewünschte Rückenpolster, sehen Sie bei Bedarf im Prospekt Sitzsysteme nach

z.B. Ergomedic PLUS

z.B. Ergomedic



B Wählen Sie das benötigte Maß - Sie finden im Prospekt Sitzsysteme auch Maßzeichnungen!

Achten Sie darauf, dass die angegebene Höhe die Höhe des Polsterteils ist.

Die Rückenlehnenhöhe ist einstellbar.

Sonderbau ist möglich. Fragen Sie uns!

6 Wählen Sie die RÜCKENLEHNENVERSTELLUNG

Unsere Standard-Rückenlehnenverstellung bietet schon viele Einstellmöglichkeiten!
Wenn Sie mehr Tiefeneinstellung brauchen, wählen Sie unser Medic Verstellung.
Wenn Sie eine Verstellung per Gasfeder wünschen, wählen Sie 'Komfort' und wählen Sie, ob die Bedienung dafür unter der Sitzfläche oder unter der Armlehne sein sollte.
Ob hoch oder niedrig benötigt wird, richtet sich nach dem gewählten Rückenpolster.

7 Wählen Sie den BEZUG

Momentan können Sie wählen zwischen verschiedenen Standard-Farben, in Velours oder Kunstleder.
Fragen Sie nach, wenn Sie eine andere Farbe oder z.B. Echtleder benötigen.

8 Wählen Sie die benötigte ARMLEHNEN

Schauen Sie bei Bedarf im Prospekt 'Optionen & Zubehör' nach.

9 Wählen Sie die benötigte SITZHÖHE

Entscheiden Sie, ob Sie die hohe oder niedrige Sitzhöhe brauchen.
Wählen Sie bei einer Sitzhöhenverstellung per Gasfeder die Gewichtsklasse richtig.
Achten Sie darauf, dass unsere Sitzhöhe bis zur Unterkante des Sitzpolsters gemessen wird.
Achten Sie darauf, dass die Sitzhöhe sich durch eine Sitzwinkelverstellung um 1-3 cm erhöht.

10 Wählen Sie die richtigen ROLLEN

Unsere XL-Rollen sind in den meisten Fällen ausreichend, leichteres Fortbewegen mit mehr Bewegungskomfort bieten unsere SL-Rollen. Es stehen noch weitere Rollen zur Auswahl.

11 Brauchen Sie noch ZUBEHÖR?

Schauen Sie alle Optionen durch. Bilder finden Sie in den Prospekten Optionen & Zubehör oder Sitzsysteme oder fragen Sie uns. Achten Sie gut auf Ausschlusskriterien, wie z.B. eine Kopfstütze ist nur bei einer hohen Rückenlehne möglich!

BREMSE

Unsere Stühle mit dem Basis-Untergestell, H-Rahmen und X-Rahmen haben alle unser sicheres Bremssystem mit Handbremshebel oder Fußbremse.
Unter 'Optionen' finden Sie z.B. - längere Bremshebel - andere Griffe für den Bremshebel

BEI UNSEREM INDOOR-ELEKTROLLSTUHL

ist fast alles gleich wie oben beschrieben, aber: Das elektrisch fahrbare Untergestell hat eine Motorbremse und einen Freilauf statt einen Bremshebel.

Wählen Sie die Bedienung aus. Wenn Sie z.B. nur elektrische Höhenverstellung und Sitzneigung ausgewählt haben, reicht das Bedienteil Shark. Aber sobald Sie z.B. dazu eine elektrische Rückenlehnenverstellung oder einfach nur unsere längekompensierende Beinstütze ausgewählt haben, brauchen Sie ein DX2-Bedienteil.



Da wir davon ausgehen, dass bei einem Elektrorollstuhl oft sehr wenig oder keine Funktion der Beine vorhanden ist und damit das Fußbrett nicht mit dem Fuß hochgeklappt werden kann, bieten wir für das Fußbrett optional einen Hochklappmechanismus an.
(Für andere Stühle auf Anfrage.)