

# REAL 9000 PLUS VUXEN



Doc.nr: 20-06076 Created: 2019-09-01

Updated: 2022-11-29

Rev: 01

1 (3)

## Orderformulär - ditt stöd vid utprovning, offert och beställning

Använd *Adobe Acrobat Reader* för att fylla i formuläret digitalt. Ladda ner programmet [här](#).

Offert  Order Antal stolar \_\_\_\_\_

## DINA KONTAKTUPPGIFTER

Namn \_\_\_\_\_ Epost \_\_\_\_\_ Telefonnummer \_\_\_\_\_

## 1 MODELL

Modell	Elektriska reglage	Färg på sits, rygg och andra stoppdetaljer (utom armstöd):		
<input type="checkbox"/> Vuxen manuell <input type="checkbox"/> Vuxen elektrisk 24V <input type="checkbox"/> Vuxen coxit manuell <input type="checkbox"/> Vuxen coxit elektrisk 24V	<input type="checkbox"/> Fastmonterade <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Handkontroll med sladd	<b>Plysch</b> <input type="checkbox"/> Grå <input type="checkbox"/> REAL-blå <input type="checkbox"/> Marin <input type="checkbox"/> Svart <input type="checkbox"/> Vinröd	<b>Konstläder</b> <input type="checkbox"/> Röd <input type="checkbox"/> Svart <input type="checkbox"/> Grå <input type="checkbox"/> Blå <input type="checkbox"/> Brun	<b>Hygienväv</b> <input type="checkbox"/> Grå  <b>Mönstrad väv</b> <input type="checkbox"/> Blå

<sup>1</sup> För placering av de monterade reglagen se rubriken "Placering reglage" i avsnitt 2, 3 och 5

## 2 SITS

### SITTPLATTA

Bredd x djup, i cm	40x39	40x43	40x48	44x43	44x48	44x53 <sup>2</sup>	48x48	48x53 <sup>2</sup>
ErgoMedic (EM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM SlowRecovery	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS SlowRecovery	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM träplatta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM träplatta antiglid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Matchnings-tips!**  
(mått avser bredd på stoppdetalj, i cm)

Sits	Ryggplatta
40	33
44	38-42
48	38-46

<sup>2</sup> Finns ej som Coxitsits

### SITSTILT sits och rygg vinklas tillsammans <sup>3</sup>

Förbestämt intervall	Allvinkel (= ställbart)	Sitstilsreglage	Placering reglage	Armstöd följer tilt <sup>5</sup>
<input type="checkbox"/> Utan tilt <input type="checkbox"/> 15° fram, 8° bak <input type="checkbox"/> 15° fram, 15° bak	<input type="checkbox"/> 15° fram, 8° bak <input type="checkbox"/> 8° fram, 15° bak <input type="checkbox"/> 0° fram, 23° bak <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> Vev under sits baktill <input type="checkbox"/> Gasfjäder <input type="checkbox"/> Elektrisk	<input type="checkbox"/> Under sits bak <input type="checkbox"/> Armstöd höger fram <input type="checkbox"/> Armstöd vänster fram <input type="checkbox"/> Armstöd höger bak <input type="checkbox"/> Armstöd vänster bak <input type="checkbox"/> På ryggstödet baksida	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

<sup>3</sup> Se avsnitt 7

<sup>4</sup> Kräver stativförlängare bak

<sup>5</sup> Endast sitstilt "Allvinkel" och "15° fram, 15° bak"

## 3 RYGG

### RYGGPLATTA

	Låg				Hög					
Bredd x höjd, i cm	33x26	35x20	38x26	40x20	33x36	35x43	40x34	42x43	46x43	
ErgoMedic (EM) <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM SlowRecovery	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
EM Support						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS SlowRecovery		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS sidokil						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS Comfort (= pumpbart svankstöd)						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>6</sup> 46x43 Finns endast i grå plysch

(fler ryggplattor på nästa sida)

**RYGGPLATTA (FORTSÄTTNING)**

Låg

Hög

Bredd x höjd, i cm	33x26	35x20	38x26	40x20	33x36	35x43	40x34	42x43	46x43
EM PLUS sidokil Comfort						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS förstärkt sidokil						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS förstärkt sidokil Comfort						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS utan bula								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS utan bula, med sidokil								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	39x30	45x30			39x40	45x40			
Slingback (ryggstöd med ställbara ryggband)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

**RYGGMEKANISM**

Modell

Placering reglage <sup>7</sup>

- |                                       |                                     |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> Standard     | <input type="checkbox"/> Comfort    | <input type="checkbox"/> Armstöd höger fram    | <input type="checkbox"/> Armstöd höger bak   |
| <input type="checkbox"/> Medic        | <input type="checkbox"/> Elreglerad | <input type="checkbox"/> Armstöd vänster fram  | <input type="checkbox"/> Armstöd vänster bak |
| <input type="checkbox"/> Dubbel Medic | <input type="checkbox"/> Slingback  | <input type="checkbox"/> På ryggstödet baksida |  |
- (Allvinkel krävs)

<sup>7</sup> Endast för Comfort och elreglerad ryggmekanism

## 4 ARMSTÖD

**ARMSTÖDSPLATTA** svart gjuten / konstläder

**ARMSTÖDSMEKANISM**

Längd i cm	25	30	35	40	42	45	Modell
ErgoMedic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> PLUS (ej fällbar)
Extra Soft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Fällbar bakåt
Mobil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ErgoMedic PLUS		V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H			V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H		
Hemiplegi						V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H	

## 5 STATIV

**LYFTOMAT FÖR SITTHÖJD**

Sitthöjd, i cm (manuell / el) <sup>8</sup>	Placering reglage	Brukarvikt
<input type="checkbox"/> Extra låg (- / 33-48) <sup>9</sup>	<input type="checkbox"/> Under sits fram <sup>10</sup>	Manuell stolsmodell
<input type="checkbox"/> Låg (32-46 / 36-56)	<input type="checkbox"/> Armstöd höger fram	<input type="checkbox"/> < 55 kg
<input type="checkbox"/> Hög (40-60 / 43-71)	<input type="checkbox"/> Armstöd vänster fram	<input type="checkbox"/> 55-90 kg
	<input type="checkbox"/> Armstöd höger bak	<input type="checkbox"/> 90-150 kg <sup>11</sup>
	<input type="checkbox"/> Armstöd vänster bak	Elektrisk stolsmodell
	<input type="checkbox"/> På ryggstödet baksida	<input type="checkbox"/> 0-150 kg <sup>11</sup>

<sup>8</sup> Sitthöjd mätt från golv till undersida sits (utan sitstiltfunktion)

<sup>9</sup> Endast utan sitstilt

<sup>10</sup> Ej "15° fram, 15° bak" sitstilt eller elektriskt reglerad stol

<sup>11</sup> För brukarvikt över 150 kg, se orderformulär för REAL 9200 TWIN

**STATIV** Bredd x djup, i cm

Modell (48 x 53)	Bromstillbehör	Hjul (mått i mm)
<input type="checkbox"/> Framåtbromsat <sup>12</sup>	<input type="checkbox"/> Bromsspak 35 cm	<input type="checkbox"/> 100 XL
<input type="checkbox"/> Bakåtbromsat <sup>12</sup>	<input type="checkbox"/> Bromsspak 45 cm	<input type="checkbox"/> 100 BXL
<input type="checkbox"/> 4-punkts-bakåtbromsat	<input type="checkbox"/> Bromsspak 55 cm	<input type="checkbox"/> 100 SL
	<input type="checkbox"/> Bromsspak m ögla	<input type="checkbox"/> 125
	<input type="checkbox"/> Fotbroms (välj bakåtbromsat stativ)	<input type="checkbox"/> 150
	<input type="checkbox"/> Elektrisk broms	

<sup>12</sup> Framåtbromsat stativ är anpassat för att användas med bromsspak och bakåtbromsat stativ för fotbroms.

## 6 TILLVAL OCH ALTERNATIV UTRUSTNING

### BENSTÖD Justeringsintervall, i cm

Fotring uppfällbar	Hel fotplatta Medic	Delad fotplatta Medic	Hel fotplatta mittmonterad	Adapter för benstöd Cross
<input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/8 höger <input type="checkbox"/> 1/8 vänster	<input type="checkbox"/> M 23-32 <input type="checkbox"/> L 28-41 <input type="checkbox"/> XL 38-50	<input type="checkbox"/> M 23-32 <input type="checkbox"/> L 28-41 <input type="checkbox"/> XL 38-50	<input type="checkbox"/> 30-38 (B29xD24) <input type="checkbox"/> 37-53 (B29xD24) <input type="checkbox"/> 30-38 Mini (B25xD18) <input type="checkbox"/> 37-53 Mini (B25xD18) <input type="checkbox"/> 30-38 Smal (B32xD10) <input type="checkbox"/> 37-53 Smal (B32xD10)	<input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Vänster <input type="checkbox"/> Inklusive benstöd Cross <input type="checkbox"/> 23-31 cm <input type="checkbox"/> 33-51 cm

### EXTRA STÖD Bredd x höjd, i cm

Bålstöd <sup>13</sup>	Sidostöd	Höftbälte (längd)	Fästen för bälte/sele	
<input type="checkbox"/> Rak båge <input type="checkbox"/> Svängd båge <input type="checkbox"/> Svängd och ställbar båge	<input type="checkbox"/> 28x8 <input type="checkbox"/> 24x14 <input type="checkbox"/> 30x16	<input type="checkbox"/> M 63-83 <input type="checkbox"/> L 83-103	<input type="checkbox"/> Fästen höftbälte <sup>14</sup> <input type="checkbox"/> Fästen H-sele	
Nackstöd <sup>13</sup>	Nackstödsmechanism <sup>13</sup>	Knästopp	Vadstöd	Grenkil/Knädelare
<input type="checkbox"/> Plan 29x16 <input type="checkbox"/> Skålad 31x18 <input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x23 <input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x8	<input type="checkbox"/> Höjjusterbar <input type="checkbox"/> Höjd- och sideojusterbar	<input type="checkbox"/> 16x8	<input type="checkbox"/> Medic delat <input type="checkbox"/> Mittmonterat <input type="checkbox"/> 10x10 <input type="checkbox"/> 15x13	<input type="checkbox"/> Grenkil <input type="checkbox"/> Knädelare <input type="checkbox"/> 11 (bredd)

<sup>13</sup> Endast på hög rygg

<sup>14</sup> Behövs ej om modell sitstilt Allvinkel är vald

### ÖVERDRAG

- Rygg, plysch
- Sits, plysch
- Rygg, inkontinens
- Sits, inkontinens

### KÖRHANDTAG

- Körhandtag Optimal

### BORD/BRICKA

- Bord 37x45 cm fällbart
- Bord 60x45 cm fällbart
- Bricka 45x30 cm

### STATIVFÖRLÄNGARE

- Framåt
- Bakåt
- Framåt och bakåt

## 7 REKOMMENDATION VID FÖRSKRIVNING

Ryggmekanism Dubbel Medic bör förskrivas när:

- ... det finns risk för att det p.g.a. ofrivilliga rörelser blir stor belastning under lång tid på ryggstödet.
- ... brukaren är över 200 cm lång, sittenheten kan tiltas mer än 8° bakåt i kombination med bakåttippat bäcken och nackstöd.
- ... sittenheten kan tiltas mer än 15° bakåt och brukaren väger över 100 kg.
- ... ställbart förstärkt sittkryss, +15°/-23° väljs p.g.a. höga belastningar.
- ... spastiker eller brukare med upprepade gungande rörelser ska bruka stolen.
- ... en ryggplatta bredare än 46 cm skall sitta på stolen och tilt 15° bakåt.

## KOMMENTARER