

REAL 9000 PLUS VUXEN



Doc.nr: 20-06076 Created: 2019-09-01

Updated: 2022-11-29

Rev: 02

1 (3)

Orderformulär - ditt stöd vid utprovning, offert och beställning

Använd *Adobe Acrobat Reader* för att fylla i formuläret digitalt. Ladda ner programmet [här](#).

Offert Order Antal stolar _____

DINA KONTAKTUPPGIFTER

Namn _____ Epost _____ Telefonnummer _____

1 MODELL

Modell	Elektriska reglage	Färg på sits, rygg och andra stoppdetaljer (utom armstöd):		
<input type="checkbox"/> Vuxen manuell <input type="checkbox"/> Vuxen elektrisk 24V <input type="checkbox"/> Vuxen coxit manuell <input type="checkbox"/> Vuxen coxit elektrisk 24V	<input type="checkbox"/> Fastmonterade ¹ <input type="checkbox"/> Handkontroll med sladd	Plysch <input type="checkbox"/> Grå <input type="checkbox"/> REAL-blå <input type="checkbox"/> Vinröd <input type="checkbox"/> Svart	Konstläder <input type="checkbox"/> Röd <input type="checkbox"/> Svart <input type="checkbox"/> Grå <input type="checkbox"/> Blå <input type="checkbox"/> Brun	Hygienväv <input type="checkbox"/> Grå Mönstrad väv <input type="checkbox"/> Blå

¹ För placering av de monterade reglagen se rubriken "Placering reglage" i avsnitt 2, 3 och 5

2 SITS

SITTPLATTA

Bredd x djup, i cm	40x39	40x43	40x48	44x43	44x48	44x53 ²	48x48	48x53 ²
ErgoMedic (EM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM SlowRecovery	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS SlowRecovery	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM träplatta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM träplatta antiglid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Matchnings-tips!
(mått avser bredd på stoppdetalj, i cm)

Sits	Ryggplatta
40	33
44	38-42
48	38-46

² Finns ej som Coxitsits

SITSTILT sits och rygg vinklas tillsammans ³

Förbestämt intervall	Allvinkel (= ställbart)	Sitstilsreglage	Placering reglage	Armstöd följer tilt ⁵
<input type="checkbox"/> Utan tilt <input type="checkbox"/> 15° fram, 8° bak <input type="checkbox"/> 15° fram, 15° bak	<input type="checkbox"/> 15° fram, 8° bak <input type="checkbox"/> 8° fram, 15° bak <input type="checkbox"/> 0° fram, 23° bak ⁴	<input type="checkbox"/> Vev under sits baktill <input type="checkbox"/> Gasfjäder <input type="checkbox"/> Elektrisk	<input type="checkbox"/> Under sits bak <input type="checkbox"/> Armstöd höger fram <input type="checkbox"/> Armstöd vänster fram <input type="checkbox"/> Armstöd höger bak <input type="checkbox"/> Armstöd vänster bak <input type="checkbox"/> På ryggstödet baksida	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

³ Se avsnitt 7

⁴ Kräver stativförlängare bak

⁵ Endast sitstilt "Allvinkel" och "15° fram, 15° bak"

3 RYGG

RYGGPLATTA

Bredd x höjd, i cm	Låg				Hög				
	33x26	35x20	38x26	40x20	33x36	35x43	40x34	42x43	46x43
ErgoMedic (EM) ⁶	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM SlowRecovery	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM Support						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS SlowRecovery		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS sidokil						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS Comfort (= pumpbart svankstöd)						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⁶ 46x43 Finns endast i grå plysch

(fler ryggplattor på nästa sida)

RYGGPLATTA (FORTSÄTTNING)

Låg

Hög

Bredd x höjd, i cm	33x26	35x20	38x26	40x20	33x36	35x43	40x34	42x43	46x43
EM PLUS sidokil Comfort						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS förstärkt sidokil						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS förstärkt sidokil Comfort						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS utan bula								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS utan bula, med sidokil								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	39x30	45x30			39x40	45x40			
Slingback (ryggstöd med ställbara ryggband)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

RYGGMEKANISM

Modell

Placering reglage ⁷

- | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> Standard | <input type="checkbox"/> Comfort | <input type="checkbox"/> Armstöd höger fram | <input type="checkbox"/> Armstöd höger bak |
| <input type="checkbox"/> Medic | <input type="checkbox"/> Elreglerad | <input type="checkbox"/> Armstöd vänster fram | <input type="checkbox"/> Armstöd vänster bak |
| <input type="checkbox"/> Dubbel Medic
(Allvinkel krävs) | <input type="checkbox"/> Slingback | <input type="checkbox"/> På ryggstödet baksida | |

⁷ Endast för Comfort och elreglerad ryggmekanism

4 ARMSTÖD

ARMSTÖDSPLATTA svart gjuten / konstläder

ARMSTÖDSMEKANISM

Längd i cm	25	30	35	40	42	45	Modell
ErgoMedic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> PLUS (ej fällbar)
Extra Soft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> Fällbar bakåt
Mobil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ErgoMedic PLUS		V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H			V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H		
Hemiplegi						V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H	

5 STATIV

LYFTOMAT FÖR SITTHÖJD

Sitthöjd, i cm (manuell / el) ⁸	Placering reglage	Brukarvikt
<input type="checkbox"/> Extra låg (- / 32-47) ⁹	<input type="checkbox"/> Under sits fram ¹⁰	Manuell stolsmodell
<input type="checkbox"/> Låg (32-46 / 37-57)	<input type="checkbox"/> Armstöd höger fram	<input type="checkbox"/> < 55 kg
<input type="checkbox"/> Hög (40-60 / 45-73)	<input type="checkbox"/> Armstöd vänster fram	<input type="checkbox"/> 55-90 kg
	<input type="checkbox"/> Armstöd höger bak	<input type="checkbox"/> 90-150 kg ¹¹
	<input type="checkbox"/> Armstöd vänster bak	Elektrisk stolsmodell
	<input type="checkbox"/> På ryggstödet baksida	<input type="checkbox"/> 0-150 kg ¹¹

⁸ Sitthöjd mätt från golv till undersida sits (utan sitstiltfunktion)

⁹ Endast utan sitstilt

¹⁰ Ej "15° fram, 15° bak" sitstilt eller elektriskt reglerad stol

¹¹ För brukarvikt över 150 kg, se orderformulär för REAL 9200 TWIN

STATIV Bredd x djup, i cm

Modell (48 x 53)	Bromstillbehör	Hjul (mått i mm)
<input type="checkbox"/> Framåtbromsat ¹²	<input type="checkbox"/> Bromsspak 35 cm	<input type="checkbox"/> 100 XL
<input type="checkbox"/> Bakåtbromsat ¹²	<input type="checkbox"/> Bromsspak 45 cm	<input type="checkbox"/> 100 BXL
<input type="checkbox"/> 4-punkts-bakåtbromsat	<input type="checkbox"/> Bromsspak 55 cm	<input type="checkbox"/> 100 SL
	<input type="checkbox"/> Bromsspak m ögla	<input type="checkbox"/> 125
	<input type="checkbox"/> Fotbroms (välj bakåtbromsat stativ)	<input type="checkbox"/> 150
	<input type="checkbox"/> Elektrisk broms	

¹² Framåtbromsat stativ är anpassat för att användas med bromsspak och bakåtbromsat stativ för fotbroms.

6 TILLVAL OCH ALTERNATIV UTRUSTNING

BENSTÖD Justeringsintervall, i cm

Fotring uppfällbar	Hel fotplatta Medic	Delad fotplatta Medic	Hel fotplatta mittmonterad	Adapter för benstöd Cross
<input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/8 höger <input type="checkbox"/> 1/8 vänster	<input type="checkbox"/> M 23-32 <input type="checkbox"/> L 28-41 <input type="checkbox"/> XL 38-50	<input type="checkbox"/> M 23-32 <input type="checkbox"/> L 28-41 <input type="checkbox"/> XL 38-50	<input type="checkbox"/> 30-38 (B29xD24) <input type="checkbox"/> 37-53 (B29xD24) <input type="checkbox"/> 30-38 Mini (B25xD18) <input type="checkbox"/> 37-53 Mini (B25xD18) <input type="checkbox"/> 30-38 Smal (B32xD10) <input type="checkbox"/> 37-53 Smal (B32xD10)	<input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Vänster <input type="checkbox"/> Inklusive benstöd Cross <input type="checkbox"/> 23-31 cm <input type="checkbox"/> 33-51 cm

EXTRA STÖD Bredd x höjd, i cm

Bålstöd ¹³	Sidostöd	Höftbälte (längd)	Fästen för bälte/sele
<input type="checkbox"/> Rak båge <input type="checkbox"/> Svängd båge <input type="checkbox"/> Svängd och ställbar båge	<input type="checkbox"/> 28x8 <input type="checkbox"/> 24x14 <input type="checkbox"/> 30x16	<input type="checkbox"/> M 63-83 <input type="checkbox"/> L 83-103	<input type="checkbox"/> Fästen höftbälte ¹⁴ <input type="checkbox"/> Fästen H-sele

Nackstöd ¹³	Nackstödsmechanism ¹³	Knästopp	Vadstöd	Grenkil/Knädelare
<input type="checkbox"/> Plan 29x16 <input type="checkbox"/> Skålad 31x18 <input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x23 <input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x8	<input type="checkbox"/> Höjjusterbar <input type="checkbox"/> Höjd- och sidojusterbar	<input type="checkbox"/> 16x8	<input type="checkbox"/> Medic delat <input type="checkbox"/> Mittmonterat <input type="checkbox"/> 10x10 <input type="checkbox"/> 15x13	<input type="checkbox"/> Grenkil <input type="checkbox"/> Knädelare <input type="checkbox"/> 11 (bredd)

¹³ Endast på hög rygg

¹⁴ Behövs ej om modell sitstilt Allvinkel är vald

ÖVERDRAG

- Rygg, plysch
- Sits, plysch
- Rygg, inkontinens
- Sits, inkontinens

KÖRHANDTAG

- Körhandtag Optimal

BORD/BRICKA

- Bord 37x45 cm fällbart
- Bord 60x45 cm fällbart
- Bricka 45x30 cm

STATIVFÖRLÄNGARE

- Framåt
- Bakåt
- Framåt och bakåt

7 REKOMMENDATION VID FÖRSKRIVNING

Ryggmekanism Dubbel Medic bör förskrivas när:

- ... det finns risk för att det p.g.a. ofrivilliga rörelser blir stor belastning under lång tid på ryggstödet.
- ... brukaren är över 200 cm lång, sittenheten kan tiltas mer än 8° bakåt i kombination med bakåttippat bäcken och nackstöd.
- ... sittenheten kan tiltas mer än 15° bakåt och brukaren väger över 100 kg.
- ... ställbart förstärkt sittkryss, +15°/-23° väljs p.g.a. höga belastningar.
- ... spastiker eller brukare med upprepade gungande rörelser ska bruka stolen.
- ... en ryggplatta bredare än 46 cm skall sitta på stolen och tilt 15° bakåt.

KOMMENTARER