

REAL 9000 PLUS VUXEN



Doc.nr: 20-06076 Created: 2019-09-01

Updated: 2025-10-30

Rev: 03

1 (3)

Orderformulär - ditt stöd vid utprovning, offert och beställning

Använd Adobe Acrobat Reader för att fylla i formuläret digitalt. Ladda ner programmet [här](#).

☐ Offert ☐ Order Antal stolar _____

DINA KONTAKTUPPGIFTER

Namn _____ Epost _____ Telefonnummer _____

1 MODELL

Modell	Elektriska reglage	Färg på sits, rygg och andra stoppdetaljer (utom armstöd):			
☐ Vuxen manuell ☐ Vuxen elektrisk 24V ☐ Vuxen coxit manuell ☐ Vuxen coxit elektrisk 24V	☐ Fastmonterade ¹ ☐ Handkontroll med sladd och magnet	Plysch ☐ Grå ☐ REAL-blå ☐ Vinröd ☐ Svart	Konstläder ☐ Röd ☐ Svart ☐ Grå ☐ Blå ☐ Brun	Hygienväv ☐ Grå Mönstrad väv ☐ Blå	

¹ För placering av de monterade reglagen se rubriken "Placering reglage" i avsnitt 2, 3 och 5

2 SITS

SITTPLATTA

Bredd x djup, i cm	40x39	40x43	40x48	44x43	44x48	44x53 ²	48x48	48x53 ²
ErgoMedic (EM)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
EM SlowRecovery	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
EM PLUS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
EM PLUS SlowRecovery	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
EM träplatta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
EM träplatta antiglid	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Matchnings-tips!
(mått avser bredd på stoppdetalj, i cm)

Sits	Ryggplatta
40	33
44	38-42
48	38-46

² Finns ej som Coxitsits

SITSTILT sits och rygg vinklas tillsammans ³

Förbestämt intervall	Allvinkel (= ställbart)	Sitstilsreglage	Placering reglage	Armstöd följer tilt ⁵
☐ Utan tilt ☐ 15° fram, 8° bak ☐ 15° fram, 15° bak	☐ 15° fram, 8° bak ☐ 8° fram, 15° bak ☐ 0° fram, 23° bak ⁴	☐ Vev under sits baktill ☐ Gasfjäder ☐ Elektrisk	☐ Under sits bak ☐ Armstöd höger fram ☐ Armstöd vänster fram ☐ Armstöd höger bak ☐ Armstöd vänster bak ☐ På ryggstödet baksida	☐ Ja ☐ Nej

³ Se avsnitt 7

⁴ Kräver stativförlängare bak

⁵ Endast sitstilt "Allvinkel" och "15° fram, 15° bak"

3 RYGG

RYGGPLATTA

	Låg				Hög				
Bredd x höjd, i cm	33x26	35x20	38x26	40x20	33x36	35x43	40x34	42x43	46x43
ErgoMedic (EM) ⁶	☐		☐		☐		☐	☐	☐
EM SlowRecovery	☐		☐		☐		☐	☐	
EM Support						☐		☐	☐
EM PLUS		☐		☐		☐		☐	☐
EM PLUS SlowRecovery		☐		☐		☐		☐	☐
EM PLUS sidokil						☐		☐	☐
EM PLUS Comfort (= pumpbart svankstöd)						☐		☐	☐

⁶ 46x43 Finns endast i grå plysch

(fler ryggplattor på nästa sida)

RYGGPLATTA (Fortsättning)

Låg

Hög

Bredd x höjd, i cm	33x26	35x20	38x26	40x20	33x36	35x43	40x34	42x43	46x43
EM PLUS sidokil Comfort						☐		☐	☐
EM PLUS förstärkt sidokil						☐		☐	☐
EM PLUS förstärkt sidokil Comfort						☐		☐	☐
EM PLUS utan bula								☐	☐
EM PLUS utan bula, med sidokil								☐	☐
	39x30	45x30			39x40	45x40			
Slingback (ryggstöd med ställbara ryggband)	☐	☐			☐	☐			

RYGGMEKANISM

Modell

 Placering reglage ⁷

- | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| ☐ Standard | ☐ Comfort | ☐ Armstöd höger fram | ☐ Armstöd höger bak |
| ☐ Medic | ☐ Elreglerad | ☐ Armstöd vänster fram | ☐ Armstöd vänster bak |
| ☐ Dubbel Medic | ☐ Slingback | ☐ På ryggstödet baksida | |
- (Allvinkel krävs)

⁷ Endast för Comfort och elreglerad ryggmekanism

4 ARMSTÖD

ARMSTÖDSPLATTA svart gjuten / konstläder

ARMSTÖDSMEKANISM

Längd i cm	25	30	35	40	42	45	Modell
ErgoMedic	☐	☐	☐	☐			☐ PLUS (ej fällbar)
Extra Soft	☐	☐	☐				☐ Fällbar bakåt
Mobil	☐	☐	☐	☐			
ErgoMedic PLUS		V ☐ ☐ H			V ☐ ☐ H		
Hemiplegi						V ☐ ☐ H	

5 STATIV

LYFTOMAT FÖR SITTHÖJD

Sitthöjd, i cm (manuell / el) ⁸	Placering reglage	Brukarvikt
☐ Extra låg (- / 32-47) ⁹ ☐ Låg (32-46 / 37-57) ☐ Hög (40-60 / 45-73)	☐ Under sits fram ¹⁰ ☐ Armstöd höger fram ☐ Armstöd vänster fram ☐ Armstöd höger bak ☐ Armstöd vänster bak ☐ På ryggstödet baksida	Manuell stolsmodell ☐ < 55 kg ☐ 55-90 kg ☐ 90-150 kg ¹¹ Elektrisk stolsmodell ☐ 0-150 kg ¹¹

⁸ Sitthöjd mätt från golv till undersida sits (utan sitstiltfunktion)

⁹ Endast utan sitstilt

¹⁰ Ej "15° fram, 15° bak" sitstilt eller elektriskt reglerad stol

¹¹ För brukarvikt över 150 kg, se orderformulär för REAL 9200 TWIN

STATIV Bredd x djup, i cm

Modell (48 x 53)	Bromstillbehör	Hjul (mått i mm)
☐ Framåtbromsat ¹² ☐ Bakåtbromsat ¹² ☐ 4-punkts-bakåtbromsat	☐ Bromsspak 35 cm ☐ Bromsspak 45 cm ☐ Bromsspak 55 cm ☐ Bromsspak m ögla ☐ Fotbroms (välj bakåtbromsat stativ) ☐ Elektrisk broms	☐ 100 XL ☐ 100 BXL ☐ 100 SL ☐ 125 ☐ 150

¹² Framåtbromsat stativ är anpassat för att användas med bromsspak och bakåtbromsat stativ för fotbroms.

6 TILLVAL OCH ALTERNATIV UTRUSTNING

BENSTÖD Justeringsintervall, i cm

Fotring uppfällbar	Hel fotplatta Medic	Delad fotplatta Medic	Hel fotplatta mittmonterad	Adapter för benstöd Cross
☐ 1/4 ☐ 1/8 höger ☐ 1/8 vänster	☐ M 23-32 ☐ L 28-41 ☐ XL 38-50	☐ M 23-32 ☐ L 28-41 ☐ XL 38-50	☐ 30-38 (B29xD24) ☐ 37-53 (B29xD24) ☐ 30-38 Mini (B25xD18) ☐ 37-53 Mini (B25xD18) ☐ 30-38 Smal (B32xD10) ☐ 37-53 Smal (B32xD10)	☐ Höger ☐ Vänster ☐ Inklusive benstöd Cross ☐ 23-31 cm ☐ 33-51 cm

EXTRA STÖD Bredd x höjd, i cm

Bålstöd ¹³	Sidostöd	Höftbälte (längd)	Fästen för bälte/sele
☐ Rak båge ☐ Svängd båge ☐ Svängd och ställbar båge	☐ 28x8 ☐ 24x14 ☐ 30x16	☐ M 63-83 ☐ L 83-103	☐ Fästen höftbälte ¹⁴ ☐ Fästen H-sele

Nackstöd ¹³	Nackstödsmechanism ¹³	Knästopp	Vadstöd	Grenkil/Knädelare
☐ Plan 29x16 ☐ Skålad 31x18 ☐ ErgoMedic PLUS 30x23 ☐ ErgoMedic PLUS 30x8	☐ Höjdjusterbar ☐ Höjd- och sidojusterbar	☐ 16x8	☐ Medic delat ☐ Mittmonterat ☐ 10x10 ☐ 15x13	☐ Grenkil ☐ Knädelare ☐ 11 (bredd)

¹³ Endast på hög rygg

¹⁴ Behövs ej om modell sitsstilt Allvinkel är vald

ÖVERDRAG

KÖRHANDTAG

BORD/BRICKA

STATIVFÖRLÄNGARE

☐ Rygg, plysch ☐ Sits, plysch ☐ Rygg, inkontinens ☐ Sits, inkontinens	☐ Körhandtag Optimal	☐ Bord 37x45 cm fällbart ☐ Bord 60x45 cm fällbart ☐ Bricka 45x30 cm	☐ Framåt ☐ Bakåt ☐ Framåt och bakåt
--	---	--	--

7 REKOMMENDATION VID FÖRSKRIVNING

Ryggmekanism Dubbel Medic bör förskrivas när:

- ... det finns risk för att det p.g.a. ofrivilliga rörelser blir stor belastning under lång tid på ryggstödet.
- ... brukaren är över 200 cm lång, sittenheten kan tiltas mer än 8° bakåt i kombination med bakåttippat bäcken och nackstöd.
- ... sittenheten kan tiltas mer än 15° bakåt och brukaren väger över 100 kg.
- ... ställbart förstärkt sittkryss, +15°/-23° väljs p.g.a. höga belastningar.
- ... spastiker eller brukare med upprepade gungande rörelser ska bruka stolen.
- ... en ryggplatta bredare än 46 cm skall sitta på stolen och tilt 15° bakåt.

KOMMENTARER