

REAL 9000 PLUS BARN/UNG



Doc.nr: 805042 Created: 190901 Updated: - Rev: 00

1 (3)

Orderformulär - ditt stöd vid utprovning, offert och beställning

Använd *Adobe Acrobat Reader* för att fylla i formuläret digitalt. Ladda ner programmet [här](#).

Offert Order Antal stolar _____

DINA KONTAKTUPPGIFTER

Namn _____ Epost _____ Telefonnummer _____

1 MODELL

| Modell | Elektriska reglage | Färg på sits, rygg och andra stoppdetaljer (utom armstöd): | | |
|--|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Barn manuell <input type="checkbox"/> Barn elektrisk 24V <input type="checkbox"/> Mini manuell <input type="checkbox"/> Mini elektrisk 24V | <input type="checkbox"/> Fastmonterade ¹ <input type="checkbox"/> Handkontroll med sladd | Plysch <input type="checkbox"/> Grå <input type="checkbox"/> REAL-blå <input type="checkbox"/> Marin <input type="checkbox"/> Svart <input type="checkbox"/> Vinröd <input type="checkbox"/> Brun | Konstläder <input type="checkbox"/> Röd <input type="checkbox"/> Svart <input type="checkbox"/> Grå <input type="checkbox"/> Blå <input type="checkbox"/> Brun | Hygienväv <input type="checkbox"/> Grå Mönstrad väv <input type="checkbox"/> Blå |

¹ För placering av de monterade reglagen se rubriken "Placering reglage" i avsnitt 2, 3 och 5

2 SITS

SITTPLATTA

| Bredd x djup, i cm | 29x32 | 33x35 | 36x39 | 36x43 | 40x39 | 40x43 | 40x48 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ErgoMedic (EM) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EM SlowRecovery | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS SlowRecovery | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EM träplatta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EM träplatta antiglid | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

SITSTILT sits och rygg vinklas tillsammans ²

| Förbestämt intervall | Allvinkel (= ställbart) | Sitsstilsreglage | Placering reglage | Armstöd följer tilt ⁴ |
|---|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Utan tilt <input type="checkbox"/> 15° fram, 8° bak <input type="checkbox"/> 15° fram, 15° bak | <input type="checkbox"/> 15° fram, 8° bak <input type="checkbox"/> 8° fram, 15° bak <input type="checkbox"/> 0° fram, 23° bak ³ | <input type="checkbox"/> Vev (under sits baktill) <input type="checkbox"/> Gasfjäder <input type="checkbox"/> Elektrisk | <input type="checkbox"/> Under sits bak <input type="checkbox"/> Armstöd höger fram <input type="checkbox"/> Armstöd vänster fram <input type="checkbox"/> Armstöd höger bak <input type="checkbox"/> Armstöd vänster bak <input type="checkbox"/> På ryggstödet baksida | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |

² Se avsnitt 7

³ Kräver stativförlängare bak

⁴ Endast sitstilt "Allvinkel" och "15° fram, 15° bak"

3 RYGG

RYGGPLATTA

| | Låg | | | | | Hög | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bredd x höjd, i cm | 27x22 | 30x26 | 33x26 | 35x20 | 40x20 | 25x34 | 27x32 | 30x34 | 33x36 | 35x43 | 40x34 | 42x43 |
| ErgoMedic (EM) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EM SlowRecovery | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EM Support | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS SlowRecovery | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS sidokil | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS komfort (= pumpbart svankstöd) | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |

(fler ryggplattor på nästa sida)

RYGGPLATTA (FORTSÄTTING)

Låg

Hög

2 (3)

| Bredd x höjd, i cm | 27x22 | 30x26 | 33x26 | 35x20 | 40x20 | 25x34 | 27x32 | 30x34 | 33x36 | 35x43 | 40x34 | 42x43 |
|--|--------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------------------------|-------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|
| EM PLUS sidokil Comfort | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS förstärkt sidokil | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS förstärkt sidokil Comfort | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS utan skulderstöd ⁵ | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS utan skulderstöd, med sidokil ⁵ | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 39x30 45x30 | | | | | | 39x40 45x40 | | | | | |
| Slingback (ryggstöd med ställbara ryggband) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |

⁵ Endast i grå plysch

RYGGMEKANISM

Modell

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Standard | <input type="checkbox"/> Comfort |
| <input type="checkbox"/> Medic | <input type="checkbox"/> Elreglerad |
| <input type="checkbox"/> Dubbel Medic | <input type="checkbox"/> Slingback |
- (Allvinkel krävs)

 Placering reglage ⁶

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Armstöd höger fram | <input type="checkbox"/> Armstöd höger bak |
| <input type="checkbox"/> Armstöd vänster fram | <input type="checkbox"/> Armstöd vänster bak |
| <input type="checkbox"/> På ryggstödet baksida | |

⁶ Endast för Comfort och elreglerad ryggmekanism

4 ARMSTÖD

ARMSTÖDSPLATTA svart gjuten / konstläder

ARMSTÖDSMEKANISM

| Längd i cm | 25 | 30 | 35 ⁷ | 40 ⁷ | 42 ⁷ | Modell |
|----------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|---|
| ErgoMedic | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> PLUS (ej fällbar) |
| Extra Soft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> Fällbar bakåt ⁷ |
| Mobil | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| ErgoMedic PLUS | V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H | | V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H | | | |

⁷ Ej för stolsmodell REAL 9000 PLUS Mini

5 STATIV

LYFTOMAT FÖR SITTHÖJD

| Sitthöjd, i cm (manuell / el) ⁸ | Placering reglage | Brukarvikt |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Extra låg (- / 33-48) ⁹ | <input type="checkbox"/> Under sits fram ¹⁰ | Manuell stolsmodell <input type="checkbox"/> < 55 kg <input type="checkbox"/> 55-75 kg ¹¹ |
| <input type="checkbox"/> Låg (32-46 / 36-56) | <input type="checkbox"/> Armstöd höger fram | |
| <input type="checkbox"/> Hög (40-60 / 43-71) | <input type="checkbox"/> Armstöd vänster fram | Elektrisk stolsmodell <input type="checkbox"/> 0-75 kg ¹¹ |
| | <input type="checkbox"/> Armstöd höger bak | |
| | <input type="checkbox"/> Armstöd vänster bak | |
| | <input type="checkbox"/> På ryggstödet baksida | |

⁸ Sitthöjd mätt från golv till undersida sits (utan sitsstiltfunktion)

⁹ Endast utan sitsstilt

¹⁰ Ej "15° fram, 15° bak" sitsstilt eller elektriskt reglerad stol

¹¹ För brukarvikt över 75 kg, se orderformulär för REAL 9000 PLUS Vuxen

STATIV Bredd x djup, i cm

| Modell | Bromstillbehör | Hjul (mått i mm) |
|--|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Framåtbromsat (Mini 43 x 48) ^{12,13} | <input type="checkbox"/> Bromsspak 25 cm | <input type="checkbox"/> 100 XL |
| <input type="checkbox"/> Framåtbromsat (Barn 43 x 53) ¹³ | <input type="checkbox"/> Bromsspak 35 cm | <input type="checkbox"/> 100 BXL |
| <input type="checkbox"/> Framåtbromsat (48 x 53) ¹³ | <input type="checkbox"/> Bromsspak 45 cm | <input type="checkbox"/> 100 SL |
| <input type="checkbox"/> Bakåtbromsat (48 x 53) ¹³ | <input type="checkbox"/> Bromsspak m ögla | <input type="checkbox"/> 125 |
| <input type="checkbox"/> 4-punkts-bakåtbromsat (48 x 53) ¹³ | | <input type="checkbox"/> 150 |

¹² Endast med sittplatta 29x32

¹³ Framåtbromsat stativ är anpassat för att användas med bromsspak och bakåtbromsat stativ för fotbroms

6 TILLVAL OCH ALTERNATIV UTRUSTNING

3 (3)

BENSTÖD Justeringsintervall, i cm

| Fotring uppfällbar | Hel fotplatta Medic | Delad fotplatta Medic | Hel fotplatta mittmonterad | Adapter för benstöd Cross |
|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/8 höger <input type="checkbox"/> 1/8 vänster | <input type="checkbox"/> S 18-24 <input type="checkbox"/> M 23-32 <input type="checkbox"/> L 28-41 | <input type="checkbox"/> S 18-24 <input type="checkbox"/> M 23-32 <input type="checkbox"/> L 28-41 | <input type="checkbox"/> 30-38 (B29xD24) <input type="checkbox"/> 37-53 (B29xD24) <input type="checkbox"/> 30-38 Mini (B25xD18) <input type="checkbox"/> 37-53 Mini (B25xD18) <input type="checkbox"/> 30-38 Smal (B32xD10) <input type="checkbox"/> 37-53 Smal (B32xD10) | <input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Vänster <input type="checkbox"/> Inklusive benstöd Cross |

EXTRA STÖD Bredd x höjd, i cm

| Bålstöd ¹⁴ | Sidostöd | Höftbälte (längd) | Fästen för bälte/sele |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Rak båge <input type="checkbox"/> Svängd båge <input type="checkbox"/> Svängd och ställbar båge | <input type="checkbox"/> 15x8 <input type="checkbox"/> 28x8 <input type="checkbox"/> 24x14 | <input type="checkbox"/> S 51-71 <input type="checkbox"/> M 63-83 <input type="checkbox"/> L 83-103 | <input type="checkbox"/> Fästen höftbälte ¹⁵ <input type="checkbox"/> Fästen 4-punkts bälte <input type="checkbox"/> Fästen H-sele |

| Nackstöd ¹⁴ | Nackstödsmechanism ¹⁴ | Knästopp | Vadstöd | Grenkil (bredd) |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Plan 29x16 <input type="checkbox"/> Skålad 31x18 <input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x23 <input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x8 | <input type="checkbox"/> Höjdjusterbar <input type="checkbox"/> Höjd- och sidojusterbar | <input type="checkbox"/> 15x8 | <input type="checkbox"/> 15x13 | <input type="checkbox"/> 11 |

¹⁴ Endast på hög rygg

¹⁵ Behövs ej om modell sitstilt Allvinkel är vald

ÖVERDRAG

KÖRHANDTAG

BORD/BRICKA

STATIVFÖRLÄNGARE

| | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Rygg, plysch <input type="checkbox"/> Sits, plysch <input type="checkbox"/> Rygg, inkontinens <input type="checkbox"/> Sits, inkontinens | <input type="checkbox"/> Körhandtag Optimal | <input type="checkbox"/> Bord 37x45 cm fällbart <input type="checkbox"/> Bord 60x45 cm fällbart <input type="checkbox"/> Bricka 45x30 cm | <input type="checkbox"/> Framåt <input type="checkbox"/> Bakåt <input type="checkbox"/> Framåt och bakåt |
|--|---|--|--|

7 REKOMMENDATION VID FÖRSKRIVNING

Ryggmekanism Dubbel Medic bör förskrivas när:

- ... det finns risk för att det p.g.a. ofrivilliga rörelser blir stor belastning under lång tid på ryggstödet.
- ... brukaren är över 200 cm lång, sittenheten kan tiltas mer än 8° bakåt i kombination med bakåttippat bäcken och nackstöd.
- ... sittenheten kan tiltas mer än 15° bakåt och brukaren väger över 100 kg.
- ... ställbart förstärkt sittkryss, +15°/-23° väljs p.g.a. höga belastningar.
- ... spastiker eller brukare med upprepade gungande rörelser ska bruka stolen.
- ... en ryggplatta bredare än 46 cm skall sitta på stolen och tilt 15° bakåt.

KOMMENTARER