

# REAL 9000 PLUS BARN/UNG



Doc.nr: 20-06077 Created: 2019-09-01

Updated: 2022-11-29

Rev: 01

1 (3)

## Orderformulär - ditt stöd vid utprovning, offert och beställning

Använd Adobe Acrobat Reader för att fylla i formuläret digitalt. Ladda ner programmet [här](#).

Offert  Order Antal stolar \_\_\_\_\_

### DINA KONTAKTUPPGIFTER

Namn \_\_\_\_\_ Epost \_\_\_\_\_ Telefonnummer \_\_\_\_\_

## 1 MODELL

Modell Elektriska reglage Färg på sits, rygg och andra stoppdetaljer (utom armstöd):

<input type="checkbox"/> Barn manuell	<input type="checkbox"/> Fastmonterade <sup>1</sup>	Plysch	Konstläder	Hygienväv
<input type="checkbox"/> Barn elektrisk 24V	<input type="checkbox"/> Handkontroll med sladd	<input type="checkbox"/> Grå <input type="checkbox"/> REAL-blå	<input type="checkbox"/> Röd <input type="checkbox"/> Svart	<input type="checkbox"/> Grå
<input type="checkbox"/> Mini manuell		<input type="checkbox"/> Marin <input type="checkbox"/> Svart	<input type="checkbox"/> Grå <input type="checkbox"/> Blå	Mönstrad väv
<input type="checkbox"/> Mini elektrisk 24V		<input type="checkbox"/> Vinröd	<input type="checkbox"/> Brun	<input type="checkbox"/> Blå

<sup>1</sup> För placering av de monterade reglagen se rubriken "Placering reglage" i avsnitt 2, 3 och 5

## 2 SITS

### SITTPLATTA

Bredd x djup, i cm	29x32	33x35	36x39	36x43	40x39	40x43	40x48
ErgoMedic (EM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM SlowRecovery		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS SlowRecovery		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM träplatta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM träplatta antiglid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Matchnings-tips!**  
(mätt avser bredd på stoppdetalj, i cm)

Sits	Ryggplatta
29	23-27
33	27
36	30
40	33

### SITSTILT sits och rygg vinklas tillsammans <sup>2</sup>

Förbestämt intervall	Allvinkel (= ställbart)	Sitstilsreglage	Placering reglage	Armstöd följer tilt <sup>4</sup>
<input type="checkbox"/> Utan tilt	<input type="checkbox"/> 15° fram, 8° bak	<input type="checkbox"/> Vev (under sits baktill)	<input type="checkbox"/> Under sits bak	<input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> 15° fram, 8° bak	<input type="checkbox"/> 8° fram, 15° bak	<input type="checkbox"/> Gasfjäder	<input type="checkbox"/> Armstöd höger fram	<input type="checkbox"/> Nej
<input type="checkbox"/> 15° fram, 15° bak	<input type="checkbox"/> 0° fram, 23° bak <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> Elektrisk	<input type="checkbox"/> Armstöd vänster fram	
			<input type="checkbox"/> Armstöd höger bak	
			<input type="checkbox"/> Armstöd vänster bak	
			<input type="checkbox"/> På ryggstödet baksida	

<sup>2</sup> Se avsnitt 7

<sup>3</sup> Kräver stativförlängare bak

<sup>4</sup> Endast sitstilt "Allvinkel" och "15° fram, 15° bak"

## 3 RYGG

### RYGGPLATTA

	Låg				Hög							
Bredd x höjd, i cm	27x22	30x26	33x26	35x20	40x20	25x34	27x32	30x34	33x36	35x43	40x34	42x43
ErgoMedic (EM) <sup>5</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM SlowRecovery	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM Support										<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM PLUS				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM PLUS SlowRecovery				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
EM PLUS sidokil								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

<sup>5</sup> 46x43 Finns endast i grå plysch

(fler ryggplattor på nästa sida)

**RYGGPLATTA**

Låg

Hög

Bredd x höjd, i cm	27x22	30x26	33x26	35x20	40x20	25x34	27x32	30x34	33x36	35x43	40x34	42x43
EM PLUS komfort (= pumpbart svankstöd)									<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
EM PLUS sidokil Comfort									<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
EM PLUS förstärkt sidokil									<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
EM PLUS förstärkt sidokil Comfort									<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
EM PLUS utan bula												<input type="checkbox"/>
EM PLUS utan bula, med sidokil												<input type="checkbox"/>
	39x30 45x30				39x40 45x40							
Slingback (ryggstöd med ställbara ryggband)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

**RYGGMEKANISM**

Modell

- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Standard     | <input type="checkbox"/> Comfort    |
| <input type="checkbox"/> Medic        | <input type="checkbox"/> Elreglerad |
| <input type="checkbox"/> Dubbel Medic | <input type="checkbox"/> Slingback  |
- (Allvinkel krävs)

 Placering reglage <sup>6</sup>

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Armstöd höger fram    | <input type="checkbox"/> Armstöd höger bak   |
| <input type="checkbox"/> Armstöd vänster fram  | <input type="checkbox"/> Armstöd vänster bak |
| <input type="checkbox"/> På ryggstödet baksida |  |

<sup>6</sup> Endast för Comfort och elreglerad ryggmekanism

## 4 ARMSTÖD

**ARMSTÖDSPLATTA** svart gjuten / konstläder

**ARMSTÖDSMEKANISM**

Längd i cm	25	30	35 <sup>7</sup>	40 <sup>7</sup>	42 <sup>7</sup>	Modell
ErgoMedic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> PLUS (ej fällbar)
Extra Soft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Fällbar bakåt <sup>7</sup>
Mobil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ErgoMedic PLUS	V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H		V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H			

<sup>7</sup> Ej för stolsmodell REAL 9000 PLUS Mini

## 5 STATIV

**LYFTOMAT FÖR SITTHÖJD**

Sitthöjd, i cm (manuell / el) <sup>8</sup>	Placering reglage	Brukarvikt
<input type="checkbox"/> Extra låg (- / 33-48) <sup>9</sup>	<input type="checkbox"/> Under sits fram <sup>10</sup>	Manuell stolsmodell
<input type="checkbox"/> Låg (32-46 / 36-56)	<input type="checkbox"/> Armstöd höger fram	<input type="checkbox"/> < 55 kg
<input type="checkbox"/> Hög (40-60 / 43-71)	<input type="checkbox"/> Armstöd vänster fram	<input type="checkbox"/> 55-75 kg <sup>11</sup>
	<input type="checkbox"/> Armstöd höger bak	Elektrisk stolsmodell
	<input type="checkbox"/> Armstöd vänster bak	<input type="checkbox"/> 0-75 kg <sup>11</sup>
	<input type="checkbox"/> På ryggstödet baksida	

<sup>8</sup> Sitthöjd mätt från golv till undersida sits (utan sitstiltfunktion)

<sup>9</sup> Endast utan sitstilt

<sup>10</sup> Ej "15° fram, 15° bak" sitstilt eller elektriskt reglerad stol

<sup>11</sup> För brukarvikt över 75 kg, se orderformulär för REAL 9000 PLUS Vuxen

**STATIV** Bredd x djup, i cm

Modell	Bromstillbehör	Hjul (mått i mm)
<input type="checkbox"/> Bakåtbromsat (Barn 43 x 53)	<input type="checkbox"/> Bromsspak 25 cm	<input type="checkbox"/> 100 XL
	<input type="checkbox"/> Bromsspak 35 cm	<input type="checkbox"/> 100 BXL
	<input type="checkbox"/> Bromsspak 45 cm	<input type="checkbox"/> 100 SL
	<input type="checkbox"/> Bromsspak m ögla	<input type="checkbox"/> 125
	<input type="checkbox"/> Fotbroms	<input type="checkbox"/> 150
	<input type="checkbox"/> Elektrisk broms	

## 6 TILLVAL OCH ALTERNATIV UTRUSTNING

3 (3)

### BENSTÖD Justeringsintervall, i cm

Fotring uppfällbar	Hel fotplatta Medic	Delad fotplatta Medic	Hel fotplatta mittmonterad	Adapter för benstöd Cross
<input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/8 höger <input type="checkbox"/> 1/8 vänster	<input type="checkbox"/> S 18-24 <input type="checkbox"/> M 23-32 <input type="checkbox"/> L 28-41	<input type="checkbox"/> S 18-24 <input type="checkbox"/> M 23-32 <input type="checkbox"/> L 28-41	<input type="checkbox"/> 30-38 (B29xD24) <input type="checkbox"/> 37-53 (B29xD24) <input type="checkbox"/> 30-38 Mini (B25xD18) <input type="checkbox"/> 37-53 Mini (B25xD18) <input type="checkbox"/> 30-38 Smal (B32xD10) <input type="checkbox"/> 37-53 Smal (B32xD10)	<input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Vänster <input type="checkbox"/> Inklusive benstöd Cross <input type="checkbox"/> 23-31 cm <input type="checkbox"/> 33-51 cm

### EXTRA STÖD Bredd x höjd, i cm

Bålstöd <sup>12</sup>	Sidostöd	Höftbälte (längd)	Fästen för bälte/sele
<input type="checkbox"/> Rak båge <input type="checkbox"/> Svängd båge <input type="checkbox"/> Svängd och ställbar båge	<input type="checkbox"/> 15x8 <input type="checkbox"/> 28x8 <input type="checkbox"/> 24x14	<input type="checkbox"/> S 51-71 <input type="checkbox"/> M 63-83 <input type="checkbox"/> L 83-103	<input type="checkbox"/> Fästen höftbälte <sup>13</sup> <input type="checkbox"/> Fästen H-sele

  

Nackstöd <sup>12</sup>	Nackstödsmechanism <sup>12</sup>	Knästopp	Vadstöd	Grenkil/Knädelare
<input type="checkbox"/> Plan 29x16 <input type="checkbox"/> Skålad 31x18 <input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x23 <input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x8	<input type="checkbox"/> Höjdjusterbar <input type="checkbox"/> Höjd- och sidojusterbar	<input type="checkbox"/> 16x8	<input type="checkbox"/> Medic delat <input type="checkbox"/> Mittmonterat <input type="checkbox"/> 10x10 <input type="checkbox"/> 15x13	<input type="checkbox"/> Grenkil <input type="checkbox"/> Knädelare <input type="checkbox"/> 11 (bredd)

<sup>12</sup> Endast på hög rygg

<sup>13</sup> Behövs ej om modell sitstilt Allvinkel är vald

### ÖVERDRAG

### KÖRHANDTAG

### BORD/BRICKA

### STATIVFÖRLÄNGARE

<input type="checkbox"/> Rygg, plysch <input type="checkbox"/> Sits, plysch <input type="checkbox"/> Rygg, inkontinens <input type="checkbox"/> Sits, inkontinens	<input type="checkbox"/> Körhandtag Optimal	<input type="checkbox"/> Bord 37x45 cm fällbart <input type="checkbox"/> Bord 60x45 cm fällbart <input type="checkbox"/> Bricka 45x30 cm	<input type="checkbox"/> Framåt <input type="checkbox"/> Bakåt <input type="checkbox"/> Framåt och bakåt
--	---	--	--

## 7 REKOMMENDATION VID FÖRSKRIVNING

Ryggmekanism Dubbel Medic bör förskrivas när:

- ... det finns risk för att det p.g.a. ofrivilliga rörelser blir stor belastning under lång tid på ryggstödet.
- ... brukaren är över 200 cm lång, sittenheten kan tiltas mer än 8° bakåt i kombination med bakåttippat bäcken och nackstöd.
- ... sittenheten kan tiltas mer än 15° bakåt och brukaren väger över 100 kg.
- ... ställbart förstärkt sittkryss, +15°/-23° väljs p.g.a. höga belastningar.
- ... spastiker eller brukare med upprepade gungande rörelser ska bruka stolen.
- ... en ryggplatta bredare än 46 cm skall sitta på stolen och tilt 15° bakåt.

## KOMMENTARER