

# REAL 9000 PLUS BARN/UNG



Doc.nr: 20-06077 Created: 2019-09-01

Updated: 2023-06-26

Rev: 02

1 (3)

## Orderformulär - ditt stöd vid utprovning, offert och beställning

Använd *Adobe Acrobat Reader* för att fylla i formuläret digitalt. Ladda ner programmet [här](#).

Offert  Order Antal stolar \_\_\_\_\_

### DINA KONTAKTUPPGIFTER

Namn \_\_\_\_\_

Epost \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_

## 1 MODELL

Modell

Elektriska reglage

Färg på sits, rygg och andra stoppdetaljer (utom armstöd):

- Barn manuell  
 Barn elektrisk 24V  
 Mini manuell  
 Mini elektrisk 24V

- Fastmonterade <sup>1</sup>  
 Handkontroll  
med sladd

Plysch

- Grå  REAL-blå  
 Vinröd  Svart

Konstläder

- Röd  Svart  
 Grå  Blå  
 Brun

Hygienväv

- Grå

Mönstrad väv

- Blå

<sup>1</sup> För placering av de monterade reglagen se rubriken "Placering reglage" i avsnitt 2, 3 och 5

## 2 SITS

### SITTPLATTA

| Bredd x djup, i cm    | 29x32                    | 33x35                    | 36x39                    | 36x43                    | 40x39                    | 40x43                    | 40x48                    |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ErgoMedic (EM)        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EM SlowRecovery       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS SlowRecovery  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EM träplatta          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EM träplatta antiglid | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Matchnings-tips!**  
(mått avser bredd på  
stoppdetalj, i cm)

| Sits | Ryggplatta |
|------|------------|
| 29   | 23-27      |
| 33   | 27         |
| 36   | 30         |
| 40   | 33         |

### SITSTILT sits och rygg vinklas tillsammans <sup>2</sup>

Förbestämt intervall

Allvinkel (= ställbart)

Sitstilsreglage

Placering reglage

Armstöd följer tilt <sup>4</sup>

- Utan tilt  15° fram, 8° bak  
 15° fram, 8° bak  8° fram, 15° bak  
 15° fram, 15° bak  0° fram, 23° bak<sup>3</sup>

- Vev (under  
sits baktill)  
 Gasfjäder  
 Elektrisk

- Under sits bak  
 Armstöd höger fram  
 Armstöd vänster fram  
 Armstöd höger bak  
 Armstöd vänster bak  
 På ryggstödet baksida

- Ja  
 Nej

<sup>2</sup> Se avsnitt 7

<sup>3</sup> Kräver stativförlängare bak

<sup>4</sup> Endast sitstilt "Allvinkel" och "15° fram, 15° bak"

## 3 RYGG

### RYGGPLATTA

Låg

Hög

| Bredd x höjd, i cm          | 27x22                    | 30x26                    | 33x26                    | 35x20                    | 40x20                    | 25x34                    | 27x32                    | 30x34                    | 33x36                    | 35x43                    | 40x34                    | 42x43                    |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ErgoMedic (EM) <sup>5</sup> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EM SlowRecovery             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EM Support                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS                     |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS SlowRecovery        |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS sidokil             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |

<sup>5</sup> 46x43 Finns endast i grå plysch

(fler ryggplattor på nästa sida)

## REAL 9000 PLUS Barn/Ungdom

Orderformulär - ditt stöd vid offert och beställning



2 (3)

### RYGGPLATTA

Låg

Hög

| Bredd x höjd, i cm                          | 27x22                    | 30x26                    | 33x26 | 35x20 | 40x20 | 25x34                    | 27x32                    | 30x34 | 33x36                    | 35x43 | 40x34 | 42x43                    |
|---|--------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-------|--------------------------|
| EM PLUS komfort (= pumpbart svankstöd)      |                          |                          |       |       |       |                          |                          |       | <input type="checkbox"/> |       |       | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS sidokil Comfort                     |                          |                          |       |       |       |                          |                          |       | <input type="checkbox"/> |       |       | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS förstärkt sidokil                   |                          |                          |       |       |       |                          |                          |       | <input type="checkbox"/> |       |       | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS förstärkt sidokil Comfort           |                          |                          |       |       |       |                          |                          |       | <input type="checkbox"/> |       |       | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS utan bula                           |                          |                          |       |       |       |                          |                          |       |                          |       |       | <input type="checkbox"/> |
| EM PLUS utan bula, med sidokil              |                          |                          |       |       |       |                          |                          |       |                          |       |       | <input type="checkbox"/> |
|   | 39x30                    | 45x30                    |       |       |       | 39x40                    | 45x40                    |       |                          |       |       |                          |
| Slingback (ryggstöd med ställbara ryggband) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |       |       |       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |       |                          |       |       |                          |

### RYGGMEKANISM

Modell

- Standard  
 Medic  
 Dubbel Medic  
(Allvinkel krävs)
- Comfort  
 Elreglerad  
 Slingback

Placering reglage <sup>6</sup>

- Armstöd höger fram  
 Armstöd vänster fram  
 På ryggstödet baksida
- Armstöd höger bak  
 Armstöd vänster bak

<sup>6</sup> Endast för Comfort och elreglerad ryggmekanism

## 4 ARMSTÖD

ARMSTÖDSPLATTA svart gjuten / konstläder

ARMSTÖDSMEKANISM

| Längd i cm     | 25                       | 30  | 35 <sup>7</sup>          | 40 <sup>7</sup>                                       | 42 <sup>7</sup> | Modell  |
|----------------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------|---|
| ErgoMedic      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                              |                 | <input type="checkbox"/> PLUS (ej fällbar)          |
| Extra Soft     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                              | <input type="checkbox"/> |   |                 | <input type="checkbox"/> Fällbar bakåt <sup>7</sup> |
| Mobil          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                              |                 |   |
| ErgoMedic PLUS |                          | V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H |                          | V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H |                 |   |

<sup>7</sup> Ej för stolsmodell REAL 9000 PLUS Mini

## 5 STATIV

LYFTOMAT FÖR SITTHÖJD

| Sitthöjd, i cm (manuell / el) <sup>8</sup>  | Placering reglage  | Brukarvikt  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Extra låg (- / 32-47) <sup>9</sup><br><input type="checkbox"/> Låg (32-46 / 37-57)<br><input type="checkbox"/> Hög (40-60 / 45-73) | <input type="checkbox"/> Under sits fram <sup>10</sup><br><input type="checkbox"/> Armstöd höger fram<br><input type="checkbox"/> Armstöd vänster fram | <input type="checkbox"/> Armstöd höger bak<br><input type="checkbox"/> Armstöd vänster bak<br><input type="checkbox"/> På ryggstödet baksida  |
|   |  | Manuell stolsmodell<br><input type="checkbox"/> < 55 kg<br><input type="checkbox"/> 55-75 kg <sup>11</sup><br><br>Elektrisk stolsmodell<br><input type="checkbox"/> 0-75 kg <sup>11</sup> |

<sup>8</sup> Sitthöjd mätt från golvet till undersida sits (utan sitstiltfunktion)

<sup>9</sup> Endast utan sitstilt

<sup>10</sup> Ej "15° fram, 15° bak" sitstilt eller elektriskt reglerad stol

<sup>11</sup> För brukarvikt över 75 kg, se orderformulär för REAL 9000 PLUS Vuxen

STATIV Bredd x djup, i cm

| Modell   | Bromstillbehör  | Hjul (mått i mm)   |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bakåtbromsat (Barn 43 x 53) | <input type="checkbox"/> Bromsspak 25 cm<br><input type="checkbox"/> Bromsspak 35 cm<br><input type="checkbox"/> Bromsspak 45 cm<br><input type="checkbox"/> Bromsspak m ögla | <input type="checkbox"/> Fotbroms<br><input type="checkbox"/> Elektrisk broms  |
|  |   | <input type="checkbox"/> 100 XL<br><input type="checkbox"/> 100 BXL<br><input type="checkbox"/> 100 SL<br><input type="checkbox"/> 125<br><input type="checkbox"/> 150 |

## 6 TILLVAL OCH ALTERNATIV UTRUSTNING

3 (3)

### BENSTÖD Justeringsintervall, i cm

| Fotring uppfällbar   | Hel fotplatta Medic  | Delad fotplatta Medic  | Hel fotplatta mittmonterad   | Adapter för benstöd Cross  |
|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1/4<br><input type="checkbox"/> 1/8 höger<br><input type="checkbox"/> 1/8 vänster | <input type="checkbox"/> S 18-24<br><input type="checkbox"/> M 23-32<br><input type="checkbox"/> L 28-41 | <input type="checkbox"/> S 18-24<br><input type="checkbox"/> M 23-32<br><input type="checkbox"/> L 28-41 | <input type="checkbox"/> 30-38 (B29xD24)<br><input type="checkbox"/> 37-53 (B29xD24)<br><input type="checkbox"/> 30-38 Mini (B25xD18)<br><input type="checkbox"/> 37-53 Mini (B25xD18)<br><input type="checkbox"/> 30-38 Smal (B32xD10)<br><input type="checkbox"/> 37-53 Smal (B32xD10) | <input type="checkbox"/> Höger<br><input type="checkbox"/> Vänster<br><br><input type="checkbox"/> Inklusive benstöd Cross<br><input type="checkbox"/> 23-31 cm<br><input type="checkbox"/> 33-51 cm |

### EXTRA STÖD Bredd x höjd, i cm

| Bålstöd <sup>12</sup>  | Sidostöd   | Höftbälte (längd)   | Fästen för bälte/sele   |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Rak båge<br><input type="checkbox"/> Svängd båge<br><input type="checkbox"/> Svängd och ställbar båge | <input type="checkbox"/> 15x8<br><input type="checkbox"/> 28x8<br><input type="checkbox"/> 24x14 | <input type="checkbox"/> S 51-71<br><input type="checkbox"/> M 63-83<br><input type="checkbox"/> L 83-103 | <input type="checkbox"/> Fästen höftbälte <sup>13</sup><br><input type="checkbox"/> Fästen H-sele |

  

| Nackstöd <sup>12</sup>  | Nackstödsmechanism <sup>12</sup>   | Knästopp                      | Vadstöd   | Grenkil/Knädelare   |
|---|--|-------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Plan 29x16<br><input type="checkbox"/> Skålad 31x18<br><input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x23<br><input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x8 | <input type="checkbox"/> Höjdjusterbar<br><input type="checkbox"/> Höjd- och sidojusterbar | <input type="checkbox"/> 16x8 | <input type="checkbox"/> Medic delat<br><input type="checkbox"/> Mittmonterat<br><br><input type="checkbox"/> 10x10<br><input type="checkbox"/> 15x13 | <input type="checkbox"/> Grenkil<br><input type="checkbox"/> Knädelare<br><br><input type="checkbox"/> 11 (bredd) |

<sup>12</sup> Endast på hög rygg

<sup>13</sup> Behövs ej om modell sitstilt Allvinkel är vald

| ÖVERDRAG   | KÖRHANDTAG                                  | BORD/BRICKA  | STATIVFÖRLÄNGARE   |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Rygg, plysch<br><input type="checkbox"/> Sits, plysch<br><input type="checkbox"/> Rygg, inkontinens<br><input type="checkbox"/> Sits, inkontinens | <input type="checkbox"/> Körhandtag Optimal | <input type="checkbox"/> Bord 37x45 cm fällbart<br><input type="checkbox"/> Bord 60x45 cm fällbart<br><input type="checkbox"/> Bricka 45x30 cm | <input type="checkbox"/> Framåt<br><input type="checkbox"/> Bakåt<br><input type="checkbox"/> Framåt och bakåt |

## 7 REKOMMENDATION VID FÖRSKRIVNING

Ryggmekanism Dubbel Medic bör förskrivas när:

- ... det finns risk för att det p.g.a. ofrivilliga rörelser blir stor belastning under lång tid på ryggstödet.
- ... brukaren är över 200 cm lång, sittenheten kan tiltas mer än 8° bakåt i kombination med bakåttippat bäcken och nackstöd.
- ... sittenheten kan tiltas mer än 15° bakåt och brukaren väger över 100 kg.
- ... ställbart förstärkt sittkryss, +15°/-23° väljs p.g.a. höga belastningar.
- ... spastiker eller brukare med upprepade gungande rörelser ska bruka stolen.
- ... en ryggplatta bredare än 46 cm skall sitta på stolen och tilt 15° bakåt.

## KOMMENTARER