

Orderformulär - ditt stöd vid utprovning, offert och beställning

Använd Adobe Acrobat Reader för att fylla i formuläret digitalt. Ladda ner programmet [här](#).

☐ Offert ☐ Order Antal stolar _____

DINA KONTAKTUPPGIFTER

Namn _____ Epost _____ Telefonnummer _____

1 MODELL

Modell	Elektriska reglage	Färg på sits, rygg och andra stoppdetaljer (utom armstöd):		
☐ Barn manuell ☐ Barn elektrisk 24V ☐ Mini manuell ☐ Mini elektrisk 24V	☐ Fastmonterade ¹ ☐ Handkontroll med sladd och magnet	Plysch ☐ Grå ☐ REAL-blå ☐ Vinröd ☐ Svart	Konstläder ☐ Röd ☐ Svart ☐ Grå ☐ Blå ☐ Brun	Hygienväv ☐ Grå Mönstrad väv ☐ Blå

¹ För placering av de monterade reglagen se rubriken "Placering reglage" i avsnitt 2, 3 och 5

2 SITS

SITTPLATTA

Bredd x djup, i cm	29x32	33x35	36x39	36x43	40x39	40x43	40x48
ErgoMedic (EM)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
EM SlowRecovery		☐	☐	☐	☐	☐	☐
EM PLUS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
EM PLUS SlowRecovery		☐	☐	☐	☐	☐	☐
EM träplatta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
EM träplatta antiglid	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Matchnings-tips!
(mått avser bredd på stoppdetalj, i cm)

Sits	Ryggplatta
29	23-27
33	27
36	30
40	33

SITSTILT sits och rygg vinklas tillsammans ²

Förbestämt intervall	Allvinkel (= ställbart)	Sitsstilsreglage	Placering reglage	Armstöd följer tilt ⁴
☐ Utan tilt ☐ 15° fram, 8° bak ☐ 15° fram, 15° bak	☐ 15° fram, 8° bak ☐ 8° fram, 15° bak ☐ 0° fram, 23° bak ³	☐ Vev (under sits baktill) ☐ Gasfjäder ☐ Elektrisk	☐ Under sits bak ☐ Armstöd höger fram ☐ Armstöd vänster fram ☐ Armstöd höger bak ☐ Armstöd vänster bak ☐ På ryggstödet baksida	☐ Ja ☐ Nej

² Se avsnitt 7

³ Kräver stativförlängare bak

⁴ Endast sitstilt "Allvinkel" och "15° fram, 15° bak"

3 RYGG

RYGGPLATTA

Låg

Hög

Bredd x höjd, i cm	27x22	30x26	33x26	35x20	40x20	25x34	27x32	30x34	33x36	35x43	40x34	42x43
ErgoMedic (EM) ⁵	☐	☐	☐				☐	☐	☐		☐	☐
EM SlowRecovery	☐	☐	☐				☐	☐	☐		☐	☐
EM Support										☐		☐
EM PLUS				☐	☐	☐		☐		☐		☐
EM PLUS SlowRecovery				☐	☐	☐		☐		☐		☐
EM PLUS sidokil								☐		☐		☐

⁵ 46x43 Finns endast i grå plysch

(fler ryggplattor på nästa sida)

RYGGPLATTA	Låg	Hög
Bredd x höjd, i cm	27x22 30x26 33x26 35x20 40x20	25x34 27x32 30x34 33x36 35x43 40x34 42x43
EM PLUS comfort (= pumpbart svankstöd)		☐
EM PLUS sidokil Comfort		☐
EM PLUS förstärkt sidokil		☐
EM PLUS förstärkt sidokil Comfort		☐
EM PLUS utan bula		☐
EM PLUS utan bula, med sidokil		☐
	39x30 45x30	39x40 45x40
Slingback (ryggstöd med ställbara ryggband)	☐ ☐	☐ ☐

RYGGMEKANISM

Modell

- ☐ Standard
☐ Medic
☐ Dubbel Medic
 (Allvinkel krävs)
- ☐ Comfort
☐ Elreglerad
☐ Slingback

 Placering reglage ⁶

- ☐ Armstöd höger fram
☐ Armstöd vänster fram
☐ På ryggstödet baksida
- ☐ Armstöd höger bak
☐ Armstöd vänster bak

⁶ Endast för Comfort och elreglerad ryggmekanism

4 ARMSTÖD

ARMSTÖDSPLATTA svart gjuten / konstläder

ARMSTÖDSMEKANISM

Längd i cm	25	30	35 ⁷	40 ⁷	42 ⁷	Modell
ErgoMedic	☐	☐	☐	☐		☐ PLUS (ej fällbar)
Extra Soft	☐	☐	☐			☐ Fällbar bakåt ⁷
Mobil	☐	☐	☐	☐		
ErgoMedic PLUS	V ☐ ☐ H		V ☐ ☐ H			

⁷ Ej för stolsmodell REAL 9000 PLUS Mini

5 STATIV

LYFTOMAT FÖR SITTHÖJD

Sitthöjd, i cm (manuell / el) ⁸	Placering reglage	Brukarvikt
☐ Extra låg (- / 32-47) ⁹ ☐ Låg (32-46 / 37-57) ☐ Hög (40-60 / 45-73)	☐ Under sits fram ¹⁰ ☐ Armstöd höger fram ☐ Armstöd vänster fram	☐ Armstöd höger bak ☐ Armstöd vänster bak ☐ På ryggstödet baksida
		Manuell stolsmodell ☐ < 55 kg ☐ 55-75 kg ¹¹ Elektrisk stolsmodell ☐ 0-75 kg ¹¹

⁸ Sitthöjd mätt från golv till undersida sits (utan sitstiltfunktion)

⁹ Endast utan sitstilt

¹⁰ Ej "15° fram, 15° bak" sitstilt eller elektriskt reglerad stol

¹¹ För brukarvikt över 75 kg, se orderformulär för REAL 9000 PLUS Vuxen

STATIV Bredd x djup, i cm

Modell	Bromstillbehör	Hjul (mått i mm)
☐ Bakåtbromsat (Barn 43 x 53)	☐ Bromsspak 25 cm ☐ Bromsspak 35 cm ☐ Bromsspak 45 cm ☐ Bromsspak m ögla	☐ Fotbroms ☐ Elektrisk broms
		☐ 100 XL ☐ 100 BXL ☐ 100 SL ☐ 125 ☐ 150

6 TILLVAL OCH ALTERNATIV UTRUSTNING

BENSTÖD Justeringsintervall, i cm

Fotring uppfällbar	Hel fotplatta Medic	Delad fotplatta Medic	Hel fotplatta mittmonterad	Adapter för benstöd Cross
☐ 1/4 ☐ 1/8 höger ☐ 1/8 vänster	☐ S 18-24 ☐ M 23-32 ☐ L 28-41	☐ S 18-24 ☐ M 23-32 ☐ L 28-41	☐ 30-38 (B29xD24) ☐ 37-53 (B29xD24) ☐ 30-38 Mini (B25xD18) ☐ 37-53 Mini (B25xD18) ☐ 30-38 Smal (B32xD10) ☐ 37-53 Smal (B32xD10)	☐ Höger ☐ Vänster ☐ Inklusive benstöd Cross ☐ 23-31 cm ☐ 33-51 cm

EXTRA STÖD Bredd x höjd, i cm

Bålstöd ¹²	Sidostöd	Höftbälte (längd)	Fästen för bälte/sele
☐ Rak båge ☐ Svängd båge ☐ Svängd och ställbar båge	☐ 15x8 ☐ 28x8 ☐ 24x14	☐ S 51-71 ☐ M 63-83 ☐ L 83-103	☐ Fästen höftbälte ¹³ ☐ Fästen H-sele

Nackstöd ¹²	Nackstödsmechanism ¹²	Knästopp	Vadstöd	Grenkil/Knädelare
☐ Plan 29x16 ☐ Skålad 31x18 ☐ ErgoMedic PLUS 30x23 ☐ ErgoMedic PLUS 30x8	☐ Höjdjusterbar ☐ Höjd- och sidojusterbar	☐ 16x8	☐ Medic delat ☐ Mittmonterat ☐ 10x10 ☐ 15x13	☐ Grenkil ☐ Knädelare ☐ 11 (bredd)

¹² Endast på hög rygg

¹³ Behövs ej om modell sitstilt Allvinkel är vald

ÖVERDRAG	KÖRHANDTAG	BORD/BRICKA	STATIVFÖRLÄNGARE
☐ Rygg, plysch ☐ Sits, plysch ☐ Rygg, inkontinens ☐ Sits, inkontinens	☐ Körhandtag Optimal	☐ Bord 37x45 cm fällbart ☐ Bord 60x45 cm fällbart ☐ Bricka 45x30 cm	☐ Framåt ☐ Bakåt ☐ Framåt och bakåt

7 REKOMMENDATION VID FÖRSKRIVNING

Ryggmekanism Dubbel Medic bör förskrivas när:

- ... det finns risk för att det p.g.a. ofrivilliga rörelser blir stor belastning under lång tid på ryggstödet.
- ... brukaren är över 200 cm lång, sittenheten kan tiltas mer än 8° bakåt i kombination med bakåttippat bäcken och nackstöd.
- ... sittenheten kan tiltas mer än 15° bakåt och brukaren väger över 100 kg.
- ... ställbart förstärkt sittkryss, +15°/-23° väljs p.g.a. höga belastningar.
- ... spastiker eller brukare med upprepade gungande rörelser ska bruka stolen.
- ... en ryggplatta bredare än 46 cm skall sitta på stolen och tilt 15° bakåt.

KOMMENTARER