

# REAL 6100 PLUS VUXEN



Doc.nr: 20-06079 Created: 190901 Updated: 210908 Rev: 01

1 (3)

## Orderformulär - ditt stöd vid utprovning, offert och beställning

Använd *Adobe Acrobat Reader* för att fylla i formuläret digitalt. Ladda ner programmet [här](#).

Offert  Order Antal stolar \_\_\_\_\_

## DINA KONTAKTUPPGIFTER

Namn \_\_\_\_\_ Epost \_\_\_\_\_ Telefonnummer \_\_\_\_\_

## 1 MODELL

Styrssystem Färg på sits, rygg och andra stoppdetaljer (utom armstöd):

- LiNX
- |                                 |                                   |                                     |                                    |                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Plysch | <input type="checkbox"/> REAL-blå | <input type="checkbox"/> Konstläder | <input type="checkbox"/> Hygienväv | <input type="checkbox"/> Mönstrad väv |
| <input type="checkbox"/> Grå    | <input type="checkbox"/> Svart    | <input type="checkbox"/> Röd        | <input type="checkbox"/> Svart     | <input type="checkbox"/> Grå          |
| <input type="checkbox"/> Marin  | <input type="checkbox"/> Brun     | <input type="checkbox"/> Grå        | <input type="checkbox"/> Blå       | <input type="checkbox"/> Blå          |
| <input type="checkbox"/> Vinröd | <input type="checkbox"/> Brun     | <input type="checkbox"/> Brun       |                                    |                                       |

## 2 SITS

### SITTPLATTA

Bredd x djup, i cm	40x39	40x43	40x48	44x43	44x48	44x53	48x48	48x53
ErgoMedic (EM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM slow recovery	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS slow recovery	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM träplatta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM träplatta antiglid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### SITSTILT sits och rygg vinklas tillsammans <sup>1</sup>

- |  |  |   |                                  |
|--|--|---|----------------------------------|
| Förbestämt intervall                       | Allvinkel (= ställbart)                                | Sitstilsreglage                                 | Armstöd följer tilt <sup>3</sup> |
| <input type="checkbox"/> Utan tilt         | <input type="checkbox"/> 15° fram, 8° bak              | <input type="checkbox"/> Vev under sits baktill | <input type="checkbox"/> Ja      |
| <input type="checkbox"/> 15° fram, 8° bak  | <input type="checkbox"/> 8° fram, 15° bak              | <input type="checkbox"/> Gasfjäder vid armstöd  | <input type="checkbox"/> Nej     |
| <input type="checkbox"/> 15° fram, 15° bak | <input type="checkbox"/> 0° fram, 23° bak <sup>2</sup> | <input type="checkbox"/> Elektrisk              |                                  |

<sup>1</sup> Se avsnitt 7

<sup>2</sup> Chassiförlängare bak krävs

<sup>3</sup> Endast sitstilt "Allvinkel" och "15° fram, 15° bak"

## 3 RYGG

### RYGGPLATTA

	Låg				Hög					
Bredd x höjd, i cm	33x26	35x20	38x26	40x20	33x36	35x43	40x34	42x43	46x43	
ErgoMedic (EM)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM SlowRecovery	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
EM Support						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS SlowRecovery		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS sidokil						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS Comfort (= pumpbart svankstöd)						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS sidokil Comfort						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS förstärkt sidokil						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS förstärkt sidokil Comfort						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS utan skulderstöd <sup>4</sup>								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS utan skulderstöd, med sidokil <sup>4</sup>								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>4</sup> Endast i grå plysch

(fler ryggplattor på nästa sida)

## RYGGPLATTA (FORTSÄTTNING)

Låg

Hög

2 (3)

39x30 45x30

39x40 45x40

Slingback (ryggstöd med ställbara ryggband)

## RYGGMEKANISM

Modell

- Standard  
 Medic  
 Dubbel Medic (Allvinkel krävs)

- Comfort  
 Elreglerad  
 Slingback

Placering reglage (endast comfort)

- Armstöd höger fram  
 Armstöd vänster fram  
 Armstöd höger bak  
 Armstöd vänster bak

## 4 ARMSTÖD

ARMSTÖDSPLATTA svart gjuten / konstläder

ARMSTÖDSMEKANISM

Längd i cm	25	30	35	40	42	45	Modell
Mobil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> PLUS (ej fällbar)
ErgoMedic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Fällbar bakåt
Extra Soft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
ErgoMedic PLUS		V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H			V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H		
Hemiplegi						V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H	

## 5 CHASSI

LYFTOMAT FÖR SITTHÖJD

Elreglerad sitthöjd, i cm <sup>5</sup>

- Låg 38-58  
 Hög 46-74

Brukarvikt

- 0-135 kg <sup>6</sup>

<sup>5</sup> Sitthöjd mätt från golv till undersida sits (utan sitstiltfunktion)<sup>6</sup> För brukarvikt över 135 kg, kontakta Mercado kundtjänst

## CHASSI (6100 PLUS)

Modell

Chassiförlängare bakåt

- 6-hjulig med LiNX elsystem  Ja  Nej

## 6 TILLVAL OCH ALTERNATIV UTRUSTNING

JOYSTICK

Modell	Placering	Infästning
<input type="checkbox"/> LiNX REM211	<input type="checkbox"/> Höger armstöd	<input type="checkbox"/> ParaLoc
<input type="checkbox"/> LiNX REM400	<input type="checkbox"/> Vänster armstöd	<input type="checkbox"/> Manöverarm lång (115 mm)
<input type="checkbox"/> LiNX REM500	<input type="checkbox"/> I bord	<input type="checkbox"/> Manöverarm kort (95 mm)
	<input type="checkbox"/> Vårdarstyrning	
Primär styrning av sittfunktioner	Specialjoystick	Alternativt joystickgrepp
<input type="checkbox"/> Via joystick	<input type="checkbox"/> Mini-joystick <sup>7</sup>	<input type="checkbox"/> Halvmåne Ø50 mm
<input type="checkbox"/> Via extern knappsats LiNX	<input type="checkbox"/> Vårdarstyrning	<input type="checkbox"/> Kula Ø30 mm
	<input type="checkbox"/> Huvudstyrning <sup>7</sup>	<input type="checkbox"/> Spak Ø30 x h80 mm
	<input type="checkbox"/> Heavy duty joystick <sup>7</sup>	<input type="checkbox"/> Mjuk gul boll Ø30 mm
		<input type="checkbox"/> Kula Ø50 mm

<sup>7</sup> Går ej att kombinera med REM211

**BENSTÖD** Justerintervall, i cm

Hel fotplatta Medic <input type="checkbox"/> M 23-32 <input type="checkbox"/> L 28-41 <input type="checkbox"/> XL 38-50	Delad fotplatta Medic <input type="checkbox"/> M 23-32 <input type="checkbox"/> L 28-41 <input type="checkbox"/> XL 38-50	Hel fotplatta mittmonterad <input type="checkbox"/> 20-31 (B29xD24) <input type="checkbox"/> 30-38 (B29xD24) <input type="checkbox"/> 37-53 (B29xD24)  <input type="checkbox"/> 20-31 Mini (B25xD18) <input type="checkbox"/> 30-38 Mini (B25xD18) <input type="checkbox"/> 37-53 Mini (B25xD18)  <input type="checkbox"/> 30-38 Smal (B32xD10) <input type="checkbox"/> 37-53 Smal (B32xD10)	Sarg i bakkant och på sidor av fotplatta <input type="checkbox"/> Elreglerad vinkel (0-90°) <input type="checkbox"/> Längdkompenserande elbenstöd (0-90°)	Adapter för benstöd Cross <input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Vänster  <input type="checkbox"/> Inklusive benstöd Cross
---	---	---	--	--

**EXTRA STÖD** Bredd x höjd, i cm

Bälstöd <sup>8</sup> <input type="checkbox"/> Rak bäge <input type="checkbox"/> Svängd bäge <input type="checkbox"/> Svängd och ställbar bäge	Sidostöd <input type="checkbox"/> 28x8 <input type="checkbox"/> 24x14 <input type="checkbox"/> 30x16	Höftbälte (längd) <input type="checkbox"/> M 63-83 <input type="checkbox"/> L 83-103	Fästen för bälte/sele <input type="checkbox"/> Fästen höftbälte <sup>9</sup> <input type="checkbox"/> Fästen 4-punkts bälte <input type="checkbox"/> Fästen H-sele	
Nackstöd <sup>8</sup> <input type="checkbox"/> Plan 29x16 <input type="checkbox"/> Skålad 31x18 <input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x23 <input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x8	Nackstödsmechanism <sup>8</sup> <input type="checkbox"/> Höjdjusterbar <input type="checkbox"/> Höjd- och sidojusterbar	Knästopp <input type="checkbox"/> 15x8	Vadstöd <input type="checkbox"/> 15x13	Grenkil (bredd) <input type="checkbox"/> 11

<sup>8</sup> Endast på hög rygg

<sup>9</sup> Behövs ej om modell sitsilt Allvinkel är vald

<b>BATTERI-LADDARE</b>	<b>DRIFTTIDS-MÄTARE</b>	<b>ÖVERDRAG</b>	<b>PÅKÖRNINGSSKYDD</b>	<b>BORD/BRICKA</b>
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Rygg, plysch <input type="checkbox"/> Sits, plysch <input type="checkbox"/> Rygg, inkontinens <input type="checkbox"/> Sits, inkontinens	<input type="checkbox"/> Påkörningsydd på framhjuln	<input type="checkbox"/> Bord 37x45 cm fällbart <input type="checkbox"/> Bord 60x45 cm fällbart <input type="checkbox"/> Bricka 45x30 cm

<sup>10</sup> CE-märkning är inte giltig om produkten används med annan laddare än laddare som testats och godkänts av Mercado Medic

## 7 REKOMMENDATION VID FÖRSKRIVNING

Ryggmekanism Dubbel Medic bör förskrivas när:

- ... det finns risk för att det p.g.a. ofrivilliga rörelser blir stor belastning under lång tid på ryggstödet.
- ... brukaren är över 200 cm lång, sittenheten kan tiltas mer än 8° bakåt i kombination med bakåttippat bäcken och nackstöd.
- ... sittenheten kan tiltas mer än 15° bakåt och brukaren väger över 100 kg.
- ... ställbart förstärkt sittkryss, +15°/-23° väljs p.g.a. höga belastningar.
- ... spastiker eller brukare med upprepade gungande rörelser ska bruka stolen.
- ... en ryggplatta bredare än 46 cm skall sitta på stolen och tilt 15° bakåt.

## KOMMENTARER