

REAL 6100 PLUS VUXEN



Doc.nr: 20-06079 Created: 2019-09-01

Updated: 2022-11-29

Rev: 02

1 (3)

Orderformulär - ditt stöd vid utprovning, offert och beställning

Använd *Adobe Acrobat Reader* för att fylla i formuläret digitalt. Ladda ner programmet [här](#).

Offert Order Antal stolar _____

DINA KONTAKTUPPGIFTER

Namn _____ Epost _____ Telefonnummer _____

1 MODELL

Styrssystem Färg på sits, rygg och andra stoppdetaljer (utom armstöd):

- LiNX
- | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Plysch | <input type="checkbox"/> Konstläder | <input type="checkbox"/> Hygienväv | <input type="checkbox"/> Mönstrad väv |
| <input type="checkbox"/> Grå <input type="checkbox"/> REAL-blå | <input type="checkbox"/> Röd <input type="checkbox"/> Svart | <input type="checkbox"/> Grå | <input type="checkbox"/> Blå |
| <input type="checkbox"/> Marin <input type="checkbox"/> Svart | <input type="checkbox"/> Grå <input type="checkbox"/> Blå | | |
| <input type="checkbox"/> Vinröd | <input type="checkbox"/> Brun | | |

2 SITS

SITTPLATTA

Bredd x djup, i cm	40x39	40x43	40x48	44x43	44x48	44x53	48x48	48x53
ErgoMedic (EM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM slow recovery	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM PLUS slow recovery	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM träplatta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EM träplatta antiglid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Matchnings-tips!
(mått avser bredd på stoppdetalj, i cm)

Sits	Ryggplatta
40	33
44	38-42
48	38-46

SITSTILT sits och rygg vinklas tillsammans ¹

- | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| Förbestämt intervall | Allvinkel (= ställbart) | Sitstilsreglage | Armstöd följer tilt ³ |
| <input type="checkbox"/> Utan tilt | <input type="checkbox"/> 15° fram, 8° bak | <input type="checkbox"/> Vev under sits baktill | <input type="checkbox"/> Ja |
| <input type="checkbox"/> 15° fram, 8° bak | <input type="checkbox"/> 8° fram, 15° bak | <input type="checkbox"/> Gasfjäder vid armstöd | <input type="checkbox"/> Nej |
| <input type="checkbox"/> 15° fram, 15° bak | <input type="checkbox"/> 0° fram, 23° bak ² | <input type="checkbox"/> Elektrisk | |

¹ Se avsnitt 7

² Chassiförlängare bak krävs

³ Endast sitstilt "Allvinkel" och "15° fram, 15° bak"

3 RYGG

RYGGPLATTA

Bredd x höjd, i cm	Låg				Hög					
	33x26	35x20	38x26	40x20	33x36	35x43	40x34	42x43	46x43	
ErgoMedic (EM) ⁴	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM SlowRecovery	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
EM Support						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS SlowRecovery			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS sidokil						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS Comfort (= pumpbart svankstöd)						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS sidokil Comfort						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS förstärkt sidokil						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS förstärkt sidokil Comfort						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS utan bula						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EM PLUS utan bula, med sidokil								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

⁴ 46x43 Finns endast i grå plysch

(fler ryggplattor på nästa sida)

RYGGPLATTA (FORTSÄTTNING)

Låg

Hög

2 (3)

39x30 45x30

39x40 45x40

Slingback (ryggstöd med ställbara ryggband)

RYGGMEKANISM

Modell

- Standard
 Medic
 Dubbel Medic (Allvinkel krävs)

- Comfort
 Elreglerad
 Slingback

Placering reglage (endast comfort)

- Armstöd höger fram
 Armstöd vänster fram
 Armstöd höger bak
 Armstöd vänster bak

4 ARMSTÖD

ARMSTÖDSPLATTA svart gjuten / konstläder

ARMSTÖDSMEKANISM

Längd i cm	25	30	35	40	42	45	Modell
Mobil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> PLUS (ej fällbar)
ErgoMedic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Fällbar bakåt
Extra Soft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
ErgoMedic PLUS		V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H			V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H		
Hemiplegi						V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H	

5 CHASSI

LYFTOMAT FÖR SITTHÖJD

Elreglerad sitthöjd, i cm ⁵

- Låg 38-58
 Hög 46-74

Brukarvikt

- 0-135 kg ⁶

⁵ Sitthöjd mätt från golv till undersida sits (utan sitstiltfunktion)⁶ För brukarvikt över 135 kg, kontakta Mercado kundtjänst

CHASSI (6100 PLUS)

Modell

Chassiförlängare bakåt

- 6-hjulig med LiNX elsystem Ja Nej

6 TILLVAL OCH ALTERNATIV UTRUSTNING

JOYSTICK

Modell	Placering	Infästning
<input type="checkbox"/> LiNX REM211	<input type="checkbox"/> Höger armstöd	<input type="checkbox"/> ParaLoc
<input type="checkbox"/> LiNX REM400	<input type="checkbox"/> Vänster armstöd	<input type="checkbox"/> Manöverarm lång (115 mm)
<input type="checkbox"/> LiNX REM500	<input type="checkbox"/> I bord	<input type="checkbox"/> Manöverarm kort (95 mm)
	<input type="checkbox"/> Vårdarstyrning	
Primär styrning av sittfunktioner	Specialjoystick	Alternativt joystickgrepp
<input type="checkbox"/> Via joystick	<input type="checkbox"/> Mini-joystick ⁷	<input type="checkbox"/> Halvmåne Ø50 mm
<input type="checkbox"/> Via extern knappsats LiNX	<input type="checkbox"/> Vårdarstyrning	<input type="checkbox"/> Spak Ø30 x h80 mm
	<input type="checkbox"/> Huvudstyrning ⁷	<input type="checkbox"/> Mjuk gul boll Ø30 mm
	<input type="checkbox"/> Heavy duty joystick ⁷	<input type="checkbox"/> Kula Ø50 mm

⁷ Går ej att kombinera med REM211

BENSTÖD Justerintervall, i cm

Hel fotplatta Medic	Delad fotplatta Medic	Hel fotplatta mittmonterad	Adapter för benstöd Cross
<input type="checkbox"/> M 23-32	<input type="checkbox"/> M 23-32	<input type="checkbox"/> 20-31 (B29xD24)	<input type="checkbox"/> Höger
<input type="checkbox"/> L 28-41	<input type="checkbox"/> L 28-41	<input type="checkbox"/> 30-38 (B29xD24)	<input type="checkbox"/> Vänster
<input type="checkbox"/> XL 38-50	<input type="checkbox"/> XL 38-50	<input type="checkbox"/> 37-53 (B29xD24)	<input type="checkbox"/> Inklusive benstöd Cross
		<input type="checkbox"/> 20-31 Mini (B25xD18)	<input type="checkbox"/> 23-31 cm
		<input type="checkbox"/> 30-38 Mini (B25xD18)	<input type="checkbox"/> 33-51 cm
		<input type="checkbox"/> 37-53 Mini (B25xD18)	
		<input type="checkbox"/> 30-38 Smal (B32xD10)	
		<input type="checkbox"/> 37-53 Smal (B32xD10)	

EXTRA STÖD Bredd x höjd, i cm

Bålstöd ⁸	Sidostöd	Höftbälte (längd)	Fästen för bälte/sele
<input type="checkbox"/> Rak båge	<input type="checkbox"/> 28x8	<input type="checkbox"/> M 63-83	<input type="checkbox"/> Fästen höftbälte ⁹
<input type="checkbox"/> Svängd båge	<input type="checkbox"/> 24x14	<input type="checkbox"/> L 83-103	<input type="checkbox"/> Fästen H-sele
<input type="checkbox"/> Svängd och ställbar båge	<input type="checkbox"/> 30x16		

Nackstöd ⁸	Nackstödsmechanism ⁸	Knästopp	Vadstöd	Grenkil/Knädelare
<input type="checkbox"/> Plan 29x16	<input type="checkbox"/> Höjdjusterbar	<input type="checkbox"/> 16x8	<input type="checkbox"/> Medic delat	<input type="checkbox"/> Grenkil
<input type="checkbox"/> Skålad 31x18	<input type="checkbox"/> Höjd- och sidojusterbar		<input type="checkbox"/> Mittmonterat	<input type="checkbox"/> Knädelare
<input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x23			<input type="checkbox"/> 10x10	<input type="checkbox"/> 11 (bredd)
<input type="checkbox"/> ErgoMedic PLUS 30x8			<input type="checkbox"/> 15x13	

⁸ Endast på hög rygg⁹ Behövs ej om modell sitstilt Allvinkel är vald

BATTERI-LADDARE	DRIFTTIDS-MÄTARE	ÖVERDRAG	PÅKÖRNINGSSKYDD	BORD/BRICKA
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Rygg, plysch	<input type="checkbox"/> Påkörningsydd på framhjulen	<input type="checkbox"/> Bord 37x45 cm fällbart
<input type="checkbox"/> Nej ¹⁰	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Sits, plysch		<input type="checkbox"/> Bord 60x45 cm fällbart
		<input type="checkbox"/> Rygg, inkontinens		<input type="checkbox"/> Bricka 45x30 cm
		<input type="checkbox"/> Sits, inkontinens		

¹⁰ CE-märkning är inte giltig om produkten används med annan laddare än laddare som testats och godkänts av Mercado Medic

7 REKOMMENDATION VID FÖRSKRIVNING

Ryggmekanism Dubbel Medic bör förskrivas när:

- ... det finns risk för att det p.g.a. ofrivilliga rörelser blir stor belastning under lång tid på ryggstödet.
- ... brukaren är över 200 cm lång, sittenheten kan tiltas mer än 8° bakåt i kombination med bakåttippat bäcken och nackstöd.
- ... sittenheten kan tiltas mer än 15° bakåt och brukaren väger över 100 kg.
- ... ställbart förstärkt sittkryss, +15°/-23° väljs p.g.a. höga belastningar.
- ... spastiker eller brukare med upprepade gungande rörelser ska bruka stolen.
- ... en ryggplatta bredare än 46 cm skall sitta på stolen och tilt 15° bakåt.

KOMMENTARER