



REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET
MED MDR's FÖRESKRIFTER 2017/745.

ERGONOMISKA SITTSYSTEM

Stoppdetaljer för REAL-stolarna





ANPASSADE ARTIKLAR
Mercado tillverkar samtliga stoppade artiklar i egen regi. Vi kan även tillverka dessa i valfri specialstorlek, material, klädsel, se vår hemsida under dokument > Anpassningar > Anpassning av stoppdetaljer

ErgoMedic®

STOPPDETALJER FÖR REAL 9000, 9000 PLUS, 6100, 6100 PLUS

Med olika ryggar, sitsar, hjul, lyftpelare och tillbehör komponerar man enkelt en funktionell och bekväm stol. För att öka sittkomforten ytterligare har Mercado Medic tillsammans med leg. sjukgymnast Bengt Engström utvecklat sittsystemet ErgoMedic för REAL 9000. ErgoMedic består av tre samverkande delar: sits, rygg och armstöd.

RYGGSTÖD

ErgoMedic-ryggen fungerar utmärkt tillsammans med ErgoMedic-sitsen. Den höga ryggens formgivning och vinkling har förändrats på följande sätt; för att ge mer plats för bäckenet och dess mjukdelar är ryggplattans nederkant lätt U-formad och mjukare än tidigare. Det innebär, i kombination med sitsens form, bättre sittdjup och att bäckenet blir behagligt stabiliserat. Vårt senaste tillskott i serien, ErgoMedic Support, har ett enkelsvängt bakstycke för lättare montering av tillbehör.

SITS

För optimal sittkomfort är ErgoMedic-sitsen lite högre under låren än under stjärten. Sitsens form fördelar trycket väl och förhindrar att man kanar fram, även då sitsen vinklas framåt. Sitsens bakkant är låg för att öka sittdjupet. Det medför att sittbensknölna kan röra sig bakåt när man sträcker på ryggraden. Genom

att bäckenet kan placeras långt bak i sitsen, väl stöttat av ryggstödet och sitsen, stabiliseras benen.

ARMSTÖD

Armstöden är en mycket viktig del i ErgoMedic-systemet. Vi har därför utvecklat även dessa mer ergonomiskt. De bidrar till den höga komforten. Kanterna har fasats av, både på in- och utsidan. Detta för att trycket mot underarmarna ska minimeras vid långvarig kontakt. Armstödsplattan är skålad baktill för att armbågen ska ligga stabilt. Framtill är den formad för att ge ett bra grepp vid uppresning och överflyttning. Armstöden är klädda med mjukt konstläder som är skönare mot huden och mindre halt om armstödet är fuktigt (se näst sista sidan).



*DESSA RYGGPLATTOR FINNS ÄVEN FÖRBERDDA MED HÅLBILD FÖR MONTERING AV VÅRT SKENSYSTEM, DÅ MED ARTIKELNUMMER S-BRXXXXXX

Rygg ErgoMedic, bredd x höjd

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------|
| 1 | Rygg låg ErgoMedic 27x22 cm | BR107046 |
| | Rygg låg ErgoMedic 23x27 cm | BR105046 |
| | Rygg låg ErgoMedic 23x20 cm | BR108546 |
| 2 | Rygg låg ErgoMedic 30x26 cm | BR106546 |
| 3 | Rygg låg ErgoMedic 33x26 cm | BR106046 |
| 4 | Rygg låg ErgoMedic 38x26 cm | BR105546 |
| 5 | Rygg hög ErgoMedic 27x32 cm | BR104546 |
| 6 | Rygg hög ErgoMedic 30x34 cm | BR103546 |
| 7 | Rygg hög ErgoMedic 33x36 cm | BR102546* |
| 8 | Rygg hög ErgoMedic 40x34 cm | BR103046* |
| 9 | Rygg hög ErgoMedic 42x43 cm | BR101546* |
| | Rygg hög ErgoMedic 46x43 cm | BR101046* |

Art.nr

BR107046
BR105046
BR108546
BR106546
BR106046
BR105546
BR104546
BR103546
BR102546*
BR103046*
BR101546*
BR101046*

Sits ErgoMedic, bredd x djup

- | | | |
|----|-------------------------|-----------|
| 11 | Sits ErgoMedic 44x43 cm | ST102046 |
| 11 | Sits ErgoMedic 44x48 cm | ST101546 |
| 11 | Sits ErgoMedic 48x48 cm | ST101046 |
| 11 | Sits ErgoMedic 44x53 cm | ST101346* |
| 11 | Sits ErgoMedic 48x53 cm | ST100846* |

Art.nr

ST102046
ST101546
ST101046
ST101346*
ST100846*

Armstöd ErgoMedic

- | | | |
|----|--------------------------------|----------|
| 12 | Armstöd platta ErgoMedic 25 cm | AR101038 |
| 12 | Armstöd platta ErgoMedic 30 cm | AR102038 |
| 12 | Armstöd platta ErgoMedic 35 cm | AR103038 |
| 12 | Armstöd platta ErgoMedic 40 cm | AR104038 |

AR101038
AR102038
AR103038
AR104038

! Armstödsplatta EM höjd 3,5 cm, bredd baktill 8 cm, bredd fram till 5 cm

Rygg ErgoMedic Support, bredd x höjd

- | | | |
|----|------------------------------|-----------|
| 10 | Rygg hög EM Support 35x43 cm | BR132046* |
| 10 | Rygg hög EM Support 42x43 cm | BR131546* |
| 10 | Rygg hög EM Support 46x43 cm | BR131046* |

Art.nr

BR132046*
BR131546*
BR131046*

Sits ErgoMedic, bredd x djup

- | | | |
|----|-------------------------|----------|
| 11 | Sits ErgoMedic 29x32 cm | ST105546 |
| 11 | Sits ErgoMedic 33x35 cm | ST105046 |
| 11 | Sits ErgoMedic 36x39 cm | ST104546 |
| 11 | Sits ErgoMedic 36x43 cm | ST104046 |
| 11 | Sits ErgoMedic 40x39 cm | ST103546 |
| 11 | Sits ErgoMedic 40x43 cm | ST103046 |
| 11 | Sits ErgoMedic 40x48 cm | ST102546 |


Art.nr

ST105546
ST105046
ST104546
ST104046
ST103546
ST103046
ST102546

UPPBYGGNAD AV ARTIKELNUMMER

Exempel på art.nr:

ST101546



! Sitsar och ryggplattor finns även i Slow Recovery-utförande
* utom ST101346 och ST100846.

ANPASSADE ARTIKLAR

Mercado tillverkar samtliga stoppade artiklar i egen regi. Vi kan även tillverka dessa i valfri specialstorlek, material, klädsel, se vår hemsida under dokument > Anpassningar > Anpassning av stoppdetaljer



ErgoMedic® PLUS

STOPPDETALJER FÖR REAL 9000, 9000 PLUS, 6100, 6100 PLUS

RYGGSTÖD

ErgoMedic Plus-ryggen finns i ett antal varianter. Det högre ryggstödet har mer form runt bäcken och bröstryggen – det lägre har samma formgivning men kontakter främst bäcken och ländrygg. Det höga ryggstödet nedre del är format så att man kan sitta med bäckenstöd även om ryggstödet är vinklat bakåt. Högst upp i mitten, mellan skulderbladen, har vi byggt in ett mjukt extra stöd. Anledningen är att man skall kunna sitta uppsträckt och stabilt mot ryggstödet, samtidigt som skuldrorna är fria. Det höga ryggstödet finns även med extra sidokilar. Det låga ryggstödet har likadan form som det höga men är fokuserad kring bäcken och ländrygg.

SITS

Kravet på sitsens egenskaper, som är grunden för att kunna skapa god ergonomi, är att den är stabil och bekväm. ErgoMedic Plus-sitsen har mycket form, kombinerad med rätt mjukhet, just för att stabiliteten och komforten skall vara optimal. Den är högre under låren än under stjärten. Dess form fördelar trycket bättre mot lår samt stjärt och hindrar att man kanar fram när sitsen vinklas lätt framåt. När stjärten

placeras långt bak på sitsen, så att bäckenet har god kontakt mot ryggstödet nedre delar, stabiliseras även benen. Den högre rundade formen på varje sida om låren stabiliserar både bäckenet och benen.

ARMSTÖD

Densom sitter bör kunna växla mellan aktivitet (muskelspänning) och avspänning. ErgoMedic Plus-armstöden är formade så att armarna får stöd från sidorna vilket medför att överkroppen blir mer avspänd. De är även uppbyggda under handleden för att ge extra avlastning. Längst fram är armstödet rundad/konvex vilket gör det bekvämt att vila handen där, samtidigt som man får ett bra grepp då man ska i och ur stolen.

NACKSTÖD

Nackstödet ger stöd främst mot huvudets bakre nedre del. Stödets nedre del är uppbyggd med en mycket mjuk kudde på var sida. Dessa ger sedan ett stöd mot mjukdelarna under skallbenet.

Den övre delen är mer plan vilket medför att det är enkelt att vrida på huvudet. Nackstödet form och egenskaper innebär att huvudet blir perfekt stabiliserat också när man sitter upprätt.



*DESSA RYGGPLATTOR FINNS ÄVEN FÖRBERDDA MED HÅLBILD FÖR MONTERING AV VÅRT SKENSYSTEM, DÅ MED ARTIKELNUMMER S-BRXXXXXX

Rygg ErgoMedic PLUS, bredd x höjd

1	Rygg ErgoMedic Plus 35x20 cm	BR208046
1	Rygg ErgoMedic Plus 40x20 cm	BR207546
2	Rygg ErgoMedic Plus 30x34 cm	BR203546*
3	Rygg ErgoMedic Plus 35x43 cm	BR202046*
4	Rygg ErgoMedic Plus 42x43 cm	BR201546*
4	Rygg ErgoMedic Plus 46x43 cm	BR201046*
5	Rygg EM Plus m Sidokil 30x34 cm	BR253546*
6	Rygg EM Plus m Sidokil 35x43 cm	BR252046*
6	Rygg EM Plus m Sidokil 42x43 cm	BR251546*
6	Rygg EM Plus m Sidokil 46x43 cm	BR251046*
7	Rygg EM Plus förstärkt Sidokil 35x43 cm	BR352046*
7	Rygg EM Plus förstärkt Sidokil 42x43 cm	BR351546*
7	Rygg EM Plus förstärkt Sidokil 46x43 cm	BR351046*
8	Rygg EM Plus Comfort 35x43 cm	BR212046
8	Rygg EM Plus Comfort 42x43 cm	BR211546
8	Rygg EM Plus Comfort 46x43 cm	BR211046
8	Rygg EM Plus Comfort m Sidokil 35x43	BR262046
8	Rygg EM Plus Comfort m Sidokil 42x43	BR261546
8	Rygg EM Plus Comfort m Sidokil 46x43	BR261046
8	Rygg EM Plus Comfort m först kil 35x43	BR362046
8	Rygg EM Plus Comfort m först kil 42x43	BR361546
8	Rygg EM Plus Comfort m först kil 46x43	BR361046

Sits ErgoMedic PLUS, bredd x djup

9	Sits ErgoMedic Plus 29x32 cm	ST205546
9	Sits ErgoMedic Plus 33x35 cm	ST205046
9	Sits ErgoMedic Plus 36x39 cm	ST204546
9	Sits ErgoMedic Plus 36x43 cm	ST204046
9	Sits ErgoMedic Plus 40x39 cm	ST203546

Sits ErgoMedic PLUS, bredd x djup

9	Sits ErgoMedic Plus 40x43 cm	ST203046
9	Sits ErgoMedic Plus 40x48 cm	ST202546
9	Sits ErgoMedic Plus 44x43 cm	ST202046
9	Sits ErgoMedic Plus 44x48 cm	ST201546
9	Sits ErgoMedic Plus 48x48 cm	ST201046
9	Sits ErgoMedic Plus 44x53 cm	ST201346
9	Sits ErgoMedic Plus 48x53 cm	ST200846

Sits ErgoMedic Coxit PLUS, bredd x djup

10	Sits ErgoMedic Coxit Plus 40x39 cm	ST233546
10	Sits ErgoMedic Coxit Plus 40x43 cm	ST233046
10	Sits ErgoMedic Coxit Plus 40x48 cm	ST232546
10	Sits ErgoMedic Coxit Plus 44x43 cm	ST232046
10	Sits ErgoMedic Coxit Plus 44x48 cm	ST231546
10	Sits ErgoMedic Coxit Plus 48x48 cm	ST231046

Nackstöd, bredd x höjd

11	Nackstöd kudde EM Plus 30x23 cm	NS2046
12	Nackstöd kudde EM Plus 30x8 cm	NS4046

Armstöd

13	Armstöd platta ErgoMedic Plus Hö 42 cm	AR205138
13	Armstöd platta ErgoMedic Plus Vä 42 cm	AR205238
13	Armstöd platta ErgoMedic Plus Hö 30 cm	AR202138
13	Armstöd platta ErgoMedic Plus Vä 30 cm	AR202238

understruken artikel visas på bild

! Sitsar och ryggplattor finns även i Slow Recovery utförande.



ÖVRIGA STOPPDETALJER

BÅLSTÖD

Bålstöd används för att få ett mer upprätt och aktivt sittande. Mercado har tre typer: sväng- och ställbara, raka och svängda bålstöd.

NACKSTÖD

Nackstöd ger stöd åt huvudet för att få rätt sittställning samt ger avlastning för nacke/rygg vid dålig bålkontroll. Det kan enkelt justeras för optimal inställning. Finns i plan-, skålad- eller ErgoMedic Plus-utförande.

ÖVERDRAG

Överdrag skyddar klädseln från smuts och damm och förlänger livslängden på stolens klädsel. De finns i olika färger till alla stoppdetaljer. Inkontinensöverdrag är en snabb och enkel lösning om man vill skydda sisten mot väta.

ARMSTÖDSPLATTOR

Hemiplegiarmstöd passar brukare med delsidesförlamning. Skålningen i armstödsplattan gör det lättare att hålla den förlamade armen på armstödet. Armstödsplattan är roterbar för bästa möjliga positionering. Mobil armstödsplatta är mjukstoppad med extra kallskum för optimerad komfort.

SIDOSTÖD

Sidostöd ger brukaren hjälp att bibehålla stabilitet och position. Används även som lårstöd varvid fötterna får bättre stöd på fotplattor alternativt golv och man undviker att benen glider isär. Kan ställas i höjd och bredd alternativt vändas bak och fram. Finns i fyra storlekar: XS, S, M och L.

SITS SLOW RECOVERY, MED FLERA

Sits med Slow Recovery är tillverkad av två olika material; det översta, Slow Recovery-materialet, formar sig och ger en bra tryckfördelning och ökad sittkomfort.

Det undre skiktet bär upp sittbensknölna från träplattan. Även om man inte skulle sitta tillräckligt långt in i stolen, formar sig sittdynan så att sittgropen bildas där man sätter sig. Detta material går att få till samtliga stoppningsdetaljer.

Sitsträplatta ska användas vid ingjutning eller eftermontering av sitskal.

Sits med antiglid rekommenderas vid användning av olika individuellt anpassade sittdynor. Sits med hygienväv bör användas av brukare med inkontinensproblem.

Kompletera med överdrag i plysch.



Bålstöd, bredd x höjd

- 1 Bålstöd kudde 15x13 cm
- 1 Bålstöd kudde 15x13 för skena
- 2 Bålstöd kudde sväng- och ställbar

Art.nr

TS1046
S-TS1046
TS2038

Armstöd

- 6 Armstöd platta Mobil 25 cm
- 6 Armstöd platta Mobil 30 cm
- 6 Armstöd platta Mobil 35 cm
- 6 Armstöd platta Mobil 40 cm
- 7 Armstöd platta Hemiplegi 45x12 cm
- 8 Armstöd platta extra soft 25 cm
- 8 Armstöd platta extra soft 30 cm
- 8 Armstöd platta extra soft 35 cm
- 9 Armstödsplatta Mobil höjd 4,5 cm, bredd baktill 9 cm, bredd framtill 6 cm
- 9 Sits träplatta
- 10 Sits träplatta med antiglid

Art.nr

AR301038
AR302038
AR303038
AR304038
AR406038
AR511038
AR512038
AR513038
ST10xx90
ST10xx61

Sidostöd, bredd x höjd

- 11 Sidostöd kudde XS, 15x8 cm
- 12 Sidostöd kudde S, 28x8 cm
- 13 Sidostöd kudde M, 24x14 cm
- 14 Sidostöd kudde L, 30x16 cm

Art.nr

SS1046
SS2046
SS3046
SS4046

Sits Slow Recovery Storlek bredd x djup

- 15 33x35 cm
- 15 36x39 cm
- 15 36x43 cm
- 15 40x39 cm
- 15 40x43 cm
- 15 40x48 cm
- 15 44x43 cm
- 15 44x48 cm
- 15 48x48 cm
- 15 44x53 cm
- 15 48x53 cm

Slow Recovery ErgoMedic

- ST115046
- ST114546
- ST114046
- ST113546
- ST113046
- ST112546
- ST112046
- ST111546
- ST111046
- ST111346
- ST110846

Slow Recovery ErgoMedic Coxit

-
-
-
- ST143546
- ST143046
- ST142546
- ST142046
- ST141546
- ST141046
-
-

Nackstöd, bredd x höjd

- 3 Nackstöd kudde Plan 29x16 cm
- 4 Nackstöd kudde Skålad 31x18 cm

Art.nr

NS1046
NS3046

- 5 Överdrag finns i plysch, plysch med inkontinens-material och mönstrad väv

STCXXXXXX

- 16 Sits ErgoMedic med hygienväv

ST10XX60

Komplettera med överdrag i plysch

- 17 Ryggplatta för Vicair ryggdyna

BR050538

Rygg 40x50 cm utan stoppning



STOPPDETALJER

FÖR REAL 2000, 9500/9600 EL, 9200 TWIN/EL

Att rehabilitera kroppen efter en svår olycka är oftast en lång process. Med rätt rehabilitering kan denna process förkortas. En förutsättning för kort rehabilitering är tillgången till bra ergonomiska hjälpmedel. Ett ergonomiskt korrekt sittsystem bidrar till att minska brukarens smärta efter till exempel whiplasholyckor eller för att finna avlastning vid stå/sittande arbete. Detta sittsystem fungerar även utmärkt då stolarna används som arbetstekniskt hjälpmedel (till exempel matningssituationer).

SITS SADEL CLASSIC 36X36 OCH 41X41

Plan sadelsits "allround", passar de flesta.

SITS SADEL MEDIC 40X36

Skålad sadelsits som erbjuder bra positionering.

SITS SADEL ERGOMEDIC 40X36

Delvis försänkt i bakant, alltså viss avlastning för svanskotan.

SITS SADEL ERGOMEDIC 40X36, SÄNKT NOS, SÄNKT FÖR SVANSKOTA

Möjliggör avlastning av svanskota och kotpelare vid lämpligt nyttjande av magstöd.

SITS SADEL ERGOMEDIC SÄNKT NOS, UTSÅGAD BAK

Möjliggör maximal avlastning av svanskota, kotpelare och "sittbensknölar" vid lämpligt nyttjande av magstöd.

RUND, TOPPIG SITS

Den runda, toppiga formen ger möjlighet att variera sittställning vad gäller placering av ben och grad av bäckentippning. Formen innebär även minskat tryck under lår vid lämpligt nyttjande av magstöd.

SITS ERGOMEDIC 40X32 OCH 44X35 FÖR REAL 9500/9600

Plan sits med rundad framkant för aktivt sittande.

MAGPLATTA MED NOS UPP- OCH NEDTILL

Stabiliserar ett större område vilket ofta efterfrågas vid funktionsnedsättningar nacke och brösttrygg.

Den något tjockare stoppningen gör det möjligt för smala personer att finna lämplig position.

MAGPLATTA MEDIC RÄTTVÄND

Stabilisering av brösttrygg eller området bröst-/ländrygg närmast ett mindre magstöd fordras.

MAGPLATTA MEDIC OMVÄND

Möjliggör stabilisering av ländrygg/bäcken och lämnar stor rörelsefrihet för benen.

Den raka kanten upptill är bekväm att vila armarna mot.

REAL 9200 TWIN/EL – EXTRA STOPPADE SITSAR

Att vara överviktig är ofta problematiskt på flera sätt. Extra stoppade sitsar ger avlastning.



*SITS TWIN 115 MM HÖG, 52 CM BRED = 100 MM HÖG

*SITS TWIN ERGOMEDIC 55 MM HÖG

REAL 2000, 9500/9600 EL

Sits, bredd x djup

	Art.nr
1 Sits Sadel Classic 36x36	ST324746
1 Sits Sadel Classic 41x41	ST322346
2 Sits Sadel Medic 40x36	ST333646
3 Sits Sadel ErgoMedic 40x36	ST343646
4 Sits Sadel Urtag Svanskota 40x36	ST363646
5 Sits Sadel Utsågad Bak 40x36	ST373646
6 Sits Rund Diameter 35	ST305146
6 Sits Rund Diameter 35 Comfort	ST305246
6 Sits Rund Diameter 40	ST303846
7 Sits Rund Diameter toppig 35	ST315146
8 Sits ErgoMedic 40x32	ST323846
för REAL9500/9600	
8 Sits ErgoMedic 44x35	ST322246
för REAL9500/9600	

Rygg- och Magplatta, bredd x höjd

	Art.nr
9 Magplatta/Rygg Classic 33x16	BR109046
10 Magplatta dubbel Nos 27x27	BR416746
11 Magplatta Medic 27x23	BR406946
12 Magplatta Medic 27x23	BR406946
13 Rygg ErgoMedic 33x26	BR106046

REAL 9200 TWIN/EL

Sits, bredd x djup

	Art.nr
14 Sits Twin 72x50	ST406046
14 Sits Twin 62x50	ST406346
14 Sits Twin 52x50	ST406646
14 Sits Twin 72x45	ST406146
14 Sits Twin 62x45	ST406446
14 Sits Twin 52x45	ST406746
14 Sits Twin 72x40	ST406246
14 Sits Twin 62x40	ST406546
14 Sits Twin 52x40	ST406846

15 Sits Twin ErgoMedic 72x50	ST416046
15 Sits Twin ErgoMedic 62x50	ST416346
15 Sits Twin ErgoMedic 52x50	ST416646
15 Sits Twin ErgoMedic 72x45	ST416146
15 Sits Twin ErgoMedic 62x45	ST416446
15 Sits Twin ErgoMedic 52x45	ST416746
15 Sits Twin ErgoMedic 72x40	ST416246
15 Sits Twin ErgoMedic 62x40	ST416546
15 Sits Twin ErgoMedic 52x40	ST416846

Rygg, bredd x höjd

16 Rygg Twin Plus 66x43	BR540646
16 Rygg Twin Plus 65x42	BR540846
16 Rygg Twin Plus 46x43	BR541046


ANPASSADE ARTIKLAR

Mercado tillverkar samtliga stoppade artiklar i egen regi. Vi kan även tillverka dessa i valfri specialstorlek, material, klädsel, se vår hemsida under dokument > Anpassningar > Anpassning av stoppdetaljer


! Alla artiklar finns även i Slow Recovery-utförande.

MÅTT PÅ RYGGPLATTOR

ErgoMedic




- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | Storlek: 46x43 cm | Art.nr: BR101046 |
| 2 | Storlek: 42x43 cm | Art.nr: BR101546 |
| 3 | Storlek: 40x34 cm | Art.nr: BR103046 |
| 4 | Storlek: 38x26 cm | Art.nr: BR105546 |
| 5 | Storlek: 33x36 cm | Art.nr: BR102546 |
| 6 | Storlek: 33x26 cm | Art.nr: BR106046 |




- | | | |
|----|-------------------|------------------|
| 7 | Storlek: 33x16 cm | Art.nr: BR109046 |
| 8 | Storlek: 30x34 cm | Art.nr: BR103546 |
| 9 | Storlek: 30x26 cm | Art.nr: BR106546 |
| 10 | Storlek: 27x32 cm | Art.nr: BR104546 |
| 11 | Storlek: 27x22 cm | Art.nr: BR107046 |
| 12 | Storlek: 23x27 cm | Art.nr: BR105046 |
| 13 | Storlek: 23x20 cm | Art.nr: BR108546 |

ErgoMedic PLUS




- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | Storlek: 46x43 cm | Art.nr: BR201046 |
| 2 | Storlek: 42x43 cm | Art.nr: BR201546 |
| 3 | Storlek: 35x43 cm | Art.nr: BR202046 |
| 4 | Storlek: 40x20 cm | Art.nr: BR207546 |
| 5 | Storlek: 35x20 cm | Art.nr: BR208046 |




- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 6 | Storlek: 30x34 cm | Art.nr: BR203546 |
| 7 | Storlek: 25x34 cm | Art.nr: BR204046 |

ErgoMedic PLUS med sidokil




- 1 Storlek: 46x43 cm Art.nr: BR251046
- 2 Storlek: 42x43 cm Art.nr: BR251546
- 3 Storlek: 35x43 cm Art.nr: BR252046
- 4 Storlek: 30x34 cm Art.nr: BR253546

ErgoMedic PLUS med förstärkt sidokil




- 1 Storlek: 46x43 cm Art.nr: BR351046
- 2 Storlek: 42x43 cm Art.nr: BR351546
- 3 Storlek: 35x43 cm Art.nr: BR352046

ErgoMedic PLUS Comfort



- 1 Storlek: 46x43 cm Art.nr: BR211046
- 2 Storlek: 42x43 cm Art.nr: BR211546
- 3 Storlek: 35x43 cm Art.nr: BR212046



ErgoMedic PLUS Comfort med sidokil



- 1 Storlek: 46x43 cm Art.nr: BR261046
- 2 Storlek: 42x43 cm Art.nr: BR261546
- 3 Storlek: 35x43 cm Art.nr: BR262046

MÅTT PÅ SITTPLATTOR


ErgoMedic




- 1 Storlek: 48x53 cm Art.nr: ST100846
- 2 Storlek: 48x48 cm Art.nr: ST101046
- 3 Storlek: 44x53 cm Art.nr: ST101346
- 4 Storlek: 44x48 cm Art.nr: ST101546
- 5 Storlek: 44x43 cm Art.nr: ST102046
- 6 Storlek: 40x48 cm Art.nr: ST102546

- 7 Storlek: 40x43 cm Art.nr: ST103046
- 8 Storlek: 40x39 cm Art.nr: ST103546
- 9 Storlek: 36x43 cm Art.nr: ST104046
- 10 Storlek: 36x39 cm Art.nr: ST104546
- 11 Storlek: 33x35 cm Art.nr: ST105046
- 12 Storlek: 29x32 cm Art.nr: ST105546

ErgoMedic Slow Recovery




- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | Storlek: 48x48 cm | Art.nr: ST111046 |
| 2 | Storlek: 44x48 cm | Art.nr: ST111546 |
| 3 | Storlek: 44x43 cm | Art.nr: ST112046 |
| 4 | Storlek: 40x48 cm | Art.nr: ST112546 |
| 5 | Storlek: 40x43 cm | Art.nr: ST113046 |
| 6 | Storlek: 40x39 cm | Art.nr: ST113546 |
| 7 | Storlek: 36x43 cm | Art.nr: ST114046 |




- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 8 | Storlek: 36x39 cm | Art.nr: ST114546 |
| 9 | Storlek: 33x35 cm | Art.nr: ST115046 |

Träplatta




- | | | |
|----|-------------------|------------------|
| 1 | Storlek: 48x53 cm | Art.nr: ST100890 |
| 2 | Storlek: 48x48 cm | Art.nr: ST101090 |
| 3 | Storlek: 44x53 cm | Art.nr: ST101390 |
| 4 | Storlek: 44x48 cm | Art.nr: ST101590 |
| 5 | Storlek: 44x43 cm | Art.nr: ST102090 |
| 6 | Storlek: 40x48 cm | Art.nr: ST102590 |
| 7 | Storlek: 40x43 cm | Art.nr: ST103090 |
| 8 | Storlek: 40x39 cm | Art.nr: ST103590 |
| 9 | Storlek: 36x43 cm | Art.nr: ST104090 |
| 10 | Storlek: 36x39 cm | Art.nr: ST104590 |
| 11 | Storlek: 33x35 cm | Art.nr: ST105090 |

Träplatta med Antiglid




- | | | |
|----|-------------------|------------------|
| 1 | Storlek: 48x53 cm | Art.nr: ST100861 |
| 2 | Storlek: 48x48 cm | Art.nr: ST101061 |
| 3 | Storlek: 44x53 cm | Art.nr: ST101361 |
| 4 | Storlek: 44x48 cm | Art.nr: ST101561 |
| 5 | Storlek: 44x43 cm | Art.nr: ST102061 |
| 6 | Storlek: 40x48 cm | Art.nr: ST102561 |
| 7 | Storlek: 40x43 cm | Art.nr: ST103061 |
| 8 | Storlek: 40x39 cm | Art.nr: ST103561 |
| 9 | Storlek: 36x43 cm | Art.nr: ST104061 |
| 10 | Storlek: 36x39 cm | Art.nr: ST104561 |
| 11 | Storlek: 33x35 cm | Art.nr: ST105061 |

ErgoMedic Coxit





- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | Storlek: 48x48 cm | Art.nr: ST131046 |
| 2 | Storlek: 44x48 cm | Art.nr: ST131546 |
| 3 | Storlek: 44x43 cm | Art.nr: ST132046 |
| 4 | Storlek: 40x48 cm | Art.nr: ST132546 |
| 5 | Storlek: 40x43 cm | Art.nr: ST133046 |
| 6 | Storlek: 40x39 cm | Art.nr: ST133546 |

ErgoMedic Coxit Slow Recovery



- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | Storlek: 48x48 cm | Art.nr: ST141046 |
| 2 | Storlek: 44x48 cm | Art.nr: ST141546 |
| 3 | Storlek: 44x43 cm | Art.nr: ST142046 |
| 4 | Storlek: 40x48 cm | Art.nr: ST142546 |
| 5 | Storlek: 40x43 cm | Art.nr: ST143046 |
| 6 | Storlek: 40x39 cm | Art.nr: ST143546 |



ErgoMedic PLUS



- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | Storlek: 48x53 cm | Art.nr: ST200846 |
| 2 | Storlek: 48x48 cm | Art.nr: ST201046 |
| 3 | Storlek: 44x53 cm | Art.nr: ST201346 |
| 4 | Storlek: 44x48 cm | Art.nr: ST201546 |
| 5 | Storlek: 44x43 cm | Art.nr: ST202046 |
| 6 | Storlek: 40x48 cm | Art.nr: ST202546 |

- | | | |
|----|-------------------|------------------|
| 7 | Storlek: 40x43 cm | Art.nr: ST203046 |
| 8 | Storlek: 40x39 cm | Art.nr: ST203546 |
| 9 | Storlek: 36x43 cm | Art.nr: ST204046 |
| 10 | Storlek: 36x39 cm | Art.nr: ST204546 |
| 11 | Storlek: 33x35 cm | Art.nr: ST205046 |
| 12 | Storlek: 29x32 cm | Art.nr: ST205546 |


ErgoMedic PLUS Slow Recovery



- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | Storlek: 48x53 cm | Art.nr: ST210846 |
| 2 | Storlek: 48x48 cm | Art.nr: ST211046 |
| 3 | Storlek: 44x53 cm | Art.nr: ST211346 |
| 4 | Storlek: 44x48 cm | Art.nr: ST211546 |
| 5 | Storlek: 44x43 cm | Art.nr: ST212046 |
| 6 | Storlek: 40x48 cm | Art.nr: ST212546 |


- | | | |
|----|-------------------|------------------|
| 7 | Storlek: 40x43 cm | Art.nr: ST213046 |
| 8 | Storlek: 40x39 cm | Art.nr: ST213546 |
| 9 | Storlek: 36x43 cm | Art.nr: ST214046 |
| 10 | Storlek: 36x39 cm | Art.nr: ST214546 |
| 11 | Storlek: 33x35 cm | Art.nr: ST215046 |

ErgoMedic PLUS Coxit











- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | Storlek: 48x48 cm | Art.nr: ST231046 |
| 2 | Storlek: 44x48 cm | Art.nr: ST231546 |
| 3 | Storlek: 44x43 cm | Art.nr: ST232046 |
| 4 | Storlek: 40x48 cm | Art.nr: ST232546 |
| 5 | Storlek: 40x43 cm | Art.nr: ST233046 |
| 6 | Storlek: 40x39 cm | Art.nr: ST233546 |

ErgoMedic PLUS Coxit Slow Recovery



- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | Storlek: 48x48 cm | Art.nr: ST241046 |
| 2 | Storlek: 44x48 cm | Art.nr: ST241546 |
| 3 | Storlek: 44x43 cm | Art.nr: ST242046 |
| 4 | Storlek: 40x48 cm | Art.nr: ST242546 |
| 5 | Storlek: 40x43 cm | Art.nr: ST243046 |
| 6 | Storlek: 40x39 cm | Art.nr: ST243546 |

KLÄDSLAR



Förklaring till stoppdetaljers ARTIKELNUMMER

Art.nr: ST101546 = "Sits ErgoMedic, plysch grå 44x48 cm"

Siffror 1-2 = Typ av stoppningsartikel (ST=sits, BR=ryggplatta etc.)

Siffror 3-4 = Sittsystem (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)

Siffror 5-6 = Storlek

Siffror 7 = Material (plysch, konstläder etc.)

Siffror 8 = Färg

Klädselar

Plysch

41 Vinröd 45 REAL-blå 46 Grå 48 Svart

Konstläder

31 Röd 32 Brun 35 Blå 36 Grå 38 Svart

Alternativ klädsel

60 Hygienväv 61 Antiglidmaterial 95 Utan klädsel / Endast träplatta

Överdragsklädsel

66 Inkontinensöverdrag Grå plastad plysch

Överdrag går att få till samtliga av Mercado Medics stoppdetaljer, gå in på www.mercado.se eller kontakta oss för mer information.