



REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET
MED LÄKEMDELSVERKETS FÖRESKRIFTER
2003:11.

REAL[®] 2015

avlastning vid stående arbete







REAL® 2015

Möjlighet att stå med stöd!

REAL 2015 ståtödsstol gör det möjligt att utforma arbetsplatsen eller hemmet efter ett bekvämt rörelsemönster.

Arbete vid diskbänk och strykbräda är exempel på arbetsuppgifter som kräver stående arbetsställning. Båda uppgifterna tar i allmänhet lång tid och trötthet i ben och rygg kan bli besvärande.

För den som lever med smärttillstånd eller försvagad muskulatur, erbjuder REAL 2015 en avlastning med ökad funktion och trivsel.



(färgalternativ i plysch)

FAKTA

Brukarvikt (manuell), max 130 kg
Sithöjd gaslyft 60-80 alt. 70-90 cm
Rygg valbart (alternativ finns)
Sits valbart (alternativ finns)
Sitstilt ja
Hjul hjul 75 mm
Broms manuell med spak (alternativ finns)
Armstöd tillval (alternativ finns)