



REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET
MED LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER
2003:11.

REAL[®] 2624

avlastning för rygg och axlar







REAL® 2624

Magstödsstol med komfort, funktion och slitstyrka.

REAL 2624 är en anpassningsbar stol med sadelsits och magstöd, istället för ryggstöd.

Stolen är avsedd för personer som är i behov av avlastning vid arbete som utförs i en framåtlutad position. Med det fyrbenta stativet bromsas stolen effektivt och står stadigt tack vare den kraftiga bromsen med dubbla bromsben.

Den ergonomiskt utformade sitsen och magplattan minskar den statiska muskelbelastningen i svanken. De lättrollade 75 mm-hjulen gör även stolen lätt att förflytta. Då stolen är bromsad fungerar bromsaxeln utmärkt att sätta fötterna på som stöd samtidigt som man utför sitt arbete. REAL-stolen finns att erhålla med olika typer av sitsar och magstöd.



(färgalternativ i plysch)

FAKTA

- Fixerad gasfjäderlyftomat
- Manuellt vinkelställbar sits
- Fotbroms som standard
- Sitthöjd 60-80 cm (alt. 70-90 cm)
- Stativ fyrbent, 43x48 cm
- Hjul 75 mm
- Sadelstols Medic 40x36 cm (fler alternativ finns)
- Magplatta Medic 27x23 cm (fler alternativ finns)
- Klädsel plysch (alt. konstläder)