

REKONDITIONERINGS-/UNDERHÅLLSANVISNING REAL 2000

Artikelnr: 803190
April 2008
Giltig från 950101

Faktura adress		Leverans adress	
Kontrollerad av		Märkning	
Telefon	Datum	Stolens ordernr	Stolens serienummer

- | | | |
|---|------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Rekonditionering | Arbetstid | Övriga utgifter |
| <input type="checkbox"/> Service | Körtid | |
| <input type="checkbox"/> Skrotning | Körsträcka | |

1. Lyftomat

- 1. funktion / rengöring
- 2. smörjning
- 3. infästning / efterdragning

2. Fixering

- 1. funktion / infästning
- 2. plastbussning / smörjning
- 3. bottenplugg komplettera
- 4. rot.skiva / infästn./ funkt.

3. Underrede

- 1. svetsar

4. Sittkryss

- 1. mekanik / svetsar
- 2. skruvförb. / efterdragning
- 3. plastpluggar / bussningar
- 4. sittplatta / rengöring /byte

5. Vinkelsits

- 1. slitage rörliga delar
- 2. manuell vinkling / låsning
- 3. manövrering / smörjning

6. Ryggmekanik

- 1. funktion / slitage
- 2. infästning / efterdragning
- 3. plastpluggar / bussningar
- 4. ryggplatta/ rengöring/byte

7. Armstöd tillval

- 1. funktion / slijage
- 2. plastpluggar / bussningar
- 3. armst.plattor / reng./ byte
- 4. regl.under armst. /funktion
- 5. manbox /joystick/laddkont

8. Länkhjul tillval

- 1. länkhjul / hjulformad fot tillval

9. Klädsel tillbehör

- 1. överdragsklädsel

10. Rengöring

- 1. stativ
- 2. stoppdetaljer
- 3. övrig mekanik

11. Broms

- 1. funktion / lyfthöjd
- 2. funktion / lager
- 3. slitage bromsfot
- 4. bromsspak

Undvik att använda högtryck vid rengöring då det tränger in i lager mm, och ger onödigt slitage.

Anteckningar
