

REAL[®] 2000

STÅSTÖDSSTOLAR MED RYGGSTÖD



REAL 2001



REAL 2011



REAL 2014



REAL 2015

DATA STÅSTÖDSTOLAR - TEKNISKA DATA & MÅTT *standard

Modell	2001	2001-1	2011	2011-1	2014	2014-1	2015	2015-1
Gaslyftomat.....	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
Manuellt vinkelställbar sits (+22°/-14°).....	-	-	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
Rotationslås.....	-	-	Ja*	Ja*	-	-	-	-
Ryggplatta 33x16 cm.....	Ja*	Ja*	-	-	-	-	-	-
Ryggplatta 33x26 cm.....	-	-	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
Glidknappar.....	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	-	-	-	-
Hjulformade fötter 50 mm.....	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
Belastningsbromsade hjul 50 mm.....	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
Hjul 75 mm.....	-	-	-	-	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
Hjul 50 mm med låsklaff.....	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
Broms.....	-	-	-	-	Fotbroms*	Fotbroms*	Handbroms*	Handbroms*
Sitthöjd cm.....	54-74	64-84	60-80	70-90	60-80	70-90	60-80	70-90
Rundsits 35 cm.....	Ja*	Ja*	-	-	-	-	-	-
Rundsits 40 cm.....	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-
Sadelsits 36x36 cm.....	-	-	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
Alt. sadelsits 41x41 cm.....	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Alt. sadelsits Medic 40x36 cm.....	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Alt. sadelsits Ergomedic 40x36 cm.....	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stativ cm (br x dj).....	42,5x42,5	42,5x42,5	42,5x42,5	42,5x42,5	43x43	43x43	43x43	43x43
Max brukarvikt.....	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg

Klädselmaterial och färg

Plysch: grå*, vinröd, brun, grön, marinblå, REAL-blå

Konstläder: röd, grå, blå, brun, svart

Väv mönstrad: röd, blå, svart, gul

Överdragsklädsel till sits och rygg.....Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja



Artikelnr: 803403
Mercado 0908
Giltig från 090101

REAL[®] 2000

MAGSTÖDSSTOLAR MED MAGSTÖD



REAL 2621

Magstöd Medic, 27x23 cm



REAL 2624

Magstöd Medic, 27x23 cm



REAL 2625

Sadelsits 36x36cm med alternativt
magstöd 33x16 cm

DATA STÅSTÖDSTOLAR - TEKNISKA DATA & MÅTT *standard

Modell	2621	2621-1	2624	2624-1	2625
Gaslyftomat.....	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
Fixerad lyftomat.....	-	-	Ja	Ja	-
Manuellt vinkelstälbar sits (+22 ⁰ /-14 ⁰).....	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
Rotationslås.....	Ja*	Ja*	-	-	Ja
Magplatta Medic 27x23 cm.....	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja
Magplatta låg 33x16.....	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Glidknappar.....	Ja*	Ja*	-	-	-
Hjul 75 mm.....	-	-	Ja*	Ja*	Ja
Hjulformade fötter 50 mm.....	Ja	Ja	-	-	-
Belastningsbromsade hjul 50 mm.....	Ja	Ja	-	-	-
Hjul 50 mm med låsklaff.....	Ja	Ja	-	-	-
Broms.....	-	-	Fotbroms*	Fotbroms*	-
Sitthöjd cm.....	60-80	70-90	60-80	70-90	50-70
Sadelsits Medic 40x36 cm.....	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
Alt. sadelsits Ergomedic 40x36.....	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Alt. sadelsits 36x36 cm.....	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Alt. sadelsits 41x41 cm.....	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stativ cm (br x dj).....	42,5x42,5	42,5x42,5	43x48	43x48	-
Max brukarvikt.....	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg

Klädselmaterial och färg

Plysch: grå*, vinröd, brun, grön, marinblå, REAL-blå

Konstläder: röd, grå, blå, brun, svart

Väv mönstrad: röd, blå, svart, gul

Överdragsklädsel till sits och rygg.....Ja

Ja

Ja

Ja

Ja



Mercado Medic AB
Box 1074
181 22 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se