



REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA  
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET  
MED LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER  
2003:11.

# REAL ÖGONKLINIKSTOLAR

*Elektriska undersökningsstolar tillverkade i egen regi i Sverige*



**Nyheter!** Se baksidan av broschyren.



## **Smidiga, ergonomiska och effektiva ögonklinikstolar både för personal och patient.**



REAL 9100 PLUS EL ögonklinikstol ska kunna uppfylla de flesta behov en ögonklinik har. Stolen är smidig och funktionell samtidigt som den är stabil och säker. REAL 9100 PLUS EL har dessutom lång livslängd med minimalt behov av underhåll.

### **Ergonomi, säkerhet och funktion**

Vi har fokuserat på din arbetsmiljö. Därför har vi gjort stolen säker för patienten, men samtidigt smidig och lättskött för dig.

REAL 9100 PLUS EL EASY och REAL 9100 PLUS EL EFFICIENT har hela 28 cm elektriskt lyftintervall som regleras från armstödet eller med en fjärrkontroll. Fjärrkontrollen ger läkaren/ sköterskan möjlighet att manövrera stolen även på avstånd. REAL 9100 PLUS EL EFFICIENT har även elektrisk sitstilt (som både går att tilla bakåt och framåt). Stolen kan utrustas med fler elektriska funktioner (t ex elektrisk broms) för att effektivisera undersökningen. Allt regleras från fjärrkontrollen.

### **Undvik konflikt med marknadens smalaste klinikstativ**

Vårt smalaste PLUS-stativ är endast 43 cm brett och 53 cm djupt. Det är marknadens enda kliniksstativ som är tillräckligt smalt för klara alla typer av undersökningsbord oavsett bredd. Patientstolar med ett skrymmande stativ kan medföra konflikt för att stolens främre stativben kan då vara för breda för komma in emellan stativbenen på undersökningsbordet och nära intill undersökningsapparaturen. Fotpedal baktill gör att du enkelt kan bromsa stolen utan att behöva använda bromsspaken.

### **Tillbehör**

REAL 9100 PLUS EL kan kompletteras med ett brett tillvalsprogram som gör ditt arbete lite enklare (se baksida av denna broschyr).

## REAL 9100 PLUS EL EASY



[stol på bilden är utrustad med PLUS-stativ klinik 48x53cm]

- Elektrisk höj-/sänkning med fjärrkontroll (med eller utan sladd)
- Sitthöjd 47-75 cm (alt. 40-60 cm)
- Utan sitstilt (alt. finns)
- Sits ErgoMedic 44x48 cm (alt. finns)
- Ryggplatta ErgoMedic 38x26 cm (stol på bilden har ryggplatta 40x34 cm)
- PLUS-stativ 43x53 cm (alt. 48x53 cm)
- Hjul 100mm XL (alt. finns)
- Armstöd 35 cm (alt. finns)
- Klädsel konstläder (alt. färger finns)

För **pris och offert** vänligen kontakta kundtjänst@mercado.se

## REAL 9100 PLUS EL EFFICIENT



[stol på bilden är utrustad med PLUS-stativ klinik 43x53cm]

- Elektrisk höj-/sänkning med fjärrkontroll (med eller utan sladd)
- Sitthöjd 47-75 cm (alt. 40-60 cm)
- Elreglerad sitstilt (alt. finns)
- Sits ErgoMedic 44x48 cm (alt. finns)
- Ryggplatta ErgoMedic 38x26 cm (stol på bilden har ryggplatta 42x43 cm)
- PLUS-stativ 43x53 cm med fotbroms (alt. 48x53 cm)
- Fot- och handbroms (alt. elbroms)
- Hjul 100mm XL (alt. finns)
- Fällbara armstöd 35 cm (alt. finns)
- Klädsel konstläder (alt. färger finns)
- 1/4 uppfällbar fotring (tillval)

För **pris och offert** vänligen kontakta kundtjänst@mercado.se

**REAL 9100 PLUS EL** ögonklinikstol är en modern svensktillverkad elektrisk patientstol, konstruerad med fokus på patientsäkerhet, ergonomi och funktion. För att öka flexibiliteten har vi tagit fram en undersökningsstol där du som kund kan välja mellan två moderna PLUS-stativ med olika bredd. För att öka effektiviteten på undersökningen är REAL 9100 PLUS EL EFFICIENT utrustad med fler elfunktioner än REAL 9100 PLUS EL EASY. Stolarna är individuellt anpassningsbara med alternativa funktioner för olika behov.



# REAL ÖGONKLINIKSTOLAR – ett urval av tillbehör



- |  |  |
|--|--|
| <p>1 Fjärrkontroll</p> <p>2 Elreglage i lös dosa (4-funktion)</p> <p>3 Fällbart armstöd</p> <p>4 Provtagningsarmstöd</p> <p>5 SL-hjul, extra lättrollat länkhjul, 100 mm</p> <p>6 BXL-hjul, extra brett och lättrollat länkhjul, 100 mm</p> <p>7 Bord/Bricka</p> | <p>8 Fotring 1/4, uppfällbar, X-stativ<br/>Fotring 1/4, uppfällbar, PLUS 48<br/>Fotring 1/4, uppfällbar, PLUS 43</p> <p>9 Armstödsplatta ErgoMedic 25, 30, 35</p> <p>10 Stativ 9000 PLUS 43 100 XL</p> <p>11 Stativ 9000 Plus Klinik 48 100 XL Vit</p> <p>12 Extra hög ryggplatta ErgoMedic 42x43 cm</p> <p>13 Körhandtag klinik</p> |
|--|--|

## Färgalternativ konstläder



[31 röd]




[32 brun]



[35 blå]



[36 grå]



[38 svart]

Önskar ni någon annan färg?  
Kontakta oss!

## Nyheter

Provtagningsarmstöd och  
avlastningsbricka för instrument

