

A	B	C	D	E	F	G	H	Klädsel
9								

Offertförfrågan Beställning

Leveransadress		Fakturaadress	
Utprovad av/kontaktperson		Utprovad för/märkes	
Telefon	E-post	Beställningsnr	Datum

Basutförande – fylls alltid i! AB Modell Inrutat är standard 95 <input type="checkbox"/> REAL 9500 standard med H-stativ 96 <input type="checkbox"/> REAL 9600 EL med H-stativ* <input type="checkbox"/> PLUS-stativ 43x53 cm *Batteriladdare ingår		Alternativ och tillval – fylls i om du vill ändra eller lägga till något! Klädsel Plysch: <input type="checkbox"/> 41 vinröd <input type="checkbox"/> 42 brun <input type="checkbox"/> 44 marin <input type="checkbox"/> 45 REAL-blå <input type="checkbox"/> 46 grå <input type="checkbox"/> 48 svart Väv mönstrad Vuxen: <input type="checkbox"/> 75 blå Väv mönstrad Barn: <input type="checkbox"/> 81 röd <input type="checkbox"/> 85 blå <input type="checkbox"/> 89 gul Konstläder: <input type="checkbox"/> 31 röd <input type="checkbox"/> 32 brun <input type="checkbox"/> 35 blå <input type="checkbox"/> 36 grå <input type="checkbox"/> 38 svart Hygienväv (komplettera med överdrag) <input type="checkbox"/> Sits <input type="checkbox"/> Rygg <input type="checkbox"/> Grenkil Överdragsklädsel: <input type="checkbox"/> Sits <input type="checkbox"/> Rygg <input type="checkbox"/> Annat enligt nedan Alternativ överdragsklädsel i bomullstyg: <input type="checkbox"/> Barn/gul <input type="checkbox"/> Barn/blå <input type="checkbox"/> Inkontinensöverdrag grå plastad plysch		Alternativ sits och rygg <input type="checkbox"/> Sadelsits med slow recovery <input type="checkbox"/> Extra låg rygg 33x16 cm <input type="checkbox"/> Låg rygg 40x20 cm ErgoMedic Plus Alternativt stativ <input type="checkbox"/> X-stativ (med stativförlängare) Bromsreglage Spak: <input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> Stor kula <input type="checkbox"/> Reumatikerkryss <input type="checkbox"/> Elektrisk broms Placering reglage Sitthöjdsreglage på armstöd <input type="checkbox"/> vä <input type="checkbox"/> hö <input type="checkbox"/> Elreglage i lös dosa <input type="checkbox"/> Joystick för el-stol Benstöd med fotplatta (inkl fäste) Hel fotplatta <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL Delad fotplatta <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL Bålstöd (monteras på hög rygg) <input type="checkbox"/> Standard rak bäge <input type="checkbox"/> Svängd bäge <input type="checkbox"/> Sväng och ställbart bålstöd Grenkil i svart konstläder Bredd: <input type="checkbox"/> 11 cm <input type="checkbox"/> 15 cm Höftbälte (med fäste under sits) Höftbälte <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L Knästoppar i svart konstläder <input type="checkbox"/> 15x8 cm, par (monteras på benstöd) Körhandtag/Körbygel <input type="checkbox"/> Körhandtag <input type="checkbox"/> Körbygel Nackstöd (monteras på hög rygg) <input type="checkbox"/> Plan kudde <input type="checkbox"/> Skålad kudde Sidostöd justerbara i bredd (bxh) <input type="checkbox"/> 28x8 cm <input type="checkbox"/> 24x14 cm <input type="checkbox"/> 30x16 cm	
C Sitstilt 2 <input type="checkbox"/> Vevreglerad sitstilt					
D Låg rygg 0 <input type="checkbox"/> Standard ryggmekanism 1 <input type="checkbox"/> Medic ryggmekanism Hög rygg 5 <input type="checkbox"/> Standard ryggmekanism 6 <input type="checkbox"/> Medic ryggmekanism					
E Hjul 0 <input type="checkbox"/> Standardhjul, XL 100 mm 2 <input type="checkbox"/> Extra lätttrullat hjul, SL 100 mm* *För hårt underlag					
F Sitthöjd** Manuell EL 0 <input type="checkbox"/> Standard 50-70 cm 54-82 cm 1 <input type="checkbox"/> Låg sitthöjd 45-65 cm 47-67 cm 5 <input type="checkbox"/> Standard sitthöjd med rotation*** 6 <input type="checkbox"/> Låg sitthöjd med rotation*** ***Ej 9600 EL					
G Sits Breddxdjup 0 <input type="checkbox"/> Sadelsits Ergomedic 40x36 cm 1 <input type="checkbox"/> Sadelsits Medic 40x36 cm 2 <input type="checkbox"/> Sadelsits 36x36 cm 3 <input type="checkbox"/> Sadelsits 41x41 cm		Ryggar bredd x höjd Armstöd Låg 33x26 cm hög 33x36 cm 35 cm Låg 33x26 cm hög 33x36 cm 35 cm Låg 33x26 cm hög 33x36 cm 35 cm Låg 33x26 cm hög 33x36 cm 35 cm			
H Användarens vikt 0 <input type="checkbox"/> 55-90 kg 1 <input type="checkbox"/> < 55 kg Användarvikt >130kg 2 <input type="checkbox"/> 90-140 kg kontakta Mercado Medic 3 <input type="checkbox"/> 90-150 kg EL-lyftomat		Armstöd <input type="checkbox"/> Svart konstläder <input type="checkbox"/> Utan armstöd <input type="checkbox"/> Tygklädda <input type="checkbox"/> Comfort Längd: <input type="checkbox"/> 25 cm <input type="checkbox"/> 30 cm <input type="checkbox"/> 35 cm			
Övrigt 					
Antal stolar					