

⊕ REAL® 9000 PLUS KIND

Unser Therapiestuhl mit **PLUS-**, **EVI-** oder **SPIDER-Untergestell** macht Inklusion KINDERleicht.







EIN Modulsystem UNZÄHLBARE Möglichkeiten

Der Therapiestuhl REAL 9000 PLUS KIND ermöglicht dem Kind Selbständigkeit in vielen Bereichen. Unser **Modulsystem** umfasst:

Ergonomisches ERGOMEDIC (PLUS) Sitzsystem

Wir bieten eine große Auswahl an Sitzpolstern, Rückenlehnen, Rollen und Zubehör, so dass unser Therapiestuhl optimal an das Kind angepasst werden kann. Dank der Form, Verstellbarkeit und Austauschbarkeit von Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen lässt sich die ergonomische Sitzhaltung ganz nach Bedarf variieren. So ist das Sitzpolster bei allen Modellen auf Wunsch mit leichter Polsterung oder mit viskoelastischem Schaum erhältlich. Neben unserem ERGOMEDIC-Sitzsystem bieten wir für den SPIDER auch Sitzelemente aus Holz an.

Das ergonomisch gepolsterte Sitzsystem unterstützt eine aktive Sitzhaltung und der Stuhl kann mit dem Kind MITWACHSEN.







Untergestell mit einer variablen Sitzhöhenverstellung

Trotz seiner geringen Maße von 43 x 53 cm (B x T) ist das vollverschweißte PLUS-Untergestell extrem stabil. Die Sitzhöhe kann entweder mit einer Gasfeder eingestellt oder optional elektrisch verstellt werden. So wird eine ergonomische Sitzhaltung im Verhältnis zur Arbeitsfläche erreicht, vor allem in Kombination mit unserem REAL SCRIBA TISCH, aber auch mit vorhandenem Schulmobiliar.

Unser EVI-Untergestell eignet sich sehr gut sowohl für eine aktive als auch eine passive Sitzhaltung mit umfangreicher Sitzunterstützung. Durch die variable Höhe ist zwischen Essen am Tisch und Spielen in Bodennähe alles möglich: die Sitzhöhe kann leicht per Gasfeder verändert werden, während das Kind im Stuhl sitzt.

Die sehr niedrige Sitzhöhe ist eines der wichtigsten Merkmale des SPIDER-Untergestells. Dank dieser niedrigen Sitzhöhe (ab 17 cm!), der maximalen Trippelfläche und der leicht laufenden Rollen ist Trippeln kinderleicht, sowohl zu Hause als auch im Klassenzimmer. Mit dem REAL SPIDER kann sich das Kind eigenständig und in der richtigen Sitzhaltung an einem (Schul-)Tisch bewegen.











Zuverlässiges Bremssystem

Für einen sicheren Stand des PLUS- und SPIDER-Untergestells sorgt unser Bremssytem mit separaten Bremsstützen und kräftigen Bremsbelägen. Die Hubkurve wurde computerberechnet entwickelt und lässt sich deswegen per Hand (oder Fuß der Begleitperson) mit nur wenig Kraftaufwand betätigen. Die Bremshebelhalterung ist stufenverstellbar. Damit lässt der Bremshebel sich auch gut bedienen, wenn die Armlehnen seitlich verstellt sind. Als zusätzliche Option bieten wir eine elektrische Feststellbremse.

Das **EVI-Untergestell** verfügt über 4 bremsbare Leichtlaufrollen. Diese können mit dem Fuß fixiert und gelöst werden.



Eine wichtige Ergänzung – Sitzwinkelfunktion für eine aktive oder passive Sitzhaltung und zur Vorbeugung von Sitzbelastungsschmerzen oder Dekubitus

Beim PLUS- oder SPIDER-Untergestell kann mit unserer optional lieferbaren Sitzwinkelfunktion die Druckbelastung auf den Körper verändert und damit Sitzbelastungsschmerzen oder Dekubitus vorgebeugt werden. Dank der Standard-Sitzwinkelverstellung per Gasfeder mit Fuß-Bedienpedal beim EVI-Untergestell kann einfach zwischen einer aktiven und passiven Sitzhaltung gewechselt werden. So kann immer eine optimale Sitzhaltung für jede Aktivität gefunden werden, sei es Essen, Spielen, Lernen und bei der Teilnahme an Therapie.







PLUS-Untergestell (Standard)

- Leicht zu bedienende Bremse mit breitenverstellbarer Bremshebelhalterung. Zur Montage rechts oder links
- ❖ Stabiles PLUS-Untergestell 43 x 53 cm (B x T)
- Armlehnen in Höhe und Breite einstellbar
- Sitzhöheneinstellung per Gasfeder
- Sitzwinkelverstellung optional

- Füße auf dem Boden oder optionale einzelne Medic Fußstützen oder hochklappbares Fußbrett
- Die Farbe ist standard Schwarz. Optional in blau, grün oder rosa erhältlich
- Schiebegriff optional erhältlich
- ❖ Maximales Nutzergewicht 75 kg
- ❖ Hubbereich:20 cm oder 14 cm per Gasfeder28 cm oder 20 cm elektrisch



EVI-Untergestell (Alternativ)

- Sitzsystem aus ErgoMedicund/oder ErgoMedic PLUS-Elementen
- ❖ 44 x 57 cm (B x T)
- Armlehnen in Höhe und Breite einstellbar
- Sitzhöhenverstellung per Gasfeder mit Fuß-Bedienpedal:
 23-62 cm gemessen vom Boden bis zur UNTERKANTE des Sitzpolsters
- Sitzwinkelverstellung per Gasfeder mit Fuß-Bedienpedal: 0° / -34°
- ♣ Hochklappbares Fußbrett
- * Schiebegriff optional erhältlich
- MaximalesNutzergewicht 50 kg
- Vier bremsbare Leichtlaufrollen



SPIDER-Untergestell (Alternativ)

- Sitzhöheneinstellung per Gasfeder
- Sitzwinkelverstellung optional
- ❖ Füße auf dem Boden oder optionale Fußunterstützung.
- Die Farbe ist standard Schwarz. Optional in blau, grün oder rosa erhältlich
- Maximales Nutzergewicht 50 kg
- ❖ Armlehnen in Höhe und Breite einstellbar

Die Ausführung wird an den individuellen Bedarf ANGEPASST









OPTIONEN Eine Vielzahl an Optionen.





SITZWINKEL-**FUNKTION** Mit Gasfeder, Kurbel oder elektrisch.









RÜCKEN-LEHNE Wählen Sie die gewünschte Ausführung.









SITZHÖHEN-**VERSTELLUNG** elektrisch oder manuell.





BEDIENUNG Sie wählen die Ausführung und Anbringung.







UNTERGESTELL In verschie-

denen Ausführungen.







ROLLEN

Für verschiedene Böden, in unterschiedlichen Größen.







BEZUG

Velours, Inkontinenz-Material oder Kunstleder.























⊕ REAL® 9000 PLUS KIND

Hohe Qualitätsanforderungen gewährleisten einen jahrelangen und sicheren Gebrauch

Der REAL 9000 PLUS KIND wurde vom Schwedischen Technischen Forschungsinstitut SP getestet und gemäß DIN-EN 1335, 1-3 zugelassen. Zudem besitzt der Stuhl die CE-Kennzeichnung und erfüllt die schwedischen Anforderungen an medizintechnische Produkte sowie die des schwedischen Staatlichen Amtes für Arzneimittelwesen. Die hohen Qualitätsanforderungen gewährleisten zudem jahrelange Sicherheit im Gebrauch.

> REAL 9000 PLUS KIND mit PLUS-Untergestell HMV-Nr. 26.11.05.0040

