



DIE REAL-STÜHLE HABEN DIE CE-KENNZEICHNUNG
GEMÄSS DEN SCHWEDISCHEN VORSCHRIFTEN FÜR
MEDIZINTECHNISCHE PRODUKTE LVFS 2003:11.

ERGONOMISCHE SITZSYSTEME

für die REAL-Stühle



INDIVIDUELL ANPASSBARE PRODUKTE

Mercado produziert all seine
Polsterartikel in Eigenregie.
Daher können wir Ihnen eine
Anfertigung mit Spezialgrößen,
Materialien, Bezügen usw. Ihrer
Wahl anbieten.



ErgoMedic®

POLSTERTEILE FÜR REAL 9000, 9000 PLUS, 6100 UND 6100 PLUS

Zur optimalen Sitzhaltung und zum optimalen Sitzkomfort hat Mercado Medic in Zusammenarbeit mit dem Physiotherapeuten Bengt Engström das Sitzsystem ErgoMedic entwickelt. Das Sitzsystem umfasst drei Teile: Sitzpolster, Rückenlehne und Armlehnen. Dank der großen Auswahl an Rückenlehnen, Sitzpolstern, Rollen, Fixlyftomaten und Ellyftomaten (Hubsäulen) und Zubehör lässt sich ein funktioneller und bequemer Stuhl einfach zusammenstellen.

RÜCKENPOLSTER

Das ErgoMedic-Rückenpolster ist optimal an das ErgoMedic-Sitzpolster angepasst. Höhe, Form und Winkel der Rückenlehne wurden so optimiert, dass sie mehr Platz für den gesamten Beckenbereich bieten. Die Unterkante des Rückenpolsters hat daher eine leichte U-Form und ist weich. Dies ermöglicht – auch dank der Sitzpolsterform – eine großzügige Sitztiefe. Das Becken wird angenehm stabilisiert.

SITZPOLSTER

Für optimalen Sitzkomfort ist das ErgoMedic-Sitzpolster unter den Oberschenkeln etwas höher konzipiert als unterm Gesäß. Diese Form des Sitzpolsters verteilt den Druck gleichmäßig und verhindert selbst beim Anwinkeln nach vorn ein Vorwärtsrutschen. Zur Vergrößerung der Sitztiefe ist die Rückseite des Sitzpolsters niedrig gehalten. Hierdurch können sich die Sitzknochen bei gestreckter Wirbelsäule nach hinten bewegen. Da das Becken ganz hinten auf der Sitzfläche platziert werden kann, wo es zusätzlich von der Rückenlehne gestützt wird, erhalten die Beine optimale Stabilität.

ARTHRODESENSITZPOLSTER

Mercados Arthrodesensitzpolster bietet dieselbe ergonomische Hochwertigkeit wie der ErgoMedic-Sitz. Das Arthrodesensitzpolster ist geteilt und besitzt individuell verstellbare Elemente. Es wird vor allem zur Linderung/Rehabilitation orthopädischer Problematik an Hüfte und/oder Knie eingesetzt.

ARMLEHNENPOLSTER

Die Armlehnenpolster sind ein sehr wichtiger Bestandteil des ErgoMedic-Systems, weshalb wir sie ebenfalls ergonomisch gestaltet haben. Dies bedeutet: noch mehr Komfort beim Sitzen. Die Kanten sind an Innen- und Außenseite abgeschrägt, um den Druck auf die Unterarme bei längerem Aufliegen zu minimieren. Hinten ist das Armlehnenpolster nach innen gewölbt, damit der Ellenbogen stabil aufliegt. An der Vorderseite bietet sie sicheren Halt beim Aufstehen und Umsetzen. Der Bezug aus weichem Kunstleder ist angenehmer für die Haut und bietet auch bei Feuchte einen guten Halt (s. nächste Seite).



Rückenpolster ErgoMedic, Breite x Höhe

- 1 niedrig 27x22 cm
- niedrig 23x27 cm
- niedrig 23x20 cm
- 2 niedrig 30x26 cm
- 3 niedrig 33x26 cm
- 4 niedrig 38x26 cm

- 5 hoch 27x32 cm
- 6 hoch 30x34 cm
- 7 hoch 33x36 cm
- 8 hoch 40x34 cm
- 9 hoch 42x43 cm
- hoch 46x43 cm

Art.-Nr.

- BR1070XX
- BR1050XX
- BR1085XX
- BR1065XX
- BR1060XX
- BR1055XX

Arthrodesensitzpolster ErgoMedic Breite x Tiefe

- 11 40x43 cm
- 11 40x48 cm
- 11 44x43 cm
- 11 44x48 cm
- 11 48x48 cm

Art.-Nr.

- ST1330XX
- ST1325XX
- ST1320XX
- ST1315XX
- ST1310XX

Sitzpolster ErgoMedic, Breite x Tiefe

- 10 29x32 cm
- 10 33x35 cm
- 10 36x39 cm
- 10 36x43 cm
- 10 40x39 cm
- 10 40x43 cm
- 10 40x48 cm
- 10 44x43 cm
- 10 44x48 cm
- 10 48x48 cm
- 10 44x53 cm
- 10 48x53 cm

Art.-Nr.

- ST1055XX
- ST1050XX
- ST1045XX
- ST1040XX
- ST1035XX
- ST1030XX
- ST1025XX
- ST1020XX
- ST1015XX
- ST1010XX
- ST1013XX*
- ST1008XX*

Armlehnenpolster ErgoMedic

- 12 25 cm
- 12 30 cm
- 12 35 cm
- 12 40 cm

- AR101038
- AR102038
- AR103038
- AR104038

ERKLÄRUNG DER ARTIKELNUMMERN VON POLSTERTEILEN

Art.-Nr.: ST101546

„Sitzfläche ErgoMedic, Velours grau 44x48 cm“

Ziffern 1-2 = Art des Polsterteils
(ST=SEAT=Sitzfläche,
BR=BACKREST=Rückenlehne usw.)

Ziffern 3-4 = Sitzsystem (ErgoMedic,
ErgoMedic PLUS usw.)

Ziffern 5-6 = Größe
Ziffer 7 = Material (Velours, Kunstleder usw.)
Ziffer 8 = Farbe

! Die Sitzpolster und Rückenpolster sind auch mit viskoelastischem Schaum erhältlich.
* Ausnahme: ST101346 und ST100846.

INDIVIDUELL ANPASSBARE PRODUKTE

Mercado produziert all seine Polsterartikel in Eigenregie. Daher können wir Ihnen eine Anfertigung mit Sondergrößen, Materialien, Bezügen usw. Ihrer Wahl anbieten.



ERGOMEDIC® PLUS

POLSTERTEILE FÜR REAL 9000, 9000 PLUS, 6100 UND 6100 PLUS

Mercado Medic hat in Zusammenarbeit mit dem Physiotherapeuten Bengt Engström auch das Sitzsystem ErgoMedic PLUS entwickelt. Für noch mehr Unterstützung und Komfort.

Die Elemente der Systeme Ergomedic und Ergomedic PLUS können kombiniert werden.

RÜCKENPOLSTER

Das ErgoMedic PLUS-Rückenpolster ist in einer Reihe von Ausführungen erhältlich. Das höhere Rückenpolster ist optimal auf Becken und Brustwirbelsäule abgestimmt. Der untere Teil des hohen Rückenpolsters ist so geformt, dass auch bei nach hinten angewinkelter Rückenlehne das Becken gestützt wird. In der oberen Mitte, zwischen den Schulterblättern, haben wir eine zusätzliche weiche Stütze hinzugefügt, damit bei aufrechtem Sitzen ein stabiles Anlehnen möglich ist, ohne dass die Schulterpartie eingeeengt wird. Das hohe Rückenpolster ist auch mit tiefer Seitenführung erhältlich.

Die Form des niedrigen Rückenpolsters entspricht der der hohen, sie legt jedoch den Schwerpunkt auf Becken und Lendenwirbelsäule.

SITZPOLSTER

Die wichtigste Grundvoraussetzung für ein ergonomisches Sitzpolster ist ein stabiles und bequemes Sitzen.

Für Stabilität und Komfort sorgt die durchdachte Form der ErgoMedic PLUS-Sitzfläche, die außerdem optimal weich ist. Unter den Oberschenkeln ist das Sitzpolster höher angelegt als unterm Gesäß. Dank dieser Gestaltung wird der Druck gleichmäßig über Oberschenkel und Gesäß verteilt. So wird auch bei leicht nach vorn angewinkeltem Sitz das Vorwärtsrutschen verhindert. Wird das Gesäß ganz hinten auf dem Sitz platziert,

sodass das Becken gut am unteren Teil der Rückenlehne anliegt, werden auch die Beine stabilisiert. Die höhere, abgerundete Form zu beiden Seiten der Oberschenkel stabilisiert Becken und Beine.

ARMLEHNENPOLSTER

Die sitzende Person sollte gut zwischen Aktivität (Muskelspannung) und Entspannung abwechseln können. Die ErgoMedic PLUS-Armlehnenpolster sind so geformt, dass die Arme seitlich gestützt werden. Hierdurch wird der Oberkörper besser entlastet. Eine Erhöhung unter den Handgelenken bietet zusätzliche Entlastung. Vorn ist das Armlehnenpolster nach innen gewölbt, was zum Ausruhen der Hand besonders angenehm ist und beim Aufstehen besseren Halt bietet.

KOPFSTÜTZEN

Die Kopfstütze bietet insbesondere am unteren Hinterkopf gute Unterstützung. Am unteren Teil der Stütze befindet sich auf jeder Seite ein weiches Kissen, um das weichere Gewebe im Nackenbereich zu unterstützen.

Durch die flache Gestaltung des oberen Teils wird der Kopf nicht im Drehen eingeschränkt. Dank der Form und der Eigenschaften der Kopfstütze wird der Kopf auch bei aufrechter Sitzhaltung perfekt stabilisiert.



*8. Das verstellbare Lumbalkissen (mit Pumpe) bietet zusätzliche Unterstützung für die Lendenwirbelsäule.

Rückenpolster ErgoMedic PLUS, Breite x Höhe

1 35x20 cm	Art.-Nr. BR2080XX
1 40x20 cm	Art.-Nr. BR2075XX*
2 30x34 cm	Art.-Nr. BR2035XX*
3 35x43 cm	Art.-Nr. BR2020XX*
4 42x43 cm	Art.-Nr. BR2015XX*
4 46x43 cm	Art.-Nr. BR2010XX
5 mit tiefer Seitenführung 30x34 cm	Art.-Nr. BR2535XX*
6 mit tiefer Seitenführung 35x43 cm	Art.-Nr. BR2520XX*
6 mit tiefer Seitenführung 42x43 cm	Art.-Nr. BR2515XX
6 mit tiefer Seitenführung 46x43 cm	Art.-Nr. BR2510XX
7 mit tiefer Seitenführung mit Verstärkung 35x43 cm	Art.-Nr. BR3520XX*
7 mit tiefer Seitenführung mit Verstärkung 42x43 cm	Art.-Nr. BR3515XX
7 mit tiefer Seitenführung mit Verstärkung 46x43 cm	Art.-Nr. BR3510XX
8 mit aufblasbarem Lumbalkissen 35x43 cm	Art.-Nr. BR2120XX
8 mit aufblasbarem Lumbalkissen 42x43 cm	Art.-Nr. BR2115XX*
8 mit aufblasbarem Lumbalkissen 46x43 cm	Art.-Nr. BR2110XX
8 mit aufblasb. Lumbalkissen u. tiefer Seitenführung 35x43	Art.-Nr. BR2620XX
8 mit aufblasb. Lumbalkissen u. tiefer Seitenführung 42x43	Art.-Nr. BR2615XX
8 mit aufblasb. Lumbalkissen u. tiefer Seitenführung 46x43	Art.-Nr. BR2610XX
8 mit aufblasb. Lumbalkissen u. tiefer Seitenführung mit Verstärkung 35x43	Art.-Nr. BR3620XX
8 mit aufblasb. Lumbalkissen u. tiefer Seitenführung mit Verstärkung 42x43	Art.-Nr. BR3615XX
8 mit aufblasb. Lumbalkissen u. tiefer Seitenführung mit Verstärkung 46x43	Art.-Nr. BR3610XX

Sitzpolster ErgoMedic PLUS, Breite x Tiefe

9 29x32 cm	Art.-Nr. ST2055XX
9 33x35 cm	Art.-Nr. ST2050XX
9 36x39 cm	Art.-Nr. ST2045XX
9 36x43 cm	Art.-Nr. ST2040XX
9 40x39 cm	Art.-Nr. ST2035XX

Sitzpolster ErgoMedic PLUS, Breite x Tiefe

9 40x43 cm	Art.-Nr. ST2030XX
9 40x48 cm	Art.-Nr. ST2025XX
9 44x43 cm	Art.-Nr. ST2020XX
9 44x48 cm	Art.-Nr. ST2015XX*
9 48x48 cm	Art.-Nr. ST2010XX
9 44x53 cm	Art.-Nr. ST2013XX
9 48x53 cm	Art.-Nr. ST2008XX

Arthrodesensitzpolster ErgoMedic PLUS, Breite x Tiefe Art.-Nr.

10 40x39 cm	Art.-Nr. ST2335XX
10 40x43 cm	Art.-Nr. ST2330XX
10 40x48 cm	Art.-Nr. ST2325XX
10 44x43 cm	Art.-Nr. ST2320XX
10 44x48 cm	Art.-Nr. ST2315XX*
10 48x48 cm	Art.-Nr. ST2310XX

Kopfstütze ErgoMedic PLUS, Breite x Höhe

11 30x23 cm	Art.-Nr. NS20XX*
12 30x8 cm	Art.-Nr. NS40XX*

Armlehnenpolster ErgoMedic PLUS

13 rechts 42 cm	Art.-Nr. AR205138*
13 42 cm	Art.-Nr. AR205238
13 30 cm	Art.-Nr. AR202138*
13 30 cm	Art.-Nr. AR202238

*Mit Stern gekennzeichneten Artikel sind auf den Abbildungen zu sehen
! Die Sitzpolster und Rückenpolster sind auch mit viskoelastischem Schaum erhältlich.

INDIVIDUELL ANPASSBARE PRODUKTE

Mercado produziert all seine Polsterartikel in Eigenregie. Daher können wir Ihnen eine Anfertigung mit Sondergrößen, Materialien, Bezügen usw. Ihrer Wahl anbieten.



WEITERE SITZELEMENTE UND BEZÜGE

SEITENPELOTEN

Manchmal wird eine Extra-Unterstützung durch Seitenpelotten benötigt. Mercado bietet drei Arten von Seitenpelotten: schwenk- und verstellbar, gerade und gewölbt.

MEHR KOPFSTÜTZEN

Die Kopfstütze bietet dem Kopf die optimale Unterstützung für die richtige Sitzhaltung und entlastet Nacken und Rücken bei unzureichender Rumpfkontrolle. Sie lässt sich einfach in die gewünschte Position bringen. In gerader, gewölbter und ErgoMedic PLUS-Ausführung erhältlich.

WECHSELBEZÜGE

Der Wechselbezug schützt die Polsterung gegen Schmutz und Staub und verlängert ihre Lebensdauer. Wechselbezüge sind für alle Sitzelemente in verschiedenen Farben erhältlich. Der Inkontinenzbezug bietet eine schnelle und einfache Lösung zum Schutz des Sitzes gegen Nässe.

MEHR ARMLEHNEN

Die Hemiplegie-Armlehnen eignen sich insbesondere für Personen mit Teillähmung. Dank der Innenwölbung an der Armlehne lässt sich der gelähmte Arm leichter aufstützen. Die Armlehne lässt sich auch drehen und bietet dadurch optimale Positionierung. Die mobile Armlehnenausführung hat eine zusätzliche Polsterung mit weichem Kaltschaum und bietet so optimalen Komfort.

OBERSCHENKELFÜHRUNG

Die Oberschenkelführung bietet Stabilität und Unterstützung bei der Sitzhaltung. Auch eine Verwendung als Oberschenkelstütze ist möglich. Damit erhalten die Füße besseren Halt auf den Fußstützen bzw. auf dem Boden, da die Beine zusammengehalten werden. Die Oberschenkelführung lässt sich individuell einstellen.

MEHR SITZPOLSTER

Die Sitzfläche mit viskoelastischem Schaum besteht aus zwei verschiedenen Materialien. Das obere, der viskoelastische Schaum, passt sich in der Form an und bietet sowohl eine gleichmäßige Druckverteilung als auch erhöhten Sitzkomfort.

Das untere Material bildet die polsternde Schicht zwischen Sitzknochen und Holzplatte. Selbst bei kürzerem Sitzen auf dem Stuhl formt sich das Sitzkissen nach dem Gesäß. Sämtliche Sitzelemente lassen sich mit diesem Material anfertigen.

Eine Grundplatte aus Holz ist als Basis der Nachrüstung nach Maß erhältlich.

Oben genannte Grundplatte aus Holz in Kombination mit einer Anti-Rutsch-Funktion empfehlen wir für verschiedene individuell anpassbare Sitzkissen. Sitzflächen mit Hygienebezug sind speziell für Personen mit Inkontinenzproblemen erhältlich.

Hierfür eignen sich zusätzliche Wechselbezüge aus Velours.



Seitenpelotte, Breite x Höhe

- 1 Kissen 15x13 cm
2 schwenk- und verstellbar

Art.-Nr.

TS10XX
TS2038

Kopfstütze, Breite x Höhe

- 3 Kissen gerade 29x16 cm
4 Kissen gewölbt 31x18 cm

Art.-Nr.

NS10XX
NS30XX

Armlehnenpolster

- 6 Mobil 25 cm
6 Mobil 30 cm
6 Mobil 35 cm
6 Mobil 40 cm
7 Hemiplegie 45x12 cm
8 extra weich 25 cm
8 extra weich 30 cm
8 extra weich 35 cm

Art.-Nr.

AR301038
AR302038
AR303038
AR304038
AR406038
AR511038
AR512038
AR513038

- 9 Sitzgrundplatte aus Holz
10 Sitzgrundplatte aus Holz mit Anti-Rutsch

ST10xx90
ST10xx61

Oberschenkelführung, Breite x Höhe

- 11 Oberschenkelführung XS, 15x8 cm
12 Oberschenkelführung S, 28x8 cm
13 Oberschenkelführung M, 24x14 cm
14 Oberschenkelführung L, 30x16 cm

Art.-Nr.

SS10XX
SS20XX
SS30XX
SS40XX

Wechselbezug

- 5 In Velours oder Inkontinenzmaterial erhältlich.
16 Sitzfläche ErgoMedic mit Hygienebezug.
Zur Ergänzung mit einem Überzug aus Velours.

Sitzfläche mit visko. Schaum Größe Breite x Tiefe

- 15 33x35 cm
15 36x39 cm
15 36x43 cm
15 40x39 cm
15 40x43 cm
15 40x48 cm
15 44x43 cm
15 44x48 cm
15 48x48 cm

ErgoMedic mit visko. Schaum

ST1150XX
ST1145XX
ST1140XX
ST1135XX
ST1130XX
ST1125XX
ST1120XX
ST1115XX
ST1110XX

ErgoMedic Arthrodese mit visko. Schaum

-
-
-
ST1435XX
ST1430XX
ST1425XX
ST1420XX
ST1415XX
ST1410XX

ErgoMedic PLUS mit visko. Schaum

ST2150XX
ST2145XX
ST2140XX
ST2135XX
ST2130XX
ST2125XX
ST2120XX
ST2115XX
ST2110XX

ErgoMedic PLUS Arthrodese mit visko. Schaum

-
-
-
ST2435XX
ST2430XX
ST2425XX
ST2420XX
ST2415XX
ST2410XX



SPEZIELLE SITZELEMENTE

FÜR REAL 2015/2624, 9500/9600 EL UND 9200 TWIN (EL)

SATTELSITZ CLASSIC 36X36 41X41

Flacher Sattelsitz „Allround“, für die meisten Stühle geeignet.

SATTELSITZ MEDIC 40X36

Gewölbter Sattelsitz für gute Positionierung.

SATTELSITZ ERGOMEDIC 40X36

Rückseitig teilversenkt zur leichten Entlastung des Steißbeins.

SATTELSITZ ERGOMEDIC 40X36, GERADE SATTELNASE, ERGONOMISCHE EINSENKUNG ZUR STEISSBEIN-DRUCKENTLASTUNG

Ermöglicht bei geeignetem Einsatz der Bauchstütze eine Entlastung von Steißbein und Wirbelsäule.

SATTELSITZ ERGOMEDIC, GERADE SATTELNASE, AUSSPARUNG IM STEISSBEINBEREICH

Ermöglicht bei geeignetem Einsatz der Bauch-/ Brustbeinstütze eine maximale Entlastung von Steißbein, Wirbelsäule und Sitzknochen.

RUNDER SITZ MIT ERHEBUNG

Die runde Form mit Erhebung ermöglicht ein Wechseln der Sitzhaltung mit variabler Beinstellung und Beckenanwinklung. Darüber hinaus reduziert sie bei geeignetem Einsatz der Bauchstütze den Druck unter den Oberschenkeln.

BAUCHSTÜTZE MIT STÜTZFÜHRUNG OBEN UND UNTEN

Stabilisiert einen größeren Bereich – besonders gefragt bei eingeschränkter Funktion von Nacken und Brustwirbelsäule.

BAUCHSTÜTZE MEDIC

Bietet bei Verwendung einer kleineren Bauchstütze eine Stabilisierung von Brustwirbelsäule bzw. dem Bereich von Brust- und Lendenwirbelsäule.

REAL 9200 TWIN (EL) – SITZE MIT ZUSÄTZLICHER POLSTERUNG

Übergewicht belastet den Körper stark. Das richtige Sitzsystem bringt Erleichterung.



REAL 2015/2624,

9500/9600 EL Sitzfläche, Breite x Tiefe

	Art.-Nr.
1 Sattelsitz Classic 36x36	ST3247XX
1 Sattelsitz Classic 41x41	ST3223XX
2 Sattelsitz Medic 40x36	ST3336XX
3 Sattelsitz ErgoMedic 40x36	ST3436XX
4 Sattelsitz Einsenkung Steißbein 40x36	ST3636XX
5 Sattelsitz Aussparung Steißbeinbereich 40x36	ST3736XX
6 Sitzfläche Rund Durchmesser 35	ST3051XX
6 Sitzfläche Rund Durchmesser 40	ST3038XX
7 Sitzfläche Rund Durchmesser mit Erhebung 35	ST3151XX

Rücken- und Bauchstütze, Breite x Höhe

8 Rücken-/Bauch-/Brustbeinstütze Classic 33x16	BR1090XX
9 Bauch-/Brustbeinstütze verlängerte Stützführung Oben und Unten 27x27	BR4167XX
10 Bauch-/Brustbeinstütze Medic 27x23	BR4069XX
11 Bauch-/Brustbeinstütze Medic 27x23	BR4069XX
12 Rückenpolster ErgoMedic 33x26	BR1060XX

REAL 9200 TWIN (EL) Sitzpolster, Breite x Tiefe Art.-Nr.

13 72x50	ST4060XX
13 62x50	ST4063XX
13 52x50	ST4066XX
13 72x45	ST4061XX
13 62x45	ST4064XX
13 52x45	ST4067XX
13 72x40	ST4062XX
13 62x40	ST4065XX
13 52x40	ST4068XX

Rückenpolster, Breite x Höhe


14 66x43	BR5006XX
14 65x42	BR5008XX
14 46x43	BR5010XX

INDIVIDUELL ANPASSBARE PRODUKTE


Mercado produziert all seine Polsterartikel in Eigenregie. Daher können wir Ihnen eine Anfertigung mit Sondergrößen, Materialien, Bezügen usw. Ihrer Wahl anbieten.

MAßE DER RÜCKENPOLSTER

ErgoMedic




- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 46x43 cm | Art.-Nr.: BR1010XX |
| 2 | Größe: 42x43 cm | Art.-Nr.: BR1015XX |
| 3 | Größe: 40x34 cm | Art.-Nr.: BR1030XX |
| 4 | Größe: 38x26 cm | Art.-Nr.: BR1055XX |
| 5 | Größe: 33x36 cm | Art.-Nr.: BR1025XX |
| 6 | Größe: 33x26 cm | Art.-Nr.: BR1060XX |




- | | | |
|----|-----------------|--------------------|
| 7 | Größe: 33x16 cm | Art.-Nr.: BR1090XX |
| 8 | Größe: 30x34 cm | Art.-Nr.: BR1035XX |
| 9 | Größe: 30x26 cm | Art.-Nr.: BR1065XX |
| 10 | Größe: 27x32 cm | Art.-Nr.: BR1045XX |
| 11 | Größe: 27x22 cm | Art.-Nr.: BR1070XX |
| 12 | Größe: 23x27 cm | Art.-Nr.: BR1050XX |
| 13 | Größe: 23x20 cm | Art.-Nr.: BR1085XX |

ErgoMedic PLUS




- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 46x43 cm | Art.-Nr.: BR2010XX |
| 2 | Größe: 42x43 cm | Art.-Nr.: BR2015XX |
| 3 | Größe: 35x43 cm | Art.-Nr.: BR2020XX |
| 4 | Größe: 40x20 cm | Art.-Nr.: BR2075XX |
| 5 | Größe: 35x20 cm | Art.-Nr.: BR2080XX |




- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 6 | Größe: 30x34 cm | Art.-Nr.: BR2035XX |
| 7 | Größe: 25x34 cm | Art.-Nr.: BR2040XX |

ErgoMedic PLUS mit tiefer Seitenführung




- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 46x43 cm | Art.-Nr.: BR2510XX |
| 2 | Größe: 42x43 cm | Art.-Nr.: BR2515XX |
| 3 | Größe: 35x43 cm | Art.-Nr.: BR2520XX |
| 4 | Größe: 30x34 cm | Art.-Nr.: BR2535XX |

ErgoMedic PLUS mit tiefer Seitenführung mit Verstärkung




- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 46x43 cm | Art.-Nr.: BR3510XX |
| 2 | Größe: 42x43 cm | Art.-Nr.: BR3515XX |
| 3 | Größe: 35x43 cm | Art.-Nr.: BR3520XX |

ErgoMedic PLUS mit aufblasbarem Lumbalkissen



- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 46x43 cm | Art.-Nr.: BR2110XX |
| 2 | Größe: 42x43 cm | Art.-Nr.: BR2115XX |
| 3 | Größe: 35x43 cm | Art.-Nr.: BR2120XX |



ErgoMedic PLUS mit aufblasbarem Lumbalkissen und tiefer Seitenführung



- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 46x43 cm | Art.-Nr.: BR2610XX |
| 2 | Größe: 42x43 cm | Art.-Nr.: BR2615XX |
| 3 | Größe: 35x43 cm | Art.-Nr.: BR2620XX |

MAßE DER SITZPOLSTERN


ErgoMedic




- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 48x53 cm | Art.-Nr.: ST1008XX |
| 2 | Größe: 48x48 cm | Art.-Nr.: ST1010XX |
| 3 | Größe: 44x53 cm | Art.-Nr.: ST1013XX |
| 4 | Größe: 44x48 cm | Art.-Nr.: ST1015XX |
| 5 | Größe: 44x43 cm | Art.-Nr.: ST1020XX |
| 6 | Größe: 40x48 cm | Art.-Nr.: ST1025XX |

- | | | |
|----|-----------------|--------------------|
| 7 | Größe: 40x43 cm | Art.-Nr.: ST1030XX |
| 8 | Größe: 40x39 cm | Art.-Nr.: ST1035XX |
| 9 | Größe: 36x43 cm | Art.-Nr.: ST1040XX |
| 10 | Größe: 36x39 cm | Art.-Nr.: ST1045XX |
| 11 | Größe: 33x35 cm | Art.-Nr.: ST1050XX |
| 12 | Größe: 29x32 cm | Art.-Nr.: ST1055XX |

ErgoMedic mit viskoelastischem Schaum




- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 48x48 cm | Art.-Nr.: ST1110XX |
| 2 | Größe: 44x48 cm | Art.-Nr.: ST1115XX |
| 3 | Größe: 44x43 cm | Art.-Nr.: ST1120XX |
| 4 | Größe: 40x48 cm | Art.-Nr.: ST1125XX |
| 5 | Größe: 40x43 cm | Art.-Nr.: ST1130XX |
| 6 | Größe: 40x39 cm | Art.-Nr.: ST1135XX |
| 7 | Größe: 36x43 cm | Art.-Nr.: ST1140XX |




- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 8 | Größe: 36x39 cm | Art.-Nr.: ST1145XX |
| 9 | Größe: 33x35 cm | Art.-Nr.: ST1150XX |

Sitzgrundplatte aus Holz




- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 48x48 cm | Art.-Nr.: ST101090 |
| 2 | Größe: 44x48 cm | Art.-Nr.: ST101590 |
| 3 | Größe: 44x43 cm | Art.-Nr.: ST102090 |
| 4 | Größe: 40x48 cm | Art.-Nr.: ST102590 |
| 5 | Größe: 40x43 cm | Art.-Nr.: ST103090 |
| 6 | Größe: 40x39 cm | Art.-Nr.: ST103590 |
| 7 | Größe: 36x43 cm | Art.-Nr.: ST104090 |
| 8 | Größe: 36x39 cm | Art.-Nr.: ST104590 |
| 9 | Größe: 33x35 cm | Art.-Nr.: ST105090 |

Sitzgrundplatte mit Anti-Rutsch




- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 48x48 cm | Art.-Nr.: ST101061 |
| 2 | Größe: 44x48 cm | Art.-Nr.: ST101561 |
| 3 | Größe: 44x43 cm | Art.-Nr.: ST102061 |
| 4 | Größe: 40x48 cm | Art.-Nr.: ST102561 |
| 5 | Größe: 40x43 cm | Art.-Nr.: ST103061 |
| 6 | Größe: 40x39 cm | Art.-Nr.: ST103561 |
| 7 | Größe: 36x43 cm | Art.-Nr.: ST104061 |
| 8 | Größe: 36x39 cm | Art.-Nr.: ST104561 |
| 9 | Größe: 33x35 cm | Art.-Nr.: ST105061 |

ErgoMedic Arthrodesen





- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 48x48 cm | Art.-Nr.: ST1310XX |
| 2 | Größe: 44x48 cm | Art.-Nr.: ST1315XX |
| 3 | Größe: 44x43 cm | Art.-Nr.: ST1320XX |
| 4 | Größe: 40x48 cm | Art.-Nr.: ST1325XX |
| 5 | Größe: 40x43 cm | Art.-Nr.: ST1330XX |
| 6 | Größe: 40x39 cm | Art.-Nr.: ST1335XX |

ErgoMedic Arthrodesen mit viskoelastischem Schaum



- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 48x48 cm | Art.-Nr.: ST1410XX |
| 2 | Größe: 44x48 cm | Art.-Nr.: ST1415XX |
| 3 | Größe: 44x43 cm | Art.-Nr.: ST1420XX |
| 4 | Größe: 40x48 cm | Art.-Nr.: ST1425XX |
| 5 | Größe: 40x43 cm | Art.-Nr.: ST1430XX |
| 6 | Größe: 40x39 cm | Art.-Nr.: ST1435XX |


ErgoMedic PLUS




- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 48x53 cm | Art.-Nr.: ST2008XX |
| 2 | Größe: 48x48 cm | Art.-Nr.: ST2010XX |
| 3 | Größe: 44x53 cm | Art.-Nr.: ST2013XX |
| 4 | Größe: 44x48 cm | Art.-Nr.: ST2015XX |
| 5 | Größe: 44x43 cm | Art.-Nr.: ST2020XX |
| 6 | Größe: 40x48 cm | Art.-Nr.: ST2025XX |

- | | | |
|----|-----------------|--------------------|
| 7 | Größe: 40x43 cm | Art.-Nr.: ST2030XX |
| 8 | Größe: 40x39 cm | Art.-Nr.: ST2035XX |
| 9 | Größe: 36x43 cm | Art.-Nr.: ST2040XX |
| 10 | Größe: 36x39 cm | Art.-Nr.: ST2045XX |
| 11 | Größe: 33x35 cm | Art.-Nr.: ST2050XX |
| 12 | Größe: 29x32 cm | Art.-Nr.: ST2055XX |

ErgoMedic PLUS mit viskoelastischem Schaum





- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 48x53 cm | Art.-Nr.: ST2108XX |
| 2 | Größe: 48x48 cm | Art.-Nr.: ST2110XX |
| 3 | Größe: 44x53 cm | Art.-Nr.: ST2113XX |
| 4 | Größe: 44x48 cm | Art.-Nr.: ST2115XX |
| 5 | Größe: 44x43 cm | Art.-Nr.: ST2120XX |
| 6 | Größe: 40x48 cm | Art.-Nr.: ST2125XX |



- | | | |
|----|-----------------|--------------------|
| 7 | Größe: 40x43 cm | Art.-Nr.: ST2130XX |
| 8 | Größe: 40x39 cm | Art.-Nr.: ST2135XX |
| 9 | Größe: 36x43 cm | Art.-Nr.: ST2140XX |
| 10 | Größe: 36x39 cm | Art.-Nr.: ST2145XX |
| 11 | Größe: 33x35 cm | Art.-Nr.: ST2150XX |

ErgoMedic PLUS Arthrodeese


ErgoMedic PLUS Arthrodeese mit viskoelastischem Schaum




- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 48x48 cm | Art.-Nr.: ST2310XX |
| 2 | Größe: 44x48 cm | Art.-Nr.: ST2315XX |
| 3 | Größe: 44x43 cm | Art.-Nr.: ST2320XX |
| 4 | Größe: 40x48 cm | Art.-Nr.: ST2325XX |
| 5 | Größe: 40x43 cm | Art.-Nr.: ST2330XX |
| 6 | Größe: 40x39 cm | Art.-Nr.: ST2335XX |

- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Größe: 48x48 cm | Art.-Nr.: ST2410XX |
| 2 | Größe: 44x48 cm | Art.-Nr.: ST2415XX |
| 3 | Größe: 44x43 cm | Art.-Nr.: ST2420XX |
| 4 | Größe: 40x48 cm | Art.-Nr.: ST2425XX |
| 5 | Größe: 40x43 cm | Art.-Nr.: ST2430XX |
| 6 | Größe: 40x39 cm | Art.-Nr.: ST2435XX |


BEZÜGE




41 Rot



45 REAL-Blau



46 Grau



48 Schwarz


KUNSTLEDER




31 Rot




32 Braun



35 Blau



36 Grau



38 Schwarz

ERKLÄRUNG DER ARTIKELNUMMERN VON POLSTERTEILEN

Art.-Nr.: ST101546

„Sitzfläche ErgoMedic, Velours grau 44x48 cm“

Ziffern 1-2 = Art des Polsterteils
(ST=SEAT=Sitzfläche,
BR=BACKREST=Rückenlehne usw.)

Ziffern 3-4 = Sitzsystem (ErgoMedic,
ErgoMedic PLUS usw.)

Ziffern 5-6 = Größe

Ziffer 7 = Material (Velours, Kunstleder usw.)

Ziffer 8 = Farbe

WEITERE BEZUGSOPTIONEN




60 Inkontinenzbezug



95 ohne Bezug

WECHSELBEZÜGE*



66 Inkontinenzbezug

(Kunststoffüberzug mit grauem Velours)

**Wechselbezüge sind mit folgenden
Farbcodes erhältlich: 41, 42, 45, 46, 48,
und 66. Inkontinenzwechselbezüge sind
nur mit Farbcode 66 erhältlich. Nähere
Informationen erhalten Sie unter www.mercadomedic.de oder direkt von Mercado.*



SITZPOLSTERHÖHE			ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
			Sitzpolsterhöhe	
			Artikelnr: STXXXXXX Verändert: 1509 Gültig ab: 1403	
	Artikel		Art.nr.	
	Sitzpolster		STXXXXXX	
	Modell		Bild	
	ErgoMedic		A	
	ErgoMedic PLUS		B	
	ErgoMedic mit viskoelastischem Schaum		C	
	ErgoMedic PLUS mit viskoelastischem Schaum		D	
ErgoMedic TWIN		E		
Sitzgrundplatte (mit Anti-Rutsch)		F		
Bilder				
				
				
				
Die Sitzhöhe ist gemessen vom Boden bis zur Unterkante des Sitzpolsters. Mit unserem Standard Sitzwinkel-Mechanismus erhöht sich die Sitzhöhe um 1 cm. Mit unserem Sitzwinkel-Mechanismus mit 3 Einstellbereiche erhöht sich die Sitzhöhe um 2 cm.				
		Mercado Medic Deutschland GmbH Augustinusstraße 11e 50226 Frechen Königsdorf		
		Telefon T. +49 2234 809 85 87		
		E-mail und Internet info@mercadomedic.de www.mercadomedic.de		
				



Mercado Medic Deutschland GmbH
Dieselstraße 12a
50259 Pulheim

Telefon
T. +49 2238 844 86 40

E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de