

Överdrag Sits Inkontinens

Dok.nr. 20-06576
Revision 01
Uppdaterad 2020-12-01
Skapad 1998-07-01

Montering/Bruksanvisning

ARTIKLAR

STCXXX66 Överdrag Sits Inkontinens Plysch Grå

FÖRKLARING

X:en i artikelnumret är en synonym för samtliga sifferkoder. De 2 första X:en utgör modellen på överdraget och de sista 2 utgör storleken på överdraget.

Modeller [STCXXX66]

10: ErgoMedic
11: ErgoMedic slow recovery
20: ErgoMedic PLUS
21: ErgoMedic PLUS slow recovery
40: TWIN

Storlekar [STCXXX66]

Vuxen:	Barn:	TWIN:
08: 48x53	35: 40x39	60: 72x50
10: 48x48	40: 36x43	61: 72x45
13: 44x53	45: 36x39	62: 72x40
15: 44x48	50: 33x35	63: 62x50
20: 44x43	55: 29x32	64: 62x45
25: 40x48		65: 62x40
		66: 52x50
Universal:		67: 52x45
30: 40x43		68: 52x40

UTFÖRANDE

Trä överdraget över stoppdetaljen, vid plastad frotté ska frottématerialet vara vänt utåt. Notera att lappen för storlek och skötselanvisning placeras över sitsens bakkant. Var noggrann att sömmen på överdraget är trätt jämnt över sitsens kant.

Överdrag finns till alla stoppdetaljer. Se www.mercado.se eller kontakta Mercado för mer information om överdrag till stoppdetaljer.

