





ARMSTÖDSPLATTA

Armrest pad






- A** AR10xxxx Armstöd platta ErgoMedic
Armrest Classic
AR11xxxx Armstöd platta ErgoMedic Mini
Armrest Mini
- B** AR20xxxx Armstöd platta ErgoMedic Plus
Armrest ErgoMedic Plus
- C** AR30xxxx Armstöd platta Mobil
Armrest Mobile
- D** AR4060xx Armstöd platta Hemiplegi 45x12cm
Armrest Hemiplegi
- E** AR50xxxx Armstöd platta Comfort
Armrest Comfort
- F** AR51xxxx Armstöd platta extra soft
Armrest Extra soft
- G** 802039 K6S M6x25 Svartkromaterad Möbelskruv M6x25
K6S M6x25 black chromated furniture screw M6x25
- H** 800096 MC6S M6x16 FZB 8.8 Insexskruv M6x16 FZB
MC6S M6x16 FZB 8.8 Screw M6x16 FZB




A + G





- ARM101X Armstödsmek Plus 32 cm
Armrest Mech. Plus 32 cm
- ARM111X Armstödsmek Plus 38 cm
Armrest Mech. Plus 38 cm
- ARM121X Armstödsmek Plus mini 21 cm
Armrest Mech. Plus Mini 21 cm
- ARM131X Armstödsmek Plus mini 32 cm
Armrest Mech. Plus Mini 32 cm
- ARM501X Armstödsmek 9500 38 cm
Armrest Mech. 9500 38 cm
- ARM601X Armstödsmek 2000 32 cm
Armrest mechanism REAL 2000 32 cm
- ARM711X Armstödsmek Plus 45 cm
Armrest Mech. Plus 45 cm

Ⓐ + 2x Ⓜ



- ARM141X Armstödsmek Plus 6100 32 cm
Armrest Mech. Plus 6100 32 cm
- ARM151X Armstödsmek Plus 6100 38 cm
Armrest Mech. Plus Mobile 38 cm
- ARM201X Armstödsmek Plus Hemiplegi 32 cm
Armrest Mech. Plus Hemiplegic 32 cm
- ARM211X Armstödsmek Plus Hemiplegi 38 cm
Armrest Mech. Plus Hemiplegic 38 cm
- ARM301X Armstödsmek Fällbara 32 cm
Armrest Mech. Foldable 32 cm
- ARM311X Armstödsmek Fällbara 38 cm
Armrest Mech. Foldable 38 cm
- ARM401X Armstödsmek Fällbara Hemiplegi 32 cm
Armrest Mech. Foldab. Hemiplegic 32 cm
- ARM411X Armstödsmek Fällbara Hemiplegi 38 cm
Armrest Mech. Foldab. Hemiplegic 38 cm

**Skötselråd**

Produkten bör torkas av och hållas ren från damm och smuts. Vi godkänner rengöringsmedel från 7 upp till max 12 på pH-skalan (koncentrerat).

Destruktion

A - F. Sorteras som brännbart
G & H. Sorteras som metall

Care instructions

The product should be dried and kept clean from dust and dirt. We accept cleaning agents from 7 up to a maximum of 12 on the pH scale (concentrated).

Destruction

A - F. Sorted as combustible
G & H. Sorted as metal