

Monteringssatsen innehåller

STCXXXXXX Överdrag Sits

Förklaring

X:en i artikelnumret är en synonym för samtliga sifferkoder. De två första X:en utgör modell på överdraget, de två mellersta utgör storleken och de två sista utgör material och färg.

Modeller **STCXXXXXX**

10: ErgoMedic 11: ErgoMedic Slowrecovery 20: ErgoMedic PLUS 21: ErgoMedic PLUS Slowrecovery

Storlekar **STCXXXXXX**

Vuxen: 10: 48x48 15: 44x48 20: 44x43 25: 40x48
Universal: 30: 40x43
Barn: 35: 40x39 40: 36x43 45: 36x39 50: 33x35 55: 29x32

Material/Färg **STCXXXXXX**

Plysch:

41: Vinröd 42: Brun 44: Marinblå 45: REAL-blå 46: Grå 48: Svart

Övriga material:

66: Inkontinens 73: Bomullstyg Barn Gul 74: Bomullstyg Barn Blå 75: Väv Vuxen Blå
81: Väv Barn Röd 85: Väv Barn Blå 89: Väv Barn Gul

Utförande

Trä överdraget över stoppdetaljen, vid inkontinensöverdrag skall plyschen vara vänd utåt.
Notera att lappen för storlek och skötselanvisning placeras över sitsens bakkant.
Var noggrann att sömmen på överdraget är trätt jämnt över sitsens kant.

Överdrag finns till alla stoppdetaljer.

Se www.mercado.se eller kontakta Mercado för mer information om överdrag till stoppdetaljer.

