



DIE REAL-STÜHLE HABEN DIE CE-KENNZEICHNUNG  
GEMÄSS DEN SCHWEDISCHEN VORSCHRIFTEN FÜR  
MEDIZINTECHNISCHE PRODUKTE LVFS 2003:11.

REAL 9000 PLUS KIND  
HMV-Nr: 26.11.05.0040

REAL 9000 PLUS ARTHRODESE  
HMV-Nr: 26.46.02.0015

REAL 6100 PLUS EL  
HMV-Nr: 18.99.06.1091

# PRODUKTPALETTE

*Verschiedene REAL-Stühle*



## KURZE BESCHREIBUNG DES UNTERNEHMENS

Mercado Medic AB beschäftigt sich mit Entwicklung, Produktion, Verkauf und Service von Arbeits-/ Trippelstühlen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen sowie von Sonderstühlen für Kliniken, Büros und Industriebetriebe.

Das Unternehmen hat neben Verkaufs- und Servicestellen in ganz Schweden auch eine Tochtergesellschaft in Deutschland und den Niederlanden und exportiert in viele weitere Länder.



## DAS REAL-SYSTEM

Das REAL-System ist ein schwedisches Modulsystem mit hoher Qualität.

Jeder Stuhl kann individuell auf den Nutzer zugeschnitten werden dank einer Vielzahl von Sitzpolstern, Rückenlehnen, Rollen, Verstellmöglichkeiten und Zubehör.

Der REAL-Stuhl ist funktional und komfortabel, perfekt geeignet, um zu Hause und/oder im Büro unterstützt aktiv zu sein.





REAL 9000 PLUS

## REAL 9000 PLUS

ermöglicht es, sich sitzend und mit wenig Beinkraft fortzubewegen und zu Hause und/oder im Büro unterstützt aktiv zu sein.

Er verfügt über eine Sitzhöhenverstellung per Gasfeder mit einem Hubbereich von 20 cm (oder 14 cm) um immer eine ideale Arbeitshaltung zu ermöglichen.

## REAL 9000 PLUS EL

hat eine elektrische Höheneinstellung. Die Sitzhöhe lässt sich um 28 cm (oder 20 cm) regulieren. Hoch stehende Gegenstände lassen sich so leichter erreichen.

Bei dem abgebildetem Stuhl sehen Sie einige Möglichkeiten unseres Ergomedic (PLUS) Sitzsystems.

## REAL 9000 PLUS EL AUFSTEHHILFE

hat neben seiner elektrischen Höheneinstellung und standfesten Bremse eine elektrische Sitzwinkelverstellung um das Aufstehen zu erleichtern.



REAL 9000 PLUS EL



REAL 9000 PLUS EL AUFSTEHHILFE

## REAL 9000 PLUS ARTHRODESE (EL)

ist identisch mit dem REAL 9000 PLUS (EL), aber hat ein funktionelles und komfortables Arthrodesensitzpolster.

Dieses Sitzpolster besteht aus getrennt voneinander verstellbaren Teilen und ermöglicht ein bequemes Sitzen trotz Bewegungseinschränkung in der Hüfte und/oder im Knie.



REAL 9000 PLUS ARTHRODESE  
HMV.-Nr. 26.46.02.0015



## MADE IN SWEDEN

Die Entwicklung und Herstellung erfolgt im eigenen Hause mit modernen Maschinen und erfahrenen Mitarbeitern. Unsere Zentrale finden Sie auf der Insel Lidingö in Schweden.

Wir stehen für:

1. Ergonomie und mit der Hand gefertigte Polsterung.
2. Bequeme, wegklappbare Armlehnen.
3. Einfache Bedienung.
4. Stabile Bein-/Fußunterstützung
5. Schmale Rahmen: beweglich auf kleinem Raum
6. Mittelradantrieb: kleiner Wendekreis!

# + REAL® 6100 PLUS



ist ein schmaler und wendiger Indoor-Elektrollstuhl für Kinder und Erwachsene.

Der Stuhl mit unserem Sitzsystem, Optionen und Zubehör bietet Komfort, eine ergonomische Sitzhaltung, leichte Bedienbarkeit und festen Halt beim Umsetzen oder Aufstehen. Er funktioniert in jeder Situation zuverlässig. Unser REAL 6100 PLUS hat einen kleinen Wendekreis und überwindet Schwellen bis zu 3,8 cm! Der Stuhl ist ideal für ein aktives, selbstständiges Leben im Haus oder beim Arbeiten.

HMV-Nr. 18.99.06.1091

[ Der abgebildete Stuhl ist mit Zusatzoptionen versehen. ]

## REAL 9200 TWIN XXL (EL)

wurde speziell als Sitz-/Aufstehhilfe und Indoor-Fortbewegungsmittel für höhergewichtige Anwender entwickelt.

Dank großer Auswahl an Sitzpolstern, Rückenlehnen, Rollen und Zubehörteilen lässt sich individuell ein optimaler Stuhl zusammenstellen.

Der elektrisch betriebene REAL 9200 TWIN EL bietet eine Hubhöhe von 28 cm. Er ist für ein Nutzergewicht bis zu 275 kg konzipiert. Der manuell betriebene REAL 9200 TWIN bietet eine Sitzhöhenverstellung von 20 cm und unterstützt ein Nutzergewicht von bis zu 180 kg.



REAL 9200 TWIN XXL EL bis zu 275 kg



REAL KARMEN

## REAL KARMEN

ist ein mobiler ergonomischer Stuhl mit Schiebebügel, besonders geeignet für Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime.

Der Stuhl erleichtert die Arbeit des Personals und erhöht die Lebensqualität der Nutzer: Eine aufrechte Sitzhaltung erleichtert das Essen und Trinken. Bei festgestellter Bremse bietet der Stuhl zusätzliche Stabilität und Sicherheit.

## REAL 8100 RÖNTGEN (EL)

ist entwickelt zur Durchführung einer Röntgenaufnahme mit dem Patienten in einer sitzenden Position. Ein Röntgenstuhl unterliegt strengen Anforderungen von Ärzten, Pflegepersonal und Patienten.

Unser Stuhl ist stabil, funktional und einfach zu justieren und zu manövrieren. Außerdem ist er komfortabel und bietet den Patienten eine ergonomisch Sitzhaltung. Dadurch kann die Aufnahme schnell durchgeführt werden.

Die ideale Unterstützung für Personal und Patient.



REAL 8100 RÖNTGEN EL



**REAL 9000 PLUS KIND**  
HMV-Nr. 26.11.05.0040

## REAL 9000 PLUS KIND (EL)

bietet dem Kind Selbständigkeit in allen Bereichen. Unser Modulsystem umfasst:

Ergonomisches ERGOMEDIC (PLUS) Sitzsystem.  
Hierdurch kann eine unterstützte aktive Arbeitshaltung geschaffen werden und unser System mit dem Kind mitwachsen.

Vollverschweißter und nach hinten verlängerter Rahmen.  
Trotz seiner geringen Maße von 43 x 53 (B x T) ist der Rahmen extrem stabil.

Einstellbare Sitzhöhe  
Elektrisch oder mit einer Gasfeder einstellbare Sitzhöhe für eine ergonomische Sitzhaltung im Verhältnis zur Arbeitsfläche.

Zuverlässiges Bremssystem  
Leicht und sicher

## REAL SPIDER

ist unser kleinster Stuhl. Er hat eine niedrige Sitzhöhe ab 17 cm! So kommt auch unser jüngster oder kleinster Nutzer gut mit den Füßen auf den Boden. In Kombination mit maximalem Fußraum ermöglicht der REAL Spider sowohl zu Hause als auch in der Schule leichtes Fortbewegen durch Trippeln.

Der Stuhl verfügt über unser Modulsystem, für das Mercado Medic so bekannt ist. Wir haben viele Optionen und Zubehörteile entwickelt. So bieten wir neben Ergomedic (PLUS) Sitzelementen auch Sitzelemente aus Holz an. Das Sitzpolster ist auf Wunsch mit leichter Polsterung oder mit viskoelastischem Schaum erhältlich.

Dank der modularen Bauweise lässt sich der REAL SPIDER einfach an das Wachstum und an die sich verändernden Anforderungen eines Kindes anpassen.



**REAL SPIDER**



**REAL TISCH 5075**

## REAL TISCH 5075

wurde für aktive Tätigkeiten in allen Bereichen entwickelt, von Lernen bis Spielen. Eine optimale Arbeitshaltung ist immer wieder einzustellen dank der vielen Optionen, wie z.B. eine Aussparung für den Bauch und stufenlosen Verstellmöglichkeiten mit großer Reichweite. Dank dieser Sitzhaltung hat das Kind mehr Energie zum Lesen, Rechnen und Basteln.

# BESONDERESTÜHLE

