



DIE REAL-STÜHLE HABEN DIE CE-KENNZEICHNUNG  
GEMÄSS DEN SCHWEDISCHEN VORSCHRIFTEN FÜR  
MEDIZINTECHNISCHE PRODUKTE LVFS 2003:11.

REAL 9000 PLUS KIND  
HMV-Nr: 26.11.05.0040

REAL 9000 PLUS ARTHRODESE  
HMV-Nr: 26.46.02.0015

REAL 6100 PLUS EL  
HMV-Nr: 18.99.06.1091

# PRODUKTPALETTE

*Verschiedene REAL-Stühle*



## KURZE BESCHREIBUNG DES UNTERNEHMENS

Mercado Medic beschäftigt sich seit 1971 mit Entwicklung, Produktion, Verkauf und Service von Stühlen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen sowie von Sonderstühlen für Kliniken, Büros und Industriebetriebe.

Das Unternehmen hat neben Verkaufs- und Servicestellen in ganz Schweden auch Tochtergesellschaften in Deutschland, Groß-Britannien und den Niederlanden und exportiert in viele weitere Länder.



## DAS REAL-SYSTEM

Von Anfang an strebte Mercado Produkte an, auf die die Leitworte Funktionalität, Sicherheit, Qualität und Flexibilität zutreffen. Das REAL-System umfasst eine große Anzahl an Komponenten, mit denen sich ein speziell an Sie angepasster Stuhl konfigurieren lässt. Für Fälle, in denen das Standardsortiment nicht die optimale Lösung bietet, hält Mercado noch viele weitere Optionen bereit, um Sonderstühle individuell nach Ihren Wünschen anzufertigen. Der REAL-Stuhl ist funktional und komfortabel, perfekt geeignet, um zu Hause und/oder im Büro unterstützt aktiv zu sein.





REAL 9000 PLUS

## REAL 9000 PLUS

ermöglicht es, sich sitzend und mit wenig Beinkraft fortzubewegen und zu Hause und/oder im Büro unterstützt aktiv zu sein.

Er verfügt über eine Sitzhöhenverstellung per Gasfeder mit einem Hubbereich von 20 cm (oder 14 cm) um immer eine ideale Arbeitshaltung zu ermöglichen.

## REAL 9000 PLUS EL

hat eine elektrische Höheneinstellung. Die Sitzhöhe lässt sich um 28 cm (oder 20 cm) regulieren. Hoch stehende Gegenstände lassen sich so leichter erreichen.

Bei dem abgebildeten Stuhl sehen Sie einige Möglichkeiten unseres Ergomedic (PLUS) Sitzsystems.

## REAL 9000 PLUS EL AUFSTEHHILFE

hat neben seiner elektrischen Höheneinstellung und standfesten Bremse eine elektrische Sitzwinkelverstellung um das Aufstehen zu erleichtern.



REAL 9000 PLUS EL



REAL 9000 PLUS EL AUFSTEHHILFE

## REAL 9000 PLUS ARTHRODESE (EL)

ist identisch mit dem REAL 9000 PLUS (EL), aber hat ein funktionelles und komfortables Arthrodesensitzpolster.

Dieses Sitzpolster besteht aus zwei getrennt voneinander verstellbaren Teilen für ergonomisches und bequemes Sitzen trotz Bewegungseinschränkung in der Hüfte oder im Kniegelenk. Eine Bewegungseinschränkung kann durch Gelenkeinschränkung oder Muskelspannung (Spasmen) entstehen.



REAL 9000 PLUS ARTHRODESE  
HMV.-Nr. 26.46.02.0015





## MADE IN SWEDEN

Die Entwicklung und Herstellung erfolgt im eigenen Hause mit modernen Maschinen und erfahrenen Mitarbeitern. Unsere Zentrale finden Sie auf der Insel Lidingö in Schweden.

Wir stehen für:

1. Ergonomie und mit der Hand gefertigte Polsterung.
2. Bequeme, wegklappbare Armlehnen.
3. Einfache Bedienung.
4. Stabile Bein-/Fußunterstützung
5. Schmale Rahmen: beweglich auf kleinem Raum
6. Mittelradantrieb: kleiner Wendekreis!

# ⊕ REAL<sup>®</sup> 6100 PLUS (EL)



ist ein schmaler und wendiger Indoor-Elektrollstuhl für Kinder und Erwachsene.

Der Stuhl mit unserem Sitzsystem, Optionen und Zubehör bietet Komfort, eine ergonomische Sitzhaltung, leichte Bedienbarkeit und festen Halt beim Umsetzen oder Aufstehen. Er funktioniert in jeder Situation zuverlässig. Unser REAL 6100 PLUS hat einen kleinen Wendekreis und überwindet Schwellen bis zu 3,8 cm! Der Stuhl ist ideal für ein aktives, selbstständiges Leben im Haus oder beim Arbeiten.

HMV-Nr. 18.99.06.1091

[ Der abgebildete Stuhl ist mit Zusatzoptionen versehen. ]



## REAL 9200 TWIN XXL (EL)

wurde speziell als Sitz-/Aufstehhilfe und Indoor-Fortbewegungsmittel für höhergewichtige Anwender entwickelt.

Dank großer Auswahl an Sitzpolstern, Rückenlehnen, Rollen und Zubehörteilen lässt sich individuell ein optimaler Stuhl zusammenstellen.

Der elektrisch betriebene REAL 9200 TWIN EL bietet eine Hubhöhe von 28 cm. Er ist für ein Nutzergewicht bis zu 275 kg konzipiert. Der manuell betriebene REAL 9200 TWIN bietet eine Sitzhöhenverstellung von 20 cm und unterstützt ein Nutzergewicht von bis zu 180 kg.



REAL 9200 TWIN XXL EL bis zu 275 kg



REAL 2015 und 2624

## STEHSTÜHLE 2015 UND 2624

mit Rückenlehne oder Brustbeinstütze bieten Entlastung bei einer stehenden oder nach vorne gebeugten (Arbeits-)haltung.

## REAL 8100 PLUS EL RÖNTGEN & MAMMOGRAFIE

sind entwickelt zur Durchführung einer Röntgenaufnahme oder Mammografie-Untersuchung mit dem Patienten in einer sitzenden Position. Ein REAL 8100 Stuhl unterliegt strengen Anforderungen von Ärzten, Pflegepersonal und Patienten.

Unser Stuhl ist stabil, funktional und einfach zu justieren und zu manövrieren. Außerdem ist er komfortabel und bietet den Patienten eine ergonomisch Sitzhaltung. Dadurch kann die Aufnahme schnell durchgeführt werden.

Die ideale Unterstützung für Personal und Patient.



RÖNTGEN

MAMMOGRAFIE



REAL 9000 PLUS KIND  
HMV.-Nr. 26.11.05.0040

## REAL 9000 PLUS KIND (EL)

bietet dem Kind Selbständigkeit in allen Bereichen.  
Unser Modulsystem umfasst:

Ergonomisches ERGOMEDIC (PLUS) Sitzsystem.  
Hierdurch kann eine unterstützte aktive Arbeitshaltung  
geschaffen werden und unser System mit dem Kind  
mitwachsen.

Vollverschweißter und nach hinten verlängerter  
Rahmen. Trotz seiner geringen Maße von 43 x 53 cm (B  
x T) ist der Rahmen extrem stabil.

Einstellbare Sitzhöhe  
Elektrisch oder mit einer Gasfeder einstellbare  
Sitzhöhe für eine ergonomische Sitzhaltung im  
Verhältnis zur Arbeitsfläche.

Zuverlässiges Bremssystem.

## REAL SPIDER

ist unser kleinster Stuhl. Er hat eine niedrige Sitzhöhe  
ab 17 cm! So kommt auch unser jüngster oder  
kleinster Nutzer gut mit den Füßen auf den Boden.  
In Kombination mit maximalem Fußraum ermöglicht  
der REAL Spider sowohl zu Hause als auch in der  
Schule leichtes Fortbewegen durch Trippeln.

Der Stuhl verfügt über unser Modulsystem, für  
das Mercado Medic so bekannt ist. Wir haben  
viele Optionen und Zubehörteile entwickelt. So  
bieten wir neben Ergomedic (PLUS) Sitzelementen  
auch Sitzelemente aus Holz an. Das Sitzpolster  
ist auf Wunsch mit leichter Polsterung oder mit  
viskoelastischem Schaum erhältlich.

Dank der modularen Bauweise lässt sich der REAL  
SPIDER einfach an das Wachstum und an die sich  
verändernden Anforderungen eines Kindes anpassen.



REAL SPIDER




TISCH SCRIBA

## TISCH SCRIBA

Der Mercado Kindertherapietisch SCRIBA wurde für  
aktives Lernen und Spielen entwickelt. Der Tisch  
kann dank der vielen Optionen (Ausparung für den  
Bauch und stufenlose Verstellmöglichkeiten mit  
großer Reichweite) individuell an Ihr Kind angepasst  
und eingestellt werden.



# BESONDERESTÜHLE



Mercado Medic Deutschland GmbH  
Dieselstraße 12a  
50259 Pulheim

Telefon  
T. +49 2238 844 86 40

E-mail und Internet  
info@mercadomedic.de  
www.mercadomedic.de